



AQUABRASION DEVICE
Model Number: BD0030EBCOE

User Manual
Ръководство за потребителя
Užívateľská príručka
Brugsanvisning
Benutzerhandbuch
Gebruiksaanwijzing
Kasutusjuhend
Εγχειρίδιο χρήστη
Manual del usuario
Guide de l'utilisateur
Korisnički priručnik
Manuale Utente
Lietotāja rokasgrāmata
Naudotojo vadovas
Használati útmutató
Gebruiksaanwijzing
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Manual do utilizador
Manual de utilizare
Navodila za uporabo
Užívateľská príručka
Käyttöohje
Bruksanvisning
Kullanım Kılavuzu
Посібник користувача

English	3
Български език	14
Čeština	25
Dansk	36
Deutsch	47
Eesti keel	58
Ελληνικά	69
Español.....	80
Français	91
Hrvatski	102
Italiano	113
Latviešu valodā	124
Lietuvių kalba	135
Magyar	146
Nederlands	157
Norsk	168
Polski	179
Português	190
Română	201
Slovenščina	212
Slovenský jazyk	223
Suomi	234
Sverige.....	245
Türkçe.....	256
Українською	267

USER MANUAL

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion is intended to be used as part of ARTISTRY LABS Retexturizing System with ARTISTRY LABS Retexturizing Peel and ARTISTRY LABS Retexturizing Serum. See page 10 for complete Treatment System instructions. This 28 Day Skincare System is recommended to be used every quarter.



NOTICE: Before using the device for the first time, it is essential to read the instructions and safety information in this booklet to ensure proper use and to achieve your best results. We recommend saving these instructions for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

The following basic safety precautions apply when using electrical appliances, please read all instructions before use. And keep this instruction manual for future use.

- (1) This product is intended for household and indoor use only. Do not use this product for commercial use, and do not use it outdoors.
- (2) This appliance must be used exclusively by adults. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

WARNING



Do not stare at the operating light source.


Table of Contents

- Device Information
- Charging Information
- SUCTION Mode
- SERUM Mode
- Cleaning Method
- Weekly System Regimen
- Safety & Caution
- Technical Information
- Certifications and Marks of Conformity
- Distributor & Manufacturer Contact Information
- Customer Service Information
- Warranty


Device Information

Components

- Device x 1
- Device Cradle x 1
- Water Tank Holder x 1
- SUCTION Nozzle Head x 2 (Large/Small Nozzle)
- SERUM Dome Attachment x 1
- USB-C Cable x 1
- User Manual x 1
- Cleaning Brush x 1



Device Structure



Charging Information

Before Use: Charge the Device with USB-C Cable provided. Charging time can vary by country and outlet.

How to Charge

1. Ensure Tanks are empty. Securely place the Device upright in the Cradle.
2. Use the USB-C Cable provided to charge the Device*
3. A red light will be displayed around the POWER Button while charging. When the Device is fully charged, the light will turn green.
4. When charging is complete, unplug it. The Device will not operate while plugged in.

* 5V adapter is required (not included). Do not use a quick/fast USB adapter.



Low Battery Indicator

When the battery Power is less than 5%, the Device will beep several times and a red light will blink around the POWER Button. The Device will not work. Follow the steps above to charge the Device.

Turning the Device On/Off and Changing Modes/Levels

- To turn the Device on, press the POWER Button. A white light will indicate the Device is on.
- To select the appropriate Suction level, press the POWER Button again for Level 1; press twice for Level 2; press three times for Level 3.
- To select SERUM Mode, press the SERUM Button once the Device is on.
- To turn the Device off, press and hold the POWER Button for 2 seconds.

NOTE: You may turn the Device off whenever necessary or desired.

SUCTION Mode Developed to use after ARTISTRY LABS Retexturizing Peel

Suction Nozzle Selection

There are two sizes of Suction Nozzles for different areas of your face.

- Small Nozzle: For smaller crevices like the nose area.
- Large Nozzle: For larger areas like the forehead, cheeks, and chin.




Changing the Suction Nozzle

Ensure the Device is off prior to changing the Suction Nozzles. To remove the Suction Nozzle from the Device, gently pull outward. To replace the Nozzle, align the point on Nozzle with the triangle on Device and firmly push it into place while sliding it onto the ports.

NOTE: When changing Nozzles, it is easier to do when hands are dry.

Suction Levels

The Device has three Suction Levels to choose from depending on your skin tolerance. We suggest starting with Level 1 and then increasing intensity depending on your comfort Suction Level. Turn the Device on and select the appropriate Suction Level by using the POWER Button: Press once more for Level 1; press twice for Level 2; and press three times for Level 3.

LEVEL	DESCRIPTION	INDICATOR LIGHT
Level 1	Low Suction	Blue 
Level 2	Medium Suction	Yellow 
Level 3	High Suction	Pink 

Filling the Water Tank

1. Remove the Bottom Cap.
2. Firmly grip the top half of the Device and pull the Water Tank down with the other hand to remove it from the Device.
3. Fill the Water Tank with water until it reaches the MAX limit line*.

*Do not overfill past the MAX limit line.

4. Push the Water Tank securely back into place.
5. Replace the Bottom Cap.




Suction Treatment Instructions

1. Place the appropriate Suction Nozzle on the Device.
2. Fill the Water Tank with water.
3. Turn the Device on by pressing the POWER Button.
4. Choose the appropriate Suction Level by pressing the POWER Button again accordingly.

*The Device will take a few seconds to “ramp up” and get up to speed.

5. Gently sweep the Device across the face ensuring the Suction Nozzle is in good contact with the skin. Follow the diagram below for directions for treatment.
6. Continue until the entire face has been treated.



NOTE:

- Avoid the eye area.
- Do not hover the Device in a single spot for more than 3 seconds.
- If the Device is tipped too much, the Device will shut off. Restart the Device and continue treatment.
- Stop using it if you feel excessive discomfort.
- You may experience slight redness of your skin during use. This is normal.
- Do not operate in Suction Mode without water in the Water Tank.
- Empty the Waste Tank and refill the clean Water Tank as many times as necessary throughout treatment. The Waste Tank is not removable from the Device.
- Do not shake, tip, or lay the Device down when the Waste Tank is filled with water.
- The Device will automatically turn off after 5 minutes of use in Suction Mode to save power. If needed, turn the Device back on and continue the treatment.


When Suction Treatment is Complete

1. Press the POWER Button for 2 seconds to turn the Device off.
2. Hold the device upright over the sink then slightly tilt to avoid spilling over your hands.
3. Remove the bottom cap from the Waste Tank to allow the wastewater to drain then replace the cap and follow cleaning instructions.
4. Ensure the Device and Suction Nozzles are properly cleaned and dry.

SERUM Mode Developed to use after ARTISTRY LABS Retexturizing Serum

SERUM Treatment Instructions

1. Attach the SERUM Dome Attachment to the Device by aligning the point on the Dome Attachment with the triangle on the Device.
2. Push the Dome Attachment into place while sliding onto the ports.
3. Turn the Device on by pressing the POWER Button.
4. Press the SERUM Button. A red light will appear inside the Dome Attachment.
5. Starting at the top of the forehead, lightly touch the Dome on the face. The Device will beep after 3 seconds. Move 2-3cm (1 inch) and repeat until the entire face is treated.



NOTE:

- Avoid the eye area.
- Do not shine LED light into your eyes. If necessary, close your eyes during treatment.
- SERUM Mode will last 10 minutes, but you may turn the Device off at any time.

When the SERUM Treatment is Complete

1. Press the POWER Button for 2 seconds to turn off the Device.
2. Grasp the Dome Attachment by the sides with two fingers and gently pull it outward and rinse it to clean.
3. Return the Device to the Cradle and plug it in to charge.

Cleaning Method


Please turn off the Device before cleaning.

This appliance should be cleaned after every use to avoid the accumulation of grease and other residues.

Cleaning and user maintenance shall not be done by children without adult supervision.

Cleaning Mode after Using the SUCTION Mode

- Place the Large Suction Nozzle on the Device.
- Fill the Water Tank with water until it reaches the MAX limit line.
- Turn the Device on by pressing the POWER Button then press and hold the SERUM Button for 2 seconds to start the Cleaning Mode.
- Turn the Dome Attachment upside down and securely hold it on top of the Large Suction Nozzle.
* Hold the Device upright. If the Device is tilted too much, it will beep and shut off. If this occurs, hold the Device upright and turn it on to continue cleaning.
- When the water in the Water Tank is exhausted, press and hold the POWER Button for 2 seconds to turn the Device off.
- Hold the device upright and remove the Bottom Cap to empty the Waste Tank.
- Separate the Water Tank and place it on the Cradle's Water Tank Holder.
- Remove the Large Suction Nozzle and gently rinse the Suction Nozzles, Dome Attachment, and Bottom Cap with water.
- Return the Device to the Cradle and allow all the components to completely dry.



How to clean the Waste Tank

- Remove Bottom Cap and empty the Waste Tank.
- Use the brush and dampen it to clean the Waste Tank walls thoroughly and gently.
- Return the Device to the Cradle and allow the Waste Tank to completely dry.

NOTE:

- Avoid soap and excessive/aggressive wiping or brushing. It may cause damage.
- Do not shake, tip, or lay the Device down when the Water Tank or Waste Tank is filled with water. The Device should remain in the upright position if either Tank still contains water.
- Water may seep out of the drain hole. This to protect the pump from water backflow if the Device is tilted too much while the Waste Tank contains water.

[Weekly System Regimen]

ARTISTRY LABS Retexturizing System

This Treatment System consists of two different regimens: Peel Day and Non-Peel Day.

Follow this weekly regimen below for 4 weeks, ensure Peel is used on non-consecutive days:

DAY 1 Peel Day	DAY 2 Non-Peel Day	DAY 3 Non-Peel Day	DAY 4 Peel Day
PEEL DAY INSTRUCTIONS:			
AM:			
<ul style="list-style-type: none"> Apply 2 pumps of Serum to the entire face using fingertips. Let fully absorb and completely dry. 			
PM:			
<ul style="list-style-type: none"> Apply 6-8 pumps of Peel with fingertips onto cleansed skin. Spread as a layer and leave on for 8 minutes. Thoroughly rinse face with water to remove Peel and pat dry. Use the Device + Suction Nozzle to remove skin debris and to extract pores. Pat skin dry. Apply 2 pumps of Serum to the entire face using fingertips. Let fully absorb and completely dry. Follow with Device in SERUM mode + Dome Attachment. 			
DAY 5 Non-Peel Day	DAY 6 Non-Peel Day	DAY 7 Non-Peel Day	
NON-PEEL DAY INSTRUCTIONS:			
AM:			
<ul style="list-style-type: none"> Apply 2 pumps of Serum to the entire face using fingertips. Let fully absorb and completely dry. 			
PM:			
<ul style="list-style-type: none"> Apply 2 pumps of Serum to the entire face using fingertips. Let fully absorb and completely dry. Follow with Device in SERUM mode + Dome Attachment. 			

Skincare products and Device should avoid contact with eyes. If at any time persistent redness, burning, or stinging occurs, discontinue use and/or rinse face. Follow AM and PM steps with a moisturizer.

Order of Use with your daily Skincare Regimen:

- Daytime Regimen: Cleanser, Toner, Retexturizing Serum, Moisturizer and/or SPF.
- Nighttime Regimen with Peel: Cleanser, Retexturizing Peel, Device + Suction Nozzle, Toner, Retexturizing Serum, Device in SERUM Mode + Dome attachment, Moisturizer.
- Nighttime Regimen without Peel: Cleanser, Toner, Retexturizing Serum, Device + SERUM Mode + Dome Attachment, Moisturizer.

Safety & Caution



The manufacturer and distributors are not responsible for Device failure or damages as a result of not following the use instructions and warnings set in this manual.

Safety Statement

1. Do not use the Device if you:
 - Have a facial implant (e.g. metal, silicone)
 - Have eczema, dermatitis, or other skin ailments.
 - Are pregnant or breastfeeding.
2. Consult a doctor:
 - If you had recent facial surgery
 - If you are under medical treatment.
3. Do not use the Device on the following areas:
 - Injured, inflamed, or irritated skin
 - Where surgery was performed
 - Eyes and areas around the eyes
 - Where hair removal treatment has recently been performed (less than 24 hours)
 - Areas with pain perception or sensory disabilities

Caution Statements

1. To avoid potential fire hazards, electric shock or injury, or damage to the Device:
 - Do not expose the Device to extreme temperatures (higher than 45°C (113°F) or lower than 0°C (32°F)), heat sources, direct sunlight, or flammable materials.
 - Do not clean with flammable substances such as alcohol, benzene, or thinner.
 - Do not use the Device if it emits smoke, odor, or unusual noise.
 - Do not place the Device in a microwave or high-pressure container.
 - Do not modify or repair the Device.
 - Do not drop, throw, or apply heavy impact to the Device.
 - Do not submerge the Device in water and avoid contact with a large amount of water.
 - Do not charge the Device in a damp place.
 - Use dry hands with charging cable/electrical outlet.
 - Keep the Device out of the reach of children (under 12 years of age).
2. For optimal Device performance:
 - Power off when not in use.
 - Charge the Device by connecting the included USB-C cable to the 5V adapter to charge. Do not use a quick/fast USB Adapter.
 - Turn the Device off before charging.
 - Fully charge the battery at least every 4 weeks when not in use. This will help maintain the battery lifespan.
 - Turn the Device off prior to changing the suction nozzles/dome. A malfunction may occur if the Device is left on while changing the attachments.
 - Do not turn the Device upside down.
 - Do not use detergent or boiling water to cleanse the Suctions Nozzles / Dome Attachment as it may cause discoloration or corrosion.
 - Do not expose the Device or Components to direct sunlight for an extended period of time as it may cause discoloration or affect product performance.

TECHNICAL INFORMATION

Product Name: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Model Number: BD0030EBCOE

Rated Voltage/Input: 3.7 V DC/ 1.4 A

Contains: Li-polymer 900 mA Rechargeable Battery

USB-C cable included.

Local charger – not included.

Charging indicator – present

Device size parameters (mm)

Body: 231.5(H)*52(W)*45(L)

Cradle: 108(H)*116.5(W)*76(L)

Device weight: 255g (main body), 70g(cradle)

Materials used:

Device Body Plastic: P.C+ABS white

Waster and Water Tank material: ECOZEN (clean)

Nozzle Tips: Silicone

Cap lens: P.C

Operating temperature: 5°C~25°C (41F - 77F)

Storage conditions: away from direct sunlight, in a dry place, out of children's reach

Storage temperature: at -20°C~ +25°C (-4F - 77F)

Battery

Model name: XK603048

Battery Manufacturer: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Manufacture Date: Marked separately on battery.

A/S center: 031-701-0951

MADE IN KOREA

DEVICE CERTIFICATIONS / MARKS OF CONFORMITY:

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This electronic equipment is in conformity with relevant European harmonization legislation on consumer and environmental safety.



WASTE AND ENVIRONMENT



This electronic must be disposed separately from household waste at its life end. Please dispose of it at your local recycling system. Correct Disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other countries with separate collection systems) The European Directive 2012/19/EU on Waste Facilities Electrical and Electronic (WEEE) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local authority office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

WARRANTY:

Please visit Amway website product page in your country for warranty details.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Устройството ARTISTRY LABS™ Aquabrasion е предназначено за употреба като част от ретекстурираща система ARTISTRY LABS с ARTISTRY LABS Ретекстуриращ пилинг и ARTISTRY LABS Ретекстуриращ серум. Вижте страница 21 за пълни инструкции относно терапевтичната система. Препоръчително е тази 28-дневна система за грижа за кожата да се използва на всяко тримесечие.



УВЕДОМЛЕНИЕ: Преди да използвате устройството за първи път, важно е да прочетете инструкциите и информацията за безопасност в тази брошура, за да гарантирате правилна употреба и да постигнете най-добри резултати. Препоръчваме да запазите тези инструкции за бъдещи справки.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

При използване на електрически уреди се прилагат следните основни предпазни мерки за безопасност; моля, прочетете всички инструкции преди употреба. И запазете това ръководство с инструкции за бъдеща употреба.

- (1) Този продукт е предназначен само за домашна употреба на закрито. Не използвайте този продукт за търговски цели и не го използвайте на открито.
- (2) Този уред трябва да се използва само от възрастни. Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако им е бил осигурен надзор или инструктаж относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не се взирайте в работещия източник на светлина.

Съдържание

- Информация за устройството
- Информация за зареждане
- Режим ЗАСМУКВАНЕ
- Режим СЕРУМ
- Метод на почистване
- Седмичен режим на системата
- Безопасност и внимание
- Техническа информация
- Сертификати и маркировки за съответствие
- Информация за контакт с дистрибутори и производителя
- Информация за обслужване на клиенти
- Гаранция


Информация за устройството

Компоненти

- Устройство - 1 бр.
- Поставка за устройството - 1 бр.
- Държач за резервоар за вода - 1 бр.
- Глава на СМУКАТЕЛНА дюза - 2 бр. (голяма/малка дюза)
- Куполна приставка за СЕРУМ - 1 бр.
- USB-C кабел - 1 бр.
- Ръководство за потребителя - 1 бр.
- Четка за почистване - 1 бр.



Структура на устройството



Информация за зареждане

Преди употреба: Заредете устройството с предоставения USB-C кабел. Времето за зареждане може да варира по държави и контакти.

Как се зарежда

1. Уверете се, че резервоарите са празни. Поставете стабилно устройството изправено в поставката.
2. Използвайте предоставения USB-C кабел, за да заредите устройството*
3. По време на зареждане около бутона ВКЛЮЧВАНЕ ще се показва червена светлина. Когато устройството се зареди напълно, светлината ще стане зелена.
4. Когато зареждането приключи, изключете го от контакта. Устройството няма да работи, докато е включено в контакта.

* Необходим е 5V адаптер (не е включен). Не използвайте бърз USB адаптер.



Индикатор за изтощена батерия

Когато мощността на батерията е по-малко от 5%, устройството ще издаде звук сигнал няколко пъти и около бутон ВКЛЮЧВАНЕ ще мига червена светлина. Устройството няма да работи. Следвайте стъпките по-горе, за да заредите устройството.

Включване/изключване на устройството и смяна на режими/нива

- За да включите устройството, натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ. Бяла светлина ще покаже, че устройството е включено.
- За да изберете подходящото ниво на засмукване, натиснете отново бутон ВКЛЮЧВАНЕ за ниво 1; натиснете два пъти за ниво 2; натиснете три пъти за ниво 3.
- За да изберете режим СЕРУМ, натиснете бутона СЕРУМ, след като устройството е включено.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона ВКЛЮЧВАНЕ 2 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изключите устройството при необходимост или когато желаете.

Режим ЗАСМУКВАНЕ Разработен за употреба след ARTISTRY LABS Ретекстуриращ пилинг

Избор на смукателна дюза

Има два размера смукателни дюзи за различните зони на лицето ви.

- Малка дюза: За по-малки отвори като зоната на носа.
- Голяма дюза: За по-големи зони като челото, бузите и брадичката.




Смяна на смукателната дюза

Уверете се, че устройството е изключено преди смяна на смукателните дюзи. За да извадите смукателната дюза от устройството, внимателно я издърпайте навън. За да смените дюзата, изравнете точката на дюзата с триъгълника на устройството и я притиснете силно на място, докато я плъзгате по портовете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато сменяте дюзите, това става по-лесно със сухи ръце.

Нива на засмукване

Устройството има три нива на засмукване, от които можете да избирате в зависимост от поносимостта на кожата си. Предлагаме да започнете с ниво 1 и след това да увеличавате интензивността в зависимост от комфортното си ниво на засмукване. Включете устройството и изберете подходящото ниво на засмукване посредством бутон ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете още веднъж за ниво 1; натиснете два пъти за ниво 2; и натиснете три пъти за ниво 3.

НИВО	ОПИСАНИЕ	СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
Ниво 1	Слабо засмукване	Синьо 
Ниво 2	Средно засмукване	Жълто 
Ниво 3	Силно засмукване	Розово 

Пълнене на резервоара за вода

1. Отстранете долната капачка.
2. Хванете здраво горната половина на устройството и издърпайте резервоара за вода надолу с другата ръка, за да го извадите от устройството.
3. Напълнете резервоара с вода, докато водата достигне ограничителната линия МАКС.*

*Не препълвайте над ограничителната линия МАКС.

4. Натиснете стабилен резервоара за вода обратно на мястото му.
5. Сменете долната капачка.



Инструкции за терапията със засмукване

1. Поставете подходящата смукателна дюза на устройството.
 2. Напълнете резервоара за вода с вода.
 3. Включете устройството, като натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ.
 4. Изберете подходящото ниво на засмукване, като натиснете отново бутона ВКЛЮЧВАНЕ по съответния начин.
- *Ще отнеме няколко секунди устройството да “загрее” и да набере скорост.
5. Внимателно плъзгайте устройството по лицето, като следите смукателната дюза да е в добър контакт с кожата. Следвайте диаграмата по-долу за указания за терапията.
 6. Продължете така, докато не обработите цялото лице.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Избягвайте околоочната зона.
- Не задържайте устройството на едно място повече от 3 секунди.
- Ако устройството се наклони прекалено много, то ще се изключи. Рестартирайте устройството и продължете терапията.
- Спрете да го използвате, ако почувствате прекомерен дискомфорт.
- По време на употреба може да получите леко зачервяване на кожата си. Това е нормално.
- Не работете с уреда в режим “Засмукване” без вода в резервоара за вода.
- Изпразнете резервоара за отпадъци и напълнете отново чистия резервоар за вода колкото пъти е необходимо през цялата терапевтична процедура. Резервоарът за отпадъци не може да се отделя от устройството.
- Не разклащайте, не накланяйте и не оставяйте устройството, когато резервоарът за вода е пълен с вода.
- Устройството ще се изключи автоматично след 5 минути използване в режим “Засмукване”, за да пести енергия. Ако е необходимо, включете отново устройството и продължете процедурата.


Когато терапията със засмукване приключи

1. Натиснете бутон ВКЛЮЧВАНЕ за 2 секунди, за да изключите устройството.
2. Дръжте устройството изправено над мивката, след което леко го наклонете, за да избегнете разливане по ръцете си.
3. Отстранете долната капачка от резервоара за отпадъци, за да позволите отпадъчната вода да се оттече, след което поставете обратно капачката и следвайте инструкциите за почистване.
4. Уверете се, че устройството и смукателните дюзи са добре почистени и сухи.

Режим СЕРУМ Разработен за употреба след ARTISTRY LABS Ретекстуриращ серум

Инструкции за терапията със СЕРУМ

1. Прикрепете куполната приставка за СЕРУМ към устройството, като изравните точката на куполната приставка с триъгълника на устройството.
2. Натиснете приставката на мястото ѝ, докато плъзгате по портовете.
3. Включете устройството, като натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ.
4. Натиснете бутона СЕРУМ. В куполната приставка ще се появи червена светлина.
5. Започвайки от върха на челото, докоснете леко приставката по лицето. Устройството ще издаде звуков сигнал след 3 секунди. Преместете 2-3 см (1 инч) и повторете, докато не покриете цялото лице.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Избягвайте околоочната зона.
- Не насочвайте LED светлината към очите си. Ако е необходимо, затворете очи по време на процедурата.
- Режим СЕРУМ ще трае 10 минути, но можете да изключите устройството по всяко време.

Когато СЕРУМ терапията приключи

1. Натиснете бутон ВКЛЮЧВАНЕ за 2 секунди, за да изключите устройството.
2. Хванете куполната приставката отстрани с два пръста и внимателно я издърпайте навън, след което я изплакнете, за да я почистите.
3. Върнете устройството в поставката и го включете да се зарежда.

Метод на почистване

Моля, изключете устройството преди почистване.

Този уред трябва да се почиства след всяка употреба, за да се избегне натрупването на мазнини и други остатъци.

Почищането и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор от възрастни.

Режим на почистване след използване на режим "Засмукване"

1. Поставете голямата смукателна дюза на устройството.
2. Напълнете с вода резервоара за вода до достигане на ограничителната линия МАКС.
3. Включете устройството, като натиснете бутона ВКЛЮЧВАНЕ, след което натиснете и задръжте бутон СЕРУМ 2 секунди, за да стартирате режима на почистване.
4. Обърнете куполната приставка с главата надолу и я дръжте здраво върху голямата смукателна дюза.

* Дръжте устройството изправено. Ако устройството се наклони прекалено много, то ще издаде звуков сигнал и ще се изключи. Ако това се случи, дръжте устройството изправено и го включете отново, за да продължите почищането.



5. Когато водата в резервоара за вода свърши, натиснете и задръжте бутон ВКЛЮЧВАНЕ за 2 секунди, за да изключите устройството.
6. Дръжте устройството изправено и отстранете долната капачка, за да изпразните резервоара за отпадъци.
7. Отделете резервоара за вода и го поставете върху държача за резервоар на поставката.
8. Извадете голямата смукателна дюза и внимателно изплакнете с вода смукателните дюзи, куполната приставка и долната капачка.
9. Върнете устройството в поставката и оставете компонентите да изсъхнат напълно.

Как да почистите резервоара за отпадъци

1. Отстранете долната капачка и изпразнете резервоара за отпадъци.
2. Използвайте четката и я навлажнете, за да почистите старателно и нежно стените на резервоара за отпадъци.
3. Върнете устройството в поставката и оставете резервоара за отпадъци да изсъхне напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Избягвайте сапун и прекомерно/агресивно бърсане или четкане. Това може да повреди уреда.
- Не разклащайте, не накланяйте и не оставяйте устройството, когато резервоарът за вода или резервоарът за отпадъци е пълен с вода. Устройството трябва да остане в изправено положение, ако един от резервоарите още съдържа вода.
- От дренажния отвор може да изтича вода. Това е за защита на помпата от обратен поток на вода, ако устройството е наклонено твърде много, докато резервоарът за отпадъци съдържа вода.



[Седмичен режим на системата]

ARTISTRY LABS Ретекстурираща система

Тази терапевтична система се състои от два различни режима: Ден с пилинг и ден без пилинг. Следвайте седмичния режим по-долу в продължение на 4 седмици и се уверете, че пилингът се използва в непоследователни дни:

ДЕН 1 Ден с пилинг	ДЕН 2 Ден без пилинг	ДЕН 3 Ден без пилинг	ДЕН 4 Ден с пилинг
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕН С ПИЛИНГ:			
Сутрин:			
<ul style="list-style-type: none">Нанесете количество серум от две изпомпвания по цялото лице с върха на пръстите. Оставете го да попие изцяло и да изсъхне напълно.			
Следобед:			
<ul style="list-style-type: none">Нанесете количество пилинг от 6-8 изпомпвания с върха на пръстите върху почистена кожа. Разнесете го като слой и оставете така 8 минути.Изплакнете обилно лицето с вода, за да отстраните пилинга, след което подсушете с леко потупване.Използвайте устройството + смукателната дюза, за да отстраните остатъците от кожа и да извадите порите. Подсушете кожата с потупване.Нанесете количество серум от две изпомпвания по цялото лице с върха на пръстите. Оставете го да попие изцяло и да изсъхне напълно.Последвайте с процедура на устройството в режим СЕРУМ + куполната приставка.			

ДЕН 5 Ден без пилинг	ДЕН 6 Ден без пилинг	ДЕН 7 Ден без пилинг
ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕН БЕЗ ПИЛИНГ:		
Сутрин:		
<ul style="list-style-type: none">Нанесете количество серум от две изпомпвания по цялото лице с върха на пръстите. Оставете го да попие изцяло и да изсъхне напълно.		
Следобед:		
<ul style="list-style-type: none">Нанесете количество серум от две изпомпвания по цялото лице с върха на пръстите. Оставете го да попие изцяло и да изсъхне напълно.Последвайте с процедура на устройството в режим СЕРУМ + куполната приставка.		

Трябва да избягвате контакт на продуктите за грижа за кожата и устройството с очите. Ако в който и да е момент се появи упорито зачервяване, парене или смъдене, прекратете употребата и/или изплакнете лицето. Последвайте сутрешните и следобедните стъпки с хидратант.

Ред на употреба с вашия ежедневен режим на грижа за кожата:

- Дневен режим:** Средство за почистване, тоник, ретекстуриращ серум, хидратант и/или слънцезащита.
- Нощен режим с пилинг:** Средство за почистване, ретекстуриращ пилинг, устройство + смукателна дюза, тоник, ретекстуриращ серум, устройство в режим СЕРУМ + куполна приставка, хидратант.
- Нощен режим без пилинг:** Средство за почистване, тоник, ретекстуриращ серум, устройство + режим СЕРУМ + куполна приставка, хидратант.

Безопасност и внимание



Производителят и дистрибуторите не носят отговорност за неизправност или повреда на устройството в резултат на неспазване на инструкциите за употреба и предупрежденията, изложени в това ръководство.

Декларация за безопасността

- Не използвайте устройството, ако:
 - имате лицев имплант (напр. метален, силиконов)
 - имате екзема, дерматит или други кожни заболявания
 - сте бременна или кърмите.
- Консултирайте се с лекар:
 - ако наскоро сте имали операция на лицето
 - ако сте на медицинско лечение
- Не използвайте устройството върху следните зони:
 - наранена, възпалена или раздразнена кожа
 - където е била извършена операция
 - очите и околоочната зона
 - където е била извършена процедура за обезкосмяване (по-малко от 24 часа)
 - зони с усещане за болка или сензорни увреждания

Предупреждения за внимание

- За да избегнете потенциални опасности от пожар, токов удар или нараняване, или повреда на устройството.
 - Не излагайте устройството на екстремни температури (по-високи от 45°C (113°F) или по-ниски от 0°C (32°F)), източници на топлина, пряка слънчева светлина или запалими материали.
 - Не почиствайте със запалими вещества като алкохол, бензол или разреждател.
 - Не използвайте устройството, ако излъчва дим, миризма или необичаен шум.
 - Не поставяйте устройството в микровълнова печка или контейнер под високо налягане.
 - Не модифицирайте и не ремонтирайте устройството.
 - Не изпускайте, не хвърляйте и не удряйте силно устройството.
 - Не потапяйте устройството във вода и избягвайте контакт с голямо количество вода.
 - Не зареждайте устройството на влажно място.
 - Използвайте сухи ръце с кабела за зареждане/електрическият контакт.
 - Пазете устройството далеч от деца (под 12-годишна възраст).
- За оптимална работа на устройството:
 - Изключвайте го, когато не се използва.
 - Зареждайте устройството, като свържете включения USB-C кабел към 5V адаптера за зареждане. Не използвайте бърз USB адаптер.
 - Изключете устройството преди зареждане.
 - Зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки 4 седмици, когато не се използва. Това ще помогне да поддържате живота на батерията.
 - Изключете устройството, преди да смените смукателните дюзи/купол. Може да възникне неизправност, ако устройството бъде оставено включено, докато сменяте приставките.
 - Не обръщайте устройството с главата надолу.
 - Не използвайте почистващ препарат или вряща вода за почистване на смукателните дюзи/куполната приставка, тъй като това може да причини обезцветяване или корозия.
 - Не излагайте устройството или компонентите на пряка слънчева светлина за продължителен период от време**, тъй като това може да причини обезцветяване или да засегне работата на продукта.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на продукта: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Модел номер: BD0030EBCOE

Номинално напрежение/входно: 3.7 V DC/ 1.4 A

Съдържа: Литиево-полимерна 900 mA акумулаторна батерия

Включен USB-C кабел.

Местно зарядно устройство – не е включено.

Индикатор за зареждане – налице

Параметри на размерите на устройството (mm)

Корпус: 231.5(В)*52(Ш)*45(Д)

Поставка: 108(В)*116.5(Ш)*76(Д)

Тегло на устройството: 255 гр. (основно тяло), 70 гр. (поставка)

Използвани материали:

Пластмаса на корпуса на устройството: P.C+ABS - бяло

Материал на резервоарите за вода и отпадъци: Екозен (чист)

Накрайници на дюзите: Силикон

Капачка на обектива: P.C

Работна температура: 5°C~25°C (41F - 77F)

Условия за съхранение: далеч от пряка слънчева светлина, на сухо място, недостъпно за деца

Температура на съхранение: при -20°C~ +25°C (-4F - 77F)

Батерия

Име на модела: XK603048

Производител на батерията: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Гуангдонг.

Дата на производство: Отбелязана отделно на батерията.

Сервизен център: 031-701-0951

ПРОИЗВЕДЕНО В КОРЕЯ

СЕРТИФИКАТИ / МАРКИРОВКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА УСТРОЙСТВОТО:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - EО

Това електронно оборудване е в съответствие със съответното европейско законодателство за хармонизацията относно безопасността на потребителите и околната среда.



ОТПАДЪЦИ И ОКОЛНА СРЕДА

Тази електроника трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци в края на експлоатационния си живот. Моля, изхвърлете я в местната система за рециклиране.

Правилно изхвърляне на този продукт (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране) Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE/OEEO) Тази маркировка, показана върху продукта или документацията към него, сочи, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния си живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране, битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба.

ГАРАНЦИЯ:

За подробности относно гаранцията моля, посетете страницата на продукта на уебсайта на Amway във вашата държава.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení ARTISTRY LABS™ Aquabrasion je určeno k používání v rámci Systému pro obnovu textury pleti ARTISTRY LABS s ARTISTRY LABS Peelingem pro obnovu textury a ARTISTRY LABS Sérem pro obnovu textury. Všechny pokyny k systému ošetření jsou uvedeny na straně 32. Tento 28denní systém péče o pleť doporučujeme používat každého čtvrt roku.



UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím zařízení je nezbytné přečíst si pokyny a bezpečnostní informace obsažené v této příručce, abyste zajistili řádné užívání a dosáhli nejlepších výsledků. Doporučujeme uchovat tyto pokyny pro pozdější použití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů platí následující základní bezpečnostní opatření. Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.

- (1) Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a v interiéru. Nepoužívejte tento výrobek pro komerční účely a nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
- (2) Zařízení mohou používat výhradně dospělí. Zařízení mohou používat děti od osmi let a lidé se zhoršenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly o způsobu bezpečného používání zařízení poučeny a chápou možná rizika. Toto zařízení není určeno na hraní dětem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

VAROVÁNÍ



Nedívejte se do zapnutého zdroje světla.

Obsah

- Informace o zařízení
- Informace o způsobu nabíjení
- Režim SÁNÍ
- Režim SÉRUM
- Způsob čištění
- Jak zařízení používat během jednoho týdne
- Bezpečnost a opatrnost při používání
- Technické údaje
- Certifikace a značky shody
- Kontaktní údaje distributora a výrobce
- Záruka
- Kontaktní centrum


Informace o přístroji

Součásti

- 1× zařízení
- 1× stojánek na přístroj
- 1× držák zásobníku na vodu
- 2× sací tryska (velká/malá)
- 1× kulatý nástavec na sérum
- 1× USB-C kabel
- 1× uživatelská příručka
- 1× čistící kartáček



Popis přístroje




Informace o způsobu nabíjení

Před použitím: Zařízení nabíjete pomocí USB-C kabelu, který je součástí balení. Délka nabíjení se může lišit podle země a typu zásuvky.

Jak provádět nabíjení

1. Zkontrolujte, zda jsou obě nádržky prázdné. Zařízení ve svislé poloze stabilizujte ve stojánku.
2. K nabíjení použijte USB-C kabel, který je součástí balení.*
3. Během nabíjení se kolem tlačítka NAPÁJENÍ rozsvítí červená kontrolka. Při plném nabití zařízení se rozsvítí zelená kontrolka.
4. Po skončení nabíjení vytáhněte kabel ze zásuvky. Zařízení připojené do zásuvky nebude fungovat.



* Je nutný 5 V adaptér (není součástí balení). Nepoužívejte rychlonabíjecí USB adaptér.

Ukazatel nízkého nabití baterie

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 5 %, zařízení několikrát zapípá a kolem tlačítka NAPÁJENÍ začne blikat červená kontrolka. Zařízení přestane být funkční. Podle výše uvedeného návodu jej nabijte.

Vypnutí/zapnutí zařízení a změna režimu / stupně intenzity

- Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Zapnutí zařízení signalizuje bílá kontrolka.
- Chcete-li zvolit příslušnou intenzitu sání, stiskněte znovu tlačítko NAPÁJENÍ jedenkrát pro 1. stupeň; dvakrát pro 2. stupeň; třikrát pro 3. stupeň.
- Chcete-li zvolit režim SÉRUM, stiskněte na zapnutém přístroji tlačítko SÉRUM.
- Pro vypnutí zařízení stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.

POZNÁMKA: zařízení můžete vypnout, kdykoli je to nutné nebo žádoucí.

Režim SÁNÍ - vyvinut pro použití po aplikaci ARTISTRY LABS Peelingu pro obnovu textury

Výběr sací trysky

Pro různé oblasti obličeje jsou k dispozici sací trysky ve dvou velikostech.

- Malá tryska: Pro užší štěrbinu např. v okolí nosu.
- Velká tryska: Pro větší oblasti, jako je čelo, tváře a brada.

Výměna sací trysky

Před výměnou sacích trysek se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Chcete-li sací trysku od zařízení odpojit, jemně ji vytáhněte směrem ven. Při výměně trysky přiložte trysku puntíkem k trojúhelníčku vyznačenému na zařízení a energickým pohybem ji zasuňte do portu.

POZNÁMKA: Trysku je snazší vyměnit, máte-li suché ruce.

Stupně intenzity sání

Zařízení má tři stupně intenzity sání, které si můžete zvolit v závislosti na toleranci Vaší pleti. Doporučujeme začít na 1. stupni a poté intenzitu postupně zvyšovat. Zařízení zapněte a vhodný stupeň intenzity sání zvolte pomocí tlačítka NAPÁJENÍ: Pro 1. stupeň stiskněte jednou, pro 2. stupeň dvakrát, pro 3. stupeň třikrát.


STUPEŇ INTENZITY	POPIS	SVĚTELNÁ KONTROLKA
1. stupeň	Nízký stupeň	Modrá 
2. stupeň	Střední stupeň	Žlutá 
3. stupeň	Vysoký stupeň	Růžová 

Jak plnit zásobník na vodu

1. Sejměte víko.
2. Zařízení pevně uchopte v horní části a zásobník na vodu druhou rukou stáhněte směrem dolů, aby se odpojil od přístroje.
3. Zásobník naplňte vodou až do úrovně označené MAX.


* Respektujte maximální hladinu plnění (MAX).

4. Zásobník na vodu zasuňte na určené místo.
5. Nasadte víko.



Pokyny pro ošetření metodou sání

1. Na zařízení připojte vhodnou sací trysku.
 2. Zásobník na vodu naplňte vodou.
 3. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.
 4. Opětovným stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zvolte příslušný stupeň intenzity sání.
- * Zařízení bude několik sekund trvat, než se „zahřeje“ a nabere rychlost.
5. Zařízením jemně přejíždějte po obličeji a dbejte, aby sací tryska dobře přilnula k pleti. Postupujte podle níže uvedeného schématu.
 6. Pokračujte, dokud neošetříte celý obličej.



POZNÁMKA:

- Vyhněte se okolí očí.
- Zařízením nesetrvávejte na jednom místě déle než tři sekundy.
- Je-li zařízení příliš nakloněno vypne se. Zařízení znovu zapněte a pokračujte v ošetření.
- V případě vysloveně nepříjemných pocitů jej přestaňte používat.
- Během používání může dojít k mírnému zarudnutí pleti. To je normální.
- Režim sání nepoužívejte, pokud je zásobník na vodu prázdný.
- Odpadní nádržku vyprázdněte a zásobník na vodu opakovaně doplňte podle potřeby během ošetření. Odpadní nádržka je pevnou součástí zařízení.
- Je-li odpadní nádržka naplněná vodou, zařízením netřeste, nepřevracejte jej ani nepokládejte vodorovně.
- Po pěti minutách používání v režimu sání se zařízení pro úsporu energie automaticky vypne. V případě potřeby zařízení znovu zapněte a pokračujte v ošetření.

Jakmile provedete ošetření metodou sání


1. Pro vypnutí zařízení stiskněte na dvě sekundy tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Držte zařízení ve svislé poloze nad výlevkou a poté jej mírně nakloňte, abyste se nepolíli.
3. Sejměte víko odpadní nádržky, aby mohla vytéci odpadní voda, poté víko nasadte zpět a postupujte podle pokynů k čištění.
4. Zařízení i sací trysky správně vyčistěte a osušte.

Režim SÉRUM - vyvinut pro použití po aplikaci ARTISTRY LABS

Séra pro obnovu textury

Pokyny pro ošetření pomocí séra

1. K zařízení připevněte kulatý nástavec na sérum. Kulatý nástavec na sérum přiložte puntíkem k trojúhelníčku vyznačenému na zařízení
2. Kulatý nástavec na sérum zasuňte do portu.
3. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.
4. Stiskněte tlačítko SÉRUM. Vnitřek kulatého nástavce na sérum se rozsvítí červeně.
5. Kulatý nástavec zlehka přiložte k obličeji, začněte nahoře na čele. Zařízením po třech sekundách zapípá. Posuňte jej o dva až tři centimetry a tento postup opakujte, dokud neošetříte celý obličej.



POZNÁMKA:

- Vyhněte se okolí očí.
- LED kontrolkou si nesvíte do očí. V případě nutnosti provádějte ošetření se zavřenými očima.
- Režim SÉRUM vydrží 10 minut, zařízení ale můžete kdykoli vypnout.

Po skončení ošetření pomocí séra

1. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte na dvě sekundy tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Kulatý nástavec na sérum uchopte ze strany dvěma prsty, jemně jej vytáhněte ven a do čista opláchněte.
3. Zařízení vložte do stojánku a zapojte do zásuvky, aby se nabilo.

Metoda čištění


Před čištěním zařízení vypněte.

Tento spotřebič je třeba po každém použití vyčistit, aby se v něm nehromadila mastnota a jiná rezidua.

Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu dospělého.

Režim čištění po ošetření metodou SÁNÍ

1. Na zařízení připojte velkou sací trysku.
 2. Zásobník naplňte vodou až do úrovně označené MAX.
 3. Zařízení zapněte stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a poté stisknutím a přidržením tlačítka SÉRUM na dvě sekundy spusťte režim čištění.
 4. Kulatý nástavec na sérum otočte vzhůru nohama a pevně jej přidržejte na vrcholu velké sací trysky.
- * Nádobku držte ve svislé poloze. Pokud se zařízení příliš nakloní, zapípá a vypne se. Pokud k tomu dojde, přidržejte zařízení ve svislé poloze a zapněte jej, abyste mohli pokračovat v čištění.
5. Po vyčerpání vody v zásobníku stiskněte a přidržejte na dvě sekundy tlačítko NAPÁJENÍ, čímž zařízení vypnete.
 6. Zařízení držte ve svislé poloze a sejměte víko pro vyprázdnění odpadní nádržky.
 7. Zásobník na vodu oddělte a vložte jej do držáku na zařízení.
 8. Sejměte velkou sací trysku a sací trysky, kulatý nástavec na sérum i víko opatrně opláchněte vodou.
 9. Zařízení vraťte do stojánku a nechte všechny součásti zcela vyschnout.



Jak čistit odpadní nádržku

1. Sejměte víko a odpadní nádržku vyprázdněte.
2. Pomocí navlhčeného kartáčku důkladně a šetrně očistěte stěny odpadní nádržky.
3. Zařízení vraťte do stojánku a nechte odpadní nádržku zcela vyschnout.

POZNÁMKA:

- Nepoužívejte mýdlo, zařízení nadměrně/silou neutírejte ani nekartáčujte. Mohli byste ho poškodit.
- Jsou-li zásobník na vodu nebo odpadní nádržka naplněny vodou, zařízením netřeste, nepřevracujte jej ani nepokládejte vodorovně. Pokud je v některé nádržce voda, měl by být přístroj ve svislé poloze.
- Z vypouštěcího otvoru může vytéci voda. Slouží to k ochraně čerpadla před zpětným tokem vody, pokud se přístroj příliš nakloní při naplněné odpadní nádržce.

[Jak zařízení používat během jednoho týdne]

ARTISTRY LABS Systém pro obnovu textury pleti

Tento systém lze používat dvěma odlišnými způsoby:

Den s použitím peelingu a den bez použití peelingu. Dodržujte níže uvedený týdenní režim po dobu čtyř týdnů a dbejte na to, abyste peeling používali ve dnech, které nejdou po sobě:

1. DEN	2. DEN	3. DEN	4. DEN
Den s použitím peelingu	Den bez použití peelingu	Den bez použití peelingu	Den s použitím peelingu

POKYNY PRO DEN S POUŽITÍM PEEINGU:

Dopoledne:

- Pumpičkou odměřte dvě dávky séra a konečky prstů naneste na celý obličej. Nechte plně vstřebat a zcela zaschnout.

Odpoledne:

- Pumpičkou odměřte šest až osm dávek peelingu a konečky prstů naneste na vyčištěnou pleť. Rozetřete a nechte působit osm minut.
- Tvář důkladně opláchněte vodou, abyste odstranili peeling, a jemnými dotyky osušte.
- K odstranění nečistot na pleti a vyčištění pórů použijte přístroj se sací tryskou. Jemnými dotyky pleť osušte.
- Pumpičkou odměřte dvě dávky séra a konečky prstů naneste na celý obličej. Nechte plně vstřebat a zcela zaschnout.
- Dále použijte zařízení s kulatým nástavcem v režimu SÉRUM.

5. DEN	6. DEN	7. DEN
Den bez použití peelingu	Den bez použití peelingu	Den bez použití peelingu

POKYNY PRO DEN BEZ POUŽITÍ PEEINGU:

Dopoledne:

- Pumpičkou odměřte dvě dávky séra a konečky prstů naneste na celý obličej. Nechte plně vstřebat a zcela zaschnout.

Odpoledne:

- Pumpičkou odměřte dvě dávky séra a konečky prstů naneste na celý obličej. Nechte plně vstřebat a zcela zaschnout.
- Dále použijte zařízení s kulatým nástavcem v režimu SÉRUM.

Vyhnete se kontaktu přípravků péče o pleť a zařízení s očima. Pokud kdykoli přetrvává zarudnutí, pálení nebo štípání, zařízení dále nepoužívejte a případně si opláchněte obličej. Dopolední i odpolední rituál zakončete hydratačním přípravkem.

Postup při aplikaci v rámci každodenního režimu péče o pleť:

- **Denní režim:** čisticí přípravek, tonikum, sérum pro obnovu textury, hydratační přípravek a/nebo přípravek s SPF.
- **Noční režim s peelingem:** čisticí přípravek, peeling pro obnovu textury, zařízení se sací tryskou, tonikum, sérum pro obnovu textury, zařízení v režimu SÉRUM s kulatým nástavcem, hydratační přípravek.
- **Noční režim bez peelingu:** čisticí přípravek, tonikum, sérum pro obnovu textury, zařízení v režimu SÉRUM s kulatým nástavcem, hydratační přípravek.

Bezpečnost a opatrnost při používání



Výrobce ani distributoři nenesou odpovědnost za poruchu či poškození zařízení v důsledku nedodržování pokynů k použití a varování uvedených v této příručce.

Prohlášení o bezpečnosti

1. Zařízení nepoužívejte, pokud:
 - Máte v oblasti obličeje implantát (např. kovový, silikonový).
 - Máte ekzém, dermatitidu nebo jiné kožní onemocnění.
 - Jste těhotná nebo kojíte.
2. Poradte se s lékařem:
 - Pokud jste v nedávné době absolvovali chirurgický zákrok v oblasti obličeje.
 - Pokud užíváte nějaké léky.
3. Zařízení nepoužívejte na následujících oblastech:
 - Narušená, zanícená nebo podrážděná pleť
 - V operovaném místě
 - Na očích a v oblasti kolem očí
 - V nedávno depilovaných partiích (před dobou kratší než 24 hodin)
 - V oblastech s poruchou vnímání bolesti nebo smyslovou poruchou

Upozornění

1. Abyste zabránili možnému nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, příp. poškození zařízení:
 - Zařízení nevystavujte extrémním teplotám (vyšším než 45 °C nebo nižším než 0 °C), zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření ani hořlavým materiálům.
 - Nečistěte hořlavými látkami, jako je líh, benzín nebo ředidlo.
 - Zařízení nepoužívejte, pokud z něj vychází kouř, zápach či neobvyklé zvuky.
 - Zařízení nedávejte do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
 - Zařízení neupravujte ani neopravujte.
 - Dejte pozor, aby Vám zařízení nespadlo. Neházejte s ním ani jej nevystavujte silným nárazům.
 - Zařízení neponořujte do vody a zamezte kontaktu s velkým množstvím vody.
 - Zařízení nenabíjejte na vlhkém místě.
 - S nabíjecím kabelem a elektrickou zásuvkou manipulujte suchýma rukama.
 - Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí (mladších 12 let).
2. Pro dosažení optimální funkčnosti zařízení:
 - Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
 - Zařízení nabíjejte připojením přiloženého USB-C kabelu do 5V adaptéru. Nepoužívejte rychlonabíjecí USB adaptér.
 - Před nabíjením zařízení vypněte.
 - Když zařízení nepoužíváte, minimálně každé čtyři týdny baterii plně nabijte. Prodloužte tak její životnost.
 - Před výměnou sacích trysek či kulatého nástavce zařízení vypněte. Když necháte zařízení při výměně nástavců zapnuto, může dojít k jeho poruše.
 - Zařízení neobracejte vzhůru nohama.
 - Sací trysky ani kulatý nástavec nečistěte horkou vodou ani čisticím přípravkem, protože by to mohlo způsobit nežádoucí změnu barvy nebo korozi.
 - Zařízení ani jeho součásti nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu záření, protože by to mohlo způsobit nežádoucí změnu barvy nebo ovlivnit jeho funkčnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobku: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Číslo modelu: BD0030EBCOE

Jmenovité/vstupní napětí: 3,7 V DC/ 1,4 A

Obsahuje: lithium-polymerovou dobíjecí baterii s kapacitou 900 mA

USB-C kabel (je součástí balení)

Místní nabíječka není součástí balení

Kontrolku nabíjení (je na zařízení)

Rozměry zařízení (mm):

Tělo: 231,5 (v) × 52 (š) × 45 (d)

Stojánek: 108 (v) × 116,5 (š) × 76 (d)

Hmotnost zařízení: 255 g (tělo zařízení), 70 g (stojánek)

Použitý materiál:

Plastové tělo zařízení: P.C+ABS bílá

Materiál odpadní nádržky a zásobníku na vodu: ECOZEN (čistý)

Hroty trysek: silikon

Víko: P.C

Provozní teplota: 5 °C až 25 °C

Podmínky skladování: mimo přímé sluneční záření na suchém místě mimo dosah dětí

Skladovací teplota: při -20 °C až +25 °C

Baterie

Název modelu: XK603048

Výrobce baterie: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Datum výroby: Vyznačeno samostatně na baterii.

Servisní středisko: 031-701-0951

VYROBENO V KOREJI.

CERTIFIKACE PŘÍSTROJE / ZNAČKY SHODY:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY ES

Toto elektronické zařízení je vyrobeno v souladu s příslušnými evropskými harmonizačními právními předpisy o bezpečnosti pro spotřebitele a životní prostředí.



ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Toto elektronické zařízení musí být v konci své životnosti zlikvidováno odděleně od komunálního odpadu.

Zlikvidujte je prosím prostřednictvím místního systému recyklace. Správný způsob likvidace výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení) - platílatí v Evropské unii a dalších evropských zemích se zavedeným systémem sběru tříděného odpadu. Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) - toto označení uvedené na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že po skončení životnosti by výrobek neměl být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Abyste předešli případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu, oddělte výrobek od ostatních druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, abyste tak v zájmu udržitelnosti přispěli k opětovnému využití zdrojů. Uživatelé z řad domácností by se měli obrátit na prodejce, u něhož výrobek zakoupili, nebo na obecní či městský úřad, kde se dozví, kam a jakým způsobem mohou tento výrobek odevzdat k ekologické recyklaci.

ZÁRUKA:

Navštivte místní internetové stránky Amway na stránce výrobku, kde najdete podrobné informace o záruce.



BEMÆRK

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion er beregnet til at bruge som en del af ARTISTRY LABS Retexturizing System sammen med ARTISTRY LABS Retexturizing Peel og ARTISTRY LABS Retexturizing Serum. Se side 43 for hele brugsvejledningen til behandlingssystemet. Det anbefales at bruge dette 28-dages hudplejesystem hver tredje måned.



BEMÆRK: Inden apparatet tages i brug første gang, skal du læse denne brugsanvisning og sikkerhedsoplysningerne heri, så du ved, hvordan det bruges rigtigt, og hvordan du får det bedste resultat. Vi anbefaler at opbevare denne brugsanvisning og bruge den som reference.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger bør overholdes ved brug af elapparater. Læs derfor alle anvisninger i denne vejledning inden ibrugtagning, og opbevar brugsanvisningen som reference.

- (1) Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug og til at bruge indendørs. Det er ikke beregnet til erhvervs-mæssig brug og må ikke bruges udendørs.
- (2) Dette apparat må kun bruges af voksne. Det kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker betjening af apparatet og er klar over de risici, som brug af apparatet indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af det må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

ADVARSEL



Kig ikke direkte på apparatets lyskilde.


Indhold

- Om apparatet
- Opladning
- SUGE-funktionen
- SERUM-funktionen
- Rensning
- Ugentlig behandlingsrutine
- Sikkerheds- og risikosætninger
- Tekniske oplysninger
- Certificeringer og overensstemmelsesmærkning
- Producent- og kontaktoplysninger
- Garanti
- Kundeservice


Om apparatet

Medfølgende dele

- 1 apparat
- 1 base til apparatet
- 1 holder til vandtank
- 2 SUGE-hoveder (stort/lille sugehoved)
- 1 SERUM-hoved
- 1 USB-C-ledning
- 1 brugsanvisning
- 1 rensbørste



Apparatets dele



Opladning

Inden ibrugtagning: Oplad apparatet med den medfølgende USB-C-ledning. Opladetiden kan variere afhængigt af brugsland og lysnet.

Sådan oplades apparatet

1. Vandtankene skal være tomme. Sæt apparatet lodret på basen, så det står rigtigt.
2. Brug den medfølgende USB-C-ledning til at oplade apparatet*
3. Tænd/sluk-knappen lyser rødt under opladning. Når apparatet er helt opladet, lyser den grønt.
4. Tag stikket ud, når apparatet er helt opladet. Det fungerer ikke med stikket isat.



* Kræver en 5 V adapter (medfølger ikke). Der må ikke bruges en USB-hurtigadapter.

Ved lav batteristrøm

Når der er under 5 % batteristrøm, bipper apparatet gentagne gange, og tænd/sluk-knappen blinker rødt. I så fald fungerer apparatet ikke. Oplad apparatet ved at benytte fremgangsmåden ovenfor.

Tænd/sluk for apparatet og skift af funktion/trin

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Når den lyser hvidt, er apparatet tændt.
- Vælg det ønskede sugetrin ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen for sugetrin 1. Tryk to gange for trin 2, og tre gange for trin 3.
- Vælg SERUM-funktionen ved at trykke én gang på SERUM-knappen, når apparatet er tændt.
- Apparatet slukkes ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i 2 sekunder.

BEMÆRK: Apparatet kan slukkes, når som helst det er nødvendigt eller ønskes.

SUGE-funktion Beregnet til at bruge efter ARTISTRY LABS Retexturizing Peel

Valg af sugehoved

Der er to sugehoveder i hver sin størrelse til forskellige steder i ansigtet.

- Lille sugehoved: Hvor der er minimal plads, f.eks. omkring næsen.
- Stort sugehoved: Til større flader, f.eks. panden, kinderne og hagen.




Skift af sugehoved

Apparatet skal være slukket inden skift af sugehoved. Sugehovedet tages af apparatet ved at trække det forsigtigt udad. Sugehovedet påsættes ved at placere prikken på sugehovedet ud for trekanten på apparatet og trykke det på plads med et fast tryk.

BEMÆRK: Det er nemmere at skifte sugehoved med tørre hænder.

Sugetrin

Apparatet har 3 sugetrin at vælge imellem alt efter din huds tolerance. Vi anbefaler at starte med trin 1 og derefter øge intensiteten til det sugetrin, der er mest behageligt. Tænd for apparatet, og vælg det ønskede sugetrin med tænd/sluk-knappen: Tryk én gang for sugetrin 1, tryk to gange for trin 2 og tre gange for trin 3.

SUGETRIN	BESKRIVELSE	LAMPEFARVE
Sugetrin 1	Lav sugekraft	Blå 
Sugetrin 2	Middel sugekraft	Gul 
Sugetrin 3	Høj sugekraft	Pink 


Fyldning af vandtanken

1. Tag bundproppen af.
 2. Tag fat i apparatets øverste halvdel med et fast greb, og tag vandtanken af ved at trække den nedad med den anden hånd.
 3. Fyld vandtanken med vand op til MAX-stregen.
- * Der må ikke påfyldes vand over MAX-stregen.
4. Tryk vandtanken helt på plads igen.
 5. Isæt bundproppen igen.



Sugebehandling – sådan gør du

1. Sæt det ønskede sugehoved på apparatet.
 2. Fyld vandtanken.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.
 4. Vælg det ønskede sugetrin ved at trykke på tænd/sluk-knappen det nødvendige antal gange.
- * Det tager nogle sekunder, inden apparatet er helt i gang.
5. Stryg apparatet nænsomt hen over ansigtet, så sugehovedet er i god kontakt med huden. Brug billedet nedenfor som vejledning til behandlingen.
 6. Fortsæt, indtil hele ansigtet er behandlet.



BEMÆRK:

- Undgå øjenområdet.
- Apparatet må ikke holdes samme sted i mere end 3 sekunder.
- Hvis apparatet holdes for skråt, slukker det automatisk. Start apparatet igen, og fortsæt behandlingen.
- Stop med at bruge det, hvis det føles ubehageligt.
- Ved brug kan der forekomme let rødmen af huden. Det er normalt.
- Apparatets sugefunktion må ikke bruges uden vand i vandtanken.
- Tøm brugvandstanken, og fyld vand i den rene vandtank igen så mange gange, det er nødvendigt til behandlingen. Brugvandstanken kan ikke tages af apparatet.
- Apparatet må ikke rystes, vippes eller lægges ned med vand i brugvandstanken.
- Apparatet slukker automatisk efter 5 minutter i sugefunktionen for at spare på strømmen. Tænd for apparatet igen, hvis det er nødvendigt, for at fortsætte behandlingen.

Efter endt sugbehandling

1. Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder for at slukke apparatet.
2. Hold apparatet lodret hen over en håndvask, og vip det derefter en anelse, så du ikke spilder på hænderne.
3. Tag bundproppen af brugvandstanken, så vandet kan løbe ud. Sæt dernæst proppen på igen, og følg anvisningerne for at rengøre den.
4. Sorg for at rengøre og tørre apparatet og sugehovederne helt.

SERUM-funktion

Beregnet til at bruge efter ARTISTRY LABS Retexturizing Serum

Serumbehandling – sådan gør du

1. Sæt SERUM-hovedet på apparatet ved at placere prikken på SERUM-hovedet ud for trekanten på apparatet.
2. Tryk SERUM-hovedet rigtigt på apparatet.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.
4. Tryk på SERUM-knappen. SERUM-hovedet lyser rødt.
5. Sæt SERUM-hovedet mod huden med et let tryk ved at begynde øverst på panden. Der høres en biplyd fra apparatet efter 3 sekunder. Flyt apparatet 2-3 cm, og gentag, indtil hele ansigtet er behandlet.



BEMÆRK:

- Undgå øjenområdet.
- Undlad at se direkte på LED-lyset. Luk eventuelt øjnene under behandling, hvis det er nødvendigt.
- Behandlingen med SERUM-funktionen varer 10 minutter, men du kan slukke for apparatet når som helst.

Efter endt SERUM-behandling

1. Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder for at slukke apparatet.
2. Tag fat om SERUM-hovedet med to fingre, træk det forsigtigt af, og skyl det rent under hanen.
3. Sæt apparatet på basen, og isæt stikket for at oplade det.

Rengøring af apparatet



Sluk for apparatet, inden det rengøres.

Dette apparat bør rengøres efter brug hver gang, så der ikke samler sig fedt, snavs mv. på det.

Rengøring og vedligeholdelse af det må ikke udføres af børn, medmindre de er under en voksens opsyn.

Rensning efter brug af SUGE-funktionen

1. Sæt det store sugehoved på apparatet.
2. Fyld vandtanken med vand op til MAX-stregen.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet, og tryk derefter på SERUM-knappen og hold den inde i 2 sekunder for at starte rensfunktionen.
4. Vend SERUM-hovedet på hovedet, og hold det fast oven på det store sugehoved.
* Hold apparatet lodret. Hvis apparatet vippe for meget, bipper det og slukker automatisk. Hvis det sker, skal apparatet holdes lodret og tændes igen for at fortsætte rensningen.
5. Når der ikke er mere vand i vandtanken, skal tænd/sluk-knappen holdes inde i 2 sekunder for at slukke for apparatet.
6. Hold apparatet lodret, og tag bundproppen af for at tømme brugtvandstanken.
7. Tag vandtanken af, og sæt den på basens vandtankholder.
8. Tag det store sugehoved af, og skyl sugehovederne, SERUM-hovedet og bundproppen forsigtigt under hanen.
9. Sæt apparatet på basen igen, og lad alle dele tørre helt.



Rengøring af brugtvandstanken

1. Tag bundproppen af, og tøm brugtvandstanken.
2. Gør børsten våd og brug den til forsigtigt at rengøre brugtvandstanken grundigt.
3. Sæt apparatet på basen igen, og lad brugtvandstanken tørre helt.

BEMÆRK:

- Brug ikke sæbe, og tag ikke for hårdt fat ved børstning eller aftørring. Ellers kan apparatet blive beskadiget.
- Apparatet må ikke rystes, vippe eller lægges ned med vand i vandtanken eller brugtvandstanken. Apparatet skal forblive stående lodret, hvis der er vand i en af tankene.
- Der kan løbe vand ud af afløbshullet. Det er for at beskytte pumpen mod tilbageløb af vand, hvis apparatet vippe for meget med vand i brugtvandstanken.

[Ugentlig behandlingsrutine]

ARTISTRY LABS Retexturizing System

Dette behandlingssystem fungerer ved hjælp af 2 forskellige behandlingsrutiner, nemlig en peeling-dag og uden peeling-dag.

Udfør den ugentlige behandlingsrutine nedenfor i 4 uger, så der ikke peeles to dage i træk:

DAG 1 Med peeling	DAG 2 Uden peeling	DAG 3 Uden peeling	DAG 4 Med peeling
PEELING – SÅDAN GØR DU:			
MORGEN:			
<ul style="list-style-type: none">Påfør 2 pumpetryk i hele ansigtet med fingerspidserne. Lad det blive optaget i huden og tørre helt.			
AFTEN:			
<ul style="list-style-type: none">Påfør 6-8 pumpetryk peeling-creme med fingerspidserne på den rensede hud. Fordel et lag i hele ansigtet, og behold det på i 8 minutter.Rens ansigtet grundigt med vand for at fjerne peeling-cremen, og dub huden tør.Brug apparatet og sugehovedet til at fjerne urenheder fra huden og til at rense tilstoppede porer. Dup huden tør.Påfør 2 pumpetryk i hele ansigtet med fingerspidserne. Lad det blive optaget i huden og tørre helt.			

DAG 5 Uden peeling	DAG 6 Uden peeling	DAG 7 Uden peeling
UDEN PEELING – SÅDAN GØR DU:		
MORGEN:		
<ul style="list-style-type: none">Påfør 2 pumpetryk i hele ansigtet med fingerspidserne. Lad det blive optaget i huden og tørre helt.		
AFTEN:		
<ul style="list-style-type: none">Påfør 2 pumpetryk i hele ansigtet med fingerspidserne. Lad det blive optaget i huden og tørre helt.Brug dernæst apparatets SERUM-funktion med SERUM-hovedet påsat.		

Undgå, at hudplejeprodukter og apparatet kommer i kontakt med øjnene. Hvis der på noget tidspunkt opstår vedvarende rødme eller svie, skal du stoppe med at bruge apparatet og/eller rense ansigtet. Efter behandling som anvist morgen og aften skal der påføres et fugtighedsprodukt.

Brug produkterne i denne rækkefølge til din daglige hudplejerutine:

- Morgenrutine:** Renseprodukt, toner, Retexturizing Serum, fugtighedsprodukt og/eller solcreme.
- Aftenrutine med peeling:** Renseprodukt, Retexturizing Peel, apparat + sugehoved, toner, Retexturizing Serum, apparatets SERUM-funktion + SERUM-hoved, fugtighedsprodukt.
- Aftenrutine uden peeling:** Renseprodukt, toner, Retexturizing Serum, apparat + SERUM-funktion + SERUM-hoved, fugtighedsprodukt.

Sikkerheds- og risikosætninger



Producenten og distributører af dette produkt påtager sig intet ansvar for fejl på eller beskadigelse af apparatet, hvis det skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen og advarslerne i denne vejledning.

Sikkerhedssætninger

- Apparatet må ikke bruges, hvis du:
 - Har et ansigtsimplantat (f.eks. metal, silikone mv.)
 - Har eksem, hudbetændelse eller anden hudlidelse
 - Er gravid eller ammende
- Søg lægehjælp:
 - Hvis du har fået foretaget ansigtskirurgi for nylig
 - Hvis du er under lægebehandling
- Apparatet må ikke bruges i følgende situationer:
 - På skadet, betændt eller irriteret hud
 - Efter operation
 - På øjne og i øjenområdet
 - Ved nyligt foretaget hårfjernende behandling (mindre end 24 timer)
 - Hudområder med smerteopfattelse eller sansehandicap

Risikosætninger

- For at undgå potentiel brandrisiko, elektrisk stød eller personskade eller beskadigelse af apparatet.
 - Apparatet må ikke udsættes for meget høje temperaturer (over 45° C) eller under 0° C, varmekilder, direkte sollys eller brændbare materialer.
 - Apparatet må ikke rengøres med brandfarlige stoffer, som f.eks. sprit, benzen eller fortynder.
 - Apparatet må ikke anvendes, hvis det afgiver røg, lugter eller støjer unormalt.
 - Apparatet må ikke kommes i mikroovn eller trykbeholdere.
 - Apparatet må ikke ændres eller repareres.
 - Apparatet må ikke tabes, kastes eller udsættes for kraftige stødpåvirkninger.
 - Apparatet må ikke nedsænkes i vand og må ikke komme i kontakt med store mængder vand.
 - Apparatet må ikke oplades på steder, hvor der er fugtigt.
 - Sørg altid for, at hænderne er tørre ved håndtering af opladerledning/stikkontakt.
 - Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde (under 12 år).
- For optimal brug af apparatet:
 - Sluk for apparatet, når det ikke er i brug.
 - Oplad apparatet ved at tilslutte USB-C-ledningen til 5 V adapteren. Der må ikke bruges en USB-hurtigadapter.
 - Sluk for apparatet inden opladning.
 - Batteriet skal oplades helt mindst hver 4. uge, når apparatet ikke er i brug. Det hjælper med at opretholde batteriets levetid.
 - Sluk for apparatet inden udskiftning af sug-/serumhoved. Apparatet kan svinge, hvis det er tændt, mens der skiftes behandlingshoved.
 - Apparatet må ikke vendes på hovedet.
 - Suge-/serumhovederne må ikke rengøres med opvaskemiddel eller kogende vand, da de kan blive misfarvet eller ruste.
 - Apparatet eller delene til det må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen, da de kan blive misfarvet, eller funktionen af dem kan blive påvirket.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Produktnavn: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modelnummer: BD0030EBCOE

Mærkespænding/strømeffekt: 3.7 V DC/ 1.4 A

Indeholder: Genopladeligt 900 mA li-polymer-batteri

Medfølgende USB-C-ledning

Landespecifik oplader (medfølger ikke)

Ladelampe (indgår)

Apparatets mål (mm)

Apparat: 231,5 (h) x 52 (b) x 45 (l)

Base: 108 (h) x 116,5 (b) x 76 (l)

Vægt: 255 g (apparat), 70 g (base)

Anvendte materialer:

Apparat, plast: PC+ABS hvid

Brugtvands- og vandtank, materiale: ECOZEN (rent)

Sugehoveddyser: Silikone

Prop: PC

Driftstemperatur: 5-25° C

Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys, opbevares et tørt sted, uden for børns rækkevidde

Opbevaringstemperatur: 20-25° C

Batteri:

Modelnavn: XK603048

Batteriproducent: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Produktionsdato: Mærket særskilt på batteriet.

A/S center: 031-701-0951

FREMSTILLET I KOREA

CERTIFICERINGER OG OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING:

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette elektroniske udstyr overholder relevant EU-harmoniseringslovgivning om forbruger- og miljø sikkerhed.



BORTSKAFFELSE OG MILJØ



Efter endt levetid må dette elektroniske apparat ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Bortskaf det til genvinding på genbrugsstation. Bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) (gældende i EU og øvrige europæiske lande med kildesorteringssystemer): Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme af bæredygtig materiale-genvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte den forhandler, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

GARANTI:

Se oplysninger om garantien på produktsiden på Amways websted.

BENUTZERHANDBUCH

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion ist für die Verwendung als Teil des ARTISTRY LABS Restrukturierenden Systems mit dem ARTISTRY LABS™ Restrukturierenden Peeling und dem ARTISTRY LABS Restrukturierenden Serum vorgesehen. Ausführliche Anweisungen zum Behandlungssystem finden Sie auf Seite 54. Es wird empfohlen, dieses 28-Tage-Hautpflegesystem einmal pro Quartal anzuwenden.



HINWEIS: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, ist es wichtig, die Anleitungen und Sicherheitsinformationen in diesem Heft zu lesen, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Wir empfehlen, diese Anweisungen für die spätere Verwendung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten gelten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die spätere Verwendung auf.

- (1) Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für gewerbliche Zwecke und nicht im Freien.
- (2) Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen betrieben werden, die über eingeschränkte physische, sensorische oder psychische Fähigkeiten verfügen bzw. denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, sofern sie bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung des Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.

ACHTUNG



Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Inhalt

- Geräteinformationen
- Informationen zum Ladevorgang
- Saugmodus
- Serum-Modus
- Reinigungsmethode
- Wöchentliches Programm
- Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen
- Technische Informationen
- Zertifizierungen und Konformitätsmarken
- Kontaktinformationen für Vertriebspartner und Hersteller
- Garantie
- Kundendienstinformationen


Geräteinformationen

Komponenten

- 1 Gerät
- 1 Gerätehalterung
- 1 Wassertankhalterung
- 2 Saugdüsen (große/kleine Düse)
- 1 SERUM-Kuppelaufsatz
- 1 USB-C-Kabel
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 Reinigungsbürste



Gerätestruktur



Informationen zum Ladevorgang

Vor dem Gebrauch: Laden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel auf. Die Ladedauer kann je nach Land und Steckdosentyp unterschiedlich sein.

Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass die Tanks leer sind. Setzen Sie das Gerät aufrecht in die Halterung ein.
2. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel zum Aufladen.*
3. Während des Ladevorgangs leuchtet rund um die Ein/Aus-Taste ein rotes Licht. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, ändert sich das Licht zu grün.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie das Ladekabel ab. Das Gerät funktioniert nicht, solange es angeschlossen ist.



* Ein 5-V-Adapter ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie keinen schnellen USB-Adapter.

Akkuspannungswarnung

Wenn die Akkuspannung unter 5 % absinkt, gibt das Gerät mehrmals einen Warnton aus und um die Ein/Aus-Taste blinkt ein rotes Licht. Das Gerät kann nicht mehr verwendet werden. Gehen Sie die oben beschriebenen Schritte durch, um es aufzuladen.

Ein- und Ausschalten des Geräts und Ändern der Modi/Saugstärke

- Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter. Eine weiße LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Um die gewünschte Saugstärke zu wählen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal kurz für Stufe 1, drücken Sie sie zweimal für Stufe 2 und dreimal für Stufe 3.
- Um den Serum-Modus aufzurufen, drücken Sie die SERUM-Taste, nachdem das Gerät hochgefahren wurde.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS: Sie können das Gerät jederzeit ausschalten.

Saugmodus Für die Verwendung nach dem ARTISTRY LABS Restrukturierenden Peeling entwickelt

Auswahl der Saugdüse

Es werden zwei Saugdüsen in unterschiedlichen Größen für die Anwendung in verschiedenen Bereichen Ihres Gesichts bereitgestellt.

- Kleine Düse: Für engere Bereiche wie die Nasenpartie.
- Große Düse: Für großflächigere Bereiche wie Stirn, Wangen und Kinn.

Austauschen der Saugdüse

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Saugdüsen austauschen. Ziehen Sie die Saugdüse vorsichtig vom Gerät weg, um sie abzunehmen. Um eine neue Düse aufzusetzen, richten Sie den Punkt auf der Düse mit dem Dreieck auf dem Gerät aus und drücken Sie sie fest auf den passenden Anschluss auf.

HINWEIS: Das Austauschen der Düsen ist einfacher, wenn Ihre Hände trocken sind.

Saugstärke

Je nach Ihrer Hauttoleranz stehen drei Saugstärken zur Auswahl. Wir empfehlen, mit Stufe 1 zu beginnen und die Intensität dann zu erhöhen, solange die Anwendung für Sie angenehm bleibt. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit Hilfe der Ein/Aus-Taste die gewünschte Saugstufe aus. Drücken Sie die Taste einmal für Stufe 1, zweimal für Stufe 2 und dreimal für Stufe 3.

STUFE	BESCHREIBUNG	LED
Stufe 1	Niedrige Saugstärke	Blau 
Stufe 2	Mittlere Saugstärke	Gelb 
Stufe 3	Hohe Saugstärke	Rosa 

Auffüllen des Wassertanks

1. Nehmen Sie die untere Kappe ab.
 2. Halten Sie die obere Hälfte des Geräts fest und ziehen Sie den Wassertank mit der anderen Hand nach unten, um ihn vom Gerät abzunehmen.
 3. Füllen Sie den Wassertank bis zur Linie MAX mit Wasser.
- * Füllen Sie den Tank nicht über die Linie hinaus.
4. Drücken Sie den Wasserbehälter wieder fest in seine ursprüngliche Position ein.
 5. Setzen Sie die untere Kappe wieder auf.




Anweisungen für die Saugbehandlung

1. Setzen Sie die gewünschte Saugdüse auf das Gerät auf.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter betätigen.
4. Wählen Sie die gewünschte Saugstufe aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste entsprechend drücken.

* Das Gerät benötigt einige Sekunden, um vollständig hochzufahren.

5. Streichen Sie mit dem Gerät sanft über das Gesicht und achten Sie dabei darauf, dass die Saugdüse guten Kontakt mit der Haut hat. Folgen Sie der Abbildung unten für Behandlungsanweisungen.

6. Fahren Sie so lange fort, bis das gesamte Gesicht behandelt wurde.



HINWEISE:

- Vermeiden Sie die Augenpartie.
- Halten Sie das Gerät nicht länger als 3 Sekunden an einer Stelle.
- Wenn das Gerät zu weit gekippt wird, schaltet es sich aus. Starten Sie das Gerät in diesem Fall neu und setzen Sie die Behandlung fort.
- Stellen Sie die Anwendung ein, wenn sie deutlich unangenehm für Sie wird.
- Bei der Anwendung können leichte Rötungen auftreten. Dieser Effekt ist normal.
- Verwenden Sie den Saugmodus nicht ohne Wasser im Wassertank.
- Leeren Sie den Abwasserbehälter und füllen Sie den Wassertank so oft wie erforderlich während der Behandlung. Der Abwasserbehälter kann nicht vom Gerät abgenommen werden.
- Schütteln oder kippen Sie das Gerät nicht und legen Sie es nicht auf die Seite, wenn der Abwasserbehälter gefüllt ist.
- Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten im Saugmodus automatisch aus, um Energie zu sparen. Schalten Sie das Gerät bei Bedarf wieder ein und setzen Sie die Behandlung fort.


Nach Abschluss der Saugbehandlung

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Halten Sie das Gerät senkrecht über das Waschbecken und neigen Sie es dann leicht, um zu vermeiden, dass Wasser über Ihre Hände läuft.
3. Nehmen Sie die untere Kappe vom Abwasserbehälter ab, damit das Abwasser abfließen kann. Setzen Sie dann die Kappe wieder auf und folgen Sie den Reinigungsanweisungen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Saugdüsen ordnungsgemäß gereinigt und trocken sind.

Serum-Modus Für die Verwendung nach dem ARTISTRY LABS Restrukturierenden Serum entwickelt

Anweisungen für die Serumbehandlung

1. Befestigen Sie den SERUM-Kuppelaufsatz am Gerät, indem Sie den Punkt auf dem Kuppelaufsatz am Dreieck auf dem Gerät ausrichten.
2. Drücken Sie den Kuppelaufsatz in die Anschlüsse ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter betätigen.
4. Drücken Sie die SERUM-Taste. Im Kuppelaufsatz leuchtet ein rotes Licht auf.
5. Berühren Sie das Ihr Gesicht sanft mit der Kuppel, beginnend am oberen Rand der Stirn. Das Gerät gibt nach 3 Sekunden einen Signalton aus. Bewegen Sie die Kuppel ca. 2-3 cm (1 Zoll) und wiederholen Sie die Anwendung, bis Sie das gesamte Gesicht behandelt haben.



HINWEISE:

- Vermeiden Sie die Augenpartie.
- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht. Schließen Sie, falls erforderlich, während der Anwendung die Augen.
- Der SERUM-Modus hält 10 Minuten an, aber Sie können das Gerät jederzeit vorher ausschalten.

Nach Abschluss der Serumbehandlung

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Fassen Sie den Kuppelaufsatz mit zwei Fingern an den Seiten an, ziehen Sie ihn vorsichtig nach außen und spülen Sie ihn zur Reinigung ab.
3. Setzen Sie das Gerät wieder in die Halterung ein und schließen Sie es an, um es aufzuladen.

Reinigungsmethode

Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Das Gerät sollte nach jeder Verwendung gereinigt werden, um die Ansammlung von Talg und anderen Rückständen zu vermeiden.

Die Reinigung und Benutzerwartung des Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.

Reinigungsmodus nach Verwendung des Saugmodus

1. Setzen Sie große Saugdüse auf das Gerät auf.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zur Linie MAX mit Wasser.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und halten Sie dann die SERUM-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Reinigungsmodus zu starten.
4. Drehen Sie den Kuppelaufsatz um und halten Sie ihn fest auf die große Saugdüse.

* Halten Sie das Gerät senkrecht. Wenn das Gerät zu weit gekippt wird, gibt es einen Signalton aus und schaltet sich ab. Halten Sie das Gerät in diesem Fall aufrecht und schalten Sie es wieder ein, um die Reinigung fortzusetzen.

5. Wenn das Wasser im Wasserbehälter verbraucht ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

6. Halten Sie das Gerät aufrecht und nehmen Sie die untere Kappe ab, um den Abwasserbehälter zu leeren.

7. Nehmen Sie den Wassertank vom Gerät ab und setzen Sie ihn auf den Wassertankhalter der Gerätehalterung.

8. Nehmen Sie die große Saugdüse ab und spülen Sie die Saugdüsen, den Kuppelaufsatz und die untere Kappe vorsichtig mit Wasser ab.


9. Setzen Sie das Gerät wieder in die Halterung ein und lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen.

Reinigen des Abwasserbehälters

1. Nehmen Sie die untere Kappe ab und leeren Sie den Abwasserbehälter.
2. Befeuchten Sie die Bürste und reinigen Sie die Wände des Abwasserbehälters sanft aber gründlich damit.
3. Setzen Sie das Gerät wieder in die Halterung ein und lassen Sie den Abwasserbehälter vollständig trocknen.

HINWEISE:

- Vermeiden Sie die Verwendung von Seife und ein heftiges/aggressives Bürsten. Dies könnte Schäden verursachen.
- Schütteln oder kippen Sie das Gerät nicht und legen Sie es nicht auf die Seite, wenn der Wassertank oder der Abwasserbehälter gefüllt sind. Das Gerät sollte immer aufrecht stehen, solange einer der Behälter noch Wasser enthält.
- Wasser kann aus der Abflussöffnung tropfen. Dies schützt die Pumpe vor Rückfluss, wenn das Gerät zu stark geneigt wird und der Wasserbehälter gefüllt ist.



[Wöchentliches Programm]

ARTISTRY LABS Restrukturierendes System

Dieses Behandlungssystem setzt sich aus zwei verschiedenen Programmen zusammen: Peeling-Tag und Nicht-Peeling-Tag.

Halten Sie sich vier Wochen lang an das folgende wöchentliche Programm, um sicherzustellen, dass das Peeling nicht an aufeinanderfolgenden Tagen angewendet wird:

TAG 1 Peeling-Tag	TAG 2 Nicht-Peeling-Tag	TAG 3 Nicht-Peeling-Tag	TAG 4 Peeling-Tag
ANWEISUNGEN FÜR PEELING-TAGE			
Morgens:			
<ul style="list-style-type: none"> • Tragen Sie 2 Pumpstöße Serum mit den Fingerspitzen auf das gesamte Gesicht auf. Lassen Sie das Produkt vollständig einziehen und trocknen. 			
Abends:			
<ul style="list-style-type: none"> • Tragen Sie 6-8 Pumpstöße Peeling mit den Fingerspitzen auf die gereinigte Haut auf. Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig als eine dünne Schicht lassen Sie es 8 Minuten lang einwirken. • Spülen Sie Ihr Gesicht gründlich mit Wasser ab, um das Peeling zu entfernen, und tupfen Sie die Haut trocken. • Verwenden Sie das Gerät mit einer Saugdüse, um Hautunreinheiten zu entfernen und Poren zu öffnen. Tupfen Sie die Haut trocken. • Tragen Sie 2 Pumpstöße Serum mit den Fingerspitzen auf das gesamte Gesicht auf. Lassen Sie das Produkt vollständig einziehen und trocknen. • Verwenden Sie anschließend das Gerät mit dem Kuppelaufsatz im Serum-Modus. 			
TAG 5 Nicht-Peeling-Tag	TAG 6 Nicht-Peeling-Tag	TAG 7 Nicht-Peeling-Tag	
ANWEISUNGEN FÜR NICHT-PEELING-TAGE			
Morgens:			
<ul style="list-style-type: none"> • Tragen Sie 2 Pumpstöße Serum mit den Fingerspitzen auf das gesamte Gesicht auf. Lassen Sie das Produkt vollständig einziehen und trocknen. 			
Abends:			
<ul style="list-style-type: none"> • Tragen Sie 2 Pumpstöße Serum mit den Fingerspitzen auf das gesamte Gesicht auf. Lassen Sie das Serum vollständig einziehen und trocknen. • Verwenden Sie anschließend das Gerät mit dem Kuppelaufsatz im Serum-Modus. 			

Bitte vermeiden Sie bei den Hautpflegeprodukten und beim Gerät den Kontakt mit den Augen. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt anhaltende

Hautrötung, Brennen oder Jucken auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und/oder spülen Sie Ihr Gesicht gründlich ab. Folgen Sie den Verfahren für morgens und abends mit einer Feuchtigkeitscreme.

Reihenfolge der Verwendung in Ihrem täglichen Hautpflegeprogramm:

- **Tagsprogramm:** Reiniger, Toner, restrukturierendes Serum, Feuchtigkeitscreme und/oder LSF.
- **Abendliches Programm mit Peeling:** Reiniger, restrukturierendes Peeling, Gerät + Saugdüse, Toner, restrukturierendes Serum, Gerät im Serum-Modus + Kuppelaufsatz, Feuchtigkeitscreme.
- **Abendliches Programm ohne Peeling:** Reiniger, Toner, restrukturierendes Serum, Gerät im Serum-Modus + Kuppelaufsatz, Feuchtigkeitscreme.

Sicherheits- und vorsichtsmassnahmen



Der Hersteller und die Vertriebspartner sind nicht für Gerätefehler oder Schäden verantwortlich, die auf die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise in diesem Dokument zurückzuführen sind.

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie:
 - ein Gesichtsimplantat haben (z. B. aus Metall oder Silikon)
 - Ekzem, Dermatitis oder andere Hautkrankheiten haben
 - schwanger sind oder stillen
2. Konsultieren Sie vor dem Gebrauch des Geräts einen Arzt, wenn Sie:
 - in jüngster Zeit einen chirurgischen Eingriff im Gesicht hatten
 - sich in ärztlicher Behandlung befinden
3. Wenden Sie das Gerät nicht auf die folgenden Bereiche an:
 - verletzte, entzündete oder gereizte Haut
 - Orte, an denen eine Operation durchgeführt wurde
 - die Augen und die Augenpartie
 - Orte, an denen innerhalb der letzten 24 Stunden eine Haarentfernungsbehandlung durchgeführt wurde
 - Bereiche mit sensorischer Behinderung oder eingeschränkter Schmerzwahrnehmung

Warnhinweise

1. Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um potenzielle Brandgefahren, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
 - Setzen Sie das Gerät nie extremen Temperaturen (höher als 45 °C (113 °F) oder niedriger als 0 °C (32 °F)), Hitzequellen, direktem Sonnenlicht oder brennbaren Materialien aus.
 - Reinigen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Substanzen wie Alkohol, Benzol oder Lösungsmitteln.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Rauch, starke Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche abgibt.
 - Legen Sie das Gerät nicht in einen Mikrowelle oder einen Hochdruckbehälter.
 - Ändern oder reparieren Sie das Gerät nicht.
 - Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht auf den Boden und setzen Sie es keinen starken Schlägen aus.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und vermeiden Sie den Kontakt mit großen Mengen von Wasser.
 - Laden Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort auf.
 - Achten Sie darauf, dass Sie beim Kontakt mit dem Ladekabel/einer Steckdose trockene Hände haben.
 - Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren auf.
2. Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten:
 - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht gebraucht wird.
 - Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an den 5-V-Adapter anschließen. Verwenden Sie keinen schnellen USB-Adapter.
 - Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es aufladen.
 - Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 4 Wochen vollständig auf, wenn es nicht verwendet wird. Dies dazu bei, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
 - Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Saugdüsen oder die Kuppel austauschen. Wenn das Gerät beim Wechseln der Zubehörteile eingeschaltet bleibt, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder kochendes Wasser zur Reinigung der Saugdüsen oder der Kuppel, da dies zu Verfärbungen oder Korrosion führen kann.
 - Setzen Sie das Gerät und deren Zubehörteile nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonnenstrahlung aus, da dies Verfärbungen verursachen und die Produktleistung beeinträchtigen kann.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produktname: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modellnummer: BD0030EBCOE

Nennspannung/Eingangsleistung: 3.7 V DC/ 1.4 A

Enthält: 900 mA Lithium-Polymer-Akku

USB-C-Kabel

Lokales Ladegerät – nicht im Lieferumfang enthalten

Ladeanzeige – vorhanden

Abmessungen (in mm):

Gerät: 231,5 x 52 x 45 (H x B x L)

Halterung: 108 x 116,5 x 76 (H x B x L)

Gewicht des Geräts: 255 g (Gerät), 70 g (Halterung)

Verwendete Materialien:

Gehäusekunststoff P.C + ABS weiß

Material für Abwasserbehälter und Wassertank: ECOZEN (rein)

Düsenspitzen: Silikon

Kappenlinse: P.C

Betriebstemperatur: 5 °C~25 °C (41 °F - 77 °F)

Lagerung: Entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern

Lagertemperatur: -20 °C ~ 25 °C (-4 °F - 77 °F)

Akku:

Modellname: XK603048

Hersteller: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Herstellungsdatum: Getrennt auf dem Akku vermerkt.

A/S-Zentrum: 031-701-0951

HERGESTELLT IN KOREA

GERÄTEZERTIFIZIERUNGEN/KONFORMITÄTSZEICHEN:

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses elektronische Gerät entspricht den einschlägigen europäischen Harmonisierungsvorschriften für Verbraucher- und Umweltsicherheit.



ENTSORGUNG UND UMWELT



Dieses elektronische Gerät muss am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Haushaltsmüll entsorgt werden Bitte entsorgen Sie es an Ihrer örtlichen Recyclingstelle. Korrekte Entsorgung des Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) (gilt in der Europäischen Union und anderen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Dokumentation, zeigt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Gerät bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern. Haushaltsbenutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten dazu zu erfragen, wo und wie sie dieses Produkt umweltfreundlich recyceln können.

GARANTIE:

Einzelheiten zur Garantie finden Sie auf der Amway Website für Ihr Land.



KASUTUSJUHEND

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion on mõeldud kasutamiseks ARTISTRY LABS Retexturizing süsteemi osana koos toodetega ARTISTRY LABS RETEXTURIZING koorija ja ARTISTRY LABS RETEXTURIZING seerum. Nahahooldussüsteemi täielikud juhised leiate lk 65. Seda 28-päevast nahahooldussüsteemi on soovitatav kasutada iga kolme kuu järel.



MÄRKUS: enne seadme esmakordset kasutamist lugege kindlasti läbi selles brošüüris olevad juhised ja ohutusteave, et tagada seadme õige kasutamine ja saavutada parimaid tulemusi. Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

Elektriseadmete kasutamisel kehtivad alljärgnevad peamised ettevaatusabinõud. Lugege kõik juhised enne seadme kasutamist läbi ja hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

- (1) See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja siseruumides. Ärge kasutage seda seadet ärilisel otstarbel ega välitingimustes.
- (2) Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja teadmised, võivad seda seadet kasutada juhul, kui neid on õpetatud seda ohutult käsitsema ning nad mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

HOIATUS!



Ärge vaadake otse töötava seadme valgusallikasse.

Sisukord

- Seadme teave
- Laadimisteave
- IMEMISREŽIIM
- SEERUMI režiim
- Puhastamine
- Nädalane ilurežiim süsteemiga
- Ohutus- ja ettevaatusabinõud
- Tehniline teave
- Sertifikaadid ja vastavusmärgid
- Edasimüüja ja tootja kontaktandmed
- Garantii
- Klienditeeninduse kontaktandmed


Seadme teave

Seadmeosad

- 1 seade
- 1 seadmehoidik
- 1 veepaagi hoidik
- 2 IMIOTSAKUT (suur/väike otsak)
- 1 SEERUMI kuppeltarvik
- 1 USB-C kaabel
- 1 kasutusjuhend
- 1 puhastushari



Seadme struktuur



Laadimisteave

Enne kasutamist: laadige seadet sellega kaasasoleva USB-C kaabliga. Laadimisaja pikkus oleneb riigist ja toiteallikast.

Kuidas laadida

1. Kontrollige, kas veepaagid on tühjad. Asetage seade püstasendis korralikult hoidikule.
2. Kasutage seadme laadimiseks selleks ettenähtud USB-C kaablit*.
3. Laadimise ajal põleb TOITENUPU ümber punane tuli. Kui seade on täis laetud, muutub tuli roheliseks.
4. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage seade vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud seade ei tööta.

* Vajalik on 5 V adapter (ei ole seadmega kaasas). Ärge kasutage USB-kiirlaadijat.



Aku tühjenemise näidik

Kui aku toide on alla 5%, piiksus seade mitu korda ja TOITENUPU ümber olev tuli vilgub punaselt. Seade ei tööta. Seadme laadimiseks järgige ülaltoodud juhiseid.

Seadme sisse-/väljalülitamine ning režiimide/tasemete muutmine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage TOITENUPPU. Seda ümbritsev valge tuli näitab, et seade on sisse lülitatud.
- Valige sobiv imemistase: 1. taseme valimiseks vajutage TOITENUPPU uuesti, 2. taseme valimiseks vajutage seda kaks korda ja 3. taseme valimiseks vajutage seda kolm korda.
- SEERUMI režiimi valimiseks lülitage seade sisse ning vajutage ühe korra SEERUMI nuppu.
- Seadme väljalülitamiseks hoidke TOITENUPPU 2 sekundit all.

MÄRKUS: seadet on võimalik soovi või vajaduse korral igal ajal välja lülitada.

IMEMISREŽIIM Mõeldud kasutamiseks pärast ARTISTRY LABS

Retexturizing koorija kasutamist

Imiotsaku valimine

Seadmega on kaasas kahes suuruses imiotsakud, mis sobivad näo erinevate piirkondade jaoks.

- Väike otsak: väiksemate õnaruste, näiteks ninapiirkonna jaoks.
- Suur otsak: suuremate piirkondade, näiteks otsmiku, põskede ja lõua jaoks.




Imiotsaku vahetamine

Enne imiotsakute vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud. Eemaldage imiotsak seadmelt, tõmmates seda õrnalt väljapoole. Uue otsaku kinnitamiseks joondage otsakul olev punkt seadmel oleva kolmnurgaga ning lükake see korralikult paika, libistades selle portidele.

MÄRKUS: imiotsakuid on lihtsam vahetada kuivade kätega.

Imemistase

Seadmel on kolm imemistaset, mille valik oleneb teie naha taluvusest. Soovitame alustada 1. tasemest ning kui tunnete end mugavalt, siis võite intensiivsust tõsta. Lülitage seade sisse ja valige sobiv imemistase, vajutades TOITENUPPU: 1. taseme jaoks vajutage nuppu veelkord, 2. taseme jaoks vajutage kaks korda ning 3. taseme jaoks vajutage kolm korda.

TASE	KIRJELDUS	MÄRGUTULI
1. taseme	Kerge imemine	Sinine 
2. taseme	Keskmine imemine	Kollane 
3. taseme	Tugev imemine	Roosa 

Veepaagi täitmine

1. Eemaldage põhjakork.
2. Hoidke seadme ülemisest poolest kindlalt kinni ja tõmmake veepaaki teise käega alla, et see seadme küljest eemaldada.
3. Lisage veepaaki vett, kuni veetase ulatub MAKSIMAALSE piirini.


*Ärge ületage MAKSIMAALSE piiri joont.

4. Lükake veepaak korralikult seadme külge tagasi.
5. Pange põhjakork tagasi.



Imemisprotseduuri juhised

1. Kinnitage seadmele soovitud imiotsak.
 2. Täitke veepaak veega.
 3. Lülitage seade sisse, vajutades TOITENUPPU.
 4. Valige soovitud imemistase, vajutades TOITENUPPU nii mitu korda, kui konkreetse taseme valimiseks vaja.
- *Oodake mõni sekund, kuni seade kiirendab.
5. Libistage seadet õrnalt üle näo, veendudes, et imiotsak puutub nahaga korralikult kokku. Nahahooldusjuhised leiata allolevalt jooniselt.
 6. Jätkake, kuni olete hooldanud kogu näo.



MÄRKUSED:

- Vältige silmaümbrust.
- Ärge hoidke seadet ühes kohas üle 3 sekundi.
- Kui kallutate seadet liiga palju, lülitub see välja. Lülitage seade uuesti sisse ja jätkake nahahooldust.
- Lõpetage seadme kasutamine, kui tunnete liigset ebamugavust.
- Kasutamise ajal võib nahk kergelt punetada. See on täiesti normaalne.
- Ärge kasutage imemisrežiimi, kui veepaak on tühi.
- Tühjendage kasutatud vee paaki ja täitke puhta vee paaki kasutamise ajal nii sageli kui vaja. Kasutatud vee paaki ei ole võimalik seadme küljest eemaldada.
- Ärge raputage ega kallutage seadet ega pange seda külili, kui kasutatud vee paak on täis.
- Aku säästmiseks lülitub seade pärast 5-minutilist kasutamist automaatselt välja. Vajaduse korral lülitage seade uuesti sisse ja jätkake nahahooldust.


Kui olete imemishoolduse lõpetanud

1. Lülitage seade välja, hoides TOITENUPPU 2 sekundit all.
2. Hoidke seadet kraanikausi kohal püstasendis ning kallutage seda veidi, et vältida kasutatud vee pritsimist kätele.
3. Eemaldage kasutatud vee paagilt põhjakork, et kasutatud vesi saaks välja voolata, ning puhastage seadet, järgides puhastusjuhiseid.
4. Veenduge, et seade ja imiotsakud on korralikult puhtad ja kuivad.

SEERUMI režiim Mõeldud kasutamiseks pärast ARTISTRY LABS Retexturizing seerumit

Seerumiprotseduuri juhised

1. Kinnitage seadmele SEERUMI kuppeltarvik, joondades kuppeltarvikul oleva punkti seadmel oleva kolmnurgaga.
2. Lükake kuppeltarvik paika, libistades selle portidele.
3. Lülitage seade sisse, vajutades TOITENUPPU.
4. Vajutage SEERUMI nuppu. Kuppeltarvikus süttib punane tuli.
5. Asetage kuppeltarvik õrnalt vastu nägu, alustades otsmiku ülaosast. 3 sekundi möödudes seade piiksub. Liigutage seadet 2–3 cm ja korrake, kuni olete hooldanud kogu nägu.



MÄRKUSED:

- Vältige silmaümbrust.
- Ärge suunake LED-valgust silmadesse. Vajaduse korral sulgege nahahoolduse ajal silmad.
- SEERUMI režiim kestab 10 minutit, kuid te võite seadme igal ajal välja lülitada.

Kui olete seerumiprotseduuri lõpetanud


1. Lülitage seade välja, hoides TOITENUPPU 2 sekundit all.
2. Võtke kuppeltarvikust kahe sõrmega kinni, tõmmake seda õrnalt väljapoole ning loputage tarvik puhtaks.
3. Asetage seade hoidikule ja ühendage see laadimiseks vooluvõrku.

Puhastamine

Enne puhastamist lülitage seade välja.

Seadet tuleb pärast iga kasutuskorda puhastada, et vältida rasu ja muu mustuse kogunemist.

Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu järelevalveta puhastada ega hooldada.



Puhastamine pärast IMEMISREŽIIMI

1. Kinnitage seadmele suur imiotsak.
2. Lisage veepaaki vett, kuni veetase ulatub MAKSIMAALSE piirini.
3. Lülitage seade sisse, vajutades TOITENUPPU, seejärel hoidke 2 sekundit all SEERUMI nuppu, et käivitada puhastusrežiim.
4. Pöörake kuppeltarvik tagurpidi ja hoidke seda korralikult suure imiotsaku peal.

* Hoidke seadet püstasendis. Kui kallutate seadet liiga palju, hakkab see piiksuma ja lülitub välja. Sel juhul hoidke seadet püstasendis ja lülitage see uuesti sisse, et puhastamist jätkata.

5. Kui veepaak on tühi, vajutage seade välja, hoides TOITENUPPU 2 sekundit all.
6. Hoidke seadet püstasendis ja eemaldage põhjakork, et kasutatud vee paaki tühjendada.
7. Eemaldage veepaak ja asetage see veepaagi hoidikule.
8. Eemaldage suur imiotsak ning loputage imiotsakuid, kuppeltarvikut ja põhjakorki õrnalt veega.
9. Asetage seade tagasi hoidikule ja laske kõigil seadmeosadel täielikult kuivada.



Kasutatud vee paagi puhastamine

1. Eemaldage põhjakork ja tühjendage kasutatud vee paak.
2. Tehke puhastushari märjaks ning puhastage sellega põhjalikult ja õrnalt kasutatud vee paagi küljed.
3. Asetage seade tagasi hoidikule ja laske kasutatud vee paagil täielikult kuivada.

MÄRKUSED:

- Ärge kasutage puhastusaineid ning ärge pühkige ega harjake liiga kaua/kõvasti. See võib seadet kahjustada.
- Ärge raputage ega kallutage seadet ega pange seda külili, kui veepaak või kasutatud vee paak on täis. Kui kummaski paagis on vett, tuleb seadet hoida püstasendis.
- Vee äravooluavast võib lekkida vett. See kaitseb pumpa vee tagasivoolu eest, kui kasutatud vee paagis on vesi ning seadet kallutatakse liiga palju.

[Nädalane ilurežiim süsteemiga]

ARTISTRY LABS Retexturizing süsteem

See nahahooldussüsteem koosneb kahest nahahooldusrežiimist: koorimispäevadest ja mittekoorimispäevadest.

Järgige alltoodud nädalast ilurežiimi 4 nädalat, veendudes, et te ei koori nahka järjestikustel päevadel:

1. PÄEV Koorimispäev	2. PÄEV Mittekoorimispäev	3. PÄEV Mittekoorimispäev	4. PÄEV Koorimispäev
PEEL DAY INSTRUCTIONS:			
Hommikul: <ul style="list-style-type: none">Kandke sõrmeotstega kogu näole 2 pumbaannust seerumit. Laske täielikult imenduda ja kuivada.			
Õhtul: <ul style="list-style-type: none">Kandke puhastatud nahale sõrmeotstega 6–8 pumbaannust koorijat. Ajage ühtlase kihina laiali ja jätke 8 minutiks mõjuma.Loputage nägu hoolikalt veega, et koorija eemaldada, ning patsutage kuivaks.Kasutage seadet imiotsakuga, et eemaldada nahajäägid ja poore puhastada. Patsutage nahk kuivaks.Kandke sõrmeotstega kogu näole 2 pumbaannust seerumit. Laske täielikult imenduda ja kuivada.Kasutage seadet SEERUMI režiimis kuppeltarvikuga.			

5. PÄEV Mittekoorimispäev	6. PÄEV Mittekoorimispäev	7. PÄEV Mittekoorimispäev
NON-PEEL DAY INSTRUCTIONS:		
Hommikul: <ul style="list-style-type: none">Kandke sõrmeotstega kogu näole 2 pumbaannust seerumit. Laske täielikult imenduda ja kuivada.		
Õhtul: <ul style="list-style-type: none">Kandke sõrmeotstega kogu näole 2 pumbaannust seerumit. Laske täielikult imenduda ja kuivada.Kasutage seadet SEERUMI režiimis kuppeltarvikuga.		

Vältige nahahooldustoodete ja seadme kokkupuudet silmadega. Kui mis tahes ajal ilmneb püsivat

punetust, põletust või torkimist, lõpetage seadme kasutamine ja/või loputage nägu. Kasutage pärast hommikut ja õhtust nahahooldusrežiimi niisutajat.

Kasutusjärjekord koos igapäevase nahahooldusrežiimiga:

- Hommikune ilurežiim:** puhastusvahend, toonik, Retexturizing seerum, niisutaja ja/või SPF.
- Õhtune ilurežiim koos koorimisega:** puhastusvahend, Retexturizing koorija, seade + imiotsak, toonik, Retexturizing seerum, seade SEERUMI režiimis + kuppeltarvik, niisutaja.
- Õhtune ilurežiim ilma koorimiseta:** puhastusvahend, toonik, Retexturizing seerum, seade + SEERUMI režiim + kuppeltarvik, niisutaja.

Ohutus- ja ettevaatusabinõud



Tootja ja edasimüüjad ei vastuta seadme rikke ega kahjustuste eest, mis tulenevad selles juhendis sätestatud kasutusjuhiste ja hoiatuste mittejärgimisest.

Ohutusavaldused

- Ärge kasutage seadet, kui:
 - Teil on näoimplantaat (nt metall, silikoon).
 - Teil on ekseem, dermatiit või muid nahahaiguseid.
 - Te olete rase või imetate.
- Konsulteerige arstiga, kui:
 - Teil on hiljuti olnud näooperatsioon.
 - Te saate meditsiinilist ravi.
- Ärge kasutage seadet järgmistest piirkondades:
 - Vigastatud, põletikulisel ja ärritunud nahal.
 - Operatsioonikohas.
 - Silmadel ja silmi ümbritseval piirkonnal.
 - Kust on hiljuti eemaldatud karvu (vähem kui 24 tundi tagasi).
 - Valutaju või sensoorse häirega piirkonnal.

Hoiatusavaldused

- Tuleohtliku olukorra, elektrilöögi, vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks.
 - Ärge laske seadmel kokku puutuda äärmuslike temperatuuride (üle 45 °C ja alla 0 °C), soojusallikate, otsese päikesevalguse ega tuleohtlike materjalidega.
 - Ärge puhastage seadet tuleohtlike ainetega, nagu alkohol, benseen ja vedeldi.
 - Ärge kasutage seadet, kui see tekitab suitsu või ebatavalist lõhna või müra.
 - Ärge asetage seadet mikrolaineahju ega kõrgsurveanumasse.
 - Ärge muutke ega parandage seadet.
 - Ärge pillake, visake ega lööge seadet kõvasti.
 - Ärge kastke seadet vette. Vältige seadme kokkupuudet suures koguses veega.
 - Ärge laadige seadet niiskes kohas.
 - Puudutage laadimiskaablit/pistikupesa ainult kuivade kätega.
 - Hoidke seadet (alla 12-aastastele) lastele kättesaamatus kohas.
- Seadme optimaalseks töökorraks:
 - Lülitage seade välja, kui te seda ei kasuta.
 - Laadige seadet, ühendades sellega kaasasoleva USB-C kaabli 5 V adapteriga. Ärge kasutage USB-kiirlaadijat.
 - Enne laadimist lülitage seade välja.
 - Kui seadet ei kasutata, laadige selle aku vähemalt iga 4 nädala järel täis. See aitab hoida aku tööiga.
 - Lülitage seade enne imiotsakute/kuppeltarviku vahetamist välja. Kui seade on otsakute vahetamise ajal sisse lülitatud, võib tekkida kahjustusi.
 - Ärge pöörake seadet tagurpidi.
 - Ärge kasutage imiotsakute/kuppeltarviku puhastamiseks pesuaineid ega keevat vett, sest see võib põhjustada värvimuutuseid ja korrosiooni.
 - Ärge jätke seadet ega seadmeosi pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte, sest see võib põhjustada värvimuutuseid ja kahjustada seadme töökorda.

TEHNILINE TEAVE

Toote nimi: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Mudeli number: BD0030EBCOE

Nimipinge/sisend: 3,7 V DC / 1,4 A

Sisaldab: 900 mA laetavat liitiumpolümeerakut
USB-C kaablit.

Kohalik laadija ei kuulu tootekomplekti.

Laadimisnäidik – olemas

Seadme mõõdud (mm):

Korpus: 231,5 (K) × 52 (L) × 45 (P)

Hoidik: 108 (K) × 116,5 (L) × 76 (P)

Seadme kaal: 255 g (korpus), 70 g (hoidik)

Materjalid:

Seadme korpuse plast: P.C+ABS valge

Veepaakide materjal: ECOZEN (puhas)

Otsakud: silikoon

Korgi lääts: P.C

Töötemperatuur: 5 °C ~ 25 °C

Hoiustamistingimused: eemal otsesest päikesevalgusest, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas

Hoiustamistemperatuur: -20 °C ~ +25 °C

Aku:

Mudeli nimetus: XK603048

Aku tootja: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198,
Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Tootmiskuupäev: märgitud eraldi akule.

Müüjijärgne keskus: 031-701-0951

VALMISTATUD KOREAS

SERTIFIKAADID JA VASTAVUSMÄRGID:

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

See elektroonikaseade vastab asjakohastele Euroopa ühtlustamisõigusaktidele, mis käsitlevad tarbijakaitset ja keskkonnaohutust.



JÄÄTME- JA KESKKONNATEATIS



See elektroonikaseade tuleb kasutusaja lõppedes olmejäätmetest eraldi kõrvaldada. Kõrvaldage seade kohalikus ringlussevõturajatises. Selle seadme õige kõrvaldamine (kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on jäätmete eraldi kogumise süsteemid) toimub kooskõlas Euroopa direktiiviga 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (WEEE). See seadmel või seadme juhendites olev märgistus näitab, et seadet ei tohi kasutusea lõpus kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmekäitlusest tuleneda võiva keskkonnakahju ja inimeste tervisele ohu vältimiseks kõrvaldage seade vastutustundlikult, et soodustada materjalide säästlikku taaskasutust. Kodutarbijatel on soovitatav võtta ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad seadme ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas seade keskkonnaohutuks ringlussevõtuks viia.

GARANTII:

garantii üksikasjad leiata Amway kohaliku veebisaidi tootelehel.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η Συσκευή Υδροαπολέπισης ARTISTRY LABS™ προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του Συστήματος Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS το οποίο περιλαμβάνει το Απολεπιστικό Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS και τον Ορό Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS. Δείτε όλες τις οδηγίες για το Σύστημα Θεραπείας στη σελίδα 76. Αυτό το Σύστημα Περιποίησης της Επιδερμίδας των 28 ημερών συνιστάται να χρησιμοποιείται μία φορά κάθε τρίμηνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας αυτού του φυλλαδίου ώστε για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.


Σας συνιστούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές. Παρακαλούμε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Επίσης, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση.

- (1) Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για εμπορική χρήση και μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ενήλικες. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Μην κοιτάτε επίμονα προς την πηγή της λυχνίας λειτουργίας.


Πίνακας περιεχομένων

- Πληροφορίες για τη συσκευή
- Πληροφορίες για τη φόρτιση
- Λειτουργία ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
- Λειτουργία ΟΡΟΥ
- Μέθοδος καθαρισμού
- Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συστήματος
- Ασφάλεια & Προφυλάξεις
- Τεχνικές πληροφορίες
- Πιστοποιήσεις και Σήματα Συμμόρφωσης
- Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα & Κατασκευαστή
- Εγγύηση
- Πληροφορίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Πληροφορίες για τη συσκευή

Εξαρτήματα

- 1 Συσκευή/Κύρια μονάδα
- 1 Βάση συσκευής
- 1 Στήριγμα δοχείου νερού
- 2 Κεφαλές ακροφυσίων ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (Μεγάλο/Μικρό ακροφύσιο)
- 1 Κωδωνοειδές εξάρτημα ΟΡΟΥ
- 1 Καλώδιο USB-C
- 1 Εγχειρίδιο χρήστη
- 1 Βουρτσάκι καθαρισμού



Σύνθεση συσκευής



Πληροφορίες για τη φόρτιση

Πριν από τη χρήση: Φορτίστε τη συσκευή με το καλώδιο USB-C που παρέχεται με τη συσκευή. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πώς να φορτίσετε τη συσκευή

1. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία νερού και απορριμμάτων είναι άδεια. Τοποθετήστε με ασφάλεια τη συσκευή σε όρθια θέση στη βάση της.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C για να φορτίσετε τη συσκευή*.
3. Κατά τη φόρτιση θα εμφανιστεί ένα κόκκινο φως γύρω από το κουμπί POWER. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, το φως θα γίνει πράσινο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή. Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.



* Απαιτείται προσαρμογέας 5V (δεν περιλαμβάνεται). Μην χρησιμοποιείτε έναν γρήγορο/ταχεία φόρτισης προσαρμογέα USB.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, η συσκευή θα ηχήσει αρκετές φορές και μια κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει γύρω από το κουμπί POWER. Η συσκευή δεν θα λειτουργεί. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να φορτίσετε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της Συσκευής και Αλλαγή Λειτουργιών/Επιπέδων

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί POWER. Θα ανάψει ένα λευκό φως που δείχνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο αναρρόφησης, πατήστε ξανά το κουμπί POWER για να επιλέξετε το Επίπεδο 1. Πατήστε το δύο φορές για το Επίπεδο 2. Πατήστε το τρεις φορές για το Επίπεδο 3.
- Για να επιλέξετε τη λειτουργία ΟΡΟΥ, πατήστε το κουμπί ΟΡΟΥ μόλις ενεργοποιηθεί η Συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρειάζεται ή όποτε θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Λειτουργία ANAPPOΦΗΣΗΣ Αναπτύχθηκε για χρήση μετά το Απολεπιστικό Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS

Επιλογή ακροφυσίου αναρρόφησης

Υπάρχουν δύο μεγέθη ακροφυσίων αναρρόφησης για διαφορετικές περιοχές του προσώπου σας.

- Μικρό ακροφύσιο: Για μικρότερες περιοχές όπως στην περιοχή της μύτης.
- Μεγάλο ακροφύσιο: Για μεγαλύτερες περιοχές όπως το μέτωπο, τα μάγουλα και το πηγούνι.

Αλλαγή του ακροφυσίου αναρρόφησης

Πριν αλλάξετε τα ακροφύσια αναρρόφησης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο αναρρόφησης από τη συσκευή, τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Για να αντικαταστήσετε το ακροφύσιο, ευθυγραμμίστε το σημάδι του ακροφυσίου με το τρίγωνο της συσκευής και πιέστε ελαφρώς για να σταθεροποιηθεί στη θέση του ενώ το σύρετε στις εισόδους ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάζετε ακροφύσια, είναι πιο εύκολο να το κάνετε με στεγνά χέρια.

Επίπεδα αναρρόφησης

Η συσκευή έχει τρία επίπεδα αναρρόφησης για να διαλέξετε ανάλογα με την ανοχή του δέρματός σας. Προτείνουμε να ξεκινήσετε με το επίπεδο 1 και στη συνέχεια, να αυξήσετε την ένταση ανάλογα το πόσο άνετα νιώθετε σε κάθε επίπεδο. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο αναρρόφησης χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER: Πατήστε άλλη μια φορά για να επιλέξετε το Επίπεδο 1. Πατήστε δύο φορές για το Επίπεδο 2. Πατήστε τρεις φορές για το Επίπεδο 3.

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΥΧΝΙΑΣ
Επίπεδο 1	Χαμηλή αναρρόφηση	Μπλε
Επίπεδο 2	Μεσαία αναρρόφηση	Κίτρινο
Επίπεδο 3	Υψηλή αναρρόφηση	Ροζ




Γέμισμα του δοχείου νερού

1. Αφαιρέστε το κάτω καπάκι.
 2. Πιάστε σταθερά το επάνω μισό της συσκευής και τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα κάτω με το άλλο χέρι, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.
 3. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να φτάσει στο όριο της γραμμής MAX*.
- * Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή MAX.
4. Πιέστε με ασφάλεια το δοχείο νερού στη θέση του.
 5. Επανατοποθετήστε το κάτω καπάκι.

Οδηγίες θεραπείας ANAPPOΦΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το κατάλληλο ακροφύσιο αναρρόφησης στη συσκευή.
 2. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί POWER.
 4. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο αναρρόφησης πατώντας ξανά το κουμπί POWER.
- * Η συσκευή θα χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να «ανεβάσει» και να σταθεροποιηθεί την ταχύτητα.
5. Σύρετε απαλά τη συσκευή σε όλο το πρόσωπο διασφαλίζοντας ότι το ακροφύσιο αναρρόφησης έχει καλή επαφή με το δέρμα. Ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα για να δείτε τη φορά των κινήσεων για τη θεραπεία της επιδερμίδας.
 6. Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σε ολόκληρο το πρόσωπο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε ένα σημείο για παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα.
- Εάν η συσκευή έχει υπερβολικά μεγάλη κλίση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Επανεκκινήστε τη συσκευή και συνεχίστε τη θεραπεία.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε υπερβολική ενόχληση.
- Κατά τη χρήση μπορεί να εμφανιστεί ελαφριά ερυθρότητα του δέρματός σας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λειτουργία αναρρόφησης χωρίς να υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- Αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων και ξαναγεμίστε το καθαρό δοχείο νερού όσες φορές χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Το δοχείο απορριμμάτων δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή.
- Μην κουνάτε έντονα, μην δίνετε μεγάλη κλίση και μην αφήνετε κάτω τη συσκευή όταν το δοχείο απορριμμάτων είναι γεμάτο με νερό.
- Στη λειτουργία αναρρόφησης η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά χρήσης για εξοικονόμηση ενέργειας. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και συνεχίστε τη θεραπεία.

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία αναρρόφησης

1. Πατήστε το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση πάνω από το νεροχύτη και στη συνέχεια γείρετέ την ελαφρά για να αδειάσετε το νερό χωρίς να πιτσιλίσετε τα χέρια σας.
3. Αφαιρέστε το κάτω καπάκι από το δοχείο απορριμμάτων για να αποστραγγίσει και στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το καπάκι και ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα ακροφύσια αναρρόφησης έχουν καθαριστεί και στεγνώσει καλά.

Λειτουργία ΟΡΟΥ Αναπτύχθηκε για χρήση μετά τον Ορό Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS

Οδηγίες θεραπείας ΟΡΟΥ

1. Συνδέστε το κωδωνοειδές εξάρτημα ΟΡΟΥ στη συσκευή ευθυγραμμίζοντας το σημείο του κωδωνοειδούς εξαρτήματος με το τρίγωνο της συσκευής.
2. Πιέστε το κωδωνοειδές εξάρτημα στη θέση του, ενώ σύρετε πάνω στις εισόδους ασφαλείας.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί POWER.
4. Πατήστε το κουμπί ΟΡΟΥ. Ένα κόκκινο φως θα ανάψει στο εσωτερικό του θολωτού εξαρτήματος.
5. Ξεκινώντας από την κορυφή του μετώπου, ακουμπήστε απαλά το κωδωνοειδές εξάρτημα στο πρόσωπο. Η συσκευή θα ηχήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Μετακινήστε 2-3 cm (1 ίντσα) και επαναλάβετε μέχρι να καλύψετε ολόκληρο το πρόσωπο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.
- Μην ρίχνετε το φως LED στα μάτια σας. Εάν είναι απαραίτητο, κλείστε τα μάτια σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
- Η λειτουργία ΟΡΟΥ θα διαρκέσει 10 λεπτά, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όποτε θέλετε.

Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία ΟΡΟΥ


1. Πατήστε το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιάστε το κωδωνοειδές εξάρτημα από τα πλάγια με τα δύο δάχτυλα, τραβήξτε το απαλά προς τα έξω και ξεπλύνετε το για να καθαρίσει.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση και συνδέστε τη για να φορτιστεί.

Μέθοδος καθαρισμού

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

Αυτή η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθεί η συσσώρευση λιπαρών ουσιών και άλλων υπολειμμάτων.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.



Λειτουργία Καθαρισμού μετά τη Λειτουργία ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το μεγάλο ακροφύσιο αναρρόφησης στη συσκευή.
2. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι να φτάσει στο όριο της γραμμής MAX.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί POWER και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OPOY για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία καθαρισμού.
4. Γυρίστε ανάποδα το κωδωνοειδές εξάρτημα και κρατήστε το με ασφάλεια πάνω από το μεγάλο ακροφύσιο αναρρόφησης.
- * Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. Αν η συσκευή πάρει υπερβολικά μεγάλη κλίση, θα ηχησει και θα απενεργοποιηθεί. Εάν συμβεί αυτό, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και ενεργοποιήστε την για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.
5. Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο νερού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και αφαιρέστε το κάτω καπάκι για να αδειάσετε το δοχείο απορριμμάτων.
7. Απομακρύνετε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το στο στήριγμα του δοχείου νερού στη βάση της συσκευής.
8. Αφαιρέστε το μεγάλο ακροφύσιο αναρρόφησης και ξεπλύνετε απαλά με νερό τα ακροφύσια αναρρόφησης, το κωδωνοειδές εξάρτημα και το κάτω καπάκι.
9. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση και αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.

Πώς να καθαρίσετε το δοχείο απορριμμάτων

1. Αφαιρέστε το κάτω καπάκι και αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων.
2. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι και βρέξτε το για να καθαρίσετε τα τοιχώματα του δοχείου απορριμμάτων σχολαστικά και απαλά.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση και αφήστε το δοχείο απορριμμάτων να στεγνώσει εντελώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αποφύγετε τη χρήση σαπουνιού και το υπερβολικό/έντονο καθαίρισμα ή βούρτσισμα. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Μην κουνάτε έντονα, μην δίνετε μεγάλη κλίση και μην αφήνετε κάτω τη συσκευή όταν το δοχείο νερού ή το δοχείο απορριμμάτων είναι γεμάτα με νερό. Εάν κάποιο από τα δοχεία εξακολουθεί να περιέχει νερό, η συσκευή θα πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση.
- Μπορεί να διαρρεύσει νερό από την οπή αποστράγγισης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται η αντλία από την αντίστροφη ροή νερού εάν η συσκευή πάρει μεγάλη κλίση και το δοχείο απορριμμάτων περιέχει νερό.

[Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συστήματος]

Σύστημα Ανασύστασης της Επιδερμίδας ARTISTRY LABS

Αυτό το σύστημα θεραπείας αποτελείται από δύο διαφορετικά προγράμματα: Πρόγραμμα «Ημέρας με απολέπιση» και «Ημέρας χωρίς απολέπιση»

Ακολουθήστε το παρακάτω εβδομαδιαίο πρόγραμμα για 4 εβδομάδες. Βεβαιωθείτε ότι η απολέπιση γίνεται μέρα παρά μέρα:

ΗΜΕΡΑ 1 Ημέρα με απολέπιση	ΗΜΕΡΑ 2 Ημέρα χωρίς απολέπιση	ΗΜΕΡΑ 3 Ημέρα χωρίς απολέπιση	ΗΜΕΡΑ 4 Ημέρα με απολέπιση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ:			
ΠΜ:			
<ul style="list-style-type: none">• Αντλήστε 2 φορές από τον ορό και εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων. Αφήστε να απορροφηθεί εντελώς και να στεγνώσει πολύ καλά.			
ΜΜ:			
<ul style="list-style-type: none">• Αντλήστε 6-8 φορές από τον ορό και εφαρμόστε με τις άκρες των δακτύλων σε καθαρό δέρμα. Απλώστε σαν ένα στρώμα και αφήστε τον ορό να δράσει για 8 λεπτά.• Ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό για να αφαιρέσετε τον ορό και στεγνώστε το πρόσωπο με ταμποναριστές κινήσεις.• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή + το ακροφύσιο αναρρόφησης για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα και να ανοίξετε τους πόρους του δέρματος. Στεγνώστε το δέρμα με ταμποναριστές κινήσεις.• Αντλήστε 2 φορές από τον ορό και εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων. Αφήστε να απορροφηθεί πλήρως και να στεγνώσει πολύ καλά.• Συνεχίστε με τη συσκευή στη λειτουργία OPOY + το κωδωνοειδές εξάρτημα.			
ΗΜΕΡΑ 5 Ημέρα χωρίς απολέπιση	ΗΜΕΡΑ 6 Ημέρα χωρίς απολέπιση	ΗΜΕΡΑ 7 Ημέρα χωρίς απολέπιση	
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ:			
ΠΜ:			
<ul style="list-style-type: none">• Αντλήστε 2 φορές από τον ορό και εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων. Αφήστε να απορροφηθεί πλήρως και να στεγνώσει εντελώς.			
ΜΜ:			
<ul style="list-style-type: none">• Αντλήστε 2 φορές από τον ορό και εφαρμόστε σε ολόκληρο το πρόσωπο χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων. Αφήστε να απορροφηθεί πλήρως και να στεγνώσει εντελώς.• Ακολουθήστε με τη συσκευή στη λειτουργία OPOY + το κωδωνοειδές εξάρτημα.			

Η χρήση των προϊόντων περιποίησης επιδερμίδας και της συσκευής πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή των ματιών. Εάν οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστεί επίμονη ερυθρότητα, κάψιμο ή σουξίμο, διακόψτε τη χρήση και/ή ξεπλύνετε το πρόσωπο. Ακολουθήστε τα βήματα Προ Μεσημβρίας και Μετά Μεσημβριαν με ένα ενυδατικό προϊόν.

Σειρά χρήσης προϊόντων σύμφωνα με την καθημερινή σας ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας:

- **Πρωινή ρουτίνα περιποίησης:** Καθαριστικό, Τονωτικό, Ορός Ανασύστασης, Ενυδατικό ή/και Αντλητικό.
- **Βραδινή ρουτίνα περιποίησης με απολέπιση:** Καθαριστικό, Απολεπιστικό Ανασύστασης, Συσκευή + Ακροφύσιο Αναρρόφησης, Τονωτικό, Ορός Ανασύστασης, Συσκευή σε λειτουργία OPOY + κωδωνοειδές εξάρτημα, Ενυδατικό.
- **Βραδινή ρουτίνα περιποίησης χωρίς απολέπιση:** Καθαριστικό, Τονωτικό, Ορός Ανασύστασης, Συσκευή + λειτουργία OPOY + κωδωνοειδές εξάρτημα, Ενυδατικό.

Ασφάλεια & Προφυλάξεις



Ο κατασκευαστής και οι διανομείς δεν ευθύνονται για αστοχία ή βλάβες της συσκευής ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και των προειδοποιήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Δηλώσεις Ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή:
 - Εάν έχετε κάποιο εμφύτευμα προσώπου (π.χ. μέταλλο, σιλικόνη)
 - Εάν έχετε έκζεμα, δερματίτιδα ή άλλες δερματικές παθήσεις
 - Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Συμβουλευτείτε έναν γιατρό:
 - Εάν κάνατε προσφάτως κάποια επέμβαση στο πρόσωπο
 - Εάν βρίσκεστε υπό ιατρική θεραπεία
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή:
 - Σε δέρμα που έχει τραυματιστεί, έχει φλεγμονές ή είναι ερεθισμένο
 - Σε περιοχή που έχει υποβληθεί σε επέμβαση
 - Στα μάτια και στην περιοχή γύρω από τα μάτια
 - Σε περιοχές όπου έχει γίνει προσφάτως αποτρίχωση (λιγότερο από 24 ώρες)
 - Σε περιοχές όπου αντιλαμβάνεστε πόνο ή αισθητηριακές ασθένειες.

Δηλώσεις Προφυλάξεων

- Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες {υψηλότερες από 45°C (113°F) ή χαμηλότερες από 0°C (32°F), σε πηγές θερμότητας, σε άμεσο ηλιακό φως ή εύφλεκτα υλικά.
 - Μην καθαρίζετε με εύφλεκτες ουσίες όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εκπέμπει καπνό, οσμή ή κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε φούρνο μικροκυμάτων ή δοχείο υψηλής πίεσης.
 - Μην πραγματοποιείτε αλλαγές ή επισκευάζετε τη συσκευή.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει και να προσκρούσει κάπου με δύναμη.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και αποφύγετε την επαφή με μεγάλη ποσότητα νερού.
 - Μη φορτίζετε τη συσκευή σε υγρό μέρος.
 - Τα χέρια σας πρέπει να είναι στεγνά όταν έρχονται σε επαφή με το καλώδιο φόρτισης/ ηλεκτρική πρίζα.
 - Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά (ηλικίας κάτω των 12 ετών).
- Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής:
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
 - Φορτίστε τη συσκευή συνδέοντας το καλώδιο USB-C που παρέχεται με τη συσκευή στον προσαρμογέα 5V. Μη χρησιμοποιείτε γρήγορο/ταχείας φόρτισης προσαρμογέα USB.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη φόρτιση.
 - Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα ακροφύσια αναρρόφησης και το θολωτό εξάρτημα. Εάν η συσκευή παραμείνει ενεργοποιημένη κατά την αλλαγή των εξαρτημάτων μπορεί να προκύψει δυσλειτουργία.
 - Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή βραστό νερό για να καθαρίσετε τα ακροφύσια αναρρόφησης / το κωδωνοειδές εξάρτημα, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή διάβρωση.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα σε άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένη χρονική περίοδο, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή να επηρεαστεί η απόδοση του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όνομα προϊόντος: ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ ARTISTRY LABS™

Αριθμός μοντέλου: BD0030EBC0E

Όνομαστική τάση/Ρεύμα εισόδου: 3,7 V DC/ 1,4 A

Περιέχει: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-polymer 900 mA

Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C

Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής για φόρτιση ανάλογα με την τάση κάθε χώρας.

Διαθέτει ένδειξη φόρτισης

Παράμετροι μεγέθους συσκευής (mm):

Κύρια μονάδα συσκευής: 231,5(Υ)*52(Π)*45(Μ)

Βάση συσκευής: 108(Υ)*116,5(Π)*76(Μ)

Βάρος συσκευής: 255g (κύρια μονάδα), 70g (βάση)

Υλικά κατασκευής:

Πλαστικό σώμα κύριας μονάδας: P.C+ABS λευκού χρώματος

Υλικό δοχείου απορριμμάτων και νερού: ECOZEN (καθαρό)

Μύτες των ακροφυσίων: Σιλικόνη

Προστατευτικά καπακιού: P.C

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C~25°C (41F - 77F)

Συνθήκες αποθήκευσης: μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά

Θερμοκρασία αποθήκευσης: στους -20°C~ +25°C (-4F - 77F)

Μπαταρία

Όνομα μοντέλου: XK603048

Κατασκευαστής μπαταρίας: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Ημερομηνία παραγωγής: Επισημαίνεται ξεχωριστά πάνω στην μπαταρία.

Κέντρο A/S: 031-701-0951

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ / ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Αυτός ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία εναρμόισης για την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.



ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Αυτή η ηλεκτρονική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής της. Παρακαλούμε

να απορρίψετε τη συσκευή στο σύστημα ανακύκλωσης της χώρας σας. Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα

Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για Απόρριψη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων (WEEE) Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής του. Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής αρχής, για να ενημερωθούν σχετικά με το πού και πώς μπορούν να χειριστούν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Επισκεφτείτε τη σελίδα προϊόντος του ιστότοπου
Amway της χώρας σας για λεπτομέρειες σχετικά με
την εγγύηση.

ES

MANUAL DEL USUARIO

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion está diseñado para ser utilizado como parte del Sistema retexturizador Artistry Labs, junto con el Peeling retexturizador Artistry Labs y el Sérum retexturizador Artistry Labs. Consulta la página 87 para obtener instrucciones completas de uso (régimen) del sistema de tratamiento. Se recomienda utilizar este sistema para el cuidado de la piel de 28 días una vez al trimestre.



AVISO: antes de utilizar el dispositivo por primera vez, es muy importante leer las instrucciones y la información de seguridad de este folleto para garantizar un uso adecuado y lograr un resultado óptimo. Te recomendamos que conserves estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Las siguientes precauciones de seguridad básicas son aplicables al uso de aparatos eléctricos, por lo que te rogamos que leas todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Conserva este manual de instrucciones para futuras consultas.

- (1) Este producto está diseñado para uso doméstico en interiores exclusivamente. No destines este producto a uso comercial y abstente de utilizarlo en exteriores.
- (2) Este aparato debe ser utilizado exclusivamente por adultos. Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia ni conocimientos si son supervisados o reciben instrucciones relativas a la utilización segura del producto y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario sin supervisión.

ADVERTENCIA



No mantengas las vista fija en la fuente de luz del dispositivo.


Contenido

- Información sobre el dispositivo
- Información sobre la carga
- Modo de SUCCIÓN
- Modo de SÉRUM
- Método de limpieza
- Régimen semanal
- Seguridad y precaución
- Información técnica
- Certificaciones de dispositivo y marcas de conformidad
- Datos de contacto del distribuidor y el fabricante
- Garantía
- Información sobre el servicio al cliente


Información sobre el dispositivo

Componentes

- Dispositivo x 1
- Base del dispositivo x 1
- Sujeción del depósito de agua x 1
- Cabezal de boquilla de SUCCIÓN x 2 (boquilla grande/pequeña)
- Accesorio de cúpula de SÉRUM x 1
- Cable USB-C x 1
- Manual del usuario x 1
- Cepillo de limpieza x 1



Estructura del dispositivo




Información sobre la carga

Antes de usarlo: Carga el dispositivo con el cable USB-C proporcionado. El tiempo de carga puede variar dependiendo del país y el enchufe.

Cómo cargarlo

1. Asegúrate de que los depósitos están vacíos. Coloca el dispositivo en la base en posición vertical y asegúrate de que está bien ajustado.
2. Utiliza el cable USB-C proporcionado para cargar el dispositivo*
3. Se mostrará una luz roja alrededor del botón de ALIMENTACIÓN durante la carga. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, la luz cambiará a verde.
4. Una vez finalizada la carga, desconéctalo. El dispositivo no funciona mientras está conectado.



* Requiere adaptador de 5 V (no incluido). No utilices un adaptador de USB rápido.

Indicador de batería baja

Cuando quede menos del 5 % de carga en la batería, el dispositivo pitará varias veces y parpadeará una luz roja alrededor del botón de ALIMENTACIÓN. El dispositivo no funcionará. Sigue los pasos indicados más arriba para cargar el dispositivo.

Encendido/apagado del dispositivo y modos/niveles de carga

- Para encender el dispositivo, pulsa el botón de ALIMENTACIÓN. Una luz blanca indicará que el dispositivo está encendido.
- Para seleccionar el nivel de succión adecuado, pulsa el botón de ALIMENTACIÓN de nuevo para elegir el nivel 1; púlsalo dos veces para elegir el nivel 2; púlsalo tres veces para elegir el nivel 3.
- Para seleccionar el modo de SÉRUM pulsa el botón SÉRUM una vez que el dispositivo esté encendido.
- Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón de ALIMENTACIÓN durante 2 segundos.

NOTA: puedes apagar el dispositivo cuando quieras o sea necesario.

Modo de SUCCIÓN diseñado para ser utilizado después del Peeling retexturizador Artistry Labs

Selección de la boquilla de succión

Hay dos tamaños de boquilla de succión para diferentes zonas del rostro.

- Boquilla pequeña: para espacios pequeños como los de la zona de la nariz.
- Boquilla grande: para zonas amplias como la frente, las mejillas y la barbilla.




Cambio de la boquilla de succión

Asegúrate de que el dispositivo está apagado antes de cambiar la boquilla de succión. Para quitar la boquilla de succión del dispositivo, tira de ella hacia fuera suavemente. Para volver a colocar la boquilla, alinea la punta de la boquilla con el triángulo del dispositivo y aprieta firmemente mientras la deslizas hacia los puertos.

NOTA: es más fácil cambiar la boquilla con las manos secas.

Niveles de succión

El dispositivo presenta tres niveles de succión entre los que elegir, dependiendo de la tolerancia de tu piel. Sugerimos comenzar con el nivel 1 y, posteriormente, aumentar la intensidad en función del nivel de succión que te resulte cómodo. Enciende el dispositivo y selecciona el nivel de succión adecuado empleando el botón de ALIMENTACIÓN: pulsa una vez más para elegir el nivel 1; pulsa dos veces para elegir el nivel 2; y pulsa tres veces para elegir el nivel 3.

NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADOR LUMINOSO
Nivel 1	Succión baja	Azul 
Nivel 2	Succión media	Amarillo 
Nivel 3	Succión alta	Rosa 

Llenado del depósito de agua

1. Quita el tapón inferior.
2. Sujeta firmemente la mitad superior del dispositivo y tira del depósito de agua hacia abajo con la otra mano para retirarlo del dispositivo.

3. Llena de agua el depósito de agua hasta la línea de límite MAX.

*No llenes el depósito por encima de la línea de límite MAX.

4. Vuelve a ajustar el depósito de agua en su sitio.
5. Vuelve a colocar el tapón inferior.




Instrucciones para tratamiento de succión

1. Coloca la boquilla de succión adecuada en el dispositivo.
2. Llena de agua el depósito de agua.
3. Enciende el dispositivo pulsando el botón de ALIMENTACIÓN.
4. Elige el nivel de succión adecuado pulsando el botón de ALIMENTACIÓN de nuevo el número de veces que corresponda.

*El dispositivo tardará unos segundos en cobrar velocidad.

5. Pasa el dispositivo suavemente por el rostro asegurándote de que la boquilla de succión está plenamente en contacto con la piel. Consulta el siguiente diagrama para obtener indicaciones sobre el tratamiento.

6. Continúa hasta haber tratado todo el rostro.



NOTA:

- Evita la zona de los ojos.
- No mantengas el dispositivo sobre un mismo punto más de 3 segundos.
- Si el dispositivo se inclina en exceso, se apagará. Reinicia el dispositivo y continúa el tratamiento.
- Deja de utilizarlo si notas una molestia excesiva.
- Puede que experimentes un ligero enrojecimiento de la piel durante su uso. Se trata de algo normal.
- No utilices el dispositivo en modo de succión sin agua en el depósito de agua.
- Vacía el depósito de residuos y rellena el depósito de agua las veces que sea necesario durante el tratamiento. El depósito de residuos no puede extraerse del dispositivo.
- No agites, inclines ni tumbes el dispositivo si el depósito de residuos está lleno de agua.
- El dispositivo se apagará automáticamente tras 5 minutos de uso del modo de succión para ahorrar energía. Si es preciso, vuelve a encender el dispositivo y continúa el tratamiento.

Al terminar el tratamiento de succión

1. Pulsa el botón de ALIMENTACIÓN durante 2 segundos para apagar el dispositivo.
2. Sujeta el dispositivo en posición vertical sobre el fregadero y, seguidamente, inclínalo ligeramente para evitar que te salpique en las manos.
3. Quita el tapón inferior del depósito de residuos para drenar el agua residual y, seguidamente, vuelve a colocar el tapón y sigue las instrucciones de limpieza.
4. Asegúrate de que el dispositivo y las boquillas de succión están limpias y secas.

Modo de SÉRUM diseñado para ser utilizado después del Sérum retexturizador Artistry Labs

Instrucciones para tratamiento de SÉRUM

1. Ajusta al dispositivo el accesorio de cúpula de SÉRUM alineando la punta del accesorio de cúpula con el triángulo del dispositivo.
2. Empuja el accesorio de cúpula sobre su lugar de instalación mientras lo deslizas hacia los puertos.
3. Enciende el dispositivo pulsando el botón de ALIMENTACIÓN.
4. Pulsa el botón SÉRUM Aparecerá una luz roja dentro del accesorio de cúpula.
5. Toca ligeramente el rostro con la cúpula empezando por la parte superior de la frente. El dispositivo pitará transcurridos 3 segundos. Mueve el dispositivo 2-3 cm (1 pulgada) y repite la operación hasta que hayas tratado todo el rostro.



NOTA:

- Evita la zona de los ojos.
- No apuntes a los ojos con la luz LED. Si es necesario, cierra los ojos durante el tratamiento.
- El modo de SÉRUM durará 10 minutos, pero puedes apagar el dispositivo en cualquier momento.

Al terminar el tratamiento de SÉRUM

1. Pulsa el botón de ALIMENTACIÓN durante 2 segundos para apagar el dispositivo.
2. Sujeta el accesorio de cúpula por los lados con dos dedos, tira suavemente de él hacia fuera y enjuágalo para limpiarlo.
3. Vuelve a colocar el dispositivo en la base y enchúfalo para cargarlo.

Método de limpieza

Apaga el dispositivo antes de limpiarlo.

Este aparato debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario sin la supervisión de un adulto.

Modo de limpieza después de utilizar el modo de SUCCIÓN

1. Coloca la boquilla de succión grande en el dispositivo.
2. Llena de agua el depósito de agua hasta la línea de límite MAX.
3. Enciende el dispositivo pulsando el botón de ALIMENTACIÓN y, seguidamente, mantén pulsado el botón de SÉRUM durante 2 segundos para iniciar el modo de limpieza.
4. Da la vuelta al accesorio de cúpula verticalmente y sujétalo firmemente sobre la boquilla de succión grande.

* Sujeta el dispositivo verticalmente. Si el dispositivo se inclina en exceso, pitará y se apagará. Si esto sucede, sujeta el dispositivo verticalmente y enciéndelo para continuar la limpieza.


5. Cuando se acabe el agua del depósito de agua, mantén pulsado el botón de ALIMENTACIÓN durante 2 segundos para apagar el dispositivo.
6. Sujeta el dispositivo verticalmente y quita el tapón inferior para vaciar el depósito de residuos.
7. Separa el depósito de agua y colócalo en la sujeción para depósito de agua de la base.
8. Quita la boquilla de succión grande y enjuaga suavemente con agua las boquillas de succión, el accesorio de cúpula y el tapón inferior.
9. Vuelve a colocar el dispositivo en la base y deja que todos los componentes se sequen por completo.

Cómo limpiar el depósito de residuos

1. Quita el tapón inferior y vacía el depósito de residuos.
2. Utiliza el cepillo y humedéclo para limpiar el depósito de residuos en profundidad pero suavemente.
3. Vuelve a colocar el dispositivo en la base y deja que el depósito de residuos se seque por completo.

NOTA:

- Evita utilizar jabón y limpiar con un trapo o cepillar en exceso/agresivamente. Si lo haces, puedes provocar daños.
- No agites, inclines ni tumbes el dispositivo si el depósito de agua o el depósito de residuos están llenos de agua. El dispositivo debe permanecer en posición vertical si sigue habiendo agua en uno de los dos depósitos.
- El agua puede filtrarse por el orificio de drenaje. Esto tiene como objetivo evitar el contraflujo de agua hacia la bomba si el dispositivo se inclina en exceso mientras el depósito de residuos contiene agua.



[Régimen semanal]

Sistema retexturizador de Artistry Labs

Este sistema de tratamiento consta de dos regímenes diferentes: día de peeling y día sin peeling.

Sigue el régimen semanal indicado a continuación durante 4 semanas; asegúrate de usar el peeling en días no consecutivos:

DÍA 1 Día de peeling	DÍA 2 Día sin peeling	DÍA 3 Día sin peeling	DÍA 4 Día de peeling
INSTRUCCIONES PARA LOS DÍAS DE PEELING:			
AM:			
<ul style="list-style-type: none">• Aplica dos dosis de sérum a todo el rostro con las yemas de los dedos. Deja que se absorba y se seque por completo.			
PM:			
<ul style="list-style-type: none">• Aplica 6-8 dosis de peeling sobre la piel limpia utilizando las yemas de los dedos. Distribúyelo formando una capa y espera 8 minutos.• Enjuaga bien el rostro con agua para quitar el peeling y seca el rostro dándole golpecitos.• Utiliza el dispositivo con la boquilla de succión para quitar residuos de la piel y vaciar los poros. Seca la piel dándole golpecitos.• Aplica dos dosis de sérum a todo el rostro con las yemas de los dedos. Deja que se absorba y se seque por completo.• Continúa con el dispositivo en modo de SÉRUM con el accesorio de cúpula.			

DÍA 5 Día sin peeling	DÍA 6 Día sin peeling	DÍA 7 Día sin peeling
INSTRUCCIONES PARA LOS DÍAS SIN PEELING:		
AM:		
<ul style="list-style-type: none">• Aplica dos dosis de sérum a todo el rostro con las yemas de los dedos. Deja que se absorba y se seque por completo.		
PM:		
<ul style="list-style-type: none">• Aplica dos dosis de sérum a todo el rostro con las yemas de los dedos. Deja que se absorba y se seque por completo.• Continúa con el dispositivo en modo de SÉRUM con el accesorio de cúpula.		

Evita el contacto con los ojos de los productos para el cuidado de la piel y del dispositivo. Si en algún momento experimentas enrojecimiento persistente, te quema la piel o notas pinchazos, deja de utilizar el producto y/o enjuágate el rostro. Tras seguir los pasos para AM y PM, aplica una crema hidratante.

Orden de uso con tu régimen diario de cuidado de la piel:

- **Régimen diurno:** limpiador, tónico, sérum retexturizador, crema hidratante y/o FPS.
- **Régimen nocturno con peeling:** limpiador, peeling retexturizador, dispositivo con boquilla de succión, tónico, sérum retexturizador, dispositivo en modo de SÉRUM + accesorio de cúpula, crema hidratante.
- **Régimen nocturno sin peeling:** limpiador, tónico, sérum retexturizador, dispositivo en modo de SÉRUM + accesorio de cúpula, crema hidratante.

Seguridad y precaución



El fabricante y los distribuidores no son responsables de fallos o daños del dispositivo ocasionados por no seguir las instrucciones y advertencias de este manual.

Indicaciones de seguridad

1. No utilices el dispositivo si:
 - tienes un implante facial (por ejemplo, metálico o de silicona)
 - padeces eccema, dermatitis u otra afección cutánea
 - estás embarazada o en periodo de lactancia
2. Consulta al médico:
 - si te has sometido a cirugía facial recientemente
 - si estás en tratamiento médico
3. No utilices el dispositivo en las siguientes áreas:
 - piel lesionada, inflamada o irritada
 - donde se haya realizado cirugía
 - ojos y contorno de ojos
 - donde se haya realizado un tratamiento de depilación recientemente (menos de 24 horas)
 - áreas con percepción de dolor o discapacidad sensorial.

Precauciones

1. Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños en el dispositivo:
 - No expongas el dispositivo a temperaturas extremas (superiores a 45 °C/113 °F o inferiores a 0 °C/32 °F), fuentes de calor, luz solar directa o materiales inflamables.
 - No limpies el dispositivo con sustancias inflamables como alcohol, benceno o disolvente.
 - No utilices el dispositivo si provoca humo, olor o ruido inusual.
 - No metas el dispositivo en un microondas ni en un contenedor a alta presión.
 - No modifiques ni repares el dispositivo.
 - No dejes caer el dispositivo y abstente de arrojarlo o golpearlo con fuerza.
 - No sumerjas el dispositivo en agua y evita su contacto con una gran cantidad de agua.
 - No cargues el dispositivo en un lugar húmedo.
 - Sécate las manos antes de tocar el cable de carga/el conector.
 - Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños (menores de 12 años).
2. Para que el dispositivo funcione de forma óptima:
 - Apágalo cuando no lo estés usando.
 - Carga el dispositivo conectando el cable USB-C incluido al adaptador de 5 V. No utilices un adaptador de USB rápido.
 - Apaga el dispositivo antes de cargarlo.
 - Carga la batería por completo al menos una vez cada cuatro semanas cuando no estés utilizando el dispositivo. Ello permitirá mantener la vida útil de la batería.
 - Apaga el dispositivo antes de cambiar las boquillas de succión/la cúpula. Pueden producirse fallos en el funcionamiento del dispositivo si se deja encendido mientras se cambian los accesorios.
 - No des la vuelta verticalmente al dispositivo.
 - No utilices detergente ni agua hirviendo para limpiar las boquillas de succión/el accesorio de cúpula, ya que puede provocar decoloración o corrosión.
 - No expongas el dispositivo ni sus componentes a la luz solar directa durante un periodo largo, ya que ello puede provocar decoloración o afectar al rendimiento del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nombre del producto: ARTISTRY LABS™ Aquabrasion

Número de modelo: BD0030EBCOE

Tensión/entrada nominal: 3,7 V CC, 1,4 A

Contiene: batería recargable de polímeros de litio de 900 mA

Incluye cable USB-C.

Cargador local – no incluido.

Indicador de carga – incluido.

Dimensiones del dispositivo (mm):

Cuerpo: 231,5 (Al)*52 (An)*45 (Lo)

Base: 108 (Al)*116,5 (An)*76 (Lo)

Peso del dispositivo: 255 g (cuerpo principal), 70 g (base)

Materiales utilizados:

Plástico del cuerpo del dispositivo: P.C.+ABS blanco

Material del depósito de residuos y el depósito de agua: ECOZEN (limpio)

Puntas de las boquillas: silicona

Tapón: P.C.

Temperatura de funcionamiento: 5 °C~25 °C (41 °F - 77 °F)

Condiciones de almacenamiento: alejado de la luz directa del sol, en un lugar seco y fuera del alcance de niños

Temperatura de almacenamiento: entre -20 °C~ y +25 °C (-4 °F - 77 °F)

Batería

Nombre del modelo: XK603048

Fabricante de la batería: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Fecha de fabricación: indicada por separado en la batería.

Centro de servicio posventa: 031-701-0951

FABRICADO EN COREA

CERTIFICACIONES DE DISPOSITIVO / MARCAS DE CONFORMIDAD:

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Este equipo electrónico cumple la correspondiente legislación de armonización europea sobre seguridad para los consumidores y el medio ambiente.



RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE



Este aparato electrónico no puede desecharse junto a los residuos domésticos al final de su vida útil. Llévelo a un punto limpio para que sea reciclado. Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) aplicable en la Unión

Europea y otros países con sistemas de recogida por separado: Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE). Esta marca, mostrada en el producto o su documentación, indica que el producto no debe desecharse junto a otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, te pedimos que lo separes de otros tipos de residuos y lo recicles de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista al que compraron el producto o con el organismo local competente para obtener información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

GARANTÍA:

visita la página del producto en la web de Amway
de tu país para obtener detalles sobre la garantía.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

L'appareil d'aquabration ARTISTRY LABS™ est destiné à être utilisé dans le cadre du Système Retexturisant ARTISTRY LABS avec l'Exfoliant Retexturisant ARTISTRY LABS et le Sérum Retexturisant ARTISTRY LABS. Reportez-vous à la page 98 pour obtenir des instructions complètes sur la Solution de traitement. Il est recommandé d'utiliser la Solution de traitement de 28 jours une seule fois par trimestre.



AVIS: Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est essentiel de lire les instructions et les consignes de sécurité contenues dans ce livret afin de garantir une utilisation appropriée et d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il faut respecter les mesures de sécurité de base énumérées ci-dessous lors de l'utilisation d'appareils électriques. Veuillez lire toutes les instructions avant de mettre l'appareil en marche. Conservez ce Guide pour pouvoir la consulter à tout moment.

- (1) Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et à l'intérieur. N'en faites pas un usage commercial et ne l'utilisez pas en plein air.
- (2) L'appareil doit être utilisé exclusivement par des adultes. Il peut l'être par des enfants de huit ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'elles se rendent compte des risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Son nettoyage et son entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE



Ne fixez pas la source lumineuse lors du fonctionnement de l'appareil.


Table des matières

- Informations sur l'appareil
- Informations sur le chargement
- Mode ASPIRATION
- Mode SÉRUM
- Mode de nettoyage
- Programme hebdomadaire de la Solution
- Sécurité et avertissements
- Informations techniques
- Certifications et marques de conformité
- Coordonnées du distributeur et du fabricant
- Garantie
- Informations sur le Service Client


Informations sur l'appareil

Composants

- Appareil x 1
- Socle de l'appareil x 1
- Support de réservoir d'eau x 1
- Tête de buse d'ASPIRATION x 2 (1 grande/1 petite buse)
- Accessoire en forme de dôme pour le SÉRUM x 1
- Câble USB-C x 1
- Guide de l'utilisateur x 1
- Brosse de nettoyage x 1



Structure de l'appareil



Informations sur la recharge

Avant utilisation : Rechargez l'appareil à l'aide du câble USB-C fourni. Le temps de chargement peut varier selon le pays et la prise.

Comment effectuer la recharge

1. Veillez à ce que les réservoirs soient vides. Fixez fermement l'appareil à la verticale dans le socle.
2. Utilisez le câble USB-C fourni pour recharger l'appareil*
3. Un voyant rouge s'allume autour du bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) pendant la recharge. Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le voyant passe au vert.
4. Une fois la recharge terminée, débranchez l'appareil. Il ne fonctionne pas lorsqu'il est branché.



* Un adaptateur de 5 V est nécessaire (non fourni). N'utilisez pas d'adaptateur USB rapide.

Indicateur de batterie faible

Lorsque l'alimentation de la batterie est inférieure à 5 %, l'appareil émet plusieurs signaux sonores et un voyant rouge clignote autour du bouton POWER (MARCHE/ARRÊT). L'appareil ne fonctionnera pas. Suivez les étapes ci-dessus pour recharger l'appareil.

Mise sous/hors tension de l'appareil et modification des modes/niveaux

- Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT). Un voyant blanc indique que l'appareil est activé.
- Pour sélectionner le niveau d'aspiration approprié, appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le niveau 2 ; appuyez deux fois pour le niveau 2 ; appuyez trois fois pour le niveau 3.
- Pour sélectionner le mode SÉRUM, appuyez sur le bouton SÉRUM lorsque l'appareil est sous tension.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant 2 secondes.

REMARQUE : Vous pouvez éteindre l'appareil à votre gré.

Mode ASPIRATION Conçu pour une utilisation après l'Exfoliant Retexturisant ARTISTRY LABS

Sélection de la buse d'aspiration

Il existe deux tailles de buses d'aspiration pour différentes zones du visage.

- Petite buse : pour les parties plus petites comme la zone du nez.
- Grande buse : pour les zones plus étendues comme le front, la joue et le menton.




Remplacement de la buse d'aspiration

Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de remplacer la buse d'aspiration. Pour la retirer de l'appareil, tirez-la délicatement vers l'extérieur. Pour la remplacer, alignez sa pointe sur le triangle de l'appareil et poussez-la fermement pour la mettre en place tout en la faisant glisser sur les ports.

REMARQUE : Le remplacement des buses se fait plus facilement si les mains sont sèches.

Niveaux d'aspiration

L'appareil dispose de trois niveaux d'aspiration selon votre tolérance cutanée. Nous vous conseillons de commencer par le niveau 1 et d'augmenter l'intensité en fonction de votre niveau d'aspiration de confort. Mettez l'appareil sous tension et sélectionnez le niveau d'aspiration approprié à l'aide du bouton MARCHE/ARRÊT : Appuyez une fois de plus pour le niveau 1, deux fois pour le niveau 2 et trois fois pour le niveau 3.

NIVEAU	DESCRIPTION	VOYANT
Niveau 1	Aspiration faible	Bleu 
Niveau 2	Aspiration moyenne	Jaune 
Niveau 3	Aspiration élevée	Rose 


Remplissage du réservoir d'eau

1. Retirez le bouchon inférieur.
2. Saisissez fermement la partie supérieure de l'appareil et, de l'autre main, tirez le réservoir d'eau vers le bas pour le retirer de l'appareil.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à atteindre la limite MAX.*
- * Ne dépassez pas cette limite.
4. Remettez le réservoir d'eau fermement en place.
5. Remettez le bouchon inférieur en place.



Instructions pour le traitement par aspiration

1. Placez la buse d'aspiration appropriée sur l'appareil.
 2. Remplissez le réservoir d'eau.
 3. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT).
 4. Choisissez le niveau d'aspiration approprié en appuyant de nouveau sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) une ou plusieurs fois.
- * L'appareil mettra quelques secondes pour « se mettre en route » et atteindre sa vitesse de fonctionnement.
5. Faites glisser l'appareil délicatement sur le visage en veillant à avoir un bon contact avec la peau. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour suivre les instructions de traitement.
 6. N'arrêtez pas l'opération tant que l'intégralité du visage n'aura pas été traitée.



REMARQUE :

- Évitez le contour des yeux.
- Ne passez pas l'appareil sur un seul endroit pendant plus de 3 secondes.
- Si l'appareil est trop incliné, il s'éteint. Remettez-le en route et poursuivez le traitement.
- Arrêtez le traitement si vous ressentez un inconfort excessif.
- Il se peut que la peau présente une légère rougeur en cours de traitement. C'est normal.
- N'utilisez pas le mode aspiration sans eau dans le réservoir d'eau.
- Videz le réservoir de déchets et remplissez le réservoir d'eau qu'il faut nettoyer autant de fois que nécessaire tout au long du traitement. Il n'est pas possible de retirer le réservoir de déchets de l'appareil.
- Ne secouez pas l'appareil, ne l'inclinez pas et ne le posez pas lorsque le réservoir d'eau est plein.
- L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes d'utilisation en mode aspiration pour économiser de l'énergie. Le cas échéant, remettez l'appareil en marche et poursuivez le traitement.

Une fois le traitement par aspiration terminé

1. Appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Tenez l'appareil à la verticale au-dessus de l'évier, puis inclinez-le légèrement pour éviter de renverser son contenu sur les mains.
3. Retirez le bouchon inférieur du réservoir de déchets pour permettre aux eaux usées de s'écouler, puis remettez le bouchon en place et suivez les instructions de nettoyage.
4. Veillez à ce que l'appareil et les buses d'aspiration soient nettoyés comme il faut et secs.

Mode SÉRUM Conçu pour une utilisation après le Sérum retexturant ARTISTRY LABS

Instructions pour le traitement au SÉRUM

1. Fixez l'accessoire en forme de dôme pour le SÉRUM à l'appareil en alignant la pointe de l'accessoire sur le triangle de l'appareil.
2. Poussez l'accessoire pour le mettre en place en le faisant glisser sur les ports.
3. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT).
4. Appuyez sur le bouton SÉRUM. Un voyant rouge s'allume à l'intérieur de l'accessoire en forme de dôme.
5. En commençant par le haut du front, posez légèrement le dôme sur le visage. L'appareil émet un signal sonore au bout de 3 secondes. Déplacez le dôme sur 2 à 3 cm et répétez l'opération jusqu'à ce que l'intégralité du visage ait été traitée.



REMARQUE :

- Évitez le contour des yeux.
- Ne dirigez pas le voyant LED vers les yeux. Le cas échéant, fermez les yeux au cours du traitement.
- Le mode SÉRUM prend 10 minutes, mais vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment.

Une fois le traitement au SÉRUM terminé


1. Appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) pendant 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.
2. Saisissez à deux doigts, par les côtés, l'accessoire en forme de dôme. Tirez-le délicatement vers l'extérieur et rincez-le pour le nettoyer.
3. Remettez l'appareil sur le socle et branchez-le pour le recharger.

Mode de nettoyage

Veuillez éteindre l'appareil avant de le nettoyer.
Il faut le nettoyer après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus.
Il ne faut pas confier son nettoyage et son entretien à des enfants sans surveillance.

Mode de nettoyage après utilisation du mode ASPIRATION

1. Placez la grande buse d'aspiration sur l'appareil.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à atteindre la limite MAX.
3. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT), puis appuyez sur le bouton SÉRUM en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer le mode Nettoyage.
4. Retournez l'accessoire en forme de dôme et maintenez-le fermement sur la grande buse d'aspiration.
- * Tenez l'appareil à la verticale. Si l'appareil est trop incliné, il émet un signal sonore et s'éteint. Dans ce cas, tenez l'appareil à la verticale et remettez-le sous tension pour continuer le nettoyage.
5. Lorsque le réservoir d'eau est vide, appuyez sur le bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension.
6. Tenez l'appareil à la verticale et retirez le bouchon inférieur pour vider le réservoir de déchets.
7. Retirez le réservoir d'eau et placez-le sur son socle.
8. Retirez la grande buse d'aspiration et rincez-la délicatement ainsi que l'accessoire en forme de dôme et le bouchon inférieur.
9. Replacez l'appareil sur le socle et laissez sécher tous les composants complètement.



Comment nettoyer le réservoir de déchets

1. Retirez le bouchon inférieur et videz le réservoir de déchets.
2. Utilisez la brosse et humidifiez-la pour nettoyer les parois du réservoir de déchets soigneusement et délicatement.
3. Remettez l'appareil sur le socle et laissez le réservoir de déchets sécher complètement.

REMARQUE :

- Évitez le savon, et n'essuyez pas et ne brossez pas l'appareil de façon excessive ou violente. Vous risqueriez de l'endommager.
- Ne secouez pas l'appareil, ne l'inclinez pas et ne le posez pas lorsque le réservoir d'eau est plein. Il doit rester en position verticale si l'un des réservoirs contient encore de l'eau.
- Il se peut que de l'eau s'écoule de l'orifice de vidange. Cela permet de protéger la pompe contre le refoulement d'eau si l'appareil est trop incliné alors que le réservoir de déchets contient de l'eau.

[Programme hebdomadaire de la Solution]

Solution Retexturisante Artistry Labs

Cette Solution de soins est composée de deux programmes différents : Jour avec exfoliation et Jour sans exfoliation.

Suivez le programme hebdomadaire décrit ci-dessous pendant 4 semaines en évitant d'utiliser l'exfoliant deux jours de suite :

Jour 1 avec exfoliation	Jour 2 sans exfoliation	Jour 3 sans exfoliation	Jour 4 avec exfoliation
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

INSTRUCTIONS POUR LE JOUR AVEC EXFOLIATION :

Matin :

- Du bout des doigts, appliquez le contenu de 2 pompes de sérum sur tout le visage. Laissez la peau absorber entièrement le produit et sécher complètement

Soir :

- Du bout des doigts, appliquez le contenu de 6 à 8 pompes d'exfoliant sur une peau propre. Étalez en couche et laissez reposer pendant 8 minutes.
- Rincez bien le visage à l'eau pour enlever l'exfoliant et laissez sécher en tapotant.
- Utiliser l'appareil et la buse d'aspiration pour éliminer les débris de peau et pour désobstruer les pores. Séchez la peau en la tapotant.
- Du bout des doigts, appliquez le contenu de 2 pompes de sérum sur tout le visage. Laissez la peau absorber entièrement le produit et sécher complètement
- Utilisez ensuite l'appareil en mode SÉRUM avec l'accessoire en forme de dôme.

Jour 5
sans exfoliation

Jour 6
sans exfoliation

Jour 7
sans exfoliation

INSTRUCTIONS POUR LES JOURS SANS EXFOLIATION :

Matin :

- Du bout des doigts, appliquez le contenu de 2 pompes de sérum sur tout le visage. Laissez la peau absorber entièrement le produit et sécher complètement

Soir :

- Du bout des doigts, appliquez le contenu de 2 pompes de sérum sur tout le visage. Laissez la peau absorber entièrement le produit et sécher complètement
- Utilisez ensuite l'appareil en mode SÉRUM avec l'accessoire en forme de dôme.

Éviter le contact avec les yeux des produits de soins de la peau et de l'appareil. Si des rougeurs, des sensations de brûlures ou de picotements persistantes se produisent, cessez d'utiliser l'appareil et/ou rincez le visage. Appliquez un hydratant après avoir suivi les étapes du matin et du soir.

Ordre d'utilisation avec votre programme quotidien de soins pour la peau :

- Programme du matin : Nettoyant, tonique, Sérum retexturant, hydratant et/ou produit à SPF.
- Programme du soir avec exfoliant : Nettoyant, Exfoliant retexturant, appareil + buse d'aspiration, tonique, Sérum retexturant, appareil en mode SÉRUM + accessoire en forme de dôme, hydratant.
- Programme du soir sans exfoliant : Nettoyant, tonique, Sérum retexturant, appareil en mode SÉRUM + accessoire en forme de dôme, hydratant.

Sécurité et avertissements



Le fabricant et les distributeurs ne sont pas responsables des pannes ou des dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et des mises en garde qui figurent dans ce manuel.

Mises en garde de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil dans les situations suivantes :
 - vous avez un implant facial (en métal, en silicone, etc.) ;
 - vous souffrez d'eczéma, de dermatite ou d'autres problèmes de peau ;
 - vous êtes enceinte ou allaitante.
- Consultez un médecin :
 - si vous avez subi une chirurgie faciale récemment ;
 - si vous êtes sous traitement médical.
- N'utilisez pas l'appareil sur les régions suivantes :
 - une peau blessée, enflammée ou irritée
 - là où vous avez subi une intervention chirurgicale
 - les yeux et le contour des yeux
 - là où vous avez subi un traitement d'épilation récemment (moins de 24 heures)
 - là où vous avez des incapacités sensorielles.

Avertissements

- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou pour éviter d'endommager l'appareil :
 - N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à 0 °C), à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à des matériaux inflammables.
 - Ne le nettoyez pas avec des substances inflammables, comme de l'alcool, du benzène ou du dissolvant.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel.
 - Ne placez pas l'appareil dans un micro-ondes ou un récipient à haute pression.
 - Ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.
 - Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le lancez pas et ne le soumettez pas à un choc violent.
 - Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et évitez tout contact avec une grande quantité d'eau.
 - Ne rechargez pas l'appareil dans un lieu humide.
 - Veillez à avoir les mains sèches au moment de manipuler le câble de recharge/la prise électrique.
 - Tenez l'appareil hors de la portée des enfants (de moins de 12 ans).
- Pour tirer le meilleur parti de l'appareil :
 - Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Pour recharger l'appareil, connectez le câble USB-C fourni à l'adaptateur de 5 V. N'utilisez pas d'adaptateur USB rapide.
 - Mettez l'appareil hors tension avant de le recharger.
 - Rechargez la batterie complètement au moins toutes les 4 semaines lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cela permet de maintenir la durée de vie de la batterie.
 - Mettez l'appareil hors tension avant de remplacer les buses d'aspiration/l'accessoire en forme de dôme. Un dysfonctionnement peut se produire si l'appareil reste sous tension au cours du remplacement des accessoires.
 - Ne retournez pas l'appareil.
 - N'utilisez pas de détergent ou d'eau bouillante pour nettoyer les buses d'aspiration/l'accessoire en forme de dôme, car cela pourrait entraîner une décoloration ou de la corrosion.
 - N'exposez pas l'appareil ou les composants à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner une décoloration ou affecter les performances du produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Aquabrasion ARTISTRY LABS™

Numéro du modèle : BD0030EBCOE

Tension nominale/entrée : 3,7 V CC, 1,4 A

Contient : Une batterie rechargeable de 900 mA au lithium-polymère

Câble USB-C fourni.

Chargeur local – non fourni

Voyant de charge – présent

Dimensions de l'appareil (mm) :

Corps : 231,5 (h)* 52 (l)* 45 (L)

Socle : 108 (h)* 116,5 (l)* 76 (L)

Poids de l'appareil : 255 g (corps principal), 70 g (socle)

Matériaux utilisés :

Plastique du corps de l'appareil : ABS et PC blanc

réservoir de déchets et d'eau: ECOZEN (propre)

Pointes de buse : Silicone

Cap lens: P.C

Température de fonctionnement : Entre 5 °C et 25 °C

Conditions de rangement : à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, hors de la portée des enfants

Température de rangement : entre -20 °C et +25 °C

Pile :

Modèle : XK603048

Fabricant : DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Date de fabrication : Indication sur la pile.

Service après-vente : 031 701 0951

FABRIQUÉ EN CORÉE

CERTIFICATIONS/MARQUES DE CONFORMITÉ DE L'APPAREIL :

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce matériel électronique est conforme à la législation européenne d'harmonisation portant sur la sécurité des consommateurs et de l'environnement.



DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT



Cet appareil électrique ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Veuillez le jeter dans une déchèterie. Élimination appropriée de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable aux membres de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts) La Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable, ce qui contribuera à la réutilisation durable de ressources. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de cet article pour un recyclage écologiquement sûr.

GARANTIE :

Veillez vous reporter à la page produits du site Web Amway de votre pays pour obtenir les détails de la garantie.

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion namijenjen je za upotrebu kao dio ARTISTRY LABS Sustava za obnavljanje teksture kože s ARTISTRY LABS Pilingom za obnavljanje teksture kože i ARTISTRY LABS Serumom za obnavljanje teksture kože. Pogledajte stranicu br. 109 za detaljne upute za upotrebu sustava tretmana. Preporučuje se koristiti ovaj 28-dnevni sustav za njegu kože jednom svaka tri mjeseca.



OBAVIJEST: Prije prve upotrebe uređaja, iznimno je važno pročitati upute i sigurnosne informacije u ovoj knjižici kako biste osigurali ispravnu uporabu uređaja i postigli najbolje rezultate. Preporučujemo da ove upute spremite za buduću upotrebu.

VAŽNE MJERE ZAŠTITE

Pri upotrebi električnih uređaja primjenjuju se sljedeće osnovne sigurnosne mjere opreza. Prije upotrebe pročitajte sve upute. I sačuvajte ovaj priručnik s uputama za buduću upotrebu.

- (1) Ovaj proizvod namijenjen je samo za upotrebu u kućanstvu i zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti ovaj proizvod u komercijalne svrhe i na otvorenom.
- (2) Ovaj uređaj smiju koristiti isključivo odrasle osobe. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na siguran način i ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

UPOZORENJE



Ne gledajte u izvor svjetla pri radu uređaja.

Sadržaj

- Informacije o uređaju
- Informacije o punjenju uređaja
- Način rada - USISAVANJE
- Način rada - SERUM
- Metoda čišćenja
- Tjedni režim sustava
- Sigurnost i oprez
- Tehničke informacije
- Certifikati i oznake sukladnosti
- Kontakt podaci distributera i proizvođača
- Jamstvo
- Informacije o korisničkoj službi


Informacije o uređaju

Sastavni dijelovi

- Uređaj x 1
- Postolje uređaja x 1
- Držać spremnika za vodu x 1
- USISNA mlaznica x 2 (velika/mala mlaznica)
- Ovalni nastavak za SERUM x 1
- USB-C kabel x 1
- Korisnički priručnik x 1
- Četkica za čišćenje x 1



Struktura uređaja



Informacije o punjenju uređaja

Prije upotrebe: Punite uređaj s priloženim USB-C kablom. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o zemlji i utičnici.

Kako napuniti uređaj

1. Provjerite jesu li spremnici prazni. Čvrsto postavite uređaj uspravno u postolje.
2. Koristite priloženi USB-C kabel za punjenje uređaja.*
3. Tijekom punjenja pokazat će se crveno svjetlo oko tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Kada je uređaj potpuno napunjen, zasvijetlit će zeleno svjetlo.
4. Kada je punjenje završeno, isključite ga iz struje. Uređaj neće raditi dok je uključen u struju.

* Potreban je adapter 5 V (nije priložen). Ne koristite brzi USB adapter.



Indikator slabe baterije

Kada je snaga baterije manja od 5 %, uređaj će se javiti s nekoliko zvučnih signala i crveno svjetlo će treptati oko tipke za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Uređaj neće raditi. Slijedite gore navedene korake za punjenje uređaja.

Uključivanje/isključivanje uređaja i mijenjanje načina rada/razina

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Bijelo svjetlo pokazat će da je uređaj uključen.
- Za odabir odgovarajuće razine usisavanja ponovno pritisnite tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE za razinu 1; pritisnite dvaput za razinu 2; pritisnite tri puta za razinu 3.
- Za odabir načina rada - SERUM, pritisnite tipku SERUM kada je uređaj uključen.
- Za isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2 sekunde.

NAPOMENA: Uređaj možete isključiti kad god je potrebno ili po želji.

Način rada - USISAVANJE Razvijen za upotrebu nakon ARTISTRY LABS Pilinga za obnavljanje teksture kože

Odabir usisne mlaznice

Postoje dvije veličine usisnih mlaznica za različita područja vašeg lica.

- Mala mlaznica: Za manja područja poput površine nosa.
- Velika mlaznica: Za veća područja poput čela, obraza i brade.




Zamjena usisne mlaznice

Provjerite je li uređaj isključen prije zamjene usisnih mlaznica. Za uklanjanje usisne mlaznice s uređaja, lagano je povucite prema van. Kako biste zamijenili mlaznicu, poravnajte točku na mlaznici s trokutom na uređaju i čvrsto je gurnite na mjesto pri guranju na priključke.

NAPOMENA: Kada mijenjate mlaznice, lakše je to učiniti kada su ruke suhe.

Razine usisavanja

Uređaj ima tri razine usisavanja koje možete odabrati ovisno o vašoj toleranciji kože. Predlažemo da počnete s Razinom 1, a zatim povećavate intenzitet ovisno o vašoj udobnosti s razinom usisavanja. Uključite uređaj i odaberite odgovarajuću razinu usisavanja s tipkom za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE. Pritisnite još jednom za razinu 1; pritisnite dvaput za razinu 2; i pritisnite tri puta za razinu 3.

RAZINA	OPIS	SVJETLO INDIKATORA
Razinu 1	Manje usisavanje	Plavo 
Razinu 2	Srednje usisavanje	Žuto 
Razinu 3	Jako usisavanje	Ružičasto 

Punjenje spremnika za vodu

1. Uklonite donji poklopac.
2. Čvrsto primite gornju polovicu uređaja, a drugom rukom povucite spremnik za vodu prema dolje kako biste ga uklonili s uređaja.

3. Napunite spremnik za vodu vodom dok ne dosegne NAJVIŠU granicu.

*Nemojte prepuniti iznad NAJVIŠE granice.

4. Čvrsto gurnite spremnik za vodu natrag na mjesto.
5. Zamijenite donji poklopac.




Upute za tretman usisavanjem

1. Postavite odgovarajuću usisnu mlaznicu na uređaj.
2. Napunite spremnik za vodu vodom.
3. Uključite uređaj pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.
4. Odaberite odgovarajuću razinu usisavanja ponovnim pritiskom na tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE.

*Uređaju će trebati nekoliko sekundi da se “ubrza” i dostigne brzinu.

5. Nježno prijedite uređajem po licu pazeći da usisna mlaznica dobro dodiruje kožu. Slijedite donji crtež za upute za provedbu tretmana.
6. Nastavite dok cijelo lice nije tretirano.



NAPOMENA:

- Izbjegavajte područje oko očiju.
- Nemojte kružiti uređajem na jednom mjestu dulje od 3 sekunde.
- Ako se uređaj previše nagne, isključit će se. Ponovno pokrenite uređaj i nastavite s tretmanom.
- Prestanite ga koristiti ako osjetite pretjeranu nelagodu.
- Tijekom uporabe možete osjetiti blago crvenilo kože. To je normalno.
- Nemojte raditi u načinu rada - usisavanje bez vode u spremniku za vodu.
- Ispraznite spremnik za otpad i napunite čisti spremnik za vodu onoliko puta koliko je potrebno tijekom cijelog tretmana. Spremnik za otpad ne može se ukloniti s uređaja.
- Nemojte tresti, prevrtati ili polagati uređaj dok je spremnik za otpad napunjen vodom.
- Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta upotrebe u načinu rada - usisavanje radi uštede energije. Ako je potrebno, ponovno uključite uređaj i nastavite s tretmanom.

Kada je tretman usisavanjem završen

1. Pritisnite tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE na 2 sekunde za isključivanje uređaja.
2. Držite uređaj uspravno iznad sudopera, a zatim lagano nagnite kako biste izbjegli prolijevanje po rukama.
3. Uklonite donji poklopac sa spremnika za otpad kako biste omogućili da otpadna voda iscuri, zatim vratite poklopac i slijedite upute za čišćenje.
4. Provjerite jesu li uređaj i usisne mlaznice pravilno očišćene i suhe.

Način rada - SERUM Razvijen za upotrebu nakon ARTISTRY LABS

Seruma za obnavljanje teksture kože

Upute za tretman SERUMOM

1. Pričvrstite nastavak za SERUM na uređaj poravnavanjem točke na ovalni nastavak s trokutom na uređaju.
2. Gurnite ovalni nastavak na mjesto dok ne sjedne na priključke.
3. Uključite uređaja pritiskom na tipku UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE.
4. Pritisnite tipku za SERUM. Crveno svjetlo će se pojaviti unutar ovalnog nastavka.
5. Počevši od vrha čela, lagano pristonite ovalni nastavak na lice. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom nakon 3 sekunde. Pomaknite se 2-3 cm (1 inč) i ponovite dok ne tretirate cijelo lice.



NAPOMENA:

- Izbjegavajte područje oko očiju.
- Ne usmjeravajte LED svjetlo prema očima. Ako je potrebno, zatvorite oči tijekom tretmana.
- Način rada - SERUM trajat će 10 minuta, ali možete isključiti uređaj u bilo kojem trenutku.

Kada je tretman sa SERUMOM završen

1. Pritisnite tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na 2 sekunde za isključivanje uređaja.
2. Uхватite ovalni nastavak sa strane s dva prsta i nježno ga povucite prema van te ga isperite kako biste ga očistili.
3. Vratite uređaj na postolje i uključite ga da se puni.

Metoda čišćenja

Isključite uređaj prije čišćenja.

Ovaj uređaj treba očistiti nakon svake uporabe kako bi se izbjeglo nakupljanje masnoće i drugih ostataka.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca bez nadzora odraslih.

Način čišćenja uređaja nakon upotrebe načina rada - USISAVANJE


1. Postavite veliku usisnu mlaznicu na uređaj.
2. Napunite spremnik za vodu vodom dok ne dosegne NAJVIŠU granicu.
3. Uključite uređaj pritiskom na tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, zatim pritisnite i držite tipku SERUM 2 sekunde kako biste pokrenuli način rada za čišćenje.
4. Okrenite ovalni nastavak naopako i čvrsto ga držite na vrhu velike usisne mlaznice.
* Držite uređaj uspravno. Ako je uređaj previše nagnut, oglasit će se zvučnim signalom i isključiti se. Ako se to dogodi, držite uređaj uspravno i uključite ako želite nastaviti s čišćenjem.
5. Kada se voda u spremniku za vodu potroši, pritisnite i držite tipku za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na 2 sekunde kako biste isključili uređaj.
6. Držite uređaj uspravno i uklonite donji poklopac kako biste ispraznili spremnik za otpad.
7. Odvojite spremnik za vodu i postavite ga na držač spremnika za vodu.
8. Uklonite veliku usisnu mlaznicu i nježno vodom isperite usisne mlaznice, ovalni nastavak i donji poklopac.
9. Vratite uređaj na postolje i ostavite da se svi dijelovi potpuno osuše.

Kako očistiti spremnik za otpad

1. Uklonite donji poklopac i ispraznite spremnik za otpad.
2. Koristite četku i namočite je kako biste temeljito i nježno očistili stjenke spremnika za otpad.
3. Vratite uređaj u postolje i ostavite da se spremnik za otpad potpuno osuši.

NAPOMENA

- Izbjegavajte sapun i pretjerano/agresivno brisanje ili četkanje. Može uzrokovati štetu.
- Nemojte tresti, prevrtati ili polagati uređaj dok je spremnik za vodu napunjen vodom. Uređaj treba ostati u uspravnom položaju ako ijedan spremnik još uvijek sadrži vodu.
- Voda može curiti iz odvodnog otvora. Ovo štiti pumpu od povratnog toka vode ako je uređaj previše nagnut dok spremnik za otpad sadrži vodu.



[Tjedni režim sustava njege kože]

Artistry Labs Sustav za obnavljanje teksture kože

Ovaj sustav tretmana sastoji se od dva različita režima njege kože: Dan s pilingom i Dan bez pilinga. Slijedite ovaj tjedni režim u nastavku tijekom 4 tjedna i pobrinite se da se piling koristi u danima koji nisu uzastopni:

DAN 1 Dan s pilingom	DAN 2 Dan bez pilinga	DAN 3 Dan bez pilinga	DAN 4 Dan s pilingom
UPUTE ZA DAN S PILINGOM			
Ujutro:			
<ul style="list-style-type: none">Vrhovima prstiju nanosite 2 pumpice seruma na cijelo lice. Ostavite da se potpuno upije i osuši.			
Popodne:			
<ul style="list-style-type: none">Vrhovima prstiju nanosite 6-8 pumpica pilinga na očišćenu kožu. Nanesite kao sloj i ostavite na 8 minuta.Temeljito isperite lice vodom kako biste uklonili piling i osušite ga tapkanjem.Koristite uređaj + usisnu mlaznicu za uklanjanje ostataka kože i čišćenje pora. Osušite kožu tapkanjem.Vrhovima prstiju nanosite 2 pumpice seruma na cijelo lice. Ostavite da se potpuno upije i osuši.Nastavite s uređajem u načinu rada - SERUM + ovalni nastavak.			

DAN 5 Dan bez pilinga	DAN 6 Dan bez pilinga	DAN 7 Dan bez pilinga
UPUTE ZA DAN S PILINGOM		
Ujutro:		
<ul style="list-style-type: none">Vrhovima prstiju nanosite 2 pumpice seruma na cijelo lice. Ostavite da se potpuno upije i osuši.		
Popodne:		
<ul style="list-style-type: none">Vrhovima prstiju nanosite 2 pumpice seruma na cijelo lice. Ostavite da se potpuno upije i osuši.s uređajem u načinu rada - SERUM + ovalni nastavak.		

Izbjegavajte kontakt proizvoda za njegu kože i uređaja s očima. Ako se u bilo kojem trenutku pojavi crvenilo, žarenje ili peckanje na koži, prekinite s upotrebom uređaja i/ili isperite lice. Njegujte kožu hidratantnom kremom ujutro i poslijepodne.

Redoslijed upotrebe vašeg režima njege kože:

- Dnevni režim njege:** Sredstvo za čišćenje, tonik, serum za obnavljanje teksture, hidratantna krema i/ili ZF.
- Noćni režim njege kože s pilingom:** Sredstvo za čišćenje, piling za obnavljanje teksture kože, uređaj + usisna mlaznica, toner, serum za obnavljanje teksture kože, uređaj u načinu rada - SERUM + ovalni nastavak, hidratantna krema.
- Noćni režim njege kože bez pilinga:** Sredstvo za čišćenje, tonik, serum za obnavljanje teksture kože, uređaj + način rada - SERUM + ovalni nastavak, hidratantna krema.

Sigurnost i oprez



Proizvođač i distributeri nisu odgovorni za kvar ili štetu na uređaju uslijed nepridržavanja uputa za upotrebu i upozorenja navedenih u ovom priručniku.

Izjava o sigurnosti

1. Nemojte koristiti uređaj ako:

- imate implantat na licu (npr. metalni, silikonski)
- imate ekcem, dermatitis ili druge kožne bolesti
- ste trudni ili dojite.

2. Posavjetujte se s liječnikom:

- ako ste nedavno imali operaciju lica
- ako ste podvrgnuti medicinskom liječenju.

3. Ne koristite uređaj na sljedećim područjima:

- ozlijeđene, upaljene ili nadražene kože
- gdje je obavljena operacija
- očiju i područjima oko očiju
- gdje je nedavno proveden tretman uklanjanja dlačica (manje od 24 sata)
- područja s percepcijom boli ili senzornim oštećenjima

Izjava o oprezu

1. Kako biste izbjegli potencijalne opasnosti od požara, strujnog udara ili ozljede ili oštećenja uređaja.

- Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama (višim od 45 °C (113°F) ili nižim od 0 °C (32°F)), izvorima topline, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili zapaljivim materijalima.
- Nemojte čistiti zapaljivim tvarima poput alkohola, benzena ili razrjeđivača.
- Nemojte koristiti uređaj ako ispušta dim, miris ili neobičnu buku.
- Ne stavljajte uređaj u mikrovalnu pećnicu ili posudu pod visokim pritiskom.
- Nemojte vršiti preinake ili popravljati uređaj.
- Nemojte ispuštiti, bacati ili snažno udarati po uređaju.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu i izbjegavajte kontakt s velikom količinom vode.
- Nemojte puniti uređaj na vlažnom mjestu.
- Koristite suhe ruke pri upotrebi kabla za punjenje/električne utičnice.
- Držite uređaj izvan dohvata djece (mlađe od 12 godina).

2. Za optimalnu učinkovitost uređaja:

- Isključite ga kada se ne koristi.
- Napunite uređaj spajanjem priloženog USB-C kabela na 5V adapter za punjenje. Ne koristite brzi USB adapter.
- Isključite uređaj prije punjenja.
- Potpuno napunite bateriju najmanje svaka 4 tjedna kada je ne koristite. To će pomoći u održavanju životnog vijeka baterije.
- Isključite uređaj prije mijenjanja usisnih mlaznica/kupole. Može doći do kvara ako uređaj ostane uključen tijekom mijenjanja nastavaka.
- Nemojte okretati uređaj naopako.
- Nemojte koristiti deterdžent ili kipuću vodu za čišćenje usisnih mlaznica/nastavka kupole jer to može uzrokovati promjenu boje ili koroziju.
- Nemojte izlagati uređaj ili komponente izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme jer to može uzrokovati promjenu boje ili utjecati na rad proizvoda.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Naziv proizvoda: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Broj modela: BD0030EBCOE

Nazivni napon/ulaz: 3.7 V DC/ 1.4 A

Sadrži: litij-polimernu 900 mA punjivu bateriju

Uključen USB-C kabel.

Lokalni punjač - nije uključen.

Indikator punjenja - uključen

Parametri veličine uređaja (mm):

Kućište: 231.5(V)*52(Š)*45(D)

Postolje: 108(V)*116.5(Š)*76(D)

Težina uređaja: 255g (kućište), 70 g (postolje)

Korišteni materijali:

Plastično kućište uređaja: P.C+ABS bijelo

Materijal za spremnik za vodu i otpad: ECOZEN (čisto)

Vrhovi mlaznice: Silikon

Objektiv za raspodjelu svjetlost: PC

Radna temperatura: 5 °C~25 °C (41F - 77F)

Uvjeti skladištenja: daleko od izravne sunčeve svjetlosti, na suhom mjestu i izvan dosega djece

Temperatura skladištenja: na -20 ° C ~ +25 ° C (-4F -77F)

Baterija

Naziv modela: XK603048

Proizvođač baterije: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Datum proizvodnje: Označeno odvojeno na bateriji.

A/S centar: 031-701-0951

ZEMLJA PORIJEKLA: KOREJA

POTVRDE O UREĐAJU / OZNAKE SUKLADNOSTI:

EZ deklaracija o sukladnosti

Ova elektronička oprema u skladu je s odgovarajućim zakonodavstvom o europskom usklađivanju o sigurnosti potrošača i okoliša.



OTPAD I OKOLIŠ



Ova se elektronika mora odlagati odvojeno od otpada u kućanstvu na kraju svog životnog vijeka. Odložite ga u svoj lokalni sustav recikliranja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda (otpadna Električna i elektronička oprema) (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim zemljama s odvojenim sustavima prikupljanja) Europska direktiva 2012/19/EU o o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) Ovo označavanje prikazano na proizvodu ili njegovoj literaturi, ukazuje da ne bi trebao biti odložen s drugim otpadom iz kućanstva na kraju svog radnog vijeka. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ga od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ga kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici uređaja u kućanstvu trebali bi se obratiti prodavaču gdje su kupili ovaj proizvod ili uredu lokalne uprave radi pojedinosti gdje i kako mogu odnijeti ovaj predmet za ekološko i sigurno recikliranje.

JAMSTVO:

Posjetite Amwayevu internetsku stranicu
o proizvodima u svojoj zemlji radi pojedinosti
o jamstvu.

MANUALE UTENTE

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion deve essere utilizzato nell'ambito del trattamento con ARTISTRY LABS Sistema Ritexturizzante con ARTISTRY LABS Peeling Ritexturizzante e ARTISTRY LABS Siero Ritexturizzante. Per le istruzioni complete sul sistema di trattamento, vedere pagina 120. Si consiglia di utilizzare questo sistema di trattamento della pelle di 28 giorni una volta ogni tre mesi.



AVVISO: prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è essenziale leggere le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza contenute in questo documento, per garantire un utilizzo corretto e ottenere risultati ottimali. Si consiglia di conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Le seguenti precauzioni di base per la sicurezza si applicano quando si utilizzano apparecchi elettrici; leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

- (1) Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e in ambienti interni. Non utilizzarlo in contesti commerciali e in ambienti esterni.
- (2) Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da adulti. Può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarse conoscenze ed esperienza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

ATTENZIONE



Non fissare lo sguardo sulla sorgente luminosa dell'apparecchio.


Sommario

- Informazioni sul dispositivo
- Informazioni sulla ricarica
- Modalità ASPIRAZIONE
- Modalità SIERO
- Metodo di pulizia
- Regime di trattamento settimanale con il sistema
- Sicurezza e avvertenze
- Informazioni tecniche
- Certificazioni e marchi di conformità
- Informazioni di contatto del distributore e del produttore
- Garanzia
- Informazioni sul servizio clienti


Informazioni sul dispositivo

Componenti

- Dispositivo x 1
- Base del Dispositivo x 1
- Supporto del Serbatoio dell'Acqua x 1
- Testa dell'Ugello di ASPIRAZIONE x 2 (ugello grande/piccolo)
- Calotta per il SIERO x 1
- Cavo USB-C x 1
- Manuale Utente x 1
- Spazzola per la Pulizia x 1



Struttura del dispositivo



Informazioni sulla ricarica

Prima dell'uso: ricaricare il dispositivo con il cavo USB-C in dotazione. Il tempo di ricarica può variare in base al paese e al voltaggio della presa elettrica.

Come effettuare la ricarica

1. Assicurarsi che i serbatoi siano vuoti. Inserire saldamente il dispositivo nella base in posizione verticale.
2. Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per ricaricare il dispositivo*.
3. Durante la ricarica, intorno al pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO viene mostrata una luce rossa. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce diventa verde.
4. Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo. Il dispositivo non funziona quando è collegato.



* È necessario un adattatore da 5 V (non incluso). Non utilizzare un adattatore USB per la ricarica rapida.

Indicatore di batteria scarica

Quando la carica della batteria è inferiore al 5%, il dispositivo emetterà un segnale acustico diverse volte e una luce rossa lampeggerà intorno al pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. Il dispositivo non funzionerà. Per ricaricare il dispositivo, seguire la procedura descritta sopra.

Accensione e spegnimento del dispositivo e selezione di modalità/livelli

- Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. Una luce bianca indica che il dispositivo è acceso.
- Per selezionare il livello di aspirazione desiderato, premere nuovamente il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO una volta per il livello 1, due volte per il livello 2 o tre volte per il livello 3.
- Per selezionare la modalità SIERO, premere il pulsante SIERO quando il dispositivo è acceso.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per 2 secondi.

NOTA: è possibile spegnere il dispositivo quando lo si desidera.

Modalità ASPIRAZIONE da utilizzare dopo l'applicazione di ARTISTRY LABS Peeling Ritexturizzante

Selezione dell'ugello di aspirazione

Sono disponibili due dimensioni di ugelli di aspirazione per le diverse aree del viso.

- Ugello piccolo: per aree più piccole, come la zona del naso.
- Ugello grande: per aree più estese, come fronte, guance e mento.




Sostituzione dell'ugello di aspirazione

Prima di sostituire l'ugello di aspirazione, accertarsi che il dispositivo sia spento. Per rimuovere l'ugello di aspirazione dal dispositivo, tirare delicatamente verso l'esterno. Per sostituirlo, allineare il punto sull'ugello con il triangolo sul dispositivo e spingerlo saldamente in posizione facendolo scorrere sui connettori del dispositivo.

NOTA: è più facile sostituire gli ugelli con le mani asciutte.

Livelli di aspirazione

Il dispositivo dispone di tre livelli di aspirazione, che possono essere scelti in base alla tolleranza della propria pelle. Si consiglia di iniziare con il livello 1 e di aumentare l'intensità in base al livello di aspirazione tollerato. Accendere il dispositivo e selezionare il livello di aspirazione desiderato utilizzando il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: premere nuovamente il pulsante una volta per il livello 1, due volte per il livello 2 o tre volte per il livello 3.

LIVELLO	DESCRIZIONE	SPIA LUMINOSA
Livello 1	Aspirazione bassa	Blu 
Livello 2	Aspirazione media	Gialla 
Livello 3	Aspirazione elevata	Rosa 

Riempimento del serbatoio dell'acqua

1. Rimuovere il tappo inferiore.
2. Afferrare saldamente la metà superiore del dispositivo e tirare il serbatoio dell'acqua verso il basso con l'altra mano per rimuoverlo dal dispositivo.
3. Riempire il serbatoio dell'acqua fino a raggiungere la linea MAX.

*Non superare la linea MAX.

4. Reinserrire il serbatoio dell'acqua spingendo fino a quando non è saldamente in posizione.
5. Riposizionare il tappo inferiore.




Istruzioni per il trattamento di aspirazione

1. Posizionare l'ugello di aspirazione appropriato sul dispositivo.
2. Riempire d'acqua il serbatoio.
3. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
4. Scegliere il livello di aspirazione appropriato premendo nuovamente il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

*Il dispositivo impiegherà alcuni secondi per raggiungere la velocità adeguata.

5. Passare delicatamente il dispositivo sul viso, assicurandosi che l'ugello di aspirazione sia a contatto con la pelle. Seguire la figura sottostante per le indicazioni sul trattamento.
6. Continuare fino a trattare l'intero viso.



NOTA:

- Evitare l'area del contorno occhi.
- Non tenere il dispositivo sullo stesso punto per più di 3 secondi.
- Se il dispositivo è troppo inclinato, si spegnerà. In questo caso, riaccendere il dispositivo e proseguire il trattamento.
- Interrompere l'uso se si avverte una sensazione di eccessivo disagio.
- Durante l'uso può verificarsi un leggero arrossamento della pelle. Questo è normale.
- Non utilizzare la modalità di aspirazione se non è presente acqua nel serbatoio.
- Svuotare il serbatoio delle impurità e riempire il serbatoio dell'acqua pulita quando necessario durante il trattamento. Il serbatoio delle impurità non può essere rimosso dal dispositivo.
- Non scuotere, inclinare o appoggiare in posizione orizzontale il dispositivo quando il serbatoio delle impurità è pieno d'acqua.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di utilizzo in modalità di aspirazione per risparmiare energia. Se necessario, riaccendere il dispositivo e proseguire il trattamento.

Al termine del trattamento di aspirazione

1. Premere il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
2. Tenere il dispositivo in posizione verticale sul lavandino e inclinarlo leggermente evitando che eventuali fuoriuscite entrino a contatto con le mani.
3. Rimuovere il tappo inferiore del serbatoio delle impurità per far defluire l'acqua, quindi reinserire il tappo e seguire le istruzioni per la pulizia.
4. Assicurarsi che il dispositivo e gli ugelli di aspirazione siano puliti e asciutti.

Modalità SIERO da utilizzare dopo l'applicazione di ARTISTRY LABS Siero Ritexturizzante

Istruzioni per il trattamento con il SIERO

1. Collegare l'accessorio calotta per il SIERO al dispositivo allineando il punto sulla calotta con il triangolo sul dispositivo.
2. Spingere la calotta fino a quando non è in posizione, facendola scorrere sui connettori del dispositivo.
3. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.
4. Premere il pulsante SIERO. All'interno della calotta apparirà una luce rossa.
5. Partendo dalla parte superiore della fronte, toccare leggermente il viso con la calotta. Il dispositivo emetterà un segnale acustico dopo 3 secondi. Spostare il dispositivo di 2-3 cm e ripetere l'operazione fino a trattare l'intero viso.



NOTA:

- Evitare la zona del contorno occhi.
- Non puntare la luce LED sugli occhi. Se necessario, chiudere gli occhi durante il trattamento.
- La modalità SIERO dura 10 minuti, ma è possibile spegnere il dispositivo in qualsiasi momento.

Al termine del trattamento con il SIERO

1. Premere il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
2. Afferrare la calotta ai lati con due dita, tirarla delicatamente verso l'esterno e risciacquala per pulirla.
3. Riportare il dispositivo sulla base e collegarlo per ricaricarlo.

Metodo di pulizia

Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.

Questo apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di grasso e altri residui.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Pulizia dopo l'utilizzo della modalità ASPIRAZIONE


1. Posizionare l'ugello di aspirazione grande sul dispositivo.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua fino a raggiungere la linea MAX.
3. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, quindi tenere premuto il pulsante SIERO per 2 secondi per avviare la modalità di pulizia.
4. Capovolgere la calotta e tenerla saldamente sopra l'ugello di aspirazione grande.
* Tenere il dispositivo in posizione verticale. Se il dispositivo viene inclinato eccessivamente, emetterà un segnale acustico e si spegnerà. In questo caso, tenere il dispositivo in posizione verticale e riaccenderlo per continuare la pulizia.
5. Quando l'acqua nel serbatoio è esaurita, tenere premuto il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
6. Tenere il dispositivo in posizione verticale e rimuovere il tappo inferiore per svuotare il serbatoio delle impurità.
7. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e posizionarlo sul supporto del serbatoio dell'acqua sulla base del dispositivo.
8. Rimuovere l'ugello di aspirazione grande e sciacquare delicatamente con acqua gli ugelli di aspirazione, l'accessorio calotta e il tappo inferiore.
9. Riportare il dispositivo sulla base e lasciare che tutti i componenti si asciughino completamente.

Pulizia del serbatoio delle impurità

1. Rimuovere il tappo inferiore e svuotare il serbatoio delle impurità.
2. Inumidire la spazzola e utilizzarla per pulire accuratamente e delicatamente le pareti del serbatoio delle impurità.
3. Riportare il dispositivo sulla base e lasciare che il serbatoio delle impurità si asciughi completamente.

NOTA:

- Evitare l'uso di sapone e non strofinare o pulire con la spazzola in modo eccessivo o aggressivo, in quanto ciò potrebbe causare danni.
- Non scuotere, inclinare o appoggiare in posizione orizzontale il dispositivo quando il serbatoio dell'acqua o delle impurità è pieno d'acqua. Il dispositivo deve rimanere in posizione verticale se uno dei due serbatoi contiene acqua.
- Può fuoriuscire acqua dal foro di scarico. Ciò protegge la pompa dall'ingresso di acqua se il dispositivo viene inclinato troppo quando il serbatoio delle impurità contiene acqua.



[Regime di trattamento settimanale con il sistema]

Artistry Labs Sistema Ritexturizzante

Questo sistema di trattamento include due diversi regimi: giorno con peeling e giorno senza peeling.

Seguire il regime di trattamento settimanale di seguito riportato per 4 settimane, assicurandosi che il peeling venga effettuato in giorni non consecutivi:

GIORNO 1 Giorno con peeling	GIORNO 2 Giorno senza peeling	GIORNO 3 Giorno senza peeling	GIORNO 4 Giorno con peeling
ISTRUZIONI PER IL GIORNO CON PEELING:			
Mattino: <ul style="list-style-type: none">• Applicare 2 erogazioni di Siero su tutto il viso con la punta delle dita. Lasciare assorbire e asciugare completamente.			
Sera: <ul style="list-style-type: none">• Applicare 6-8 erogazioni di Peeling con la punta delle dita sulla pelle pulita. Stendere formando uno strato e lasciare agire per 8 minuti.• Sciacquare accuratamente il viso con acqua per rimuovere il Peeling e tamponare per asciugare.• Utilizzare il dispositivo con l'ugello di aspirazione per rimuovere le impurità della pelle e pulire i pori. Asciugare la pelle tamponandola.• Applicare 2 erogazioni di Siero su tutto il viso con la punta delle dita. Lasciare assorbire e asciugare completamente.• Utilizzare quindi il dispositivo in modalità SIERO con l'accessorio calotta.			

GIORNO 5 Giorno senza peeling	GIORNO 6 Giorno senza peeling	GIORNO 7 Giorno senza peeling
ISTRUZIONI PER IL GIORNO SENZA PEELING:		
Mattino: <ul style="list-style-type: none">• Applicare 2 erogazioni di Siero su tutto il viso con la punta delle dita. Lasciare assorbire e asciugare completamente.		
Sera: <ul style="list-style-type: none">• Applicare 2 erogazioni di Siero su tutto il viso con la punta delle dita. Lasciare assorbire e asciugare completamente.• Utilizzare quindi il dispositivo in modalità SIERO con l'accessorio calotta.		

Evitare il contatto con gli occhi quando si utilizzano i prodotti e il dispositivo per il trattamento della pelle. Se dovessero persistere rossore e sensazioni di bruciore o pizzicore, interrompere l'utilizzo e/o sciacquare il viso. Seguire la fase mattutina e serale con una crema idratante.

Ordine di utilizzo con il regime di trattamento quotidiano della pelle:

- **Regime mattutino:** detergente, tonico, Siero Ritexturizzante, crema idratante e/o protezione solare (SPF).
- **Regime serale con peeling:** detergente, Peeling Ritexturizzante, dispositivo con ugello di aspirazione, tonico, Siero Ritexturizzante, dispositivo in modalità SIERO con accessorio calotta, crema idratante.
- **Regime serale senza peeling:** detergente, tonico, Siero Ritexturizzante, dispositivo in modalità SIERO con accessorio calotta, crema idratante.

Sicurezza e avvertenze



Il produttore e i distributori non sono responsabili di guasti o danni al dispositivo dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e delle avvertenze contenute nel presente manuale.

Dichiarazione di sicurezza

1. Non utilizzare il dispositivo se:
 - si ha una protesi facciale (ad es. in metallo o in silicone);
 - si hanno eczemi, dermatiti o altri disturbi della pelle;
 - si è in stato di gravidanza o si sta allattando.
2. Consultare un medico se:
 - se di recente è stato effettuato un intervento chirurgico al viso;
 - se si sta effettuando un trattamento medico.
3. Non utilizzare il dispositivo sulle seguenti aree:
 - pelle con ferite, infiammazioni o irritazioni;
 - zone in cui è stato eseguito un intervento chirurgico;
 - occhi e aree intorno agli occhi;
 - zone in cui nelle ultime 24 ore è stato eseguito un trattamento di depilazione;
 - zone in cui viene percepito dolore o disabilità sensoriale.

Indicazioni di prudenza

1. Per evitare potenziali rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo:
 - Non esporre il dispositivo a temperature estreme (superiori a 45 °C o inferiori a 0 °C), a fonti di calore, alla luce solare diretta o a materiali infiammabili.
 - Non pulire con sostanze infiammabili come alcool, benzene o solventi.
 - Non utilizzare il dispositivo se emette fumo, odori o rumori insoliti.
 - Non collocare il dispositivo in un forno a microonde o in un contenitore ad alta pressione.
 - Non modificare o riparare il dispositivo.
 - Non far cadere, lanciare o sottoporre il dispositivo a forti urti.
 - Non immergere il dispositivo in acqua ed evitare il contatto con grandi quantità di acqua.
 - Non ricaricare il dispositivo in un luogo umido.
 - Toccare il cavo di ricarica e la presa elettrica con le mani asciutte.
 - Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini con meno di 12 anni.
2. Per prestazioni ottimali del dispositivo:
 - Spegnerlo il dispositivo quando non in uso.
 - Ricaricare il dispositivo collegando il cavo USB-C in dotazione all'adattatore da 5 V. Non utilizzare un adattatore USB per la ricarica rapida.
 - Spegnerlo il dispositivo prima di ricaricarlo.
 - Ricaricare completamente la batteria almeno ogni 4 settimane quando non in uso. Ciò contribuirà a preservare l'autonomia della batteria.
 - Spegnerlo il dispositivo prima di sostituire gli ugelli di aspirazione o la calotta.
 - Se il dispositivo viene lasciato acceso durante la sostituzione degli accessori, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
 - Non capovolgere il dispositivo.
 - Non utilizzare detersivi o acqua bollente per pulire gli ugelli di aspirazione o la calotta, poiché potrebbero causare scolorimento o corrosione.
 - Non esporre il dispositivo o i componenti alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato, poiché ciò potrebbe causare scolorimento o influire sulle prestazioni del prodotto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Nome del prodotto: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Numero di modello: BD0030EBCOE

Tensione nominale/in ingresso: 3.7 V CC/1,4 A

Contiene: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 900 mA

Cavo USB-C incluso

Caricabatterie regionale non incluso

Indicatore di carica presente

Dimensioni del dispositivo (mm):

Corpo: 231,5 (A) x 52 (P) x 45 (L)

Base: 108 (A) x 116,5 (P) x 76 (L)

Peso del dispositivo: 255 g (corpo principale), 70 g (base di appoggio)

Materiali utilizzati:

Plastica del corpo del dispositivo: PC e ABS bianco

Materiale del serbatoio dell'acqua e delle impurità: ECOZEN (pulito)

Punte degli ugelli: silicone

Coperchio del tappo: PC

Temperatura di esercizio: tra 5 °C e 25 °C circa

Condizioni di conservazione: lontano dalla luce diretta del sole, in luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Temperatura di conservazione: tra -20 °C e +25 °C circa

Batteria:

Nome del modello: XK603048

Produttore della batteria: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Data di fabbricazione: indicata separatamente sulla batteria.

Centro di assistenza: 031-701-0951

FABBRICATO IN COREA

CERTIFICAZIONI /MARCHI DI CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo apparecchio elettronico è conforme alla legislazione di armonizzazione europea in materia di sicurezza dei consumatori e dell'ambiente.



RIFIUTI E AMBIENTE



Questo dispositivo elettronico deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Smaltirlo presso il sistema di riciclaggio locale. Smaltimento corretto di questo prodotto (apparecchiature elettriche ed elettroniche, applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi con sistemi di raccolta differenziata) Direttiva Europea 2012/19/UE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo marchio, riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, invitiamo a separare questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio dell'autorità locale competente per ottenere informazioni su dove e come riciclare questo prodotto in modo sicuro dal punto di vista ambientale.

GARANZIA:

per i dettagli sulla garanzia, visitare la pagina dei prodotti su Amway.it.

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion paredzēts izmantot kā daļu no ARTISTRY LABS ādas tekstūras atjaunošanas sistēmas kopā ar ARTISTRY LABS ādas tekstūras atjaunošanas pilingu un ARTISTRY LABS ādas tekstūras atjaunošanas serumu. Pilnīgi norādījumi par ādas atjaunošanas sistēmu sniegti 131. lapā. Šo 28 dienas ilgo ādas kopšanas sistēmu ieteicams lietot reizi ceturksnī.



PAZIŅOJUMS: Ja ierīci lietojat pirmo reizi, lūdzu, vispirms izlasiet šajā brošūrā iekļauto lietošanas pamācību un drošības informāciju, lai ierīces lietošana būtu droša un sniegtu vislabākos rezultātus. Iesakām šos norādījumus saglabāt turpmākai atsaucei.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lietojot elektroierīces, ir jāievēro tālāk norādītie pamata drošības pasākumi. Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet visus norādījumus. Saglabājiet šo pamācību, lai vajadzības gadījumā varētu to izskatīt vēlāk.

- (1) Šo produktu ir paredzēts lietot tikai mājāsaimniecībā un iekštelpās. Produkts nav paredzēts lietošanai komerciālos nolūkos vai ārtelpās.
- (2) Ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Šo ierīci var lietot bērni, kas ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki, kuriem ir ierobežotas fiziskās, maņu vai mentālās spējas vai kuriem nav pietiekamu zināšanu un pieredzes šīs ierīces izmantošanā, ja viņus kāds uzrauga vai viņiem ir sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi apzinās ar ierīces lietošanu saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bez uzraudzības atstāti bērni.

BRĪDINĀJUMS



Nevērsiet skatienu pret gaismas avotu tā darbības laikā.


Satura rādītājs

- Informācija par ierīci
- Informācija par uzlādi
- SŪKŠANAS režīms
- SERUMA režīms
- Tīrīšanas veids
- Sistēmas nedēļas lietošanas plāns
- Drošības paziņojumi un brīdinājumi
- Tehniskā informācija
- Sertifikācija un atbilstības apliecinājumi
- Izplatītāja un ražotāja kontaktinformācija
- Garantija
- Klientu apkalpošanas informācija


Informācija par ierīci

Komplektā iekļautie produkti

- Ierīce (1 gab.)
- Ierīces turētājs (1 gab.)
- Ūdens tvertnes turētājs (1 gab.)
- SŪKŠANAS uzgaļi (2 gab.)
(Lielāks un mazāks uzgaļi)
- SERUMA uzgaļis (1 gab.)
- USB-C vads (1 gab.)
- Lietošanas pamācība (1 gab.)
- Birstīte tīrīšanai (1 gab.)



Ierīces uzbūve




Informācija par uzlādi

Pirms lietošanas: Uzlādējiet ierīci, izmantojot komplektā iekļauto USB-C vadu. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no valsts un kontaktligzda.

Kā uzlādēt ierīci

1. Tvertņēm jābūt tukšām. Ievietojiet ierīci turētājā, tai jābūt stabilā un vertikālā stāvoklī.
2. Ierīces uzlādei izmantojiet komplektā iekļauto USB-C vadu.*
3. Uzlādes laikā ap IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu būs redzama sarkana gaisma. Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, gaisma kļūs zaļa.
4. Pēc uzlādes beigām atvienojiet ierīci no strāvas. Ja ierīce būs pieslēgta elektrotīklam, tā nedarbosies.

* Nepieciešams 5V adapteris (komplektā nav iekļauts). Neizmantojiet ātrās lādēšanas USB adapteri.



Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 5 %, ierīce vairākas reizes nopīkstēs un ap IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu mirgos sarkana gaisma. Ierīce nedarbosies. Lai ierīci uzlādētu, veiciet augstāk minētās darbības.

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana un režīmu/līmeņu maiņa

- Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu. Balta gaisma liecina, ka ierīce ir ieslēgta.
- Lai izvēlētos atbilstošo sūkšanas līmeni, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu vēlreiz (1. līmenis), vēl divas reizes (2. līmenis) vai trīs reizes (3. līmenis).
- Lai izvēlētos SERUMA režīmu, nospiediet SERUMA pogu, tiklīdz ierīce ir ieslēgta.
- Lai ierīci izslēgtu, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes.

PIEZĪME: Ierīci var izslēgt, kad vien tas ir nepieciešams vai vēlams.

SŪKŠANAS režīms Paredzēts lietošanai pēc ARTISTRY LABS ādas tekstūras atjaunošanas pilinga

Sūkšanas uzgaļa izvēle

Komplektā ir divi atšķirīgu izmēru sūkšanas uzgaļi dažādām sejas zonām:

- mazākais uzgaļis — nelieliem laukumiem, piemēram, ap degunu,
- lielākais uzgaļis — plašākām zonām, piemēram, pieri, vaigiem un zodam.




Sūkšanas uzgaļu maiņa

Pirms sūkšanas uzgaļu maiņas izslēdziet ierīci. Noņemiet uzgaļi no ierīces, to viegli pavelkot. Lai uzgaļi uzliktu, savienojiet punktu, kas redzams uz uzgaļa ar trīsturi, kas ir redzams uz ierīces, turiet uzgaļi stingri iespiestu, līdz ierīce netiks savienota ar uzgaļi.

PIEZĪME: Nomainīt uzgaļus ir vieglāk ar sausām rokām.

Sūkšanas līmeņi

Ierīcei ir trīs sūkšanas līmeņi, no kuriem varat izvēlēties atbilstošu atkarībā no tā, kā reaģē jūsu āda. Iesakām sākt ar 1. līmeni un vajadzības gadījumā intensitāti palielināt. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties piemērotāko sūkšanas līmeni, izmantojot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu — nospiediet to vienreiz (1. līmenis), divas reizes (2. līmenis) vai trīs reizes (3. līmenis).

LĪMENIS	APRAKSTS	GAISMAS INDIKATORS
1. līmenis	Viegla sūkšana	Zils 
2. līmenis	Vidēji stipra sūkšana	Dzeltens 
3. līmenis	Spēcīga sūkšana	Rozā 


Ūdens tvertnes papildīšana

1. Noņemiet apakšējo vāciņu.
 2. Stingri satveriet ierīces augšdaļu un ar otru roku velciet tvertni uz leju, lai atdalītu to no ierīces.
 3. Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz maksimālā daudzuma atzīmei (MAX).
- *Nepārsniedziet maksimālā daudzuma atzīmes līmeni.
4. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.
 5. Aizveriet apakšējo vāciņu.



Sūkšanas procedūras norādījumi

1. Izvēlieties vajadzīgo sūkšanas uzgaļi un piestipriniet to ierīcei.
 2. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
 3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
 4. Izvēlieties piemērotu sūkšanas līmeni, vēlreiz nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, cik reizes nepieciešams.
- *Ierīce sāks sūkšanu dažu sekunžu laikā.
5. Maigi virziet ierīci pār seju, saglabājot labu sūkšanas uzgaļa saskari ar ādu. Attēlos zemāk parādīti ieteicamie lietošanas virzieni.
 6. Turpiniet, līdz procedūra ir veikta visās sejas zonās.



PIEZĪMES

- Nelietot acu zonā.
- Neturiet ierīci vienā punktā ilgāk par 3 sekundēm.
- Ja ierīce būs pārāk stipri noliekta, tā izslēgsies. Ieslēdziet ierīci vēlreiz un turpiniet procedūru.
- Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja tā rada pārāk nepatīkamas sajūtas.
- Lietošanas laikā āda var kļūt sārta. Tas ir normāli.
- Nedarbiniet ierīci sūkšanas režīmā, ja ūdens tvertnē nav ūdens.
- Iztukšojiet izlietotā ūdens nodalījumu un atkārtoti uzpildiet ūdens tvertni, cik vien bieži nepieciešams visā procedūras laikā. Izlietotā ūdens nodalījums nav noņemams no ierīces.
- Nekratiet ierīci, neturiet to slīpi un nelieciet ierīci nost, ja izlietotā ūdens nodalījumā ir ūdens.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūšu darbības sūkšanas režīmā. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci vēlreiz un turpiniet procedūru.

Kad sūkšanas procedūra ir pabeigta

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes, lai ierīci izslēgtu.
2. Turiet ierīci vertikāli virs izlietnes un tad pagrieziet nedaudz slīpi, lai šķidrums neizlīstu uz rokām.
3. Atveriet apakšējo vāciņu, lai izlietotais ūdens iztecētu no tvertnes, pēc tam atkal to aizveriet un ievērojiet tīrīšanas norādījumus.
4. Pienācīgi notīriet un nosusiniet ierīci un sūkšanas uzgaļus.

SERUMA režīms Paredzēts lietošanai pēc ARTISTRY LABS ādas tekstūras atjaunošanas seruma

SERUMA procedūras norādījumi

1. Piestipriniet SERUMA uzgali ierīcei, izlīdzinot uzgales stiprinājuma punktu ar trīsstūra zīmes uz ierīces.
2. Nofiksējiet uzgali, iebīdot izvirkumus atverēs.
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
4. Nospiediet SERUMA pogu. Uzgali iedegsies sarkana gaisma.
5. Viegli pieskarieties ar uzgali sejai, sākot ar pieres augšdaļu. Pēc 3 sekundēm ierīce nopīkstēs. Pārvietojiet ierīci par 2-3 cm (1 collu) tālāk un atkārtojiet procedūru uz visas sejas.



PIEZĪMES

- Nelietot acu zonā.
- Nespīdiniet LED gaismu acīs. Ja nepieciešams, procedūras laikā aizveriet acis.
- SERUMA režīms darbosies 10 minūtes, taču ierīci var izslēgt jebkurā laikā.

Kad SERUMA procedūra ir pabeigta

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes, lai ierīci izslēgtu.
2. Satveriet seruma uzgali ar diviem pirkstiem un viegli velciet uz āru, pēc tam noskalojiet.
3. Novietojiet ierīci atpakaļ turētājā un uzlādējiet.

Tīrīšanas veids

Pirms tīrīšanas ierīce ir jāizslēdz.

Ierīce ir jātīra pēc katras lietošanas, lai uz tās neuzkrātos netīrumi un citas vielas.

Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bez pieaugušo uzraudzības atstāti bērni.



Tīrīšana pēc lietošanas SŪKŠANAS režīmā

1. Uzlieciet uz ierīces lielāko uzgali.
2. Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz maksimālā daudzuma atzīmei (MAX).
3. Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, pēc tam nospiediet un turiet SERUMA pogu 2 sekundes, lai sāktu tīrīšanu.
4. Apgrieziet seruma uzgali otrādi un stingri turiet to uz lielākā sūkšanas uzgaļa.

* Ierīce jātur vertikāli. Ja ierīce būs pārāk stipri noliekta, tā nopīkstēs un izslēgsies. Tādā gadījumā turiet ierīci vertikāli un ieslēdziet, lai turpinātu tīrīšanu.

5. Ja ūdens tvertnē vairs nav ūdens, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un turiet to nospiestu 2 sekundes, lai ierīci izslēgtu.
6. Turiet ierīci vertikāli un noņemiet apakšējo vāciņu, lai iztukšotu izlietotā ūdens nodaļījumu.
7. Noņemiet ūdens tvertni un novietojiet to ūdens tvertnes turētājā.
8. Noņemiet lielāko sūkšanas uzgali un viegli noskalojiet sūkšanas uzgaļus, seruma uzgali un apakšējo vāciņu ar ūdeni.
9. Novietojiet ierīci atpakaļ turētājā un ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.



Kā tīrīt izlietotā ūdens nodaļījumu

1. Noņemiet apakšējo vāciņu un iztukšojiet izlietotā ūdens nodaļījumu.
2. Samitriniet birstīti un ar to rūpīgi iztīriet izlietotā ūdens nodaļījumu, nespiežot pārāk stipri.
3. Novietojiet ierīci atpakaļ turētājā un ļaujiet izlietotā ūdens nodaļījumam pilnībā nožūt.

PIEZĪMES

- Nelietojiet ziepes un netīriet/neslaukiet pārāk stipri. Tas var izraisīt bojājumus.
- Nekrati, neapgrieziet un nelieciet ierīci uz sāniem, ja ūdens tvertnē vai izlietotā ūdens nodaļījumā ir ūdens. Ja kādā no tvertnēm joprojām ir ūdens, ierīce ir jātur vertikāli.
- No atveres var nedaudz izplūst ūdens. Tas pasargā motoru no ūdens atpakaļplūsmas, ja ierīce ir pārāk slīpi noliekta, kad izlietotā ūdens nodaļījumā ir ūdens.

[Sistēmas nedēļas lietošanas plāns]

Artistry Labs ādas tekstūras atjaunošanas sistēma

Šajā procedūras sistēmā ir divi dažādi režīmi — pilinga diena un diena bez pilinga.

Ievērojiet zemāk norādīto nedēļas režīmu 4 nedēļas, starp pilinga dienām ievērojot pauzi.

1. DIENA Pilinga	2. DIENA Bez pilinga	3. DIENA Bez pilinga	4. DIENA Pilinga
PILINGA DIENĀS:			
No rīta:			
<ul style="list-style-type: none">Izspiediet 2 devas seruma un ar pirkstu galiem uzklājiet to uz visas sejas. Ļaujiet tam pilnībā uzsūkties un nožūt.			
Vakarā:			
<ul style="list-style-type: none">Izspiediet 6-8 devas pilinga līdzekļa un ar pirkstu galiem uzklājiet uz attīrītas ādas. Izlīdziniet to vienā slānī un ļaujiet iedarboties 8 minūtes.Rūpīgi noskalojiet seju ar ūdeni, lai notīrītu pilinga līdzekli, un nosusiniet ādu.Izmantojiet ierīci ar sūkšanas uzgali, lai notīrītu atlobījušos ādas šūniņus un attīrītu poras. Nosusiniet ādu.Izspiediet 2 devas seruma un ar pirkstu galiem uzklājiet to uz visas sejas. Ļaujiet tam pilnībā uzsūkties un nožūt.Pēc tam izmantojiet ierīci SERUMA režīmā ar seruma uzgali.			

5. DIENA Bez pilinga	6. DIENA Bez pilinga	7. DIENA Bez pilinga
DIENĀS BEZ PILINGA:		
No rīta:		
<ul style="list-style-type: none">Izspiediet 2 devas seruma un ar pirkstu galiem uzklājiet to uz visas sejas. Ļaujiet tam pilnībā uzsūkties un nožūt.		
Vakarā:		
<ul style="list-style-type: none">Izspiediet 2 devas seruma un ar pirkstu galiem uzklājiet to uz visas sejas. Ļaujiet tam pilnībā uzsūkties un nožūt.Pēc tam izmantojiet ierīci SERUMA režīmā ar seruma uzgali.		

Neļaujiet ādas kopšanas produktiem un ierīcei nonākt saskarē ar acīm. Tiklīdz rodas neparejšs apsārtums, svīlināšana vai dzeloša sajūta, pārtrauciet lietošanu un/vai noskalojiet seju. Pēc rīta un vakara procedūras izmantojiet mitrinošo līdzekli.

Lietošanas secība ikdienas ādas kopšanas procedūrā:

- no rīta:** attīrošais līdzeklis, tonizētājs, ādas tekstūru atjaunojošais serums, mitrinošais līdzeklis un/vai SPF;
- vakarā (ar pilingu):** attīrošais līdzeklis, ādas tekstūru atjaunojošais pilinga, ierīce sūkšanas režīmā, tonizētājs, ādas tekstūru atjaunojošais serums, ierīce SERUMA režīmā ar seruma uzgali, mitrinošais līdzeklis;
- vakarā (bez pilinga):** attīrošais līdzeklis, tonizētājs, ādas tekstūru atjaunojošais serums, ierīce SERUMA režīmā ar seruma uzgali, mitrinošais līdzeklis.

Drošības paziņojumi un brīdinājumi



Ražotājs un izplatītāji neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies šajā rokasgrāmatā sniegto norādījumu un brīdinājumu neievērošanas dēļ.

Drošības paziņojums

- Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir:
 - sejas implants (piem., metāla, silikona),
 - ekzēma, dermatīts vai citas ādas slimības,
 - grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti.
- Konsultējieties ar ārstu, ja jums:
 - nesen ir operēta seja,
 - tiek veiktas medicīniskas procedūras.
- Nelietojiet šo ierīci šādās zonās:
 - savainota vai kairināta āda,
 - zonas, kurās veikta operācija,
 - acis un zona ap acīm,
 - nesen (pirms mazāk nekā 24 stundām) epilētas zonas,
 - zonas, kurās ir sāpju uztveres vai jutības traucējumi.

Brīdinājumi

- Lai novērstu ugunsgrēka, elektrošoka, traumā vai ierīces bojājumu risku:
 - nepakļaujiet šo ierīci ārkārtīgi augstas vai zemas temperatūras (augstāk par 45 °C (113 °F) vai zemāk par 0 °C (32 °F)), siltuma avotu, tiešu saules staru vai uzliesmojošu materiālu iedarbībai,
 - tās tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošas vielas, piemēram, alkoholu, benzolu vai atšķaidītāju,
 - nelietojiet ierīci, ja tā dūmo, smako vai rada neparastu troksni,
 - nelieciet ierīci mikroviļņu krāsnī vai augstspiediena iekārtā,
 - nepārveidojiet un nelabojojiet ierīci,
 - nenometiet un nemētājiet ierīci, nepakļaujiet to spēcīga trieciena ietekmei,
 - nemērciet ierīci ūdenī un neļaujiet nonākt saskarē ar lielu ūdens daudzumu,
 - nelādējiet ierīci mitrā vietā,
 - saskaroties ar lādēšanas vadu/rozeti, rokām jābūt sausām,
 - glabājiet ierīci bērniem (līdz 12 gadu vecumam) nepieejamā vietā.
- Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību:
 - izslēdziet ierīci, kad to nelietojat,
 - lādējiet ierīci, pieslēdzot komplektā iekļauto USB-C vadu 5 V adapterim. Neizmantojiet ātrās lādēšanas USB adapteri,
 - pirms lādēšanas izslēdziet ierīci,
 - kad ierīci nelietojat, pilnībā uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi 4 nedēļās. Tas palīdzēs saglabāt akumulatora kalpošanas ilgumu,
 - izslēdziet ierīci pirms uzgaļu maiņas. Ja, mainot uzgaļus, ierīce ir ieslēgta, var rasties darbības traucējumi.
 - negrieziet ierīci otrādi,
 - uzgaļu tīrīšanai nelietojiet mazgāšanas līdzekli vai karstu ūdeni, jo tas var izraisīt krāsas maiņu vai koroziju,
 - nepakļaujiet ierīci vai tās daļas pārāk ilgai tiešu saules staru iedarbībai, jo tas var izraisīt krāsas maiņu vai ietekmēt ierīces darbību.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Produkta nosaukums: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modeļa Nr.: BD0030EBCOE

Nominālais spriegums/jauda: 3,7 V (līdzstrāva) / 1,4 A

Satur: atkārtoti uzlādējamu litija polimēru akumulatoru (900 mA)

USB-C vads iekļauts komplektā.

Vietējais lādētājs nav iekļauts.

Lādēšanas indikators — ir.

Ierīces izmēri (mm):

Ierīce: 231,5(A)*52(P)*45(G)

Turētājs: 108(A)*116,5(P)*76(G)

Ierīces svars: 255 g (ierīce), 70 g (turētājs)

Izmantotie materiāli:

Ierīce: plastmasa P.C+ABS, balta

Ūdens tvertņu materiāls: ECOZEN (tīrs)

Uzgaļu gali: silikons

Vāciņš: P.C

Darbības temperatūra: 5 °C~25 °C (41 F - 77 F)

Glabāšanas nosacījumi: nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai, glabāt sausā un bērniem nepieejamā vietā

Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz ~ +25 °C (-4F - 77F)

Akumulators:

Modeļa nosaukums: XK603048

Akumulatora ražotājs: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Ražošanas datums: atsevišķi norādīts uz akumulatora.

A/S centrs: 031-701-0951

IZGATAVOTS KOREJĀ

IERĪCES SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBAS ZĪMES

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šis elektroniskais aprīkojums atbilst attiecīgajiem ES saskaņošanas tiesību aktiem patērētāju un vides drošības jomā.



ATKRITUMI UN IETEKME UZ VIDI



Šo elektronisko ierīci pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, izmetiet to, izmantojot vietējo pārstrādes sistēmu. Pareiza atbrīvošanās no šī produkta (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) (Spēkā Eiropas Savienībā un citās valstīs, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas) Eiropas Savienības Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EELIA) Šis apzīmējums, kas attēlots uz produkta vai materiālos par to, norāda, ka produktu pēc darbmūža beigām nevajadzētu izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu kaitējumu, ko videi vai cilvēka veselībai var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana, lūdzu, nošķiriet šo produktu no citiem atkritumu veidiem un pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkalizmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par to, kur un kā nodot šo produktu videi drošai pārstrādei, varat sazināties vai nu ar mazumtirgotāju, kurš produktu pārdeva, vai ar savas vietējās pašvaldības biroju.

GARANTĪJA:

Lai skatītu garantijas informāciju jūsu valstī, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu Amway tīmekļa vietnē.

NAUDOTOJO VADOVAS

ARTISTRY LABS™ odos priežiūros prietaisas skirtas naudoti kaip ARTISTRY LABS tekstūros atnaujinimo sistemos dalis kartu su ARTISTRY LABS tekstūrą atnaujinančia nuplaunama kauke ir ARTISTRY LABS tekstūrą atnaujinančiu serumu. Žr. p. 142, kur rasite visas procedūros sistemos instrukcijas. Šią 28 dienų odos priežiūros sistemą rekomenduojama naudoti kiekvieną ketvirtį.



PASTABA. Prieš naudodami šį prietaisą pirmą kartą, būtinai perskaitykite instrukcijas ir saugos informaciją, pateiktą šiame lankstinuke, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą ir pasiektumėte geriausių rezultatų. Rekomenduojame pasilikti šias instrukcijas, jei prireiktų ateityje.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Toliau pateikiamos pagrindinės saugos priemonės taikomos naudojant elektrinius prietaisus. Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas. Pasilikite šį vadovą, jei prireiktų ateityje.

- (1) Šis gaminys skirtas naudoti tik namuose ir tik patalpose. Nenaudokite šio gaminio komerciniais tikslais ar lauke.
- (2) Šį prietaisą gali naudoti tik suaugusieji. Šį prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai bei ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys ar neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei yra prižiūrimi arba apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta jo keliamą pavojų. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai negali be priežiūros valyti ar prižiūrėti šio prietaiso.

ĮSPĖJIMAS



Nežiūrėkite tiesiai į darbinės lempuotės šaltinį.


Turinys

- Prietaiso informacija
- Krovimo informacija
- SIURBIMO režimas
- SERUMO režimas
- Valymas
- Savaitės sistemos režimas
- Sauga ir atsargumo priemonės
- Techninė informacija
- Sertifikatai ir atitikties ženklai
- Platintojo ir gamintojo kontaktinė informacija
- Garantija
- Klientų aptarnavimo informacija


Prietaiso informacija

Dalys

- 1 prietaisas
- 1 prietaiso atrama
- 1 vandens talpos laikiklis
- 2 SIURBIMO antgalio galvutės (didelis ir mažas antgaliai)
- 1 SERUMO gaubtas
- 1 USB-C kabelis
- 1 naudotojo vadovas
- 1 valymo šepetėlis



Prietaiso struktūra



Krovimo informacija

Prieš naudojimą. Įkraukite įrenginį naudodami pateiktą USB-C kabelį. Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo šalies ir lizdo.

Kaip įkrauti

1. Įsitinkinkite, kad prietaiso talpos yra tuščios. Saugiai įstatykite prietaisą į atramą.
2. Naudokite su prietaisu pateiktą USB-C kabelį*.
3. Kraunant apie ĮJUNGIMO mygtuką degs raudona lemputė. Kai prietaisas bus įkrautas iki galo, užsidegs žalia lemputė.
4. Baigę krovimą ištraukite laidą. Įjungtas į elektros lizdą prietaisas neveiks.



* Reikia 5 V adapterio (nepridėtas). Nenaudokite greito USB adapterio.

Žemo akumulatoriaus lygio rodiklis

Akumulatoriaus įkrovos lygiui nusekus žemiau 5 %, prietaisas keletą kartų supypsės. Apie ĮJUNGIMO mygtuką pradės mirksėti raudona lemputė. Prietaisas neveiks. Įkraukite prietaisą atlikdami anksčiau aprašytus veiksmus.

Kaip prietaisą įjungti / išjungti ir pakeisti krovimo režimus / lygius

- Prietaisas įjungiamas ĮJUNGIMO mygtuku. Balta lemputė rodo, kad prietaisas yra įjungtas.
- Norėdami pasirinkti tinkamą siurbimo lygį, paspauskite dar kartą ĮJUNGIMO mygtuką, kad pereitumėte į 1 lygį, paspauskite du kartus, kad pereitumėte į 2 lygį ir tris kartus – į 3 lygį.
- Norėdami pasirinkti SERUMO režimą, paspauskite SERUMO mygtuką vieną kartą, kai prietaisas įjungtas.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite ĮJUNGIMO mygtuką 2 sekundes.

PASTABA. Galite išjungti prietaisą bet kada prareikus arba jei to norite.

SIURBIMO režimas Sukurtas naudojimui po ARTISTRY LABS tekstūrą atnaujinančios nuplaunamos kaukės

Siurbimo antgalio parinkimas

Skirtingoms veido sritims skirti dviejų dydžių siurbimo antgaliai.

- Mažas antgalis – tokioms mažoms zonoms kaip nosies sritis.
- Didelis antgalis – tokioms didesnėms zonoms kaip kakta, skruostai, smakras.




Siurbimo antgalio keitimas

Prieš keisdami siurbimo antgalį išjunkite prietaisą. Švelniai patraukite laukan, kad nuimtumėte siurbimo antgalį nuo prietaiso. Uždėkite kitą antgalį sulygiavę jį su ant prietaiso pavaizduotu trikampėliu ir stipriai paspauskite įstumdami į vietą.

PASTABA. Antgalius keisti lengviau sausomis rankomis.

Siurbimo lygiai

Prietaise yra trys siurbimo lygiai, kuriuos galima rinktis atsižvelgiant į odos toleravimą. Siūlome pradėti nuo 1 lygio ir po truputį didinti intensyvumą, atsižvelgiant, ar siurbimo lygis jums yra patogus. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite atitinkamą siurbimo lygį naudodami ĮJUNGIMO mygtuką: paspauskite dar kartą 1 lygiui, du kartus 2 lygiui arba tris kartus 3 lygiui.

LYGIS	APRAŠAS	RODIKLIO LEMPUTĖ
1 lygiui	Mažas siurbimas	Mėlyna 
2 lygiui	Vidutinis siurbimas	Geltona 
3 lygiui	Didelis siurbimas	Rožinė 


Vandens talpos pripildymas

1. Nuimkite apatinį dangtelį.
 2. Stipriai suimkite už prietaiso viršutinės dalies ir patraukite vandens talpą žemyn kita ranka, kad nuimtumėte ją nuo prietaiso.
 3. Pripilkite į vandens talpą vandens iki nurodytos ribos linijos MAX.
- * Nepripilkite daugiau nei iki ribos linijos MAX.
4. Vandens talpą saugiai įstatykite atgal į jos vietą.
 5. Uždėkite apatinį dangtelį.



Siurbimo procedūros instrukcijos

1. Uždėkite ant prietaiso atitinkamą siurbimo antgalį.
 2. Pripilkite į vandens talpą vandens.
 3. Įjunkite prietaisą paspaudę ĮJUNGIMO mygtuką.
 4. Dar kartą paspausdami ĮJUNGIMO mygtuką, pasirinkite atitinkamą siurbimo lygį.
- * Prietaisas per keletą sekundžių įsivažiuos ir pasieks reikiamą greitį.
5. Švelniai perbraukite prietaisu per veidą įsitikindami, kad siurbimo antgalis tinkamai liečiasi su oda. Tolesnėje lentelėje pateikiami procedūros nurodymai.
 6. Tęskite tol, kol atliksite procedūrą ant visos veido odos.



PASTABA.

- Venkite akių srities.
- Nesiurbkite vienos vietos prietaisu ilgiau nei 3 sekundes.
- Jei prietaisas per daug pasviręs, jis išsijungs. Įjunkite prietaisą iš naujo ir tęskite procedūrą.
- Nebenaudokite prietaiso, jei jaučiate pernelyg didelį diskomfortą.
- Naudojimo metu oda gali šiek tiek parausti. Tai normalu.
- Nedirbkite siurbimo režimu, jei vandens talpoje nėra vandens.
- Ištuštinkite atliekų talpą ir įpilkite iš naujo švaraus vandens tiek kartų, kiek prireiks atliekant procedūrą. Atliekų talpos negalima nuimti nuo prietaiso.
- Nekratykite, nepakreipkite ir neguldykite prietaiso, kai atliekų talpa pripildyta vandens.
- Prietaisas automatiškai išsijungs po 5 min. naudojimo siurbimo režimu, kad taupytų energiją. Jei reikia, įjunkite prietaisą vėl ir tęskite procedūrą.

Baigus siurbimo procedūrą

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite ĮJUNGIMO mygtuką 2 sekundes.
2. Palaikykite prietaisą vertikaliai virš kriauklės, tada šiek tiek pakreipkite, kad neišsilietų ant rankų.
3. Nuimkite apatinį dangtelį nuo atliekų talpos, kad išbėgtų susikaupęs vanduo. Uždėkite dangtelį ir atlikite veiksmus, nurodytus valymo instrukcijose.
4. Įsitinkite, kad prietaisas ir siurbimo antgaliai tinkamai nuvalyti ir išdžiovinti.

SERUMO režimas Sukurtas naudojimui po ARTISTRY LABS tekstūrą atnaujinančio serumo

SERUMO procedūros instrukcijos

1. Uždėkite ant prietaiso SERUMO gaubtą, sulygiuodami tašką ant gaubto su trikampiu ant prietaiso.
2. Įstumkite gaubtą į vietą slinkdami jį ant angų.
3. Įjunkite prietaisą paspaudę ĮJUNGIMO mygtuką.
4. Paspauskite SERUMO mygtuką. Gaubto viduje pasirodys raudona lemputė.
5. Pradėdami nuo kaktos viršaus lengvai palieskite gaubtu veido odą. Prietaisas supypsės po 3 sekundžių. Pajudinkite 2–3 cm (1 coli) ir kartokite šį veiksmą kol procedūrą atliksite ant viso veido.



PASTABA.

- Venkite akių srities.
- Nešvieskite LED lempa į akis. Jei reikia, užsimerkite procedūros metu.
- SERUMO režimas truks 10 minučių, tačiau galite prietaisą bet kada išjungti.

Baigus SERUMO procedūrą

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite ĮJUNGIMO mygtuką 2 sekundes.
2. Paimkite gaubtą už šonų dviem pirštais ir švelniai patraukite link išorės. Nuskalaukite jį vandeniui.
3. Įstatykite prietaisą atgal į atramą ir įjunkite kabelį krovimui.

Valymas


Prieš valydami išjunkite prietaisą.

Šį prietaisą reikėtų valyti po kiekvieno naudojimo, kad išvengtumėte riebalų ir kitų likučių sankaupų.

Vaikai negali be suaugusiųjų priežiūros valyti ar prižiūrėti šio prietaiso.

Valymas po naudojimo SIURBIMO režimu

1. Uždėkite ant prietaiso didelį siurbimo antgalį.
 2. Pripilkite į vandens talpą vandens iki nurodytos ribos linijos MAX.
 3. Įjunkite prietaisą nuspausdami JJUNGIMO mygtuką. Tada paspauskite ir palaikykite SERUMO mygtuką 2 sekundes, kad prasidėtų valymas.
 4. Apverskite gaubtą ir saugiai laikykite jį ant didelio siurbimo antgalio.
- * Laikykite prietaisą vertikaliai. Jei prietaisas per daug pasviręs, jis supypsės ir išsijungs. Taip atsitikus padėkite prietaisą vertikaliai ir įjunkite, kad toliau vyktų valymas.
5. Pasibaigus vandeniui talpoje, paspauskite ir palaikykite JJUNGIMO mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą.
 6. Laikykite prietaisą vertikaliai ir nuimkite apatinį dangtelį, kad ištuštintumėte atliekų talpą.
 7. Atskirkite vandens talpą ir padėkite ją ant atramos vandens talpos laikiklio.
 8. Nuimkite didelį siurbimo antgalį ir švelniai vandeniu nuskalaukite siurbimo antgalius, gaubtą bei apatinį dangtelį.
 9. Įstatykite prietaisą į atramą ir palaukite, kol visos dalys visiškai nudžius.



Kaip išvalyti atliekų talpą

1. Nuimkite apatinį dangtelį ir ištuštinkite atliekų talpą.
2. Sudrėkinę šepetėlį kruopščiai ir švelniai nuvalykite atliekų talpos sienelės.
3. Įstatykite prietaisą į atramą ir palaukite, kol atliekų talpa visiškai išdžius.

PASTABA.

- Neplaukite muilu ir per daug intensyviai (agresyviai) nešluostykite ir nevalykite šepetėlių. Tai gali pakenkti prietaisui.
- Nekratykite, nekreipkite ir neguldykite prietaiso, kai vandens arba atliekų talpoje yra vandens. Prietaisas turi išlikti vertikaliaje padėtyje, jei talpoje vis dar yra vandens.
- Pro vandens nutekėjimo angą gali prasiskverbti vanduo. Taip siurblys apsaugomas nuo vandens grįžtamojo srauto, jei prietaisas per daug pakreipiamas, kai atliekų talpoje yra vandens.

[Savitės sistemos režimas]

ARTISTRY LABS tekstūros atnaujinimo sistema

Šią procedūrų sistemą sudaro du skirtingi režimai: kaukės dienos ir ne kaukės dienos.

Čia pateiktą savaitės režimą taikykite 4 savaites, naudodami kaukę ne iš eilės einančiomis dienomis.

1 DIENA Kaukės diena	2 DIENA Ne kaukės diena	3 DIENA Ne kaukės diena	4 DIENA Kaukės diena
KAUKĖS DIENOS INSTRUKCIJOS			
RYTE:			
<ul style="list-style-type: none">• Paskirstykite pirštų galiukais 2 serumo paspaudimus ant visos veido odos. Palaukite, kol visiškai įsigers į odą ir nudžius.			
VAKARE:			
<ul style="list-style-type: none">• Užtepkite 6–8 kaukės paspaudimus pirštų galiukais ant švarios odos. Paskirstykite sluoksniu ir palikite 8 min.• Kruopščiai nuplaukite veidą vandeniu, kad pašalintumėte visą kaukę ir nusauskintumėte odą.• Naudodami prietaisą su siurbimo antgaliu pašalinkite odos nešvarumus ir išvalykite poras. Nusausinkite odą.• Paskirstykite pirštų galiukais 2 serumo paspaudimus ant visos veido odos. Palaukite, kol visiškai įsigers į odą ir nudžius.• Atlikite procedūrą prietaisu, naudodami SERUMO režimą su gaubtu.			
5 DIENA Ne kaukės diena	6 DIENA Ne kaukės diena	7 DIENA Ne kaukės diena	
NE KAUKĖS DIENOS INSTRUKCIJOS:			
RYTE:			
<ul style="list-style-type: none">• Paskirstykite pirštų galiukais 2 serumo paspaudimus ant visos veido odos. Palaukite, kol visiškai įsigers į odą ir nudžius.			
VAKARE:			
<ul style="list-style-type: none">• Paskirstykite pirštų galiukais 2 serumo paspaudimus ant visos veido odos. Palaukite, kol visiškai įsigers į odą ir nudžius.• Atlikite procedūrą prietaisu, naudodami SERUMO režimą su gaubtu.			

Nei odos priežiūros priemonės, nei prietaisas neturėtų liesti akių. Jei pasireiškų raudonis, deginimas ar gėlimas, nebenaudokite prietaiso ir (arba) nuplaukite veidą vandeniu. Atlikite rytinę ir vakarinę rutinas su drėkinamąja priemone.

Kasdienės odos priežiūros priemonių naudojimo tvarka:

- dienos režimas: valiklis, tonikas, tekstūrą atnaujinantis serumas, drėkinamoji priemonė ir (arba) kremas su SPF;
- vakarinis režimas su kauke: valiklis, tekstūrą atnaujinanti nuplaukama kaukė, prietaisas su siurbimo antgaliu, tonikas, tekstūrą atnaujinantis serumas, prietaisas SERUMO režimu su gaubtu ir drėkinamoji priemonė;
- vakarinis režimas be kaukės: valiklis, tonikas, tekstūrą atnaujinantis serumas, prietaisas SERUMO režimu su gaubtu ir drėkinamoji priemonė.

Sauga ir atsargumo priemonės



Gamintojas ir platintojai neatsako už prietaiso gedimą ar žalą, kilusią nesilaikant šiame vadove pateiktų naudojimo instrukcijų ir įspėjimų.

Saugos pareiškimas

1. Nenaudokite prietaiso šiais atvejais:

- jei turite veido implantą (pvz., metalinį ar silikoninį);
- sergate egzema, dermatitu ar kitomis odos ligomis;
- laukiatės arba žindote kūdikį.

2. Pasiūlykite su gydytoju, jei:

- neseniai jums buvo atlikta veido operacija;
- šiuo metu gydote.

3. Nenaudokite prietaiso šiose srityse:

- ant pažeistos, patinusios ar sudirgusios odos;
- ant chirurginės operacijos vietos;
- akių arba apie akis;
- kur neseniai buvo atlikta plaukų šalinimo procedūra (mažiau nei prieš 24 val.);
- srityse, pasižyminčiose skausmo pojūčio ar jutimo sutrikimais.

Įspėjamieji pareiškimai

1. Siekiant išvengti galimo gaisro pavojaus, elektros šoko ar sužeidimų arba prietaiso sugadinimo:

- nelaikyti prietaiso ekstremalioje temperatūroje (aukštesnėje nei 45 °C (113 °F) ar žemesnėje nei 0 °C (32 °F)), prie šilumos šaltinių, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar su degiomis medžiagomis.
- Nevalyti degiomis medžiagomis, pavyzdžiui, alkoholiu, benzolu ar skiedikliu.
- Nenaudoti prietaiso, jei iš jo sklinda dūmai, blogas kvapas ar nejprastas garsas.
- Nedėti prietaiso į mikrobangų krosnelę ar aukšto slėgio konteinerį.
- Nekeisti ir netaisyti prietaiso.
- Nenumesti, nemėtyti ir stipriai netrankyti prietaiso.
- Nenardinti prietaiso į vandenį ir vengti sąlyčio su dideliu kiekiu vandens.
- Nekrauti prietaiso drėgnoje vietoje.
- Įkrovimo kabelį ir elektros lizdą liesti tik sausomis rankomis.
- Laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje (iki 12 metų amžiaus).

2. Optimaliam prietaiso veikimui užtikrinti:

- išjungti nenaudojamą prietaisą.
- Krauti prietaisą prijungiant USB-C kabelį prie 5 V adapterio. Nenaudoti greito USB adapterio.
- Prieš kraunant išjungti prietaisą.
- Visiškai įkrauti bateriją bent kas 4 savaites, kai jis nenaudojamas. Taip palaikysite baterijos tarnavimo laiką.
- Išjungti prietaisą prieš keičiant siurbimo antgalius ar gaubtą. Neišjungus prietaiso keičiant priedus, jis gali sugesti.
- Nejungti apversto prietaiso.
- Nevalyti siurbimo antgalių ar gaubto skalbikliais ar verdančiu vandeniu, nes jie gali nublukti arba oksiduotis.
- Nelaikyti prietaiso ar jo dalių tiesioginiuose saulės spinduliuose ilgesnį laiką, nes jie gali nublukti arba sugesti.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Produkto pavadinimas: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modelio numeris: BD0030EBCOE

Nominali įtampa / įvestis: 3,7 V NS / 1,4 A

Rinkinyje yra: Ličio polimero 900 mA įkraunamas akumuliatorius

Pridedamas USB-C kabelis.

Vietinis kroviklis nepridedamas.

Yra krovimo rodiklis.

Prietaiso matmenys (mm):

Korpusas: 231,5 (aukštis)*52 (plotis)*45 (ilgis)

Atrama: 108 (aukštis)*116,5 (plotis)*76 (ilgis)

Prietaiso svoris: 255 g (korpusas), 70 g (atrama)

Panaudotos medžiagos:

Prietaiso korpuso plastikas: baltas PC + ABS

Atliekų ir vandens talpų medžiaga: ECOZEN (švari)

Antgaliai: silikonas

Dangtelis: PC

Veikimo temperatūra: ~-5-25 °C (41-77 F)

Laikymo sąlygos: ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, sausoje vietoje, kur nepasiekia vaikai.

Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki maždaug +25 °C (-4-77 F)

Akumuliatorius:

Modelio pavadinimas: XK603048

Akumuliatoriaus gamintojas: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Pagaminimo data: atskirai pažymėta ant akumuliatoriaus.

A/S centras: 031-701-0951

PAGAMINTA KORĖJOJE

PRIETAISO SERTIFIKATAI / ATITIKTIES ŽENKLAI:

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šis elektroninis prietaisas atitinka suderintus Europos vartotojų ir aplinkos saugos teisės aktus.



ATLIEKOS IR APLINKA



Pasibaigus eksploatacijos laikui šis elektroninis prietaisas turi būti šalinamas atskirai nuo buitinių atliekų. Išmeskite jį naudodamiesi vietine atliekų perdirbimo sistema. Tinkamas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kur naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos) Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šis žymėjimas ant gaminio arba jo instrukcijų nurodo, kad pasibaigus eksploataavimo laikui jo negalima šalinti su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, šias atliekas būtina rūšiuoti ir atsakingai perdirbti, taip skatinant tvarų pakartotinį medžiagų išteklių naudojimą. Buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į mažmenininką, iš kurio įsigijo gaminį, arba į vietos valdžios institucijas, kad sužinotų, kur ir kaip šį gaminį galima atiduoti perdirbimui nepakenkiant aplinkai.

GARANTIJA.

Apsilankykite savo šalies „Amway“ svetainės produkto puslapyje, kur rasite informaciją apie garantiją.

(HU)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ARTISTRY LABS™ Aquabrasion készülék az ARTISTRY LABS Újratexturáló rendszer része, melyet az ARTISTRY LABS Újratexturáló hámlasztóval és az ARTISTRY LABS Újratexturáló szérummal együtt kell használni. A kezelési rendszerrel kapcsolatos részletes utasításokat lásd a 153. oldalon. Ennek a 28 napos bőrápolási rendszernek az alkalmazását negyedévente egy alkalommal javasoljuk.



MEGJEGYZÉS: A készülék első használata előtt olvassd el figyelmesen a jelen útmutatóban szereplő

használati és biztonsági utasításokat a készülék megfelelő használata és az optimális eredmények érdekében. Javasoljuk az útmutató megőrzését a későbbi használat céljából.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az alábbiakban tájékoztatást adunk az elektromos készülékek használatával kapcsolatos alapvető biztonsági tudnivalókról. Kérjük, használat előtt olvassd el a jelen utasításokat. Őrizd meg az útmutatót a későbbi használat érdekében.

- (1) Ez a termék csak háztartási célra és beltéri használatra alkalmas. A termék kereskedelmi célra és kültéren nem használható.
- (2) Ezt a készüléket kizárólag felnőttek használhatják. Ezt a terméket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a megfelelő tapasztalattal és szaktudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a veszélyek megértése mellett használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.

FIGYELEM



Működés közben a fényforrásba nem szabad belenézni.

Tartalom

- A készülék bemutatása
- Töltési információk
- SZÍVÓ üzemmód
- SZÉRUM üzemmód
- Tisztítás
- Heti rutin a rendszer használatával
- Biztonság és óvintézkedések
- Műszaki adatok
- Tanúsítványok és megfelelőségi jelölések
- A forgalmazó és a gyártó adatai
- Garancia
- Ügyfélszolgálati információk


A készülék bemutatása

A készülék részei

- 1 x készülék
- 1 x készüléktartó állvány
- 1 x víztartálytároló rekesz
- 2 x SZÍVÓFEJ (nagy/kicsi)
- 1 x SZÉRUM kezelőfej
- 1 x USB-C kábel
- 1 x használati útmutató
- 1 x tisztítóecset



A készülék felépítése



Töltési információk

Használat előtti teendők: Töltsd fel a készüléket a mellékelt USB-C kábellel. A töltési idő az országtól és konnektortól függően eltérő lehet.

A készülék töltése

1. Győződj meg róla, hogy a tartályok üresek legyenek. Helyezd a készüléket álló helyzetben a töltőállványba.
2. A készülék töltéséhez használd a mellékelt USB-C kábelt.
3. Töltés közben a POWER gomb körül piros fényjelzés látható. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a fényjelzés zöldre vált.
4. A töltés befejezése után húzd ki a készüléket. Ha a készülék be van dugva, nem működik.



* 5 V-os adapter szükséges (nem tartozék). Ne használj gyorstöltő USB adaptert a töltéshez.

Alacsony töltöttség visszajelző

Amikor az akkumulátor töltöttsége 5% alá csökken, a készülék néhányat sípol, és a POWER gomb körül villogó piros fényjelzés látható. A készülék ilyenkor nem működik. A készülék töltéséhez kövesd a fent leírt lépéseket.

A készülék be- és kikapcsolása, üzemmódok/erősségi szintek beállítása

- A készülék bekapcsoláshoz nyomd meg a POWER gombot. A készülék bekapcsolt állapotát fehér fényjelzés jelzi.
- A kívánt szívóerő beállításához nyomd meg újra a POWER gombot, ezzel az 1. erősséget választod ki; a gomb kétszeri lenyomására a 2. erősség, háromszori lenyomására pedig a 3. erősségi szint választható ki.
- A SZÉRUM üzemmód kiválasztásához nyomd meg egyszer a SERUM gombot a készülék bekapcsolt állapotában.
- A készülék kikapcsoláshoz tartsd nyomva 2 másodpercig a POWER gombot.

MEGJEGYZÉS: A készülék bármikor kikapcsolható.

SZÍVÓ üzemmód Ezt az üzemmódot az ARTISTRY LABS

Újratexturáló hámlasztó alkalmazása után kell használni.

Szívófej kiválasztása

A készülékhez kétféle szívófej tartozik, melyek az arc különböző területeinek kezelésére szolgálnak.

- Kis szívófej: Kisebb zónákra, pl. az orr körüli területre.
- Nagy szívófej: Nagyobb területekre, pl. a homlokra, orcákra és az állra.

A szívófej cseréje

A szívófej cseréje előtt kapcsold ki a készüléket. A szívófejet kifelé irányuló mozdulattal óvatosan húzd le a készülékről. A fej cseréjéhez igazítsd a fejen lévő pontot a készüléken háromszöggel jelölt ponthoz, majd határozottan nyomd a fejet a helyére, hogy rácsússzon a csatlakozókra.

MEGJEGYZÉS: A szívófejek cseréjét érdemes száraz kézzel elvégezni.

Szívás erőssége

A készülék három erősségi fokozattal rendelkezik, melyek közül a bőr túróképességének megfelelően kell kiválasztani a kívánt erősséget. Javasoljuk, hogy először az 1. fokozatban kezd el használni a készüléket, majd a komfortérzetnek megfelelően növeld tovább az erősséget. A készülék bekapcsoláshoz nyomd meg a POWER gombot, majd a kívánt szívási erősség kiválasztásához: nyomd meg újra a POWER gombot, ezzel az 1. erősséget választod ki; a gomb kétszeri lenyomására a 2. erősség, háromszori lenyomására pedig a 3. erősségi szint választható ki.

ERŐSSÉG	LEÍRÁS	VISSZAJELZŐ LÁMPA
1. erősség	Kis szívási erősség	Kék 
2. erősség	Közepes szívási erősség	Sárga 
3. erősség	Nagy szívási erősség	Rózsaszín 


A víztartály feltöltése

1. Vedd le az alsó kupakot.
 2. Fogd meg erősen a készülék felső részét, és a másik kezoddal, lefelé irányuló mozdulattal húzd ki a víztartályt a készülékből.
 3. Töltsd fel a víztartályt vízzel a MAX szintjelző vonalig.
- * A vízszint ne lépje túl a MAX szintjelző vonalat.
4. Nyomd vissza határozott mozdulattal a víztartályt a helyére.
 5. Tedd vissza az alsó kupakot.



A szívó üzemmód használata

1. Helyezd a megfelelő szívófejet a készülékre.
 2. Töltsd fel a víztartályt vízzel.
 3. A készülék bekapcsoláshoz nyomd meg a POWER gombot.
 4. A POWER gomb ismételt megnyomásával válaszd ki a kívánt szívási erősséget.
- *A készüléknek szüksége van néhány másodpercre „felfutáshoz” és a kívánt sebesség eléréséhez.
5. Óvatosan pásztázd végig a készülékkel az arcodat, ügyelve arra, hogy a szívófej folyamatosan érintkezzen a bőrrel. A kezelés bemutatását lásd az alábbi ábrán.
 6. Végezd el a kezelést a teljes arcfelületen.



MEGJEGYZÉS:

- Kerüld a szem környékét.
- 3 másodpercnél hosszabb ideig ne tartsd a készüléket ugyanazon a ponton.
- Ha a készüléket túlságosan megdöntöd, a készülék leáll. Ilyenkor indítsd újra a készüléket, és folytasd a kezelést.
- Ha kellemetlen diszkomfort érzést tapasztalsz, ne használd tovább a készüléket.
- A használat alatt enyhe bőrpír jelentkezhet. Ez normális jelenség.
- Üres víztartállyal a készüléket SZÍVÓ üzemmódban működtetni tilos.
- A kezelés alatt szükség szerint gondoskodj a gyűjtőtartály kiürítéséről és a víztartály feltöltéséről. A gyűjtőtartály nem vehető le a készülékről.
- Ha a gyűjtőtartály tele van vízzel, ne rázd fel, ne dönts meg és ne fektesd le a készüléket.
- Az energiatakarékosság érdekében Szívó üzemmódban 5 perc használat után a készülék automatikusan kikapcsol. Ha szeretnéd folytatni a kezelést, kapcsold be újra a készüléket.

Teendők a szívó kezelés befejezése után

1. A készülék kikapcsoláshoz tartsd nyomva 2 másodpercig a POWER gombot.
2. Tartsd függőlegesen a készüléket a mosdókagyló felett, majd dönts meg egy kissé, nehogy a kezdedre folyjon a víz.
3. Vedd le az alsó kupakot a gyűjtőtartályról, hogy ki tudjon folyni az elhasznált víz, majd tedd vissza a kupakot, és folytasd a készülék tisztítását az erre vonatkozó lépések szerint.
4. Gondoskodj róla, hogy a készülék és a szívófejek is tiszták és szárazak legyenek.

SZÉRUM üzemmód

Ezt az üzemmódot az ARTISTRY LABS Újrateremtő szérum alkalmazása után kell használni.

A SZÉRUM kezelés használata

1. Helyezd a SZÉRUM kezelőfejet a készülékre: igazítsd a kezelőfejen lévő pontot a készüléken háromszöggel jelölt ponthoz.
2. Nyomd a kezelőfejet a helyére, hogy rácsússzon a csatlakozókra.
3. A készülék bekapcsoláshoz nyomd meg a POWER gombot.
4. Nyomd meg a SERUM gombot. A kezelőfej belsejében bekapcsol egy piros lámpa.
5. A homlok felső részéről indulva óvatosan érintsd a kezelőfejet az arcbőrhez. A készülék 3 másodperc elteltével hangjelzést ad ki. Vidd 2-3 cm-rel arrébb a kezelőfejet, és az előbbieken leírtak szerint végezd el a teljes arcfelület kezelését.



MEGJEGYZÉS:

- Kerüld a szem környékét.
- Ne nézz bele a piros LED lámpába. Szükség esetén hunyd be a szemed kezelés közben.
- SZÉRUM üzemmód 10 percig tart, de a készülék közben bármikor kikapcsolható.

Teendők a SZÉRUM kezelés befejezése után

1. A készülék kikapcsoláshoz tartsd nyomva 2 másodpercig a POWER gombot.
2. Fogd meg a kezelőfejet két ujjal, és óvatosan húzd le a készülékről, majd öblítsd le, hogy tiszta legyen.
3. Tedd vissza a készüléket az állványba, és dugd be a töltőkábelt a készülék töltéséhez.

Tisztítás

Tisztítás előtt kapcsolj ki a készüléket.

A készüléket minden használat után meg kell tisztítani, hogy elkerülhető legyen a zsír és egyéb maradványok felhalmozódása.

A tisztítást és a karbantartást felnőtt felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik.

Tisztítás a SZÍVÓ üzemmód használata után


1. Helyezd a nagy szívófejet a készülékre.
 2. Töltsd fel a víztartályt vízzel a MAX szintjelző vonalig.
 3. A készülék bekapcsoláshoz nyomd meg a POWER gombot, majd tartsd nyomva 2 másodpercig a SERUM gombot a tisztítás üzemmód elindításához.
 4. Fordítsd fejjel lefelé a kezelőfejet, és helyezd határozottan a nagy szívófej tetejére.
- * Tartsd függőlegesen a készüléket. Ha a készüléket túlságosan ferdén tartod, hangjelzést ad ki, és leáll. Ilyenkor tartsd függőlegesen a készüléket, és kapcsolj be a tisztítás folytatásához.
5. Amikor a víztartályból kifogy a víz, tartsd nyomva 2 másodpercig a POWER gombot a készülék kikapcsoláshoz.
 6. Tartsd függőlegesen a készüléket, és vedd le az alsó kupakot a gyűjtőtartály kiürítéséhez.
 7. Válaszd le a víztartályt, és helyezd az állvány víztartálytároló rekeszébe.
 8. Vedd le a nagy szívófejet, és óvatosan öblítsd le a szívófejeket, a kezelőfejet és az alsó kupakot vízzel.
 9. Tedd vissza a készüléket az állványba, és hagyd teljesen megszáradni az összes alkatrészt.

A gyűjtőtartály tisztítása

1. Vedd le az alsó kupakot, és ürítsd ki a víztartályt.
2. A bevezetett ecset segítségével töröld át alaposan de óvatosan a gyűjtőtartály falait.
3. Tedd vissza a készüléket az állványba, és hagyd teljesen megszáradni a gyűjtőtartályt.

MEGJEGYZÉS:

- Ne használj szappant, és kerüld a túlzott/erős törlést vagy ecsethasználatot. Ez a készülék sérülését okozhatja.
- Ha a víztartály vagy a gyűjtőtartály tele van vízzel, ne rázd fel, ne dönts meg és ne fektesd le a készüléket. Ha bármelyik tartályban víz van, a készülék legyen függőleges pozícióban.
- A leeresztő lyukból víz szívároghat. Ennek célja, hogy megóvja a szivattyút a víz visszaáramlásától, ha a készüléket túlságosan megbillentik, miközben a víztartály fel van töltve vízzel.



[Heti rutin a rendszer használatával]

Artistry Labs Újrtexturáló rendszer

Ez a kezelőrendszer két különböző rutint, azaz hámlasztó napot és hámlasztó nélküli napot tartalmaz.

Kövessd 4 héten át az alábbiakban leírt heti rutint, ügyelve arra, hogy két egymást követő napon ne használj hámlasztó terméket.

1. NAP Hámlasztó nap	2. NAP Hámlasztó nélküli nap	3. NAP Hámlasztó nélküli nap	4. NAP Hámlasztó nap
TEENDŐK A HÁMLASZTÓ NAPON:			
DÉLELŐTT:			
<ul style="list-style-type: none">Pumpálj ki 2 adag Szérumot, és vidd fel ujjheggyel az arcodra. Hagyd, hogy az arcbőr teljesen beszívja a szérumot, és várj, amíg a bőröd megszárad.			
DÉLUTÁN:			
<ul style="list-style-type: none">Pumpálj ki 6-8 adag Hámlasztót, és vidd fel ujjheggyel a megtisztított bőrre. Oszlasd el egyenletes rétegben, és hagyd a bőrön 8 percig.Alaposan öblítsd le az arcod vízzel a Hámlasztó lemosásához, majd itasd fel a bőrről a nedvességet.A készülék és a szívófej használatával távolítsd el a bőrről az elhalt bőrszöveteket a pórusok kitisztításához. Itasd fel a bőrről a nedvességet.Pumpálj ki 2 adag Szérumot, és vidd fel ujjheggyel az arcodra. Hagyd, hogy az arcbőr teljesen beszívja a szérumot, és várj, amíg a bőröd megszárad.Ezután használj a készüléket SZÉRUM üzemmódban a kezelőfejjel.			

5. NAP Hámlasztó nélküli nap	6. NAP Hámlasztó nélküli nap	7. NAP Hámlasztó nélküli nap
TEENDŐK A HÁMLASZTÓ NÉLKÜLI NAPON:		
DÉLELŐTT::		
<ul style="list-style-type: none">Pumpálj ki 2 adag Szérumot, és vidd fel ujjheggyel az arcodra. Hagyd, hogy az arcbőr teljesen beszívja a szérumot, és várj, amíg a bőröd megszárad.		
DÉLUTÁN::		
<ul style="list-style-type: none">Pumpálj ki 2 adag Szérumot, és vidd fel ujjheggyel az arcodra. Hagyd, hogy az arcbőr teljesen beszívja a szérumot, és várj, amíg a bőröd megszárad.Ezután használj a készüléket SZÉRUM üzemmódban a kezelőfejjel.		

Ügyelj rá, hogy a bőrápolási termékek és a készülék ne érintkezzen a szemeddel. Ha bármikor hosszan tartó bőrpír, égető vagy viszkető érzés jelentkezik, ne használj tovább a terméket és/vagy öblítsd le az arcodat. A délelőtti és délutáni lépések után vigyél fel hidratálót a bőrre.

Használat sorrendje a napi bőrápolási rutinnal kombinálva:

- Nappali rutin:** Arc tisztító, Tonik, Újrtexturáló szérum, Hidratáló és/vagy napvédő (SPF).
- Éjszakai rutin, Hámlasztóval:** Arc tisztító, Újrtexturáló hámlasztó, Készülék + szívófej, Tonik, Újrtexturáló szérum, Készülék SZÉRUM üzemmódban + kezelőfej, Hidratáló.
- Éjszakai rutin, Hámlasztó nélkül:** Arc tisztító, Tonik, Újrtexturáló szérum, Készülék SZÉRUM üzemmódban + kezelőfej, Hidratáló.

Biztonság és óvintézkedések



A gyártó és a forgalmazók nem vállalnak felelősséget azért, ha a készülék a jelen útmutatóban szereplő használati utasítások és figyelmeztetések be nem tartása miatt meghibásodik vagy megsérül.

Biztonsági előírások

- Nem használj a készüléket, ha:
 - arcimplantátummal rendelkezel (fém, szilikon stb. anyagból)
 - ekcémád, bőrgyulladásod vagy más bőrproblémád van
 - gyermeket vársz vagy szoptatsz.
- Kérdezd meg orvosodat, ha:
 - nemrég estél át arcműtéten
 - orvosi kezelés alatt állsz
- Ne használj a készüléket az alábbi területeken:
 - sérült, gyulladt vagy irritált bőrön
 - műtéti hegeken
 - szemen és szemkörnyéki területen
 - a közelmúltban (24 órán belül) végzett hajeltávolító kezelés által érintett területen
 - fájdalomérzékelési vagy érzékszervi fogyatékoság által érintett területen

Figyelmeztetések

- A tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében:
 - A készüléket nem szabad kitenni szélsőségesen magas (45 °C feletti vagy 0 °C alatti) hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek, hőforrásnak vagy gyúlékony anyagoknak.
 - A készüléket nem szabad gyúlékony anyagokkal, például alkohollal, benzinnel vagy hígítóval tisztítani.
 - Ha a készülék füstöt, kellemetlen szagot vagy rendellenes zajt bocsát ki magából, nem szabad használni.
 - A készüléket nem szabad mikrohullámú sütőbe vagy magasnyomású tárolóedénybe helyezni.
 - A készülék módosítása vagy javítása tilos.
 - A készüléket nem szabad leejteni, eldobni vagy erős ütésnek kitenni.
 - A készüléket tilos vízbe meríteni, valamint kerülni kell a nagy mennyiségű vízzel való érintkezést.
 - A készüléket nem szabad nedves helyen tölteni.
 - A töltőkábelt/elektromos csatlakozóját csak száraz kézzel szabad megérinteni.
 - A készülék 12 év alatti gyermekektől elzárva tartandó.
- A készülék optimális működése érdekében:
 - Ha nem használod a készüléket, kapcsold ki.
 - A készülék töltéséhez csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt az 5 V-os adapterhez. Ne használj gyorstöltő USB adaptert a töltéshez.
 - Töltés előtt kapcsold ki a készüléket.
 - Ha nem használod a készüléket, legalább 4 hetente töltsd fel az akkumulátort. Ez segít az akkumulátor élettartamának meghosszabbításában.
 - A szívófejek/a kezelőfej cseréje előtt kapcsold ki a készüléket. Ha a tartozékok cseréje közben a készülék bekapcsolva marad, üzemmódváltás léphet fel.
 - A készüléket nem szabad fejjel lefelé állítani.
 - A szívófejeket/kezelőfejet nem szabad mosószerrel vagy forrásban lévő vízzel tisztítani, mert ez elszíneződést vagy korróziót okozhat.
 - A készüléket és annak elemeit nem szabad hosszabb ideig közvetlen napsütésnek kitenni, mert ez elszíneződést okozhat, illetve befolyásolhatja a termék működését.

MŰSZAKI ADATOK

Terméknév: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Típuszám: BD0030EBCOE

Névleges feszültség/bemenő áramerősség: 3,7 V DC / 1,4 A

A csomag tartalma: Újratölthető 900 mA lítium-polimer akkumulátor
USB-C töltőkábel

Helyi töltőadapter (nem tartozék)

Töltés visszajelző – a készüléken

A készülék méretei (mm):

Készülékház: 231,5 (magasság) * 52 (szélesség) * 45 (hosszúság)

Töltőállvány: 108 (magasság) * 116,5 (szélesség) * 76 (hosszúság)

A készülék tömege: 255 g (készülékház), 70 g (állvány)

Felhasznált anyagok:

Műanyag készülékház: P.C+ABS (fehér)

Gyűjtőtartály és víztartály: ECOZEN (átlátszó)

Szívófejek: szilikon

Kezelőfej: P.C

Üzemi hőmérséklet: 5 °C ~ 25 °C (41 F - 77 F)

Tárolási feltételek: közvetlen napsütéstől védett, száraz helyen, gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ +25 °C (-4 F - 77 F)

Akkumulátor:

Típusmegjelölés: XK603048

Akkumulátor gyártója: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Gyártás dátuma: az akkumulátoron jelölve.

Vevőszolgálati központ: 031-701-0951

SZÁRMAZÁSI HELY: KOREA

A KÉSZÜLÉKHEZ TARTOZÓ TANÚSÍTVÁNYOK / MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉSEK:

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az elektronikus készülék megfelel a fogyasztók és a környezet biztonságára vonatkozó, harmonizált európai törvényeknek.



HULLADÉKELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK



Ezt az elektronikus készüléket az élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni. Kérjük, juttasd el a terméket a helyi újrahasznosító központba. A termék helyes elhelyezése (elektromos és elektronikai hulladékok) (az Európai Unióban és szelektív hulladékgyűjtő rendszert működtető más országokban érvényes) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv Ez a termék vagy a termék dokumentumában feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy a terméket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A kontrollálatlan hulladék-elhelyezés okozta környezeti károk vagy emberi egészségre ártalmas hatások megelőzése érdekében kérjük, hogy ezt a terméket különítsd el más hulladéktípusoktól, és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználása érdekében gondoskodj a termék felelős újrahasznosításáról. A lakossági felhasználó a terméket értékesítő kereskedőnél vagy a helyi hatóságnál érdeklődhet a környezeti szempontból biztonságos újrahasznosítás módjáról és helyéről.

GARANCIA:

A garanciával kapcsolatos tudnivalóért kérjük,
keresd fel az Amway helyi weboldalát.

GEBRUIKSAANWIJZING

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion is bedoeld voor gebruik als onderdeel van het ARTISTRY LABS Retexturizing System met ARTISTRY LABS Retexturizing Peel en ARTISTRY LABS Retexturizing Serum. Zie pagina 164 voor de volledige instructies van het Behandelingsstelsel. Er wordt aanbevolen om dit 28-daagse huidverzorgingssysteem elk kwartaal te gebruiken.



OPMERKING: Het is belangrijk dat u de instructies en veiligheidsinformatie in deze handleiding leest, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Zo zorgt u dat u het correct gebruikt en de beste resultaten behaalt. We adviseren u om deze handleiding te bewaren als naslagwerk.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

De volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen gelden voor het gebruik van elektrische apparaten. Lees alle instructies vóór gebruik. En bewaar deze handleiding als naslagwerk.

- (1) Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Gebruik dit product niet voor commerciële doeleinden en gebruik het niet buitenshuis.
- (2) Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of personen met onvoldoende ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze dit doen onder toezicht of instructies hebben gehad voor het veilig gebruik van het apparaat en begrijpen wat de risico's zijn. Kinderen mogen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

WAARSCHUWING



Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron tijdens gebruik.


Inhoudsopgave

- Informatie over het apparaat
- Het apparaat opladen
- ZUIG-modus
- SERUM-modus
- Reinigingsmethode
- Wekelijkse systeemroutine
- Veiligheid en waarschuwingen
- Technische gegevens
- Certificeringen en conformiteitsmarkeringen
- Contactgegevens van distributeur en fabrikant
- Garantie
- Klantenservicegegevens


Informatie over het apparaat

Onderdelen

- Apparaat (1x)
- Apparaathouder (1x)
- Houder voor waterreservoir (1x)
- ZUIGKOP (2x)
(Grote/kleine kop)
- Halfrond SERUM-opzetstuk (1x)
- USB-C-kabel (1x)
- Gebruiksaanwijzing (1x)
- Reinigingsborstel (1x)



Apparaatopbouw



Het apparaat opladen

Vóór gebruik: Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-C-kabel. De oplaadtijd kan variëren per land en contactdoos.

Opladen

1. Zorg dat de reservoirs leeg zijn. Zet het apparaat stevig rechtop in de houder.
2. Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-C-kabel*.
3. Tijdens het opladen brandt het licht rondom de AAN-UITKNOP rood. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt het licht groen.
4. Wanneer het apparaat is opgeladen, trek dan de stekker uit de contactdoos. Het apparaat werkt niet wanneer het is aangesloten op een contactdoos.



* U heeft een 5V-adapter nodig (niet inbegrepen).
Gebruik geen USB-snellaadadapter.

Indicatie 'accu bijna leeg'

Wanneer de acculading minder dan 5% is, piept het apparaat een paar keer en knippert het licht rondom de AAN-UITKNOP rood. Het apparaat werkt dan niet. Volg de bovenstaande stappen om het apparaat op te laden.

Het apparaat in- en uitschakelen en modus/niveau aanpassen

- Het apparaat inschakelen: druk op de AAN-UITKNOP. Een wit licht geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.
- Het juiste zuigniveau selecteren: druk nogmaals op de AAN-UITKNOP voor niveau 1; druk tweemaal voor niveau 2; druk driemaal voor niveau 3.
- SERUM-modus selecteren: druk op de SERUM-knop nadat het apparaat is ingeschakeld.
- Het apparaat uitschakelen: houd de AAN-UITKNOP 2 seconden ingedrukt.

OPMERKING: U kunt het apparaat altijd uitschakelen wanneer dat nodig of gewenst is.

ZUIG-modus Ontwikkeld voor gebruik na ARTISTRY LABS Retexturizing Peel

Keuze van zuigkop

Er zijn twee formaten zuigkoppen voor verschillende delen van uw gezicht.

- Kleine kop: Voor kleinere groeven, zoals rondom de neus.
- Grote kop: Voor grotere gebieden, zoals voorhoofd, wangen en kin.




Zuigkop verwisselen

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de zuigkoppen gaat verwisselen. Trek de zuigkop voorzichtig van het apparaat. Wilt u een zuigkop plaatsen? Zet de punt op de zuigkop dan boven de driehoek op het apparaat en druk de zuigkop stevig op zijn plaats, terwijl hij op de poorten schuift.

OPMERKING: Een zuigkop verwisselen is eenvoudiger met droge handen.

Zuigniveaus

U kunt kiezen uit drie zuigniveaus, afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid. We adviseren om met niveau 1 te beginnen en dan de intensiteit op te voeren voor zover u dat prettig vindt. Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste zuigkracht met de AAN-UITKNOP: Druk nogmaals voor niveau 1; druk tweemaal voor niveau 2; en druk driemaal voor niveau 3.

NIVEAU	OMSCHRIJVING	INDICATIELAMP
Niveau 1	Lage zuigkracht	Blauw 
Niveau 2	Middelmatige zuigkracht	Geel 
Niveau 3	Hoge zuigkracht	Roze 

Het waterreservoir vullen

1. Verwijder de bodem.
2. Pak met één hand de bovenste helft van het apparaat stevig beet en trek met de andere hand het waterreservoir omlaag van het apparaat.
3. Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-markering.

*Zorg dat het water niet boven de MAX-markering komt.

4. Druk het waterreservoir stevig terug op zijn plaats.
5. Plaats de bodem weer terug.




Instructies voor zuigbehandeling

1. Plaats de gewenste zuigkop op het apparaat.
2. Vul het waterreservoir met water.
3. Schakel het apparaat in door op de AAN-UITKNOP te drukken.
4. Selecteer de gewenste zuigkracht door de AAN-UITKNOP het juiste aantal keren in te drukken.

*Het apparaat heeft enkele seconden nodig om “op te schakelen” naar de gewenste snelheid.

5. Veeg zachtjes met het apparaat over het gezicht en zorg ervoor dat de zuigkop goed contact maakt met de huid. Volg onderstaand schema voor de behandeling.
6. Ga door totdat het hele gezicht is behandeld.



OPMERKING:

- Niet gebruiken rondom de ogen.
- Houd het apparaat niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.
- Wanneer u het apparaat te veel kantelt, schakelt het uit. Start het apparaat opnieuw op en ga door met de behandeling.
- Stop met het gebruik wanneer u te veel ongemak ervaart.
- Uw huid kan enigszins rood worden tijdens het gebruik. Dat is normaal.
- Gebruik de zuigmodus niet zonder water in het reservoir.
- Leeg het afvalreservoir en vul het waterreservoir met schoon water, zo vaak als nodig is tijdens de behandeling. Het waterreservoir kan niet van het apparaat worden verwijderd.
- Schud of kantel het apparaat niet en leg het niet neer wanneer het waterreservoir gevuld is met water.
- Na 5 minuten gebruik in de zuigmodus zal het apparaat automatisch uitschakelen om energie te besparen. Schakel het apparaat zo nodig weer in en ga door met de behandeling.

Wanneer de zuigbehandeling is voltooid

1. Houd de AAN-UITKNOP 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Houd het apparaat rechtop boven de gootsteen en kantel het dan een beetje om te voorkomen dat er vloeistof over uw handen loopt.
3. Verwijder de bodem van het afvalreservoir om het afvalwater te laten wegllopen. Plaats de bodem vervolgens weer terug en volg de reinigingsinstructies.
4. Controleer of het apparaat en de zuigkoppen goed schoon en droog zijn.

SERUM-modus Ontwikkeld voor gebruik na ARTISTRY LABS Retexturizing Serum

Instructies voor SERUM-behandeling

1. Bevestig het halfronde SERUM-opzetstuk op het apparaat. Zet de punt op het halfronde opzetstuk boven de driehoek op het apparaat.
2. Druk het halfronde opzetstuk op zijn plaats terwijl het op de poorten schuift.
3. Schakel het apparaat in door op de AAN-UITKNOP te drukken.
4. Druk op de SERUM-knop. Er gaat een rood lampje branden binnenin het halfronde opzetstuk.
5. Begin bovenaan het voorhoofd en raak het gezicht lichtjes aan met het halfronde opzetstuk. Na 3 seconden piept het apparaat. Schuif 2-3 cm op en herhaal dit totdat het hele gezicht is behandeld.



OPMERKING:

- Niet gebruiken rondom de ogen.
- Laat het licht van de led niet in uw ogen schijnen. Sluit zo nodig de ogen tijdens de behandeling.
- De SERUM-modus duurt 10 minuten, maar u kunt het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen.

Wanneer de SERUM-behandeling is voltooid


1. Houd de AAN-UITKNOP 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
2. Pak het halfronde opzetstuk aan weerszijden met twee vingers vast. Trek het voorzichtig van het apparaat en spoel het schoon.
3. Zet het apparaat terug op de houder en steek de stekker in de contactdoos om op te laden.

Reinigingsmethode

Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt. Dit apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd om ophoping van vet en ander residu te voorkomen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een volwassene.

Reinigingsmodus na gebruik van de ZUIG-modus

1. Plaats de grote zuigkop op het apparaat.
2. Vul het waterreservoir met water tot aan de MAX-markering.
3. Schakel het apparaat in door op de AAN-UITKNOP te drukken en houd daarna de SERUM-knop 2 seconden ingedrukt om de reinigingsmodus te starten.
4. Keer het halfronde opzetstuk ondersteboven en houd het stevig op de grote zuigkop.
- * Houd het apparaat rechtop. Als het apparaat te veel wordt gekanteld, geeft het een pieptoon en schakelt het uit. Wanneer dat gebeurt, houd dan het apparaat rechtop en schakel het in om door te gaan met de reiniging.
5. Zit er geen water meer in het waterreservoir? Houd dan de AAN-UITKNOP 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
6. Houd het apparaat rechtop en verwijder de bodem om het afvalreservoir te legen.
7. Maak het waterreservoir los en zet het op de houder.
8. Verwijder de grote zuigkop en spoel de zuigkoppen, het halfronde opzetstuk en de bodem voorzichtig af met water.
9. Zet het apparaat terug op de houder en laat alle onderdelen goed drogen.



Reiniging van het afvalreservoir

1. Verwijder de bodem en leeg het afvalreservoir.
2. Maak de borstel vochtig en reinig hiermee het afvalreservoir grondig maar voorzichtig.
3. Zet het apparaat terug op de houder en laat het afvalreservoir volledig opdrogen.

OPMERKING:

- Gebruik geen zeep en vermijd te veel/te hard vegen of borstelen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Schud of kantel het apparaat niet en leg het niet neer wanneer het waterreservoir of het afvalreservoir gevuld is met water. Het apparaat moet rechtop blijven wanneer er nog water in een van de reservoirs zit.
- Er kan water uit het afvoergat sijpelen. Dit dient om de pomp tegen terugvloeiend water te beschermen wanneer het apparaat te veel wordt gekanteld terwijl er water in het waterreservoir zit.

Wekelijkse systeemroutine

Artistry Labs Retexturizing System

Dit behandelingssysteem kent twee verschillende routines: Een dag met peeling en een dag zonder peeling.

Volg onderstaande weekroutine 4 weken lang. Zorg dat de peeling om de dag wordt gebruikt:

DAG 1 Dag met peeling	DAG 2 Dag zonder peeling	DAG 3 Dag zonder peeling	DAG 4 Dag met peeling
INSTRUCTIES VOOR DAG MET PEELING:			
Ochtend:			
<ul style="list-style-type: none">• Verdeel met de vingertoppen 2 pompjes serum over het hele gezicht. Wacht tot het volledig geabsorbeerd is en de huid droog is.			
Avond:			
<ul style="list-style-type: none">• Breng met de vingertoppen 6-8 pompjes peeling over de gereinigde huid. Verspreid het in een laag over het gezicht en laat deze 8 minuten zitten.• Spoel het gezicht grondig af met water om de peeling te verwijderen en dep droog.• Gebruik het apparaat met de zuigkop om dode huidcellen te verwijderen en de poriën schoon te zuigen. Dep de huid droog.• Verdeel met de vingertoppen 2 pompjes serum over het hele gezicht. Wacht tot het volledig geabsorbeerd is en de huid droog is.• Gebruik vervolgens het apparaat in de SERUM-modus met het halfronde opzetstuk.			
DAG 5 Dag zonder peeling	DAG 6 Dag zonder peeling	DAG 7 Dag zonder peeling	
INSTRUCTIES VOOR DAG ZONDER PEELING:			
Ochtend:			
<ul style="list-style-type: none">• Verdeel met de vingertoppen 2 pompjes serum over het hele gezicht. Wacht tot het volledig geabsorbeerd is en de huid droog is.			
Avond:			
<ul style="list-style-type: none">• Verdeel met de vingertoppen 2 pompjes serum over het hele gezicht. Wacht tot het volledig geabsorbeerd is en de huid droog is.• Gebruik vervolgens het apparaat in de SERUM-modus met het halfronde opzetstuk.			

Zorg dat de huidverzorgingsproducten en het apparaat niet in aanraking komen met de ogen. Krijgt u last van aanhoudende roodheid, of een branderig of stekend gevoel? Stop dan met het gebruik en/of spoel het gezicht af. Volg de stappen voor de ochtend en avond met een moisturiser.

Gebruiksvolgorde in combinatie met uw dagelijkse huidverzorgingsroutine:

- **Ochtendroutine:** Reiniger, tonic, Retexturizing Serum, moisturiser en/of SPF.
- **Avondroutine met peeling:** Reiniger, Retexturizing Peel, apparaat + zuigkop, tonic, Retexturizing Serum, apparaat in SERUM-modus + halfrond opzetstuk, moisturiser.
- **Avondroutine zonder peeling:** Reiniger, tonic, Retexturizing Serum, apparaat in SERUM-modus + halfrond opzetstuk, moisturiser.

Veiligheid en waarschuwingen



De fabrikant en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor apparaatstoringen of beschadigingen als gevolg van het niet-opvolgen van de instructies en waarschuwingen in deze handleiding.

Veiligheidsverklaring

1. Gebruik dit apparaat niet wanneer u:
 - een gezichtsimplantaat heeft (bijv. van metaal of silicone)
 - last heeft van eczeem, dermatitis of andere huidaandoeningen
 - zwanger bent of borstvoeding geeft.
2. Raadpleeg een arts:
 - wanneer u recent een chirurgische ingreep aan het gezicht heeft ondergaan
 - wanneer u onder behandeling van een arts staat.
3. Gebruik dit apparaat niet op de volgende gedeelten:
 - beschadigde, ontstoken of geïrriteerde huid
 - waar een operatie heeft plaatsgevonden
 - de ogen en het gebied rondom de ogen
 - die recent onthaard zijn (minder dan 24 uur geleden)
 - gebieden met verminderde pijnperceptie of zintuiglijke beperkingen.

Waarschuwingen

1. Voorkom brandgevaar, elektrische schokken of letsel, of beschadiging van het apparaat.
 - Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 45°C of lager dan 0°C), warmtebronnen, direct zonlicht of brandbare materialen.
 - Maak het apparaat niet schoon met brandbare stoffen zoals alcohol, benzeen of thinner.
 - Gebruik dit apparaat niet wanneer het rook, stank of vreemde geluiden produceert.
 - Zet het apparaat niet in een magnetron of hogedrukvat.
 - Probeer niet om het apparaat aan te passen of te repareren.
 - Laat het apparaat niet vallen, gooi er niet mee en stoot er niet hard tegenaan.
 - Dompel het apparaat niet onder in water en vermijd contact met een grote hoeveelheid water.
 - Laad het apparaat niet op in een vochtige ruimte.
 - Pak de oplaadkabel/contactdoos alleen vast met droge handen.
 - Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen (jonger dan 12 jaar).
2. Voor optimale prestaties van het apparaat:
 - Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt.
 - Laad het apparaat op door de meegeleverde USB-C-kabel aan te sluiten op de 5V-adapter. Gebruik geen USB-snelladadapter.
 - Schakel het apparaat uit voordat u het oplaadt.
 - Laad de accu minimaal eens in de 4 weken volledig op, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Hierdoor zal de accu langer meegaan.
 - Schakel het apparaat uit voordat u de zuigkoppen of het halfronde opzetstuk gaat verwisselen. Wanneer het apparaat nog is ingeschakeld tijdens het verwisselen van de opzetstukken, kan dit een storing geven.
 - Draai het apparaat niet ondersteboven.
 - Gebruik geen detergent of kokend water om de zuigkoppen of het halfronde opzetstuk te reinigen. Dit kan verkleuring of corrosie veroorzaken.
 - Leg het apparaat of de onderdelen niet langdurig in de volle zon. Hierdoor kan het apparaat verkleuren of minder goed presteren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Productnaam: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modelnummer: BD0030EBCOE

Nominaal Voltage/Ingang: 3,7 V DC/ 1,4 A

Bevat: Lithiumpolymeeraccu 900 mA

UCB-C-laadsnoer inbegrepen.

Lokale oplader - niet inbegrepen.

Laadindicator - aanwezig

Apparaatafmetingen (mm):

Body: 231,5(H)*52(B)*45(L)

Houder: 108(H)*116,5(B)*76(L)

Gewicht van apparaat: 255 g (body), 70 g (houder)

Gebouwde materialen:

Kunststof apparaatbehuizing: PC + ABS, wit

Materiaal van afval- en waterreservoir: ECOZEN (schoon)

Koppen: Silicone

Kaplens: PC

Bedrijfstemperatuur: 5°C – 25°C

Opslagcondities: uit de volle zon, in een droge ruimte, buiten bereik van kinderen

Opslagtemperatuur: -20°C – +25°C

Accu:

Modelnaam: XK603048

Fabrikant van accu: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Productiedatum: Apart vermeld op de accu.

Aftersalescentrum: 031-701-0951

GEMAAKT IN KOREA

CERTIFICERINGEN/CONFORMITEITSMARKERINGEN VAN APPARAAT:

EC-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Dit elektronische apparaat voldoet aan de relevante Europese harmonisatiewetgeving op het gebied van consumenten- en milieubescherming.



AFVAL EN MILIEU



Na het verstrijken van de levensduur mag dit elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Breng het naar een lokaal inzamelpunt voor recycling. Correct afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (Geldig in de Europese Unie en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling): Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het aan het einde van de levensduur niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Lever het in bij een lokaal inzamelpunt voor recycling (Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)). Voorkom mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering. Lever dit apparaat gescheiden van andere typen afval in en laat het verantwoord recyclen om duurzaam hergebruik van materialen te stimuleren. Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over waar en hoe ze dit artikel milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

GARANTIE:

Raadpleeg de productpagina op de Amway website voor uw land voor nadere details over de garantie.



BRUKERVEILEDNING

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion er beregnet for bruk som en del av ARTISTRY LABS Retexturizing System med ARTISTRY LABS Retexturizing Peel og ARTISTRY LABS Retexturizing Serum. Fullstendige instruksjoner om bruk av behandlingssystemet er å finne på side 175.

Det anbefales å bruke dette 28-dagers hudpleiesystemet en gang hvert kvartal.



MERKNAD: Før enheten tas i bruk for første gang, er det viktig å lese instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen for å sikre riktig bruk og oppnå de beste resultatene. Vi anbefaler å ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Følgende grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger gjelder ved bruk av elektriske apparater. Les alle instruksjoner nøye før bruk, og ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig bruk.

- (1) Dette produktet er bare beregnet på privat bruk innendørs. Produktet må ikke brukes til kommersielle formål, og må ikke brukes utendørs.
- (2) Dette apparatet må bare brukes av voksne. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og voksne med reduserte fysiske, sansemessige eller kognitive evner eller mangel på erfaring eller kunnskap hvis de blir gitt veiledning eller instruksjoner om hvordan apparatet kan brukes på en trygg måte og de forstår risikoen som følger med. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL



Ikke stirr inn i lyskilden når den er påslått.


Innholdsfortegnelse

- Enhetsinformasjon
- Ladeinformasjon
- SUGE-modus
- SERUM-modus
- Rengjøringsveiledning
- Ukentlig systemrutine
- Sikkerhet og advarsel
- Teknisk informasjon
- Sertifisering og samsvarsmerking
- Kontaktinformasjon til distributør og produsent
- Garanti
- Kundeserviceinformasjon


Enhetsinformasjon

Komponenter

- Enhet x 1
- Enhetsvugge x 1
- Vanntankholder x 1
- SUGE-dysehode x 2 (stor/liten dyse)
- SERUM-kuppel x 1
- USB-C-kabel x 1
- Brukerveiledning x 1
- Rengjøringsbørste x 1



Enhetsstruktur




Ladeinformasjon

Før bruk: Lad enheten med den medfølgende USB-C-kabelen. Ladetiden kan variere etter land og stikkontakt.

Slik lader du

1. Pass på at tankene er tomme. Plasser enheten stående i vuggen.
2. Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å lade enheten.*
3. Det vil vises et rødt lys rundt av/på-knappen under lading. Når enheten er fulladet, vil lyset bli grønt.
4. Trekk ut kontakten når ladingen er fullført. Enheten vil ikke fungere mens den er koblet til strømmettet.

*5V-adapter kreves (følger ikke med). Ikke bruk raske USB-adaptere.



Indikator for lavt batterinivå

Når batterinivået er på mindre enn 5 %, vil enheten pipe flere ganger og et rødt lys vil blinke rundt av/på-knappen. Enheten vil ikke fungere. Følg instruksjonene ovenfor for å lade enheten.

Slå enheten på/av og bytte modus/nivå

- Du slår på enheten ved å trykke på av/på-knappen. En hvit indikatorlampe viser at enheten er på.
- Velg passende sugenivå ved å trykke på av/på-knappen én gang til for nivå 1, to ganger for nivå 2 og tre ganger for nivå 3.
- Du velger SERUM-modus ved å trykke på SERUM-knappen etter at enheten er slått på.
- Slå av enheten ved å trykke på av/på-knappen og holde den inne i 2 sekunder.

MERK: Du kan alltid slå av enheten når det er nødvendig eller ønskelig.

SUGE-modus Utviklet for bruk etter ARTISTRY LABS Retexturizing Peel

Valg av sugedyse

Sugedysene i to ulike størrelser er beregnet på ulike deler av ansiktet.

- Liten dyse: For mindre fordypringer, for eksempel rundt nesene.
- Stor dyse: For større områder som panne, kinn og hake.

Bytte av sugedyse

Pass på at enheten er avslått før du bytter sugedyse. Ta av dysen ved å dra forsiktig utover. Sett inn dysen ved å plassere spissen på dysen mot trekanten på enheten og trykke den fast på plass og skyve den inn i portene.

MERK: Det er enklest å bytte dyse med tørre hender.

Sugenivåer

Enheden har tre sugenivåer å velge mellom, avhengig av hva huden din tåler. Vi foreslår å begynne med nivå 1 og deretter øke intensiteten avhengig av hva du er komfortabel med. Slå på enheten og velg riktig sugenivå ved hjelp av av/på-knappen: Trykk én gang for nivå 1, to ganger for nivå 2 og tre ganger for nivå 3.

NIVÅ	BESKRIVELSE	INDIKATORLAMPE
Nivå 1	Mildt sugenivå	Blå 
Nivå 2	Middels sugenivå	Gul 
Nivå 3	Kraftig sugenivå	Rosa 


Fylle vanntanken

1. Ta ut bunnkorken.
 2. Hold godt i den øverste halvdelen av enheten, og trekk vanntanken ned med den andre hånden for å fjerne den fra enheten.
 3. Fyll vanntanken med vann opp til MAX-linjen.*
- *Må ikke fylles over MAX-linjen.
4. Trykk vanntanken godt tilbake på plass.
 5. Sett tilbake bunnkorken.



Instruksjoner for sugbehandling

1. Sett den riktige sugedysen på enheten.
 2. Fyll vanntanken med vann.
 3. Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen.
 4. Velg riktig sugenivå ved å trykke på av/på-knappen igjen til ønsket nivå.*
- *Enheden vil bruke noen sekunder på å «varme opp» og komme opp i fart.
5. Før enheten lett over ansiktet. Pass på at sugedysen har fullstendig kontakt med huden. Følg illustrasjonen nedenfor for veiledning om behandlingen.
 6. Fortsett til du har behandlet hele ansiktet.



MERK:

- Unngå området rundt øynene.
- Ikke la enheten bli stående på ett enkelt punkt i mer enn 3 sekunder.
- Hvis enheten blir holdt for skrått, vil den bli slått av. Start enheten på nytt, og fortsett behandlingen.
- Avslutt bruken hvis du føler stort ubehag.
- Huden kan bli litt rød under bruk. Dette er helt normalt.
- Ikke bruk i sugemodus uten vann i vanntanken.
- Tøm avfallstanken og fyll vanntanken så ofte som nødvendig under behandlingen. Avfallstanken kan ikke løsnes fra enheten.
- Ikke rist, vipp eller legg ned enheten mens det er vann i vanntanken.
- Enheden vil bli slått av automatisk etter 5 minutters bruk i sugemodus for å spare strøm. Du kan slå den på igjen og fortsette behandlingen om nødvendig.

Når sugbehandling er fullført

1. Trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av enheten.
2. Hold enheten stående over vasken og vipp den sakte for å unngå søl på hendene.
3. Ta av bunnkorken fra avfallstanken slik at avfallsvannet kan renne ut, og sett deretter korken tilbake og følg rengjøringsinstruksjonene.
4. Pass på at enheten og sugedysene blir ordentlig rengjort og tørket.

SERUM-modus Utviklet for bruk etter ARTISTRY LABS Retexturizing Serum

Instruksjoner for SERUM-behandling

1. Fest SERUM-kuppelen til enheten ved å plassere spissen på kuppelen ved trekanten på enheten.
2. Trykk kuppelen på plass mens den skyves inn i portene.
3. Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen.
4. Trykk på SERUM-knappen. Det vil begynne å lyse rødt inne i kuppelen.
5. Begynn øverst i pannen, og berør ansiktet lett med kuppelen. Enheten vil pipe etter 3 sekunder. Flytt 2–3 cm og gjenta til hele ansiktet er behandlet.



MERK:

- Unngå området rundt øynene.
- Ikke vend LED-lyset rett mot øynene. Lukk om nødvendig øynene under behandlingen.
- SERUM-modus vil vare i 10 minutter, men du kan når som helst slå av enheten.

Når SERUM-behandlingen er fullført


1. Trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av enheten.
2. Ta tak i kuppelen på sidene med to fingre, og dra den forsiktig ut. Rengjør den med skylling.
3. Sett enheten tilbake i vuggen og koble den til for lading.

Rengjøringsveiledning

Husk å slå av enheten før rengjøring.

Dette apparatet bør rengjøres etter hver bruk for å unngå opphopning av fett og andre reststoffer.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.




Rengjøringsmodus etter bruk i SUGE-modus

1. Sett den store sugedysen på enheten.
2. Fyll vanntanken med vann opp til MAX-linjen.
3. Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen og holde inne SERUM-knappen i 2 sekunder for å gå inn i rengjøringsmodus.
4. Snu kuppelen opp ned og hold den fast over den store sugedysen.*

*Hold enheten rett. Hvis den vipper for mye, vil den pipe og slå seg av. Hvis dette skjer, må du holde enheten rett og slå den på for å fortsette rengjøringen.

5. Når vannet i vanntanken er brukt opp, trykker du på av/på-knappen og holder den inne i 2 sekunder for å slå av enheten.
6. Hold enheten rett, og ta av bunnkorken for å tømme avfallstanken.
7. Ta av vanntanken og plasser den på vuggens vanntankholder.
8. Ta av den store sugedysen og skyll sugedysene, kuppelen og bunnkorken forsiktig med vann.
9. Sett enheten tilbake i vuggen og la komponentene tørke helt.



Slik rengjør du avfallstanken

1. Ta av bunnkorken og tøm avfallstanken.
2. Fukt børsten og bruk den til å rengjøre veggene i avfallstanken grundig og forsiktig.
3. Sett enheten tilbake i vuggen, og la avfallstanken tørke helt.

MERK:

- Unngå såpe og overdrevet/kraftig tørking og børsting. Det kan føre til skade på enheten.
- Ikke rist, vipp eller legg ned enheten når det er vann i vanntanken eller avfallstanken. Enheten må stå rett opp hvis en av eller begge tankene inneholder vann.
- Vann kan lekke ut av dreneringshullet. Det skjer for å beskytte pumpen mot tilbakestrømming av vann hvis enheten vipper for mye mens avfallstanken inneholder vann.

[Ukentlig systemrutine]

Artistry Labs Retexturizing System

Dette behandlingssystemet består av to ulike rutiner: Peelingdag og ikke-peelingdag.

Følg ukeplanen nedenfor i 4 uker, og pass på at du ikke har to peelingdager rett etter hverandre:

DAG 1 Peelingdag	DAG 2 Ikke-peelingdag	DAG 3 Ikke-peelingdag	DAG 4 Peelingdag
INSTRUKSJONER FOR PEELINGDAGER:			
Morgen:			
<ul style="list-style-type: none">Fordel 2 pumper med serum på hele ansiktet med fingertuppene. La det trekke inn til huden er helt tørr.			
Kveld:			
<ul style="list-style-type: none">Påfør 6–8 pumper med peeling med fingertuppene på ren hud. Spre som et lag og la være på i 8 minutter.Skyll ansiktet grundig med vann for å fjerne peelingen, og tørk forsiktig.Bruk enheten med sugedysene til å fjerne hudavfall og trekke ut urenheter fra porene. Tørk forsiktig.Fordel to pumper med serum på hele ansiktet med fingertuppene. La det trekke inn til huden er helt tørr.Følg opp med enheten i SERUM-modus med kuppelen.			

DAG 5 Ikke-peelingdag	DAG 6 Ikke-peelingdag	DAG 7 Ikke-peelingdag
INSTRUKSJONER FOR IKKE-PEELINGDAGER:		
Morgen:		
<ul style="list-style-type: none">Fordel to pumper med serum på hele ansiktet med fingertuppene. La det trekke inn til huden er helt tørr.		
Kveld:		
<ul style="list-style-type: none">Fordel to pumper med serum på hele ansiktet med fingertuppene. La det trekke inn til huden er helt tørr.Følg opp med enheten i SERUM-modus med kuppelen.		

Unngå at hudpleieprodukter og enheten får kontakt med øynene. Hvis det skulle oppstå vedvarende rødhet, brennende følelse eller svie, må du avslutte bruken og/eller skylle ansiktet. Etterfølg trinnene morgen og kveld med en fuktighetskrem.

Bruksrekkefølge for din daglige hudpleierutine:

- Dagrutine:** Rens, toner, omtekstureringsserum, fuktighetskrem og/eller solkrem.
- Kveldsrutine med peeling:** Rens, omtekstureringsserum, enhet med sugedyse, toner, omtekstureringsserum, enhet i SERUM-modus med kuppel, fuktighetskrem.
- Kveldsrutine uten peeling:** Rens, toner, omtekstureringsserum, enhet i SERUM-modus med kuppel, fuktighetskrem.

Sikkerhet og advarsel



Produsenten og distributørene er ikke ansvarlige for feil eller skader på enheten som resultat av at instruksjoner og advarsler i denne veiledningen ikke blir fulgt.

Sikkerhetserklæring

1. Enheten må ikke brukes hvis du:

- har et ansiktsimplantat (f.eks. metall eller silikon)
- har eksem, dermatitt eller andre hudsykdommer
- er gravid eller ammer

2. Spør legen hvis du:

- nylig har gjennomgått ansiktskirurgi
- er under medisinsk behandling

3. Ikke bruk enheten på følgende områder:

- skadet, betent eller irritert hud
- der det har vært utført kirurgiske inngrep
- øynene og området rundt øynene
- der det nylig har vært utført hårfjerningsbehandling (mindre enn 24 timer)
- områder med smertefølelse eller skader på sansene

Forsiktighetsadvarsler

1. For å unngå potensiell brannfare, fare for støt eller personskade eller skade på enheten:

- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer (høyere enn 45 °C eller lavere enn 0 °C), varmekilder, direkte sollys eller brennbare materialer.
- Produktet må ikke rengjøres med brennbare stoffer som alkohol, benzen eller fortynningsvæske.
- Ikke bruk enheten hvis det avgir røyk, lukt eller uvanlige lyder.
- Ikke plasser enheten i en mikrobølgeovn eller høytrykksbeholder.
- Ikke endre eller reparer enheten.
- Enheten må ikke slippes ned, kastes eller utsettes for støt på andre måter.
- Ikke plasser enheten under vann og unngå kontakt med store mengder vann.
- Ikke lad enheten på et fuktig sted.
- Bruk tørre hender ved bruk av ladekabel og stikkontakt.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn (under 12 år).

2. For optimal ytelse:

- Slå av produktet når det ikke er i bruk.
- Lad enheten ved å koble den vedlagte USB-C-kabelen til 5V-adapteren for å lade den. Ikke bruk en USB-hurtigadapter.
- Slå av enheten før lading.
- Lad batteriet helt opp minst hver 4. uke når den ikke er i bruk. Dette vil bidra til å opprettholde batteriets levetid.
- Slå av enheten før du skal bytte sugedyse eller sette på eller ta av kuppelen. Det kan oppstå funksjonsfeil hvis enheten blir stående på mens du bytter tilbehør.
- Ikke snu enheten opp ned.
- Ikke bruk vaskemidler eller kokende vann til å rengjøre sugedysene eller kuppelen da dette kan føre til misfarging og materialskader.
- Ikke utsett enheten eller komponentene for direkte sollys over lengre tid da dette kan føre til misfarging og påvirke produktets ytelse.

TEKNISK INFORMASJON

Produktnavn: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modellnummer: BD0030EBCOE

Nominell spenning/inngangsstrøm: 3,7 V DC, 1,4 A

Inneholder: Li-polymer 900 mA oppladbart batteri

USB-C-kabel – følger med

Lokal lader – følger ikke med

Ladeindikator – til stede

Enhetens dimensjoner (mm):

Hoveddel: 231,5 (h)*52 (b)*45 (l)

Vugge: 108 (h)*116,5 (b)*76 (l)

Enhetens vekt: 255 g (hoveddel), 70 g (vugge)

Materialer:

Plast i hoveddel: P.C + ABS hvit

Materiale i avfalls- og vanntank: ECOZEN (ren)

Dysetupper: Silikon

Hettelinse: P.C

Brukstemperatur: 5 til 25 °C

Oppbevaring: uten direkte sollys, tørt, utilgjengelig for barn

Oppbevaringstemperatur: -20 til +25°C

Batteri:

Modellnavn: XK603048

Batteriproducent: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Produksjonsdato: Merket separat på batteriet.

A/S-senter: 031-701-0951

PRODUSERT I KOREA

ENHETSSERTIFISERINGER OG SAMSVARSMERKING:

EC-SAMSVARSERKLÆRING

Dette elektroniske apparater er i samsvar med relevant EU-harmoniseringslover om forbruker- og miljø sikkerhet.



AVHENDING OG MILJØ



Denne elektroniske enheten må avhendes som spesialavfall når den ikke lenger skal brukes. Følg lokale regler for spesialavfall. Riktig avhending av dette produktet (elektrisk og elektronisk avfall) (gjelder i EU og andre land med egne innsamlingssystemer):

EU-direktiv 2012/19/EU om avfallsfasiliteter for elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Når dette merket vises på produktet eller i medfølgende dokumentasjon, viser det at det ikke skal avhendes med annet husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. For å forhindre mulig miljøskade eller fare for menneskers helse fra ukontrollert avhending av avfall må dette produktet skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten utsalgsstedet der de kjøpte produktet eller sine lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan de kan levere dette produktet til miljømessig sikker resirkulering.

GARANTI:

Se produktsiden på Amways nettsted for ditt land for informasjon om garanti.

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Urządzenie do aquabrazji ARTISTRY LABS™ jest przeznaczone do stosowania jako część Systemu regeneracji skóry ARTISTRY LABS w połączeniu z ARTISTRY LABS Pilingiem regenerującym i ARTISTRY LABS Serum regenerującym. Kompletnie instrukcje dla systemu pielęgnacyjnego – patrz strona 186. Zaleca się stosowanie tego 28-dniowego systemu pielęgnacyjnego raz na kwartał.



UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami i informacjami bezpieczeństwa zamieszczonymi w niniejszej broszurze w celu prawidłowej obsługi i uzyskania optymalnych rezultatów. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych obowiązują poniższe podstawowe zasady bezpieczeństwa. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- (1) Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać produktu do zastosowań komercyjnych ani na zewnątrz.
- (2) Urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE



Nie wolno patrzeć na źródło światła.

Spis treści

- Informacje o urządzeniu
- Informacje o ładowaniu
- Tryb SSANIA
- Tryb SERUM
- Sposób czyszczenia
- Tygodniowy program pielęgnacyjny
- Bezpieczeństwo i środki ostrożności
- Dane techniczne
- Certyfikaty i znaki zgodności
- Dane kontaktowe dystrybutora i producenta
- Gwarancja
- Dane kontaktowe Centrum Kontakt z Klientem


Informacje o urządzeniu

Zawartość

- Urządzenie x 1
- Podstawa x 1
- Uchwyt na zbiornik wody x 1
- Końcówka SSĄCA x 2 (duża/miała)
- Końcówka do SERUM x 1
- Przewód USB-C x 1
- Podręcznik użytkownika x 1
- Pędzelek do czyszczenia x 1



Budowa urządzenia




Informacje o ładowaniu

Przed użyciem: Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego przewodu USB-C. Czas ładowania może się różnić w zależności od kraju i używanego gniazda elektrycznego.

Ładowanie

1. Upewnij się, że zbiorniki są puste. Ostrożnie umieść urządzenie pionowo w podstawie.
2. Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego przewodu USB-C*.
3. Podczas ładowania wokół przycisku zasilania (POWER) będzie świecić na czerwono lampka kontrolna. Gdy urządzenie zostanie całkowicie naładowane, lampka zmienia kolor na zielony.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie. Urządzenie nie działa, gdy jest podłączone do ładowania.



* Wymagany jest zasilacz 5 V (nie jest dołączony). Nie używaj szybkich ładowarek USB.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 5%, urządzenie wygeneruje kilka sygnałów dźwiękowych, a czerwona lampka kontrolna wokół przycisku zasilania (POWER) zacznie migać. Urządzenie nie będzie działać. Wykonaj kroki podane powyżej, aby naładować urządzenie.

Włączanie/wyłączanie urządzenia i zmiana trybu/poziomu

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (POWER). Biała lampka sygnalizuje, że urządzenie jest włączone.
- Aby wybrać odpowiedni poziom intensywności ssania, naciśnij ponownie przycisk zasilania (POWER) w celu wybrania Poziomu 1, naciśnij go dwukrotnie w celu wybrania Poziomu 2 albo trzykrotnie w celu wybrania Poziomu 3.
- Aby wybrać tryb SERUM, po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk SERUM.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER) przez 2 sekundy.

UWAGA: W razie potrzeby urządzenie można w dowolnym momencie wyłączyć.

Tryb SSANIA do stosowania po nałożeniu ARTISTRY LABS Pilingu regenerującego

Wybór końcówki ssącej

Dostępne są dwa rozmiary końcówek ssących do różnych obszarów twarzy.

- Mała końcówka: do mniejszych obszarów, np. okolic nosa.
- Duża końcówka: do większych obszarów, takich jak czoło, policzki i podbródek.




Wymiana końcówki ssącej

Przed wymianą końcówki ssącej upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Aby odłączyć końcówkę ssącą od urządzenia, delikatnie pociągnij ją na zewnątrz. Aby wymienić końcówkę, wyrównaj punkt na końcówce z trójkątem na urządzeniu i mocno wciśnij ją na miejsce, wsuwając ją na gniazda.

UWAGA: Końcówkę łatwiej wymienia się suchymi dłońmi.

Poziomy intensywności ssania

Urządzenie ma trzy poziomy intensywności ssania dostosowane do różnego stopnia tolerancji skóry. Zalecamy rozpoczęcie od Poziomu 1, a następnie zwiększanie intensywności aż do uzyskania komfortowej siły ssania. Włącz urządzenie i wybierz odpowiedni poziom intensywności ssania za pomocą przycisku zasilania (POWER): naciśnij go jeszcze raz w celu wybrania Poziomu 1, naciśnij go dwukrotnie w celu wybrania Poziomu 2 albo trzykrotnie w celu wybrania Poziomu 3.

POZIOM	OPIS	LAMPKA KONTROLNA
Poziom 1	Niska intensywność ssania	Niebieska 
Poziom 2	Średnia intensywność ssania	Żółta 
Poziom 3	Duża intensywność ssania	Różowa 

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Zdejmij dolną pokrywę.
2. Mocno chwyć górną część urządzenia i pociągnij zbiornik na wodę w dół drugą ręką, aby odłączyć go od urządzenia.
3. Napełnij zbiornik wodą do linii MAX.
- * Nie wlewaj wody powyżej linii MAX.
4. Ostrożnie załóż zbiornik z wodą.
5. Załóż dolną pokrywę.




Instrukcje dla trybu ssania

1. Zamocuj na urządzeniu odpowiednią końcówkę ssącą.
2. Napelnij zbiornik wodą.
3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (POWER).
4. Wybierz odpowiedni poziom intensywności ssania, ponownie naciskając przycisk zasilania (POWER).

* Urządzenie będzie gotowe do pracy po upływie kilku sekund.

5. Delikatnie przesunij urządzenie po twarzy, upewniając się, że końcówka ssąca dobrze przylega do skóry. Postępuj w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
6. Kontynuuj do momentu oczyszczenia całej twarzy.



UWAGA:

- Unikaj okolic oczu.
- Nie zatrzymuj urządzenia w jednym miejscu na dłużej niż 3 sekundy.
- Nadmierne przechylenie urządzenia spowoduje jego wyłączenie. Uruchom je ponownie, aby kontynuować zabieg.
- Przerwij zabieg, jeśli poczujesz duży dyskomfort.
- Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić lekkie zaczerwienienie skóry. Jest to normalne.
- Nie używaj trybu ssania, jeśli w zbiorniku nie ma wody.
- W trakcie zabiegu opróżnij zbiornik na zużytą wodę i napelnij zbiornik na czystą wodę tyle razy, ile to konieczne. Zbiornika na zużytą wodę nie można wyjąć z urządzenia.
- Nie potrząsaj, nie przechylaj i nie kładź urządzenia, gdy zbiornik na zużytą wodę jest napelniony.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach pracy w trybie ssania w celu oszczędzania energii. W razie potrzeby włącz je ponownie, aby kontynuować zabieg.

Po zakończeniu zabiegu w trybie ssania

1. Naciśnij przycisk zasilania (POWER) przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej nad zlewem, a następnie lekko je przechyl, aby uniknąć rozlania wody na dłoń.
3. Zdejmij dolną pokrywę ze zbiornika na zużytą wodę, aby go opróżnić, a następnie ją załóż i postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.
4. Upewnij się, że urządzenie i końcówki ssące są odpowiednio wyczyszczone i suche.

Tryb SERUM do stosowania po nałożeniu ARTISTRY LABS Serum regenerującego

Instrukcje dla trybu SERUM

1. Zamocuj końcówkę do SERUM na urządzeniu, wyrównując punkt na końcówce z trójkątem na urządzeniu.
2. Wciśnij końcówkę na miejsce, wsuwając ją na gniazda.
3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (POWER).
4. Naciśnij przycisk SERUM. Wewnątrz końcówki zaświeci się czerwone światło.
5. Zaczynij od górnej części czoła, delikatnie dotykając twarzy końcówką. Po 3 sekundach urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy. Przesunij urządzenie o 2–3 cm i powtarzaj tę czynność do momentu pokrycia całej twarzy.



UWAGA:

- Unikaj okolic oczu.
- Nie kieruj światła LED w stronę oczu. W razie potrzeby zamknij oczy podczas zabiegu.
- Tryb SERUM trwa 10 minut, ale urządzenie można wyłączyć w dowolnej chwili.

Po zakończeniu zabiegu w trybie SERUM


1. Naciśnij przycisk zasilania (POWER) przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Chwyć końcówkę do SERUM z obu stron dwoma palcami i delikatnie wyciągnij ją na zewnątrz, a następnie oplucz w celu wyczyszczenia.
3. Umieść urządzenie w podstawce i podłącz do ładowania.

Sposób czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i innych osadów.

Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru osoby dorosłej.




Tryb czyszczenia po użyciu trybu SSANIA

1. Zamocuj na urządzeniu dużą końcówkę ssącą.
2. Napelnij zbiornik wodą do linii MAX.
3. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania (POWER), a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SERUM, aby uruchomić tryb czyszczenia.
4. Odwróć końcówkę do serum spodem do góry i dokładnie przyłóż ją do dużej końcówki ssącej.

* Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Jeśli urządzenie zostanie zbyt mocno przechylone, wyemituje sygnał dźwiękowy i się wyłączy. W takim przypadku należy obrócić urządzenie do pozycji pionowej i je włączyć, aby kontynuować czyszczenie.

5. Gdy woda w zbiorniku się skończy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER) przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
6. Przytrzymaj urządzenie w pozycji pionowej i zdejmij dolną pokrywę, aby opróżnić zbiornik na zużytą wodę.
7. Odłącz zbiornik na czystą wodę i umieść go w uchwycie na zbiornik w podstawce.
8. Zdejmij dużą końcówkę ssącą i delikatnie opłucz wodą końcówki ssące, końcówkę do serum i dolną pokrywę.
9. Umieść urządzenie w podstawce i pozostaw wszystkie elementy do wyschnięcia.



Czyszczenie zbiornika na zużytą wodę

1. Zdejmij dolną pokrywę i opróżnij zbiornik na zużytą wodę.
2. Użyj wilgotnej szczoteczki, aby dokładnie i delikatnie wyczyścić ścianki zbiornika na zużytą wodę.
3. Umieść urządzenie w podstawce i pozostaw zbiornik na zużytą wodę do wyschnięcia.

UWAGA:

- Unikaj stosowania mydła i zbyt intensywnego wycierania lub szczotkowania. Może to spowodować uszkodzenia.
- Nie potrząsaj, nie przechylaj i nie kładź urządzenia, gdy zbiornik na czystą wodę lub zbiornik na zużytą wodę jest napelniony. Jeśli w jednym ze zbiorników znajduje się woda, urządzenie należy cały czas trzymać w pozycji pionowej.
- Z otworu odpływowego może wyciekać woda. Ma to na celu ochronę pompy przed wstecznym przepływem wody w przypadku nadmiernego przechylenia urządzenia, gdy w zbiorniku na zużytą wodę nadal znajduje się woda.

[Tygodniowy program pielęgnacyjny]

System regeneracji skóry Artistry Labs

Program obejmuje dwa rodzaje pielęgnacji: z pilingiem i bez pilingu.

Stosuj poniższy tygodniowy program pielęgnacyjny przez 4 tygodnie, pamiętając, by stosować piling w dni nienastępujące po sobie:

DZIEŃ 1 Dzień z pilingiem	DZIEŃ 2 Dzień bez pilingu	DZIEŃ 3 Dzień bez pilingu	DZIEŃ 4 Dzień z pilingiem
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

INSTRUKCJE NA DZIEŃ Z PILINGIEM:

Rano:

- Wydozuj 2 pompki Serum na opuszki palców i nałóż na całą twarz. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia.

Wieczorem:

- Wydozuj 6–8 pompek pilingu na opuszki palców i nałóż na oczyszczoną skórę. Rozprowadź równą warstwę i pozostaw na 8 minut.
- Dokładnie spłucz twarz wodą w celu usunięcia pilingu, a następnie osusz.
- Użyj urządzenia z zamocowaną końcówką ssącą, aby usunąć ze skóry zanieczyszczenia i oczyścić pory. Osusz skórę.
- Wydozuj 2 pompki Serum na opuszki palców i nałóż na całą twarz. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia.
- Następnie użyj urządzenia w trybie SERUM z zamocowaną końcówką do serum.

DZIEŃ 5

Dzień bez pilingu

DZIEŃ 6

Dzień bez pilingu

DZIEŃ 7

Dzień bez pilingu

INSTRUKCJE NA DZIEŃ BEZ PILINGU:

Rano:

- Wydozuj 2 pompki Serum na opuszki palców i nałóż na całą twarz. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia.

Wieczorem:

- Wydozuj 2 pompki Serum na opuszki palców i nałóż na całą twarz. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia.
- Następnie użyj urządzenia w trybie SERUM z zamocowaną końcówką do serum.

Unikaj kontaktu produktów pielęgnacyjnych i urządzenia z oczami. W przypadku utrzymującego się zaczerwienienia, uczucia pieczenia lub klucia należy przerwać używanie urządzenia i/lub spłukać twarz. Po zabiegu porannym i wieczornym użyj kremu nawilżającego.

Kolejność stosowania w ramach codziennego programu pielęgnacji skóry:

- Stosowanie na dzień: preparat oczyszczający, tonik, serum regenerujące, preparat nawilżający i/lub krem z filtrem SPF.
- Stosowanie na noc z pilingiem: preparat oczyszczający, piling regenerujący, urządzenie z końcówką ssącą, tonik, serum regenerujące, urządzenie w trybie SERUM z końcówką do serum, preparat nawilżający.
- Stosowanie na noc bez pilingu: preparat oczyszczający, tonik, serum regenerujące, urządzenie w trybie SERUM z końcówką do serum, preparat nawilżający.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności



Producent i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za awarie lub uszkodzenia urządzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i ostrzeżeń zawartych w niniejszej broszurze.

Zasady bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - Masz implant twarzowy (np. metalowy lub silikonowy).
 - Masz egzemę, zapalenie skóry lub inne dolegliwości skórne.
 - Jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
2. Skonsultuj się z lekarzem:
 - W przypadku przejścia w ostatnim czasie operacji twarzy.
 - Jeśli poddajesz się leczeniu.
3. Nie używaj urządzenia w następujących miejscach:
 - Skóra zraniona, podrażniona lub objęta stanem zapalnym.
 - Obszary po zabiegu chirurgicznym.
 - Oczy i okolice oczu.
 - Obszary po zabiegu depilacji (jeśli został wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin).
 - Obszary z zaburzeniami odczuwania bólu lub czucia.

Przestrogi

1. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia pożarem, porażenia prądem, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia:
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur (powyżej 45°C lub poniżej 0°C), źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego lub materiałów łatwopalnych.
 - Nie czyść urządzenia łatwopalnymi substancjami, takimi jak alkohol, benzen lub rozcieńczalnik.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli wydziela dym, nieprzyjemny zapach lub emituje nietypowy hałas.
 - Nie umieszczaj urządzenia w kuchence mikrofalowej lub pojemniku pod wysokim ciśnieniem.
 - Nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia.
 - Nie upuszczaj urządzenia, nie rzucaj nim i nie uderzaj w nie z dużą siłą.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i unikaj rozpryskiwania na nie dużych ilości wody.
 - Nie ładuj urządzenia w wilgotnym miejscu.
 - Dotykaj przewodu ładowania/gniazdka elektrycznego wyłącznie suchymi dłońmi.
 - Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
2. W celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia:
 - Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
 - W celu naładowania urządzenia podłącz dołączony przewód USB-C do zasilacza 5 V. Nie używaj szybkich ładowarek USB.
 - Wyłącz urządzenie przed ładowaniem.
 - Gdy urządzenie nie jest używane, akumulator należy ładować do pełna co najmniej raz na 4 tygodnie. Pomoże to utrzymać jego żywotność.
 - Wyłącz urządzenie przed wymianą końcówki ssącej / końcówki do serum. Pozostawienie włączonego urządzenia podczas wymiany końcówki może spowodować jego awarię.
 - Nie odwracaj urządzenia spodem do góry.
 - Do czyszczenia końcówki ssącej / końcówki do serum nie należy używać detergentu ani wrzącej wody, ponieważ może to spowodować przebarwienie lub korozję.
 - Nie wystawiaj urządzenia ani jego elementów przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie słońca, ponieważ może to spowodować przebarwienie lub wpłynąć na wydajność produktu.

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu: URZĄDZENIE DO AQUABRAZJI ARTISTRY

Numer modelu: BD0030EBCOE

Znamionowe napięcie/prąd wejściowy: 3,7 V DC/ 1,4 A

Zawiera: akumulator litowo-polimerowy 900 mA

Przewód USB-C w zestawie.

Ładowarka – nie dołączona.

Wskaźnik ładowania

Wymiary urządzenia (mm):

Korpus: 231,5 (wys.)*52 (szer.)*45 (dł.)

Podstawa: 108 (wys.)*116,5 (szer.)*76 (dł.)

Waga urządzenia: 255 g (korpus), 70 g (podstawa)

Materiał:

Korpus urządzenia: PC+ABS (biały)

Materiał zbiornika na wodę i zbiornika na zużytą wodę: ECOZEN (czysty)

Końcówki: silikon

Pokrywa: PC

Temperatura robocza: 5°C~25°C

Warunki przechowywania: przechowywać w suchym miejscu z dala od światła słonecznego, w sposób niedostępny dla dzieci.

Temperatura przechowywania: -20°C ~ +25°C

Akumulator:

Nazwa modelu: XK603048

Producent akumulatora: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Data produkcji: podana oddzielnie na akumulatorze.

Centrum obsługi posprzedażnej: 031-701-0951

WYPRODUKOWANO W KOREI

CERTYFIKATY I ZNAKI ZGODNOŚCI URZĄDZENIA:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsze urządzenie elektroniczne jest zgodne z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa konsumentów i ochrony środowiska.



ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY I ELEKTRONICZNY



Niniejsze urządzenie elektroniczne należy po zużyciu utylizować oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego. Należy je oddać do lokalnego punktu utylizacji odpadów.

■ Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów, w których obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów) – dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE): Powyższe oznaczenie na urządzeniu lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji nie wolno usuwać go razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego spowodowanemu niekontrolowanym usuwaniem odpadów, urządzenie należy oddzielić od innego rodzaju odpadów i w odpowiedzialny sposób poddać recyklingowi, aby promować zrównoważone metody ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

GWARANCJA:

Szczegółowe informacje gwarancyjne są dostępne na stronie produktu w witrynie Amway.

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

O ARTISTRY LABS™ Aquabrasion destina-se a ser utilizado como parte do ARTISTRY LABS Sistema de Retexturização com o ARTISTRY LABS Gel de Peeling de Retexturização e o ARTISTRY LABS Sérum de Retexturização. Pode consultar na página 197 as instruções completas do Sistema de Tratamento. Recomenda-se a utilização trimestral deste Sistema de Cuidados da Pele de 28 dias.



AVISO: Antes de usar o dispositivo pela primeira vez, é essencial ler as instruções e as informações de segurança deste folheto para garantir uma utilização correta e obter os melhores resultados. Recomendamos que guarde estas instruções para consulta futura.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

As seguintes precauções básicas de segurança aplicam-se à utilização de aparelhos elétricos. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto. Guarde este manual de instruções para consulta futura.

- (1) Este produto destina-se apenas a uso doméstico e em espaços interiores. Não utilize este produto para fins comerciais ou em espaços exteriores.
- (2) Este aparelho deve ser usado exclusivamente por adultos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção efetuadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

AVISO



Não olhe fixamente para a luz de funcionamento.

Índice

- Informações do dispositivo
- Informações de carregamento
- Modo SUCÇÃO
- Modo SÉRUM
- Método de limpeza
- Regime semanal do sistema
- Segurança e precauções
- Informações técnicas
- Certificações e marcas de conformidade
- Informações de contacto do distribuidor e do fabricante
- Garantia
- Informações do serviço de apoio ao cliente


Informações do dispositivo

Componentes

- Dispositivo x 1
- Base do dispositivo x 1
- Suporte do depósito de água x 1
- Cabeça de SUCÇÃO x 2 (cabeça grande/pequena)
- Cabeça redonda para SÉRUM x 1
- Cabo USB-C x 1
- Manual do utilizador x 1
- Escova de limpeza x 1



Estrutura do dispositivo



Informações de carregamento

Antes de utilizar: Carregue o dispositivo com o cabo USB-C fornecido. O tempo de carregamento pode ser diferente consoante o país e a tomada de eletricidade.

Como carregar

1. Certifique-se de que os depósitos estão vazios. Coloque o dispositivo na base na posição vertical.
2. Utilize o cabo USB-C fornecido para carregar o dispositivo*.
3. Uma luz vermelha fica acesa no botão POWER (ligar/desligar) durante o carregamento. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, a luz muda para verde.
4. Quando o carregamento estiver concluído, desligue o cabo. O dispositivo não funciona com o cabo ligado.



* É necessário um adaptador de 5 V (não fornecido). Não utilize um adaptador USB rápido/de alta velocidade.

Indicador de bateria fraca

Quando a carga da bateria é inferior a 5%, o dispositivo emite várias vezes um aviso sonoro e uma luz vermelha pisca no botão POWER (ligar/desligar). O dispositivo não vai funcionar. Siga os passos acima indicados para carregar o dispositivo.

Ligar/desligar o dispositivo e alterar os modos/níveis

- Para ligar o dispositivo, pressione o botão POWER (ligar/desligar). Uma luz branca acende-se para indicar que o dispositivo está ligado.
- Para seleccionar o nível de sucção adequado, pressione novamente o botão POWER (ligar/desligar) para escolher o nível 1, pressione duas vezes para o nível 2 ou pressione três vezes para o nível 3.
- Para seleccionar o modo SÉRUM, pressione o botão SERUM depois de ligar o dispositivo.
- Para desligar o dispositivo, pressione sem soltar o botão POWER (ligar/desligar) durante 2 segundos.

NOTA: Pode desligar o dispositivo sempre que quiser ou for necessário.

Modo **SUCÇÃO** Concebido para utilização após o ARTISTRY LABS Gel de Peeling de Retexturização

Seleção da cabeça de sucção

Há duas cabeças de sucção com tamanhos diferentes para as diferentes zonas do rosto.

- Cabeça pequena: Para zonas mais pequenas, como o nariz.
- Cabeça grande: Para zonas maiores, como a testa, maçãs do rosto e queixo.

Trocar a cabeça de sucção

Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes de trocar a cabeça de sucção. Para remover a cabeça de sucção do dispositivo, basta puxá-la suavemente. Para colocar uma cabeça, basta alinhar o ponto da cabeça com o triângulo do dispositivo e encaixá-la com firmeza enquanto desliza nas ranhuras.

NOTA: É mais fácil trocar as cabeças com as mãos secas.

Níveis de sucção

O dispositivo tem três níveis de sucção que pode selecionar consoante a tolerância da sua pele. Sugerimos que comece pelo nível 1 e aumente gradualmente a intensidade do nível de sucção consoante o conforto da sua pele. Ligue o dispositivo e selecione o nível de sucção adequado com o botão POWER (ligar/desligar): Pressione uma vez para o nível 1, duas vezes para o nível 2 e três vezes para o nível 3.

NÍVEL	DESCRIÇÃO	LUZ INDICADORA
Nível 1	Sucção baixa	Azul
Nível 2	Sucção média	Amarelo
Nível 3	Sucção alta	Rosa


Encher o depósito de água

1. Remova a tampa da parte de baixo.
 2. Segure bem a parte de cima do dispositivo e puxe o depósito de água para baixo com a outra mão para o remover do dispositivo.
 3. Encha o depósito de água com água até à marca limite MAX (máximo).
- *Não ultrapasse a marca limite MAX.
4. Encaixe novamente o depósito de água no lugar.
 5. Volte a colocar a tampa da parte de baixo.



Instruções do tratamento **Sucção**

1. Coloque a cabeça de sucção adequada no dispositivo.
 2. Encha o depósito de água com água.
 3. Ligue o dispositivo pressionando o botão POWER (ligar/desligar).
 4. Escolha o nível de sucção adequado pressionando novamente o botão POWER (ligar/desligar).
- *O dispositivo demora alguns segundos a “arrancar” e a ganhar velocidade.
5. Passe suavemente o dispositivo pelo rosto, certificando-se de que a cabeça de sucção faz um bom contacto com a pele. Siga as instruções de tratamento no diagrama abaixo apresentado.
 6. Continue até concluir o tratamento de todo o rosto.



NOTA:

- Evite a zona dos olhos.
- Não deixe ficar o dispositivo no mesmo sítio durante mais de 3 segundos.
- O dispositivo desliga-se se estiver muito inclinado. Ligue novamente o dispositivo e continue o tratamento.
- Interrompa a utilização em caso de desconforto excessivo.
- A pele pode apresentar uma ligeira vermelhidão durante a utilização. Isto é normal.
- Não utilize o dispositivo no modo Sucção com o depósito de água vazio.
- Esvazie o depósito de resíduos e encha novamente o depósito de água com água limpa as vezes que forem necessárias durante o tratamento. O depósito de resíduos não pode ser retirado do dispositivo.
- Não agite, incline nem deite o dispositivo quando o depósito de resíduos estiver cheio de água.
- O dispositivo desliga-se automaticamente após 5 minutos de utilização no modo Sucção para poupar energia. Se for necessário, ligue novamente o dispositivo e continue o tratamento.


Após a conclusão do tratamento **Sucção**

1. Pressione o botão POWER (ligar/desligar) durante 2 segundos para desligar o dispositivo.
2. Segure o dispositivo na vertical com um lavatório por baixo e depois incline-o ligeiramente para não molhar as mãos.
3. Remova a tampa da parte de baixo do depósito de resíduos para drenar a água, volte a colocar a tampa e siga as instruções de limpeza.
4. Certifique-se de que o dispositivo e as cabeças de sucção estão bem limpas e secas.

Modo SÉRUM Concebido para utilização após o ARTISTRY LABS Sérum de Retexturização

Instruções do tratamento Sérum

1. Coloque a cabeça redonda para SÉRUM no dispositivo, alinhando o ponto da cabeça redonda com o triângulo do dispositivo.
2. Encaixe a cabeça redonda deslizando-a nas ranhuras.
3. Ligue o dispositivo pressionando o botão POWER (ligar/desligar).
4. Pressione o botão SERUM. Acende-se uma luz vermelha na cabeça redonda.
5. Começando pela parte superior da testa, toque suavemente com a cabeça redonda na pele. O dispositivo emite um sinal sonoro após 3 segundos. Mova a cabeça 2 a 3 cm e repita até concluir o tratamento de todo o rosto.



NOTA:

- Evite a zona dos olhos.
- Não aponte a luz LED aos olhos. Se for necessário, feche os olhos durante o tratamento.
- O modo SÉRUM dura 10 minutos, mas pode desligar o dispositivo em qualquer altura.

Após a conclusão do tratamento Sérum

1. Pressione o botão POWER (ligar/desligar) durante 2 segundos para desligar o dispositivo.
2. Segure a cabeça redonda pelas laterais com dois dedos, puxe-a suavemente para fora e passe-a por água até ficar limpa.
3. Coloque o dispositivo na base e ligue-o ao cabo para efetuar o carregamento.

Método de limpeza

Desligue o dispositivo antes de efetuar a limpeza.

Este aparelho deve ser limpo após cada utilização para evitar a acumulação de gordura e outros resíduos.

A limpeza e manutenção efetuadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem a supervisão de adultos.

Modo de limpeza após a utilização do modo SUCÇÃO


1. Coloque a cabeça de sucção grande no dispositivo.
 2. Encha o depósito de água com água até à marca limite MAX (máximo).
 3. Ligue o dispositivo pressionando o botão POWER (ligar/desligar) e, em seguida, pressione sem soltar o botão SERUM durante 2 segundos para iniciar o modo Limpeza.
 4. Vire a cabeça redonda ao contrário e segure-a bem por cima da cabeça de sucção grande.
- * Segure o dispositivo na vertical. Se estiver demasiado inclinado, o dispositivo emite um sinal sonoro e desliga-se. Se isso ocorrer, segure o dispositivo na vertical e ligue-o para continuar a limpeza.
5. Quando o depósito de água estiver vazio, pressione sem soltar o botão POWER (ligar/desligar) durante 2 segundos para desligar o dispositivo.
 6. Segure o dispositivo na vertical e remova a tampa da parte de baixo para esvaziar o depósito de resíduos.
 7. Retire o depósito de água e coloque-o no respetivo suporte na base.
 8. Remova a cabeça de sucção grande e passe delicadamente por água as cabeças de sucção, cabeça redonda e tampa da parte de baixo.
 9. Coloque o dispositivo na base e deixe secar completamente todos os componentes.

Como limpar o depósito de resíduos

1. Remova a tampa da parte de baixo e esvazie o depósito de resíduos.
2. Humedeça a escova e, com delicadeza, limpe bem as paredes do depósito de resíduos.
3. Coloque o dispositivo na base e deixe secar completamente o depósito de resíduos.

NOTA:

- Evite a utilização de detergente e a escovagem/limpeza excessivas ou agressivas. Tal pode causar danos.
- Não agite, incline nem deite o dispositivo quando o depósito de água ou o depósito de resíduos estiver cheio de água. O dispositivo deve permanecer na posição vertical quando qualquer um dos depósitos tiver água.
- Pode sair água pelo orifício de drenagem. Isto serve para proteger a bomba contra o refluxo de água no caso de inclinar demasiado o dispositivo e o depósito de resíduos tiver água.



[Regime semanal do sistema]

Artistry Labs Sistema de Retexturização

Este sistema de tratamento consiste em dois regimes diferentes: Dia de peeling e dia de não peeling.

Siga o regime semanal abaixo indicado durante 4 semanas, certificando-se de que usa o gel de peeling em dias não consecutivos:

DIA 1 Dia de peeling	DIA 2 Dia de não peeling	DIA 3 Dia de não peeling	DIA 4 Dia de peeling
INSTRUÇÕES DO DIA DE PEELING:			
Manhã:			
<ul style="list-style-type: none">Pressione a bomba 2 vezes e aplique essa quantidade de sérum com a ponta dos dedos em todo o rosto. Aguarde até o produto ser completamente absorvido e secar bem.			
Noite:			
<ul style="list-style-type: none">Pressione a bomba 6 a 8 vezes e aplique essa quantidade de gel de peeling com a ponta dos dedos na pele limpa. Espalhe em camada e deixe ficar durante 8 minutos.Enxague bem o rosto com água para remover o gel de peeling e seque com toques suaves.Use o dispositivo com a cabeça de sucção para remover as impurezas da pele e limpar os poros. Seque a pele com toques suaves.Pressione a bomba 2 vezes e aplique essa quantidade de sérum com a ponta dos dedos em todo o rosto. Aguarde até o produto ser completamente absorvido e secar bem.Use o dispositivo no modo SÉRUM com a cabeça redonda.			

DIA 5 Dia de não peeling	DIA 6 Dia de não peeling	DIA 7 Dia de não peeling
INSTRUÇÕES DO DIA DE NÃO PEELING:		
Manhã:		
<ul style="list-style-type: none">Pressione a bomba 2 vezes e aplique essa quantidade de sérum com a ponta dos dedos em todo o rosto. Aguarde até o produto ser completamente absorvido e secar bem.		
Noite:		
<ul style="list-style-type: none">Pressione a bomba 2 vezes e aplique essa quantidade de sérum com a ponta dos dedos em todo o rosto. Aguarde até o produto ser completamente absorvido e secar bem.Use o dispositivo no modo SÉRUM com a cabeça redonda.		

Evite o contacto dos produtos de cuidados da pele e do dispositivo com os olhos. Se, em qualquer momento, ocorrer vermelhidão, sensação de queimadura ou ardor persistente, descontinue a utilização e/ou enxague o rosto. Aplique um hidratante após o procedimento da manhã e da noite.

Ordem de utilização do regime diário de cuidados da pele:

- Regime da manhã:** produto de limpeza, tónico, sérum de retexturização, hidratante e/ou protetor solar.
- Regime da noite com peeling:** produto de limpeza, gel de peeling de retexturização, dispositivo com cabeça de sucção, tónico, sérum de retexturização, dispositivo no modo SÉRUM com cabeça redonda, hidratante.
- Regime da noite sem peeling:** produto de limpeza, tónico, sérum de retexturização, dispositivo no modo SÉRUM com cabeça redonda, hidratante.

Segurança e precauções



O fabricante e os distribuidores não são responsáveis pela falha do dispositivo ou danos no mesmo resultantes do não cumprimento das instruções de utilização e dos avisos indicados neste manual.

Declaração de segurança

- Não utilize o dispositivo se:
 - tiver um implante facial (por ex., de metal ou silicone);
 - tiver eczema, dermatite ou outros problemas de pele;
 - estiver grávida ou a amamentar.
- Procure aconselhamento médico se:
 - tiver sido submetida recentemente a uma cirurgia facial;
 - estiver a fazer um tratamento médico.
- Não utilize o dispositivo nas áreas seguintes:
 - pele ferida, inflamada ou irritada;
 - local de cirurgia;
 - olhos e zona à volta dos olhos;
 - local de remoção recente de pelo/cabelo (menos de 24 horas);
 - áreas com deficiências sensoriais e de perceção de dor.

Declaração de precauções

- Para evitar potenciais riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, ou danos no dispositivo:
 - Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas (acima de 45 °C ou abaixo de 0 °C), fontes de calor, luz solar direta ou materiais inflamáveis.
 - Não utilize substâncias inflamáveis, como álcool, benzeno ou diluente, para limpar.
 - Não utilize o dispositivo se este emitir fumo, odor ou ruído fora do normal.
 - Não coloque o dispositivo no micro-ondas nem num recipiente de alta pressão.
 - Não modifique nem repare o dispositivo.
 - Não deixe cair, não atire e nem dê pancadas fortes ao dispositivo.
 - Não submerja o dispositivo em água e evite o contacto com muita água.
 - Não carregue o dispositivo num local húmido.
 - Tenha as mãos secas quando manusear o cabo de carregamento/tomada de eletricidade.
 - Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças (menores de 12 anos).
- Para o desempenho ideal do dispositivo:
 - Desligue-o quando não estiver a ser utilizado.
 - Carregue o dispositivo com o cabo USB-C fornecido ligado a um adaptador de 5 V. Não utilize um adaptador USB rápido/de alta velocidade.
 - Desligue o dispositivo antes do carregamento.
 - Carregue completamente a bateria, pelo menos a cada 4 semanas, quando o dispositivo não estiver em utilização. Isto vai ajudar a manter a durabilidade da bateria.
 - Desligue o dispositivo antes de trocar as cabeças de sucção ou a cabeça redonda. Pode ocorrer uma avaria se deixar o dispositivo ligado enquanto troca as cabeças.
 - Não vire o dispositivo ao contrário.
 - Não use detergente ou água a ferver para limpar as cabeças de sucção/cabeça redonda, pois pode causar descoloração ou corrosão.
 - Não exponha o dispositivo ou os componentes à luz solar direta durante muito tempo, pois pode causar descoloração ou afetar o desempenho do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

N.º do modelo: BD0030EBCOE

Tensão/entrada nominal: 3,7 V CC/1,4 A

Inclui: Bateria de polímero de lítio recarregável de 900 mA

Cabo USB-C incluído.

Carregador local – não incluído.

Indicador de carregamento – presente.

Dimensões do dispositivo (mm):

Corpo: 231,5 (A) * 52 (L) * 45 (C)

Base: 108 (A) * 116,5 (L) * 76 (C)

Peso do dispositivo: 255 g (corpo principal), 70 g (base)

Materiais utilizados:

Plástico do corpo do dispositivo: P.C + ABS branco

Material dos depósitos de água e resíduos: ECOZEN (limpo)

Pontas das cabeças: Silicone

Lente da tampa: P.C

Temperatura de funcionamento: 5 °C~25 °C

Condições de armazenamento: longe da luz solar direta, num local seco e fora do alcance das crianças

Temperatura de armazenamento: -20 °C~ +25 °C

Bateria:

Nome do modelo: XK603048

Fabricante da bateria: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Data de fabrico: Indicada separadamente na bateria.

Centro A/S: 031-701-0951

FABRICADO NA COREIA

CERTIFICAÇÕES/MARCAS DE CONFORMIDADE DO DISPOSITIVO:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Este equipamento eletrónico está em conformidade com a legislação de harmonização europeia relevante relativamente à segurança ambiental e do consumidor.



AMBIENTE E RESÍDUOS



Este dispositivo eletrónico deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico no fim da sua vida útil. Elimine-o de acordo com o sistema de reciclagem local. Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) (aplicável na União Europeia e noutros países com sistemas de recolha diferenciada) A diretiva europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) Esta marcação, indicada no produto ou respetiva documentação, indica que não deve ser descartado juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para prevenir prejuízos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, separe este resíduo e recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor a quem adquiriram este dispositivo ou as entidades locais competentes para saberem onde entregar este dispositivo para reciclagem segura e ecológica.

GARANTIA:

**Visite a página do produto no website da Amway
do seu país para mais informações sobre a garantia.**

MANUAL DE UTILIZARE

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion este conceput pentru a fi utilizat ca parte a Sistemului de Retexturizare ARTISTRY LABS împreună cu Gelul de Peeling ARTISTRY LABS și Serul de retexturizare ARTISTRY LABS. Consultați pagina 208 pentru instrucțiuni detaliate privind Sistemul de retexturizare. Acest sistem de îngrijire a tenului aplicabil timp de 28 de zile este recomandat a fi utilizat o dată la trei luni.



NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, este important să citiți instrucțiunile și informațiile privind siguranța din acest manual pentru a asigura o utilizare corectă și pentru a obține cele mai bune rezultate. Vă recomandăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru a le consulta ulterior.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Următoarele măsuri de siguranță de bază se aplică în momentul utilizării aparatelor electrice, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le consulta ulterior.

- (1) Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice și în spații închise. Nu folosiți acest produs în scopuri comerciale și nu-l utilizați în spații deschise.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să fie utilizat exclusiv de către adulți. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu prezintă experiența și cunoștințele necesare, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați.

ATENȚIE



Nu priviți direct spre sursa de lumină în timpul funcționării Dispozitivului.


Cuprins

- Informații privind dispozitivul
- Informații privind încărcarea
- Modul ASPIRAȚIE
- Modul SER
- Metoda de curățare
- Rutina săptămânală de îngrijire
- Siguranță și precauție
- Informații tehnice
- Certificări și mărci de conformitate
- Informații de contact privind distribuitorii și producătorul
- Garanție
- Informații privind serviciul de relații cu clienții


Informații privind dispozitivul

Componențe

- 1 x Dispozitiv
- 1 x Suport pentru Dispozitiv
- 1 x Suport pentru rezervorul de apă
- 2 x Cap pentru duza de aspirație (Duză mare/mică)
- 1 x Accesoriu rotund pentru SER
- 1 x Cablu USB-C
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Periuță pentru curățare



Structura dispozitivului



Informații privind încărcarea

Înainte de utilizare: Încărcați dispozitivul cu ajutorul cablului USB-C furnizat. Timpul de încărcare poate varia în funcție de țară și de rețea.

Mod de încărcare

1. Asigurați-vă că rezervoarele sunt goale. Așezați corect Dispozitivul în poziție verticală în suport.
2. Utilizați cablul USB-C furnizat pentru a încărca Dispozitivul*
3. O lumină roșie se va afișa în jurul Butonului de PORNIRE în timpul încărcării. Atunci când Dispozitivul este complet încărcat, lumina va deveni verde.
4. Când bateria este încărcată complet, scoateți-l din priză. Dispozitivul nu va funcționa în timp ce este conectat la priză.



* Este necesar un adaptor de 5 V (nu este inclus).
Nu utilizați un adaptor USB rapid.

Indicator de baterie descărcată

Atunci când nivelul bateriei este de sub 5%, Dispozitivul va emite semnale sonore și în jurul butonului de PORNIRE va apărea o lumină roșie intermitentă. Dispozitivul nu va funcționa. Urmați pașii de mai sus pentru a încărca Dispozitivul.

Pornirea/oprirea Dispozitivului și schimbarea modurilor/nivelurilor

- Pentru a porni Dispozitivul, apăsați butonul de PORNIRE. O lumină albă va indica faptul că Dispozitivul este pornit.
- Pentru a selecta nivelul de Aspirație corespunzător, apăsați din nou butonul de PORNIRE pentru nivelul 1; apăsați de două ori pentru nivelul 2; apăsați de trei ori pentru nivelul 3.
- Pentru a selecta modul SER, apăsați butonul SER odată ce Dispozitivul este pornit.
- Pentru a opri Dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de PORNIRE timp de 2 secunde.

NOTĂ: Puteți opri Dispozitivul ori de câte ori doriți sau este necesar.

Modul ASPIRAȚIE Conceput pentru a fi utilizat după aplicarea Gelului de peeling ARTISTRY LABS

Alegerea duzei de aspirație

Există două dimensiuni pentru duzele de aspirație corespunzătoare diferitelor zone ale feței.

- Duza mică: Pentru zonele mai mici, cum ar fi zona nasului.
- Duza mare: Pentru zonele mai mari, cum ar fi fruntea, obrații și bărbia.

Schimbarea duzei de aspirație

Asigurați-vă că Dispozitivul este oprit înainte de a schimba duzele de aspirație. Pentru a detașa duza de aspirație, trageți ușor spre exterior. Pentru a înlocui duza, aliniați punctul de pe duză cu triunghiul de pe dispozitiv și așezați-o ferm în poziție în timp ce o potriviți pe porturi.

NOTĂ: Duzele se pot schimba mai ușor când aveți mâinile uscate.

Niveluri de aspirație

Dispozitivul are trei niveluri de aspirație pe care le puteți selecta în funcție de toleranța tenului dumneavoastră. Vă sugerăm să începeți cu nivelul 1, iar apoi să creșteți intensitatea în funcție de nivelul de aspirație pe care îl considerați confortabil. Porniți Dispozitivul și selectați nivelul de aspirație corespunzător cu ajutorul butonului de PORNIRE: Apăsați încă o dată pentru nivelul 1; apăsați de două ori pentru nivelul 2; apăsați de trei ori pentru nivelul 3.

NIVEL	DESCRIERE	INDICATOR DE LUMINĂ
Nivelul 1	Aspirație de intensitate ușoară	Albastru
Nivelul 2	Aspirație de intensitate medie	Galben
Nivelul 3	Aspirație de intensitate înaltă	Roz



Umplerea rezervorului de apă


1. Îndepărtați capacul inferior.
2. Prindeți cu fermitate jumătatea superioară a Dispozitivului și glisați rezervorul de apă în jos cu cealaltă mână pentru a-l scoate din Dispozitiv.
3. Umpleți rezervorul cu apă până la linia de demarcare MAX.
- *Nu depășiți linia de demarcare MAX.
4. Puneți la loc rezervorul de apă.
5. Puneți la loc capacul inferior.

Instrucțiuni de tratament prin aspirație

1. Amplasați duza de aspirație corespunzătoare pe dispozitiv.
2. Umpleți rezervorul cu apă.
3. Activați Dispozitivul apăsând butonul de PORNIRE.
4. Alegeți nivelul de aspirație adecvat apăsând din nou butonul de PORNIRE în mod corespunzător.

*Dispozitivul va avea nevoie de câteva secunde pentru a se „activa” și a acționa.

5. Plimbați ușor dispozitivul peste suprafața feței, asigurându-vă că duza de aspirație realizează un contact corect cu pielea. Consultați diagrama de mai jos pentru instrucțiunile de tratament.
6. Continuați până la tratarea completă a tenului.



NOTĂ:

- Evitați zona ochilor.
- Nu mențineți Dispozitivul în același loc pentru mai mult de 3 secunde.
- Dacă Dispozitivul este înclinat prea mult, acesta se va opri. Reporniți Dispozitivul și continuați tratamentul.
- Întrerupeți utilizarea acestuia dacă simțiți un disconfort puternic.
- Este posibil să manifestați o ușoară înroșire a tenului în timpul utilizării. Acest lucru este firesc.
- Nu utilizați modul aspirație dacă rezervorul de apă este gol.
- Goliți rezervorul pentru reziduuri și reumpleți rezervorul cu apă curată ori de câte ori este necesar pe parcursul tratamentului. Rezervorul pentru reziduuri nu poate fi detașat.
- Nu agitați, nu înclinați și nu așezați Dispozitivul în poziție orizontală când rezervorul pentru reziduuri este plin cu apă.
- Dispozitivul se va opri automat după 5 minute de utilizare în modul aspirație pentru a economisi energie. Dacă este necesar, porniți din nou Dispozitivul și continuați tratamentul.

După finalizarea tratamentului prin aspirație

1. Apăsăți butonul de PORNIRE timp de 2 secunde pentru a opri Dispozitivul.
2. Țineți dispozitivul în poziție verticală deasupra chiuvetei, apoi înclinați-l ușor pentru a evita scurgerea conținutului peste mâini.
3. Scoateți capacul inferior al rezervorului pentru reziduuri pentru a permite scurgerea apei reziduale, apoi înlocuiți capacul și urmați instrucțiunile de curățare.
4. Asigurați-vă că Dispozitivul și duzele de aspirație sunt curățate și uscate în mod corespunzător.

Modul SER Dezvoltat pentru a fi utilizat după aplicarea Serului de retexturizare ARTISTRY LABS

Instrucțiuni privind tratamentul cu SER

1. Atașați accesoriul rotund SER la Dispozitiv prin alinierea punctului de pe accesoriul rotund cu triunghiul de pe Dispozitiv.
2. Fixați accesoriul rotund în locașul său în timp ce îl glisați peste porturi.
3. Porniți Dispozitivul apăsând butonul de PORNIRE.
4. Apăsăți butonul SER. O lumină roșie va apărea în interiorul accesoriului rotund.
5. Începând din partea de sus a frunții, atingeți ușor suprafața feței cu accesoriul. Dispozitivul va emite un semnal sonor după 3 secunde. Deplasați dispozitivul 2-3 cm (1 inch) și repetați această etapă până când ați tratat întreaga suprafață a feței.



NOTĂ:

- Evitați zona ochilor.
- Nu îndreptați lumina LED spre ochi. Dacă este necesar, închideți ochii în timpul tratamentului.
- Modul SER va dura 10 minute, dar puteți opri Dispozitivul în orice moment.

După finalizarea tratamentului SER

1. Apăsăți butonul de PORNIRE timp de 2 secunde pentru a opri Dispozitivul.
2. Folosind două degete, prindeți accesoriul rotund de părțile laterale, trageți-l ușor spre exterior și clătiți-l pentru a-l curăța.
3. Așezați din nou Dispozitivul în suport și puneți-l la încărcat.

Metoda de curățare

Vă rugăm să opriți Dispozitivul înainte de a-l curăța.

Acest Dispozitiv trebuie curățat după fiecare utilizare pentru a evita acumularea de grăsimi și alte reziduuri.

Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.

Modul curățare după utilizarea modului ASPIRAȚIE

1. Atașați la Dispozitiv duza mare de aspirație.
2. Umpleți rezervorul cu apă până la linia marcată MAX.
3. Activați Dispozitivul apăsând butonul de PORNIRE, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul SER timp de 2 secunde pentru a activa modul curățare.
4. Întoarceți acesoriul rotund cu susul în jos și fixați-l bine deasupra duzei mari de aspirație.

* Țineți Dispozitivul în poziție verticală. Dacă Dispozitivul este prea înclinat, acesta va emite un semnal sonor și se va opri. Dacă se întâmplă acest lucru, țineți Dispozitivul în poziție verticală și porniți-l pentru a continua curățarea.

5. Când rezervorul rămâne fără apă, apăsați și mențineți apăsat butonul de PORNIRE timp de 2 secunde pentru a opri Dispozitivul.

6. Țineți Dispozitivul în poziție verticală și scoateți capacul inferior pentru a goli rezervorul pentru reziduuri.

7. Scoateți rezervorul de apă și așezați-l pe suportul aferent.

8. Scoateți duza mare de aspirație și clătiți cu grijă duzele de aspirație, accesoriul rotund și capacul inferior.


9. Așezați Dispozitivul în suport și lăsați toate componentele să se usuce complet.

Cum să curățați rezervorul pentru reziduuri

1. Scoateți capacul inferior și goliți rezervorul pentru reziduuri.
2. Utilizați peria și umeziți-o pentru a curăța bine și cu atenție pereții rezervorului pentru reziduuri.
3. Așezați dispozitivul în suport și lăsați rezervorul pentru reziduuri să se usuce complet.

NOTĂ:

- Evitați utilizarea săpunului și ștergerea sau periajul excesiv/agresiv. Aceasta poate produce deteriorări.
- Nu agitați, nu înclinați și nu așezați Dispozitivul în poziție orizontală când rezervorul de apă sau rezervorul pentru reziduuri este plin cu apă.
- Dispozitivul trebuie să rămână în poziție verticală dacă oricare dintre rezervoare conține încă apă.
- Este posibil ca apa să se infiltreze prin orificiul de scurgere. Acest lucru protejează pompa împotriva refluxului de apă în cazul în care dispozitivul este înclinat excesiv în timp ce rezervorul pentru reziduuri conține apă.



[Rutina săptămânală de îngrijire]

Sistemul de Retexturare Artistry Labs

Acest sistem de tratament constă în două programe diferite: Ziua cu exfoliere și Ziua fără exfoliere.

Respectați rutina săptămânală de mai jos timp de 4 săptămâni, asigurându-vă că exfolierea nu se realizează în zile consecutive:

ZIUA 1 Zi cu exfoliere	ZIUA 2 Zi fără exfoliere	ZIUA 3 Zi fără exfoliere	ZIUA 4 Zi cu exfoliere
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ZIUA CU EXFOLIERE:

Dimineața:

- Aplicați 2 pompițe de Ser pe întreaga față, folosind vârful degetelor. Lăsați produsul să se absoarbă și să se usuce complet.

Seara:

- Aplicați 6-8 pompițe de Gel de peeling cu vârful degetelor pe pielea curată. Întindeți produsul pe suprafața tenului și lăsați să acționeze timp de 8 minute.
- Clătiți bine fața cu apă pentru a îndepărta Gelul de peeling și uscați fața tamponând-o ușor.
- Utilizați Dispozitivul + duza de aspirație pentru a îndepărta impuritățile tenului și pentru a curăța porii. Tapotați fața.
- Aplicați 2 pompițe de Ser pe suprafața întregii fețe, folosind vârful degetelor. Lăsați produsul să se absoarbă și să se usuce complet.
- Continuați cu utilizarea Dispozitivului în modul SER + accesoriul rotund.

ZIUA 5 Zi fără exfoliere	ZIUA 6 Zi fără exfoliere	ZIUA 7 Zi fără exfoliere
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

INDICAȚII PRIVIND ZIUA FĂRĂ EXFOLIERE:

Dimineața:

- Aplicați 2 pompițe de Ser pe suprafața întregii fețe, folosind vârful degetelor. Lăsați produsul să se absoarbă și să se usuce complet.

Seara:

- Aplicați 2 pompițe de Ser pe suprafața întregii fețe, folosind vârful degetelor. Lăsați produsul să se absoarbă și să se usuce complet.
- Continuați cu utilizarea Dispozitivului în modul SER + accesoriul rotund.

Produsele de îngrijire a tenului și dispozitivul nu trebuie să intre în contactul cu ochii. În cazul în care, în orice moment, apare roșeață persistentă, senzație de arsură sau de usturime, întrerupeți utilizarea și/sau clătiți fața. Urmați pașii rutinei de dimineață și de seară utilizând o cremă hidratantă.

Ordinea de utilizare în cadrul rutinei zilnice de îngrijire a tenului:

- Programul de dimineață de îngrijire: Gel de curățare, Loțiune tonică, Ser de retexturare, Cremă hidratantă și/sau Cremă cu factor de protecție solară.
- Programul de seară de îngrijire cu Gelul de peeling: Gel de curățare, Gel de peeling, Dispozitiv + duza de aspirație, Loțiune tonică, Ser de retexturare, Dispozitivul în modul SER + accesoriul rotund, Cremă hidratantă.
- Program de seară de îngrijire fără Gel de peeling: Gel de curățare, Loțiune tonică, Ser de retexturare, Dispozitivul în modul SER + accesoriul rotund, Cremă hidratantă.

Siguranță și precauție



Producătorul și distribuitorii nu sunt răspunzători pentru defectarea sau deteriorarea dispozitivului ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare și a avertizărilor din acest manual.

Declarație privind siguranța

1. Nu utilizați Dispozitivul dacă:

- aveți un implant facial (de exemplu: metal, silicon)
- prezentați eczeme, dermatite sau alte afecțiuni ale tenului.
- sunteți însărcinată sau alăptați.

2. Consultați medicul:

- dacă ați trecut recent printr-o operație la nivelul feței
- dacă urmați un tratament medical

3. Nu utilizați Dispozitivul în următoarele zone:

- ten rănit, inflamăat sau iritat.
- zona unde a fost efectuată o intervenție chirurgicală
- ochii și zona din jurul ochilor
- zona în care a fost efectuat recent un proces de epilare (mai puțin de 24 de ore)
- zone cu dizabilități senzoriale sau de percepere a durerii

Declarații de avertizare

1. Pentru a evita potențialele pericole de incendiu, șocurile electrice sau rănirea sau deteriorarea dispozitivului.

- Nu expuneți Dispozitivul la temperaturi extreme (mai mari de 45 °C (113°F) sau de sub 0 °C (32°F)), la surse de căldură, la lumina directă a soarelui sau la materiale inflamabile.
- Nu curățați cu substanțe inflamabile, cum ar fi alcoolul, benzenul sau diluantul.
- Nu utilizați Dispozitivul dacă acesta emite fum, miros sau zgomot neobișnuit.
- Nu introduceți Dispozitivul în cuptorul cu microunde sau într-un recipient sub presiune.
- Nu modificați sau nu reparați Dispozitivul.
- Nu scăpați, nu aruncați și nu supuneți Dispozitivul la lovituri puternice.
- Nu scufundați Dispozitivul în apă și evitați contactul acestuia cu o cantitate mare de apă.
- Nu încărcați Dispozitivul într-un loc umed.
- Utilizați cablul de încărcare/priza cu mâinile uscate.
- Nu lăsați Dispozitivul la îndemâna copiilor (cu vârsta de sub 12 ani).

2. Pentru o performanță optimă a Dispozitivului:

- Opriți-l atunci când nu îl utilizați.
- Încărcați Dispozitivul conectând cablul USB-C inclus la adaptorul de 5 V pentru încărcare. Nu utilizați un adaptor USB rapid.
- Opriți dispozitivul înainte de a-l încărca.
- Încărcați complet acumulatorul cel puțin o dată la 4 săptămâni atunci când Dispozitivul nu este utilizat. Acest lucru va contribui la menținerea duratei de viață a acumulatorului.
- Opriți Dispozitivul înainte de a schimba duzele de aspirație/accesoriul rotund. Este posibil să apară o defecțiune dacă Dispozitivul este lăsat pornit în timpul schimbării accesoriilor.
- Nu întoarceți Dispozitivul cu susul în jos.
- Nu folosiți detergent sau apă fierbinte pentru a curăța duzele de aspirație/accesoriul rotund, deoarece aceasta ar putea cauza decolorare sau coroziune.
- Nu expuneți Dispozitivul sau componentele la lumina directă a soarelui pentru o perioadă îndelungată, deoarece aceasta poate cauza decolorarea sau afecta performanța produsului.

INFORMAȚII TEHNICE

Numele produsului: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Numărul modelului: BD0030EBCOE

Tensiune nominală/de intrare: 3,7 V DC/ 1,4 A

Conține: Acumulator reîncărcabil Li-polimer 900 mA

Cablul USB-C inclus.

Încărcător local - nu este inclus.

Indicator încărcare - prezent

Parametrii dimensiunii dispozitivului (mm):

Dispozitiv: 231,5(H)*52(l)*45(L)

Suport: 108(H)*116,5(l)*76(L)

Greutatea Dispozitivului: 255 g (corpul principal), 70 g(suportul)

Materiale utilizate:

Materialul carcasei din plastic a dispozitivului: PC + ABS alb

Rezervor pentru reziduuri și rezervor de apă: ECOZEN (curat)

Duze: Silicon

Capac: PC

Temperatura de funcționare: 5 °C~25 °C (41 F - 77 F)

Condiții de depozitare: ferit de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, care să nu fie la îndemâna copiilor

Temperatura de depozitare: la -20 °C~ +25 °C (-4 F - 77 F)

Acumulator:

Model: XK603048

Producătorul acumulatorului: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Data fabricării: Marcată separat pe acumulator.

Centru A/S: 031-701-0951

FABRICAT ÎN COREEA

CERTIFICĂRI PRIVIND DISPOZITIVUL/MĂRCI DE CONFORMITATE:

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Acest echipament electronic este în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii relevantă privind siguranța consumatorilor și a mediului.



DEȘEURILE ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR



Acest dispozitiv electronic trebuie eliminat separat de deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Vă rugăm să îl eliminați la sistemul local de reciclare. Eliminarea corectă la deșeuri a acestui produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă) Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) Acest marcaj afișat pe produs sau pe documentația acestuia indică faptul că acesta nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de funcționare. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste deșeuri de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze fie comerciantul cu amănuntul de unde au cumpărat acest produs, fie biroul autorității locale, pentru detalii despre locul și modul în care pot asigura a o reciclare sigură din punct de vedere ecologic a acestui articol.

GARANȚIE:

Vă rugăm să vizitați pagina produsului de pe site-ul Amway din țara dumneavoastră pentru detalii privind garanția.

SI

NAVODILA ZA UPORABO

ARTISTRY LABS™ pripomoček Aquabrasion je namenjen za uporabo kot del ARTISTRY LABS sistema za izboljšanje teksture z ARTISTRY LABS pilingom za izboljšanje teksture in ARTISTRY LABS serumom za izboljšanje teksture. Za celotna navodila za sistem za nego glejte 219. stran. Priporočamo, da sistem za 28-dnevno nego kože uporabljate na vsake tri mesece.

OBVESTILO: Pred prvo uporabo pripomočka morate prebrati navodila in varnostne informacije v tej knjižici, da poskrbite za pravilno uporabo in dosežete najboljše rezultate. Priporočamo, da ta navodila shranite za uporabo v prihodnje.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

Pri uporabi električnih aparatov veljajo naslednji osnovni varnostni ukrepi, prosimo vas, da pred uporabo preberete vsa navodila. In shranite ta uporabniški priročnik za uporabo v prihodnje.

- (1) Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvih in zaprtih prostorih. Tega izdelka ne uporabljajte za komercialne namene in na prostem.
- (2) Ta aparat lahko uporabljajo samo odrasli. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali nezadostnimi izkušnjami in znanjem, če so nadzorovani ali dobijo navodila glede uporabe aparata na varen način in če razumejo nevarnosti v zvezi s tem. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci ga ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.

OPOZORILO



Ne glejte v vir svetlobe.

Kazalo vsebine

- Podatki o pripomočku
- Informacije o polnjenju
- Način za SESANJE
- Način za SERUM
- Metoda čiščenja
- Tedenski režim s sistemom
- Varnost in opozorila
- Tehnični podatki
- Certifikati in znaki skladnosti
- Kontaktni podatki distributerja in proizvajalca
- Garancija
- Podatki o oddelkih za stike s strankami

Podatki o pripomočku

Sestavni deli

- pripomoček x 1
- podstavek za pripomoček x 1
- nosilec za vodo x 1
- glava SESALNE šobe x 2 (večja/manjša šoba)
- nastavek za SERUM x 1
- kabel USB-C x 1
- navodila za uporabo x 1
- krtačka za čiščenje x 1



Zgradba pripomočka




Informacije o polnjenju

Pred uporabo: Pripomoček napolnite s priloženim kablom USB-C. Čas polnjenja je odvisen od države in vtičnice.

Kako ga napolnite

1. Prepričajte se, da sta posodi prazni. Pripomoček dobro pritrdite na podstavek v pokončnem položaju.
2. S priloženim kablom USB-C napolnite pripomoček*.
3. Med polnjenjem bo okoli gumba za vkl./izkl. svetila rdeča lučka. Ko je pripomoček povsem napolnjen, se bo lučka spremenila v zeleno.
4. Ko je pripomoček napolnjen, ga odklopite. Pripomoček ne bo deloval, ko je vklopljen.

* Potreben je 5-V adapter (ni priložen). Ne uporabite adapterja USB za hitro polnjenje.



Indikator za slabo baterijo

Ko je zmogljivost baterije manj kot 5 %, bo pripomoček nekajkrat zapiskal, okoli gumba za vkl./izkl. pa bo utripala rdeča lučka. Pripomoček ne bo deloval. Upoštevajte zgoraj navedene korake in napolnite pripomoček.

Vklop/izklop pripomočka in spreminjanje načinov/stopenj

- Za vklop pripomočka pritisnite gumb za vkl./izkl. Bela lučka pomeni, da je pripomoček vklopljen.
- Za izbiro ustrezne sesalne stopnje: za 1. stopnjo ponovno pritisnite gumb za vkl./izkl., za 2. stopnjo ga pritisnite dvakrat, za 3. stopnjo pa ga pritisnite trikrat.
- Za izbiro načina za SERUM pritisnite gumb za SERUM, potem ko je pripomoček vklopljen.
- Za izklop pripomočka pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 2 sekundi.

OPOMBA: Pripomoček lahko po želji ali potrebi izklopite kadar koli.

Način za SESANJE Razvit za uporabo po ARTISTRY LABS pilingu za izboljšanje teksture

Izbira sesalne šobe

Na voljo sta dve velikosti sesalnih šob za različne predele na obrazu.

- Manjša šoba: za manjše predele, kot je nos.
- Večja šoba: za večje predele, kot so čelo, lica in brada.




Zamenjava sesalne šobe

Preden zamenjate sesalne šobe, se prepričajte, da je pripomoček izklopljen. Sesalno šobo s pripomočka odstranite tako, da jo nežno povlečete navzven. Za zamenjavo šobe konico na šobi poravnajte s trikotnikom na pripomočku in jo močno potisnite, da zdrsne na odprtine.

OPOMBA: Šobi boste lažje zamenjali, ko imate suhe roke.

Sesalne stopnje

Pripomoček ima tri sesalne stopnje, ki jih lahko izberete glede na toleranco svoje kože. Predlagamo, da začnete s 1. stopnjo, nato pa po potrebi povečujete moč. Vključite pripomoček in z gumbom za vkl./izkl. izberite ustrezno sesalno stopnjo. Za 1. stopnjo ga pritisnite enkrat, za 2. stopnjo ga pritisnite dvakrat, za 3. stopnjo pa trikrat.

STOPNJA	OPIS	INDIKATORSKA LUČKA
1. stopnja	šibko sesanje	modra 
2. stopnja	srednje sesanje	rumena 
3. stopnja	močno sesanje	roza 

Polnjenje posode za vodo

1. Odstranite spodnji pokrovček.
2. Dobro primite zgornjo polovico pripomočka, z drugo roko pa povlecite posodo za vodo navzdol, da jo odstranite s pripomočka.
3. Posodo za vodo napolnite z vodo, dokler ne pride do črtice MAX za najvišji nivo*.


*Ne napolnite je čez črtico MAX za najvišji nivo.

4. Posodo za vodo pritrdite nazaj.
5. Ponovno namestite spodnji pokrovček.



Navodila za sesalni tretma

1. Na pripomoček namestite ustrezno sesalno šobo.
 2. Posodo za vodo napolnite z vodo.
 3. Vključite pripomoček s pritiskom na gumb za vkl./izkl.
 4. Izberite ustrezno sesalno stopnjo s ponovnim pritiskanjem gumba za vkl./izkl.
- *Pripomoček potrebuje nekaj sekund, da se zažene in začne delovati hitreje.
5. S pripomočkom se nežno premikajte po obrazu, pri čemer pazite, da je sesalna šoba v dobrem stiku s kožo. Za navodila za tretma glejte spodnjo sliko.
 6. Nadaljujte, dokler ne obdelate celotnega obraza.



OPOMBA:

- Izogibajte se predelu okrog oči.
- S pripomočkom se ne zadržujte na istem mestu več kot 3 sekunde. Če boste pripomoček preveč nagnili, se bo izklopil. Znova zaženite pripomoček in nadaljujte s tretmajem.
- Če vam je preveč neprijetno, prenehajte z uporabo.
- Med uporabo lahko vaša koža rahlo pordeči. To je normalno.
- Ne uporabljajte ga v načinu za sesanje, če v posodi za vodo ni vode.
- Posodo za vodo spraznite in znova napolnite čisto posodo za vodo tolikokrat, kot je potrebno tekom tretmaja. Posode za odpadke ni mogoče odstraniti s pripomočka.
- Ko je posoda za odpadke napolnjena z vodo, pripomočka ne tresite, nagibajte ali odlagajte.
- Pripomoček se bo po 5 minutah uporabe v načinu za sesanje samodejno izklopil, da prihrani energijo. Po potrebi pripomoček ponovno vključite in nadaljujte s tretmajem.


Ko je sesalni tretma zaključen

1. Za 2 sekundi pritisnite gumb za vkl./izkl., da izklopite pripomoček.
2. Pripomoček v pokončnem položaju držite nad lijakom, nato pa ga rahlo nagnite, da se ne boste polili po rokah.
3. Odstranite spodnji pokrovček s posode za odpadke, da bo odpadna voda lahko odtekla, nato pa znova namestite pokrovček in upoštevajte navodila za čiščenje.
4. Prepričajte se, da so pripomoček in sesalni šobi ustrezno očiščeni in suhi.

Način za SERUM Razvit za uporabo po ARTISTRY LABS serumu za izboljšanje teksture

Navodila za tretma s SERUMOM

1. Na pripomoček pritrдите nastavek za SERUM, tako da konico na nastavku poravnate s trikotnikom na pripomočku.
2. Potisnite nastavek, da zdrсне na odprtine.
3. Vključite pripomoček s pritiskom na gumb za vkl./izkl.
4. Pritisnite gumb za SERUM. Znotraj nastavka se bo prikazala rdeča lučka.
5. Z nastavkom se nežno dotikajte obraza, pri čemer začnite na vrhu čela. Pripomoček bo začel utripati po 3 sekundah. Premaknite se za 2–3 cm in ponavljajte, dokler ne obdelate celega obraza.



OPOMBA:

- Izogibajte se predelu okrog oči.
- Z LED-lučko ne svetite v oči. Po potrebi med tretmajem zaprite oči.
- Način za SERUM bo trajal 10 minut, vendar pa lahko pripomoček kadar koli izklopite.

Ko je tretma s SERUMOM zaključen

1. Za 2 sekundi pritisnite gumb za vkl./izkl., da izklopite pripomoček.
2. Z dvema prstoma primite nastavek ob straneh ter ga nežno povlecite navzven in splaknite, da ga očistite.
3. Pripomoček postavite nazaj v podstavek in ga priključite, da ga napolnite.

Metoda čiščenja

Pred čiščenjem pripomoček izklopite.

Ta aparat je treba očistiti po vsaki uporabi, da se izognete nabiranju maščobe in drugih ostankov.

Otroci ga ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora odraslih.

Način za čiščenje po uporabi načina za SESANJE

1. Na pripomoček namestite večjo sesalno šobo.
2. Posodo za vodo napolnite z vodo, dokler ne pride do črtice MAX za najvišji nivo.
3. Vključite pripomoček s pritiskom na gumb za vkl./izkl., nato pa pritisnite gumb za SERUM in ga držite 2 sekundi, da zaženete način za čiščenje.
4. Nastavek obrnite na glavo in ga dobro primite na vrhu večje sesalne šobe.

* Pripomoček držite v pokončnem položaju.

Če boste pripomoček preveč nagnili, bo zapiskal in se izklopil. Če pride do tega, pripomoček držite v pokončnem položaju in ga vključite, da nadaljujete čiščenje.


5. Ko v posodi za vodo zmanjka vode, pritisnite gumb za vkl./izkl. in ga držite 2 sekundi, da izklopite pripomoček.
6. Pripomoček držite v pokončnem položaju in odstranite spodnji pokrovček, da spraznite posodo za odpadke.
7. Snemite posodo za vodo in jo postavite na nosilec za vodo na podstavku.
8. Odstranite večjo sesalno šobo in z vodo nežno splaknite sesalne šobe, nastavek in spodnji pokrovček.
9. Pripomoček postavite nazaj v podstavek in počakajte, da se vsi sestavni deli povsem posušijo.

Čiščenje posode za odpadke

1. Odstranite spodnji pokrovček in spraznite posodo za odpadke.
2. Uporabite krtačko in jo navlažite, nato pa temeljito in nežno očistite stene posode za odpadke.
3. Pripomoček postavite nazaj v podstavek in počakajte, da se posoda za odpadke povsem posuši.

OPOMBA:

- Izogibajte se milu in prekomernemu/agresivnemu brisanju ali krtačenju. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.
- Ko je posoda za vodo ali posoda za odpadke napolnjena z vodo, pripomočka ne tresite, nagibajte ali odlagajte. Če je v kateri od posod še vedno voda, mora pripomoček ostati v pokončnem položaju.
- Voda lahko začne pronicati iz odprtine za odtekanje. Na ta način se zaščiti črpalko pred povratnim pretokom vode, če je pripomoček preveč nagnjen, medtem ko je v posodi za odpadke voda.



[Tedenski režim s sistemom]

Artistry Labs sistem za izboljšanje teksture

Ta sistem za nego je sestavljen iz dveh različnih režimov: dan za piling in dan brez pilinga.

4 tedne upoštevajte tedenski režim, ki je v nadaljevanju, pri čemer poskrbite, da se piling uporabi na nezapore dni:

1. DAN Dan za piling	2. DAN Dan brez pilinga	3. DAN Dan brez pilinga	4. DAN Dan za piling
NAVODILA ZA DAN ZA PILING:			
Dopoldne:			
<ul style="list-style-type: none">2-krat pritisnite na pumpico seruma in ga s konicami prstov nanesite na cel obraz. Počakajte, da se povsem vpije in posuši.			
Popoldne:			
<ul style="list-style-type: none">6–8-krat pritisnite na pumpico pilinga in ga s konicami prstom nanesite na očiščeno kožo. Razmažite ga kot plast in pustite delovati 8 minut.Obraz temeljito splaknite z vodo, da odstranite piling, in posušite s tapkanjem.S pripomočkom + sesalno šobo odstranite ostanke kože in očistite pore. Kožo posušite s tapkanjem.2-krat pritisnite na pumpico seruma in ga s konicami prstov nanesite na cel obraz. Počakajte, da se povsem vpije in posuši.Nato pripomoček uporabite v načinu za SERUM + z nastavkom.			

5. DAN Dan brez pilinga	6. DAN Dan brez pilinga	7. DAN Dan brez pilinga
NAVODILA ZA DAN BREZ PILINGA:		
Dopoldne:		
<ul style="list-style-type: none">2-krat pritisnite na pumpico seruma in ga s konicami prstov nanesite na cel obraz. Počakajte, da se povsem vpije in posuši.		
Popoldne:		
<ul style="list-style-type: none">2-krat pritisnite na pumpico seruma in ga s konicami prstov nanesite na cel obraz. Počakajte, da se povsem vpije in posuši.Nato pripomoček uporabite v načinu za SERUM + z nastavkom.		

Izdelki za nego kože in pripomoček ne smejo priti v stik z očmi. Če se kadar koli pojavi vztrajna rdečica, pekoč ali skeleč občutek, prenehajte z uporabo in/ali splaknite obraz. Upoštevajte korake za dopoldansko in popoldansko nego z vlažilnim sredstvom.

Vrstni red uporabe pri vašem vsakodnevem režimu nege kože:

- Dnevni režim:** čistilno sredstvo, tonik, serum za izboljšanje teksture, vlažilno sredstvo in/ali ZF.
- Večerni režim s pilingom:** čistilno sredstvo, piling za izboljšanje teksture, pripomoček + sesalna šoba, tonik, serum za izboljšanje teksture, pripomoček v načinu za SERUM + nastavek, vlažilno sredstvo.
- Večerni režim brez pilinga:** čistilno sredstvo, tonik, serum za izboljšanje teksture, pripomoček + način za SERUM + nastavek, vlažilno sredstvo.

Varnost in opozorila



Proizvajalec in distributerji niso odgovorni za okvare pripomočka ali poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo in opozoril, ki so navedena v teh navodilih.

Izjava o varnosti

- Pripomočka ne uporabljajte, če:
 - imate obrazni vsadek (npr. kovinski, silikonski),
 - imate ekcem, dermatitis ali druge kožne bolezni,
 - ste noseči ali dojite.
- Posvetujte se z zdravnikom:
 - če ste imeli pred kratkim operacijo obraza,
 - če ste v postopku medicinskega zdravljenja.
- Pripomočka ne uporabljajte na naslednjih predelih:
 - poškodovani, vneti ali razdraženi koži,
 - kjer je bila izvedena operacija,
 - na očeh in predelih okoli oči,
 - kjer so bile pred kratkim odstranjene dlake (manj kot 24 ur),
 - na predelih, kjer zaznavate bolečino ali jih ne čutite.

Izjave s svarili

- Da se izognete morebitnim nevarnostim požara, električnemu udaru, telesnim poškodbam ali poškodbam pripomočka:
 - Pripomočka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam (višjim od 45 °C ali nižjim od 0 °C), virom toplote, neposredni sončni svetlobi ali vnetljivim materialom.
 - Ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot je alkohol, benzen ali razredčilo.
 - Pripomočka ne uporabljajte, če oddaja dim, neprijeten vonj ali nenavaden hrup.
 - Pripomočka ne dajajte v mikrovalovno pečico ali posodo pod visokim tlakom.
 - Pripomočka ne spreminjajte ali popravljajte.
 - Pripomoček vam ne sme pasti, ne mečite ga in ne pritiskajte nanj.
 - Pripomočka ne potaplajte v vodo in se izogibajte stiku z veliko količino vode.
 - Pripomočka ne polnite na vlažnem mestu.
 - Polnilni kabel/električno vtičnico uporabljajte s suhimi rokami.
 - Pripomoček hranite zunaj dosega otrok (pod 12 let).
- Za optimalno učinkovitost pripomočka:
 - Ko ga ne uporabljate, ga izklopite.
 - Pripomoček polnite tako, da priloženi kabel USB-C priključite v 5-V adapter. Ne uporabite adapterja USB za hitro polnjenje.
 - Pred polnjenjem pripomoček izklopite.
 - Ko pripomočka ne uporabljajte, vsaj na vsake 4 tedne do konca napolnite baterijo. Tako boste lažje ohranjali življenjsko dobo baterije.
 - Preden zamenjate sesalne šobe/nastavek, pripomoček izklopite. Če med menjavanjem nastavkov pustite pripomoček vklopljen, lahko pride do okvare.
 - Pripomočka ne obračajte na glavo.
 - Sesalnih šob/nastavka ne čistite z detergentom ali vrelo vodo, saj lahko pride do razbarvanosti ali korozije.
 - Pripomočka ali sestavnih delov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljše obdobje, saj to lahko povzroči razbarvanost ali vpliva na učinkovitost izdelka.

TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka: ARTISTRY LABS™ PRIPOMOČEK AQUABRASION

Številka modela: BD0030EBCOE

Nazivna napetost/vhodna moč: 3,7 V, enosmerni tok/1,4 A

Vsebuje: Li-polimerno 900-mA polnljivo baterijo

Priložen je kabel USB-C.

Lokalni polnilnik – ni priložen.

Indikator polnjenja – priložen

Parametri velikosti pripomočka (mm):

Ohišje: 231,5 (V) * 52 (Š) * 45 (D)

Podstavek: 108 (V) * 116,5 (Š) * 76 (D)

Teža pripomočka: 255 g (glavno ohišje), 70 g (podstavek)

Uporabljeni materiali:

Plastika ohišja pripomočka: P.C+ABS bela

Material posode za odpadke in vodo: ECOZEN (čist)

Konice šob: silikon

Leča pokrovčka: P.C

Delovna temperatura: 5 °C~25 °C

Pogoji shranjevanja: stran od neposredne sončne svetlobe, na suhem mestu, zunaj dosega otrok

Temperatura za shranjevanje: -20 °C~+25 °C

Baterija:

Ime modela: XK603048

Proizvajalec baterije: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Datum proizvodnje: označen posebej na bateriji.

Središče za stike s strankami: 031-701-0951

PROIZVEDENO V KOREJI

CERTIFIKATI/ZNAKI SKLADNOSTI PRIPOMOČKA:

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Ta elektronska oprema je v skladu z ustrežno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in okolja.



ODPADKI IN OKOLJE



Ta električni izdelek je treba ob koncu življenjske dobe zavreči ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov. Oddajte ga v lokalnem reciklažnem centru. Pravilno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) (velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje) Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) Ta oznaka na izdelku ali spremni dokumentaciji pomeni, da ga ob koncu življenjske dobe ne smete odložiti med druge gospodinjske odpadke. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga reciklirajte odgovorno, pri čemer spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih morajo stopiti v stik s prodajalcem, pri katerem so kupili ta izdelek, ali njegovim lokalnim pooblaščenim organom, kjer bodo prejeli podrobne informacije o tem, kje in kako lahko ta izdelek reciklirajo tako, da bo varno za okolje.

GARANCIJA:

Za podrobnosti o garanciji obiščite stran izdelka na Amwayevi spletni strani v svoji državi.

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Prístroj ARTISTRY LABS™ Aquabrasion je určený na použitie ako súčasť starostlivosti o pleť s ARTISTRY LABS Retexturizing Systémom spolu s ARTISTRY LABS Retexturizing Peelingom a ARTISTRY LABS Retexturizing Sérom. Viď. stranu 230 pre inštrukcie ohľadom Systému na ošetrovanie pleti. Tento systém 28- dňovej starostlivosti o pleť odporúčame používať štvrtročne.



POZNÁMKA: Pred prvým použitím prístroja je potrebné prečítať si inštrukcie a informácie o bezpečnosti v tejto príručke, aby sa zabezpečilo správne používanie a dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Odporúčame uložiť si tieto inštrukcie pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov platia nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia. Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky inštrukcie. Uschovajte si túto príručku pre budúce použitie.

- (1) Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti a v interiéri. Nepoužívajte tento výrobok na komerčné účely a nepoužívajte ho vonku.
- (2) Tento prístroj musia používať výhradne dospelí. Prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí len ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú rizikám s tým spojeným. Deti by sa s prístrojom nemali hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu by deti nemali robiť bez dozoru.

UPOZORNENIE



Nepozerajte sa na zdroj prevádzkového svetla.

Obsah

- Informácie o prístroji
- Informácie o nabíjaní
- Režim SANIA
- Režim SÉRUM
- Metóda čistenia
- Režim týždenej starostlivosti o pleť
- Bezpečnosť a opatrnosť pri používaní
- Technické informácie
- Certifikácie a vyhlásenia o zhode
- Kontaktné údaje výrobcu a distribútora
- Záruka
- Informácie o zákazníckom oddelení


Informácie o prístroji

Komponenty

- 1x Prístroj
- 1x Podstavec prístroja
- 1x Držiak zásobníka vody (veľká/malá)
- 2 x Sacia tryska
- 1x Nástavec krytu SÉRA
- 1x USB-C kábel
- 1x Príručka užívateľa
- 1x Kefa na čistenie



Popis prístroja



Informácie o nabíjaní

Pred použitím: Zariadenie nabíjajte prostredníctvom poskytnutého USB káblu. Čas nabíjania sa môže líšiť podľa krajiny a typu prístroja.

Ako nabíjať

1. Uistite sa, že zásobníky sú prázdne. Umiestnite prístroj bezpečne do podstavca.
2. Zariadenie nabíjajte použitím USB kábla*
3. Počas nabíjania sa okolo tlačidla ZAPNÚŤ zobrazí červené svetlo. Keď je zariadenie úplne nabité, rozsvieti sa zelené svetlo.
4. Po dobíťi odpojte prístroj. Prístroj zapojený do zásuvky nebude fungovať.



* Je potrebný 5V adaptér, ktorý nie je súčasťou balenia. Nepoužívajte rýchlonabíjací typ USB adaptéra.

Indikátor slabej batérie

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 5 %, zariadenie niekoľkokrát pípne a okolo tlačidla ZAPNÚŤ bude blikať červené svetlo. Prístroj nebude fungovať. Pri nabíjaní dodržujte vyššie uvedené kroky.

Zapínanie a vypínanie prístroja a zmena režimov/ stupňov intenzity

- Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ. Biele svetlo potvrdí, že prístroj je zapnutý.
- Pre výber správneho sacieho výkonu, stlačte opäť tlačidlo ZAPNÚŤ pre režim 1; pre režim 2 ho stlačte dva razy; pre režim 3 ho stlačte tri razy.
- Stlačte tlačidlo SÉRUM po zapnutí prístroja a vyberte režim SÉRUM.
- Prístroj vypnite stlačením a podržaním tlačidla ZAPNÚŤ na dve sekundy.

POZNÁMKA: Prístroj môžete vypnúť kedykoľvek podľa potreby.

Sací režim Vyvinutý na použitie po ARTISTRY LABS Retexturizing Peelingu na zmenu textúry pleti

Výber sacieho nastavca

Existujú dve veľkosti nastavca pre rôzne oblasti tváre.

- Malý nastavec: Pre jemné sanie na pleť v okolí nosa.
- Veľký nastavec: Pre väčšie plochy ako čelo, líca a brada.




Výmena sacieho nastavca

Pred výmenou nastavca sa uistite, že prístroj je vypnutý. Nastavec z prístroja odstráňte jemným potiahnutím smerom von. Na výmenu nastavca zarovnajete bod na nastavci s označením trojuholníka na prístroji a pevne ho zatlačte na miesto, aby zcvakol do otvorov.

POZNÁMKA: Nastavce je jednoduchšie vymieňať suchými rukami.

Intenzity sania

Prístroj má na výber tri úrovne sania podľa tolerancie pleti. Odporúčame začať s úrovňou 1 a potom zvýšiť intenzitu podľa pohodlia. Zapnite prístroj a vyberte si vhodnú intenzitu stlačením tlačidla ZAPNÚŤ: Pre úroveň 1 stlačte raz; pre úroveň 2 stlačte dva razy; a pre úroveň 3 stlačte 3 razy.

ÚROVEŇ	POPIS	SVETLO INDIKÁTORA
Úroveň 1	Jemné sanie	Modrá 
Úroveň 2	Stredne silné sanie	Žltá 
Úroveň 3	Silné sanie	Ružová 

Naplnenie zásobníka vody

1. Odstráňte spodný uzáver.
2. Hornú časť zariadenia pevne uchopíte a nalejte vodu do zásobníka a druhou rukou ho vyberte z prístroja.
3. Zásobník vody naplňte vodou po rysku MAX limitu.


*Neprelievajte za hranicu MAX.

4. Zásobník vody bezpečne zatlačte namiesto.
5. Vymeňte spodný uzáver.



Inštrukcie k ošetrovaniu metódou sania

1. Na prístroj pripojte vhodnú trysku.
 2. Zásobník na vodu naplňte vodou.
 3. Prístroj zapnite stlačením tlačidla ZAPNÚŤ.
 4. Vyberte si vhodnú intenzitu sania stlačením tlačidla ZAPNÚŤ.
- *Zariadeniu potrvá niekoľko sekúnd kým sa rozbehne a zrýchli.
5. Prístrojom jemne prejdite po tvári a ubezpečte sa, že nástavec sa dotýka pleti. Nasledujte nižšie uvedený diagram pre smery ošetrovania.
 6. Pokračujte, kým nebude ošetrená celá tvár.



POZNÁMKA:

- Vyhnite sa oblasti očí.
- Neprikladajte prístroj na jedno miesto na dlhšie ako 3 sekundy.
- Ak je prístroj príliš naklonený, vypne sa. Prístroj znovu zapnite a pokračujte v ošetrovaní.
- Ak cítite nadmerný pocit nepohodlia, prestaňte prístroj používať.
- Počas používania môžete zaznamenať slabé sčervenanie pokožky. To je normálne.
- Ak je zásobník na vodu prázdny, nepoužívajte režim sania.
- Zásobník odpadu vyprázdňte a zásobník na vodu počas ošetrovania pleti opakovane doplňte podľa potreby. Nádoba na odpad nie je odnímateľná z prístroja.
- Ak je nádoba plná vody, prístrojom netraste, nebúchajte, ani ho neukladajte naopak.
- Prístroj sa po 5 minútach používania v režime sania vypne automaticky. V prípade potreby prístroj opäť zapnite a pokračujte v ošetrovaní.

Keď je ošetrovanie odsávaním ukončené

1. Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ na dve sekundy a vypnite prístroj.
2. Držte prístroj vo zvislej polohe nad umývadlom a potom ho mierne nakloňte, aby sa obsah nevyliat na ruky.
3. Odstráňte spodný kryt, aby mohla odpadová voda vytiecť a potom pokračujte ďalej podľa inštrukcií.
4. Prístroj a sacie trysky dôkladne vyčistite a osušte.

Režim SÉRUM Vyvinutý na použitie po aplikácii ARTISTRY LABS Séra na obnovu textúry pleti

Inštrukcie na ošetrovanie SÉRUM

1. Pripojte nástavec Séra k prístroju zarovnaním označeného bodu s označením trojuholníka na prístroji.
2. Nástavec krytu zatlačte na miesto, aby zacvakol do otvorov.
3. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ZAPNÚŤ.
4. Stlačte tlačidlo SÉRUM. Vnútri krytu zasvieti červené svetlo.
5. Začnite v hornej časti čela a jemne sa dotýkajte pleti. Prístroj zapája po 3 sekundách. Posuňte sa o 2 - 3 cm a opakujte, kým neošetrite celú tvár.



POZNÁMKA:

- Vyhnite sa oblasti očí.
- Nesviette si LED svetlom do očí. V prípade potreby zatvorte počas ošetrovania oči.
- Režim SÉRUM vydrží 10 minút, ale prístroj môžete vypnúť kedykoľvek.

Keď je ošetrovanie SÉRUM ukončené


1. Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ na 2 sekundy a vypnite tak prístroj.
2. Uchopte nástavec krytu dvomi prstami po stranách a jemne ho vytiahnite von, opláchnite a vyčistite.
3. Prístroj vráťte späť do podstavca a zapojte na nabíjanie.

Spôsob čistenia

Prístroj pred čistením vypnite.

Prístroj by ste mali čistiť po každom použití, aby ste zabránili nánosom mastnoty a iných nečistôt.

Čistenie a užívateľskú údržbu by deti nemali robiť bez dozoru.



Režim čistenia po ošetrení metódou sania

1. Na prístroj pripojte veľkú saciu trysku.
2. Naplňte vodou zásobník vody po rysku s označením MAX.
3. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ZAPNÚŤ a stlačte tlačidlo SÉRUM na dve sekundy, aby sa spustil režim čistenia.
4. Otočte kryt dolu hlavou a bezpečne ho držte na vrchu veľkého nasávacieho nadstavca.
* Držte prístroj vo zvislej polohe. Ak je prístroj príliš naklonený, zapípa a vypne sa. V takom prípade podržte prístroj vo zvislej polohe a zapnite ho, aby ste mohli pokračovať v čistení.
5. Keď sa voda v zásobníku na vodu vyčerpá, stlačte a podržte tlačidlo ZAPNÚŤ na dve sekundy a vypnite prístroj.
6. Prístroj držte vo zvislej polohe, odstráňte spodný uzáver a vyprázdňte zásobník s odpadom.
7. Oddelte zásobník na vodu a položte ho na podstavec.
8. Odstráňte veľkú saciu trysku spolu so spodným krytom a jemne vypláchnite vodou.
9. Vráťte prístroj späť do podstavca a nechajte jednotlivé časti úplne uschnúť.

Ako čistiť zásobník odpadu

1. Odstráňte spodný kryt a vyprázdňte zásobník odpadu.
2. Navlhčenou kefou na čistenie dôkladne a jemne vyčistite steny zásobníka.
3. Prístroj vráťte späť do podstavca a nechajte zásobník odpadu uschnúť.

POZNÁMKA:

- Vyhnite sa použitiu mydla a nadmernému/agresívnemu drhnutiu a utieraniu. Môže to spôsobiť poškodenie.
- Prístrojom netraste, nenakláňajte ho, ani neodkladajte, keď je zásobník na vodu alebo zásobník odpadu naplnený vodou. Prístroj by mal ostať v rovnej polohe aj keď zásobník bude stále obsahovať vodu.
- Voda môže vytečť z odtokového otvoru. Tým sa chráni čerpadlo pred spätným tokom vody, ak je prístroj veľmi naklonený a nádoba na odpad obsahuje vodu.

[Režim systému týždennej starostlivosti]

Artistry Labs Retexturizing Systém pre obnovu textúry pleti

Tento ošetrojúci systém pleti pozostáva z dvoch rôznych režimov: Deň s peelingom a deň bez peelingu.

Držte tento režim starostlivosti počas 4 týždňov a uistite sa, že funkciu peeling použijete obdeň:

DEŇ 1 Deň s peelingom	DEŇ 2 Deň bez peelingu	DEŇ 3 Deň bez peelingu	DEŇ 4 Deň s peelingom
INŠTRUKCIE KU DŇU S PEELINGOM:			
DOOBEDA: <ul style="list-style-type: none">• Naneste sérum končekmi prstov na celú tvár dvomi stlačeniami pumpičky. Počkajte, kým sa absorbuje a uschne.			
POOBEDE: <ul style="list-style-type: none">• Naneste peeling končekmi prstov 6 - 8 stlačeniami na vyčistenú pleť. Rozotrite ako vrstvu a nechajte pôsobiť 8 minút.• Tvár si dôkladne opláchnite vodou, umyte peeling a utrite dosucha.• Na odstránenie odumretej pokožky a čistenie pórov: použite prístroj so sacou tryskou. Pokožku osušte.• Naneste sérum končekmi prstov na celú tvár dvomi stlačeniami pumpičky. Počkajte, kým sa absorbuje a uschne.• Pokračujte s prístrojom v režime SÉRUM + nástavec krytu.			
DEŇ 5 Deň bez peelingu	DEŇ 6 Deň bez peelingu	DEŇ 7 Deň bez peelingu	
INŠTRUKCIE NA DEŇ BEZ PEELINGU:			
DOOBEDA: <ul style="list-style-type: none">• Naneste sérum končekmi prstov na celú tvár dvomi stlačeniami pumpičky. Nechajte, aby sa úplne vpilo a dôkladne uschlo.			
POOBEDE: <ul style="list-style-type: none">• Naneste sérum končekmi prstov na celú tvár dvomi stlačeniami pumpičky. Nechajte, aby sa úplne vpilo a dôkladne uschlo.• Pokračujte s prístrojom v režime SÉRUM + nástavec krytu.			

Výrobky starostlivosti o pleť a prístroj by sa mali vyhnúť kontaktu s očami. V prípade, že sčervenanie, pocit pálenia, opuchnutie pokračujú, prestaňte s používaním a tvár si dôkladne opláchnite. Dodržujte kroky ošetrovania pleti s hydratačným prípravkom DOOBEDA a POOBEDE.

Poradie použitia pri Vašom dennom režime Starostlivosti o pleť:

- Denný režim starostlivosti o pleť: Čistenie, tonizácia, Retexturizing sérum, hydratačný prípravok a/ alebo OF.
- Nočný režim starostlivosti o pleť s peelingom: Čistiaci prípravok, peeling, Prístroj + sací nástavec, pleťová voda, Retexturizing Sérum, Prístroj v režime SÉRUM + nástavec krytu, hydratačný prípravok.
- Nočný režim starostlivosti o pleť bez peelingu: Čistiaci prípravok, Pleťová voda, Sérum na zmenu textúry pleti, Prístroj + režim Séra + nástavec krytu, hydratačný prípravok

Bezpečnosť a opatrnosť pri používaní



Výrobca ani distribútori nie sú zodpovední za poškodenie prístroja spôsobené nedodržiavaním inštrukcií na používanie alebo výstražných symbolov v tejto príručke.

Vyhlasenie o bezpečnosti

1. Nepoužívajte prístroj, ak:

- máte tvárový implantát (napríklad kovový, silikónový)
- máte ekzém, dermatitídu, alebo iné kožné ochorenia.
- ste tehotná alebo dojčíte.

2. Poradte sa s lekárom:

- ak ste nedávno podstúpili operáciu tváre
- ak ste pod lekársnym ošetrením

3. Nepoužívajte prístroj na nasledujúce miesta:

- na poranenú spálenú alebo podráždenú pokožku.
- na miesta po operácii
- oči alebo oblasť okolo očí
- na miesta kde bola nedávno vykonaná depilácia (pred menej ako 24 hodinami)
- oblasti citlivé na bolesť alebo so zmyslovým postihnutím

Upozornenia

1. Vyhňte sa potenciálnemu nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu, či poškodeniu prístroja.

- Nevystavujte prístroj extrémne vysokým teplotám (vyšším ako 45°C (113°F) alebo nižším ako 0°C (32°F)), tepelným zdrojom, priamym slnečným lúčom alebo horľavým materiálom.
- Nečistite horľavými látkami, ako je alkohol, benzén alebo riedidlo.
- Nepoužívajte prístroj ak z neho vychádza dym, zápach alebo nezvyčajný zvuk.
- Nevkladajte prístroj do mikrovlnnej rúry alebo do kontajnera s vysokým tlakom.
- Prístroj neupravujte, ani neopravujte.
- Prístroj nehádzte, nebúchajte ním a nevystavujte ho silným nárazom.
- Neponárajte prístroj do vody a vyhňte sa kontaktu s veľkým množstvom vody.
- Zariadenie nenabíjajte na vlhkom mieste.
- Nabíjaci kábel /elektrickú zásuvku chytajte vždy suchými rukami.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí (mladších ako 12 rokov).

2. Na dosiahnutie optimálnej účinnosti prístroja:

- Vypnite prístroj, keď sa nepoužíva.
- Nabíjajte prístroj pripojením USB kábla k 5V adaptéru na nabíjanie. Nepoužívajte rýchlonabíjaci USB adaptér.
- Vypnite prístroj pred nabíjaním.
- Batériu naplno nabíjajte aspoň každé 4 týždne, keď sa nepoužíva. To pomôže zachovať jej životnosť.
- Pred výmenou sacích trysiek prístroj vypnite. Ak počas výmeny nadstavcov necháte prístroj zapnutý, môže sa pokaziť.
- Neotáčajte prístroj dolu hlavou.
- Nepoužívajte saponát ani vriacu vodu na čistenie sacieho nadstavca a trysiek, pretože by to mohlo spôsobiť stratu farby alebo koróziu.
- Nevystavujte prístroj alebo jeho časti dlhodobo priamym slnečným lúčom, pretože to môže spôsobiť stratu farby alebo ovplyvniť výkonnosť výrobku.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Názov výrobku: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Číslo modelu: BD0030EBCOE

Menovité napätie/Vstup: 3.7 V DC/ 1.4 A

Obsahuje: Lipolymérovú nabíjateľnú batériu s kapacitou 900 mA

USB- C kábel je súčasťou balenia.

Miestna nabíjačka - nie je súčasťou balenia.

Kontrolka nabíjania - je na prístroji

Rozmery prístroja (mm):

Hlavná časť: 231.5 (V) * 52 (Š) * 45 (D)

Podstavec: 108 (V) * 116.5 (Š) * 76 (D)

Hmotnosť prístroja: 255 g (hlavná časť), 70 g (podstavec)

Použitý materiál:

Plastová hlavná časť prístroja: P.C + ABS biela

Materiál zásobníka vody a odpadu: ECOZEN (čistý)

Hroty trysiek: Silikón

Kryt: P.C

Prevádzková teplota: 5°C~25°C (41F - 77F)

Podmienky skladovania: mimo priamych slnečných lúčov, na suchom mieste, mimo dosahu detí

Teplota skladovania: pri -20°C~ +25°C (-4F - 77F)

Batéria:

Názov modelu: XK603048

Výrobca batérie: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Dátum výroby: Označené samostatne na batérii.

Servisné stredisko: 031-701-0951

VYROBENÉ V KÓREI

CERTIFIKÁTY ZARIADENÍ / OZNAČENIE ZHODY:

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento elektronický prístroj je v súlade s príslušnou európskou harmonizačnou legislatívou o bezpečnosti spotrebiteľa a prostredia.



OZNÁMENIE O ODPADĚ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Toto elektronické zariadenie sa musí po uplynutí životnosti zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Prosím, zlikvidujte ho v rámci miestneho recyklačného systému. Správna likvidácia tohto výrobku (Odpad z elektrických a elektronických zariadení) (Platné v EU a ďalších krajinách so systémom triedeného odpadu) podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Toto označenie na výrobku alebo literatúre naznačuje, že výrobok by sa po skončení svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte ho od ostatných druhov odpadu a zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie zdrojov materiálu. Užívateľia v domácnostiach by sa mali obrátiť na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad, kde im budú poskytnuté informácie ako a kde môžu tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

ZÁRUKA:

Pre viac informácií ohľadom záruky na výrobok, prosím navštívte internetovú stránku Amway.

(FI)

KÄYTTÖOHJE

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion on tarkoitettu käytettäväksi ARTISTRY LABS Retexturizing System -järjestelmän osana yhdessä ARTISTRY LABS Retexturizing Peel- ja ARTISTRY LABS Retexturizing Serum -tuotteiden kanssa. Katso hoitojärjestelmän täydelliset ohjeet sivulta 241. Tätä 28 päivän ihonhoitojärjestelmää suositellaan käytettäväksi kolmen kuukauden välein.



ILMOITUS: Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa on tärkeää lukea tässä vihkosessa olevat ohjeet ja turvallisuustiedot asianmukaisen käytön ja parhaiden tulosten varmistamiseksi. Nämä ohjeet kannattaa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Seuraavat perusvarotoimenpiteet koskevat sähkölaitteiden käyttöä. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

- 1) Tuote on tarkoitettu vain kotitalous- ja sisäkäyttöön. Älä käytä tätä tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin äläkä käytä sitä ulkona.
- 2) Tämä laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

VAROITUS



Älä tuijota toimivaan valonlähteeseen.


Sisällysluettelo

- Laitteen tiedot
- Lataustiedot
- Imutila
- Seerumitila
- Puhdistaminen
- Viikoittainen järjestelmäritiini
- Turvallisuus ja varoitus
- Tekniset tiedot
- Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuusmerkit
- Jakelijan ja valmistajan yhteystiedot
- Takuu
- Asiakaspalvelun tiedot


Laitteen tiedot

Komponentit

- Laite × 1
- Laitteen teline × 1
- Vesisäiliön pidin × 1
- Imusuutinpää × 2 (suuri/pieni suutin)
- Seerumikupulisäosa × 1
- USB-C-kaapeli × 1
- Käyttöohje × 1
- Puhdistusharja × 1



Laitteen rakenne




Lataustiedot

Ennen käyttöä: Lataa laite toimitukseen kuuluvalla USB-C-kaapelilla. Latausaika voi vaihdella maan ja pistorasian mukaan.

Lataaminen

1. Varmista, että säiliöt ovat tyhjt. Aseta laite turvallisesti pystyyn telineeseen.
2. Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-C-kaapelia laitteen lataamiseen*
3. POWER-painikkeen ympärillä näkyy punainen valo latauksen aikana. Kun laite on ladattu täyteen, valo muuttuu vihreäksi.
4. Kun lataus on valmis, irrota kaapeli. Laite ei toimi, kun kaapeli on liitetty.

* 5 V:n verkkosovitin tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Älä käytä USB-pikalaturia.



Akun alhaisen varauksen ilmaisin

Kun akun varaus on alle 5 %, laite piippaa useita kertoja ja punainen valo vilkkuu POWER-painikkeen ympärillä. Laite ei toimi. Lataa laite noudattamalla yllä olevia ohjeita.

Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä ja tilojen/tasojen vaihtaminen

- Kytke laite päälle painamalla POWER-painiketta. Valkoinen valo osoittaa, että laite on päällä.
- Valitse sopiva imutaso: Valitse taso 1 painamalla POWER-painiketta uudelleen, taso 2 painamalla sitä kaksi kertaa ja taso 3 painamalla sitä kolme kertaa.
- Valitse seerumitila painamalla SERUM-painiketta, kun laite on kytketty päälle.
- Kytke laite pois päältä pitämällä POWER-painiketta painettuna kaksi sekuntia.

HUOMAA: Voit kytkeä laitteen pois päältä milloin tahansa.

Imutila Tarkoitettu käytettäväksi ARTISTRY LABS Retexturizing Peel -tuotteen jälkeen

Imusuuttimen valinta

Imusuuttimia on kaksi eri kokoa kasvojen eri alueita varten.

- Pieni suutin: pieniä koloja, kuten nenän aluetta, varten.
- Suuri suutin: suuria alueita, kuten otsaa, poskia ja leukaa, varten.




Imusuuttimen vaihtaminen

Varmista ennen imusuuttimen vaihtamista, että laite on pois päältä. Irrota imusuutin laitteesta vetämällä sitä varovasti ulospäin. Vaihda suutin kohdistamalla sen piste laitteen kolmioon ja paina se lujasti paikalleen samalla, kun liu'utat sen portteihin.

HUOMAA: Suuttimien vaihtaminen on helpompaa kuivin käsin.

Imutasot

Laitteessa on kolme imutasoa, joista voidaan valita ihon sietokyvyn mukaan. On suositeltavaa aloittaa tasosta 1 ja lisätä sitten voimakkuutta sen mukaan, mikä imutaso tuntuu mukavalta. Kytke laite päälle ja valitse sopiva imutaso POWER-painikkeella: Valitse taso 1 painamalla uudelleen, taso 2 painamalla kaksi kertaa ja taso 3 painamalla kolme kertaa.

TASO	KUVAUS	MERKKIVALO
Taso 1	Heikko imu	Sininen 
Taso 2	Normaali imu	Keltainen 
Taso 3	Voimakas imu	Vaaleanpunainen 


Vesisäiliön täyttäminen

1. Irrota pohjatulppa.
 2. Pidä lujasti kiinni laitteen yläosasta ja irrota vesisäiliö laitteesta vetämällä sitä alaspäin toisella kädellä.
 3. Täytä vesisäiliö vedellä MAX-rajaviivaan asti.
- *Älä täytä yli MAX-rajaviivan.
4. Paina vesisäiliö kunnolla takaisin paikalleen.
 5. Laita pohjatulppa paikalleen.



Imuhoito-ohjeet

1. Aseta asianmukainen imusuutin laitteeseen.
 2. Täytä vesisäiliö vedellä.
 3. Kytke laite päälle painamalla POWER-painiketta.
 4. Valitse sopiva imutaso painamalla POWER-painiketta uudelleen vastaavasti.
- *Laitteen täyden tehon saavuttaminen kestää muutaman sekunnin.
5. Pyyhkäise laitetta hellävaraisesti kasvojen yli ja varmista, että imusuutin koskettaa kunnolla ihoa. Katso hoito-ohjeet alla olevasta kaaviosta.
 6. Jatka, kunnes kasvot on käsitelty kokonaan.



HUOMAA:

- Vältä silmänympärysaluetta.
- Älä pidä laitetta yhdessä paikassa yli kolmen sekunnin ajan.
- Jos laitetta kallistetaan liikaa, se sammuu. Käynnistä laite uudelleen ja jatka hoitoa.
- Lopeta sen käyttö, jos tunnet liikaa kipua.
- Käytön aikana saattaa esiintyä lievää ihon punoitusta. Se on normaalia.
- Älä käytä imutilaa, jos vesisäiliössä ei ole vettä.
- Tyhjä jätessäiliö ja täytä puhtaan veden säiliö niin monta kertaa kuin on tarpeen hoidon aikana. Jätessäiliötä ei voi irrottaa laitteesta.
- Älä ravista, kallista tai laske laitetta alas, kun jätessäiliö on täynnä vettä.
- Laite sammuu automaattisesti virran säästämiseksi, kun imutilaa on käytetty viisi minuuttia. Kytke laite tarvittaessa takaisin päälle ja jatka hoitoa.

Kun imuhoito on valmis

1. Kytke laite pois päältä painamalla POWER-painiketta kaksi sekuntia.
2. Pidä laitetta pystyasennossa pesualtaan yläpuolella ja kallista sitä sitten hieman, jotta vältät läikkymisen käsille.
3. Irrota jätessäiliön pohjatulppa, jotta jätevesi pääsee poistumaan. Laita sitten tulppa takaisin ja noudata puhdistusohjeita.
4. Varmista, että laite ja imusuuttimet puhdistetaan ja kuivataan asianmukaisesti.

Seerumitila Tarkoitettu käytettäväksi ARTISTRY LABS Retexturizing Serum -tuotteen jälkeen

Seerumihoito-ohjeet

1. Kiinnitä seerumikupulisäosa laitteeseen kohdistamalla sen piste laitteen kolmioon.
2. Paina kupulisäosa paikalleen samalla, kun liu'utat sen portteihin.
3. Kytke laite päälle painamalla POWER-painiketta.
4. Paina SERUM-painiketta. Punainen valo syttyy kupulisäosan sisällä.
5. Aloita otsan yläosasta ja kosketa kuvulla kasvoja kevyesti. Laite piippaa kolmen sekunnin kuluttua. Siirry 2–3 cm (1 tuuma) ja toista, kunnes kasvot on käsitelty kokonaan.



HUOMAA:

- Vältä silmänympärysaluetta.
- Älä suuntaa LED-valoa silmiisi. Sulje tarvittaessa silmät hoidon aikana.
- Seerumitila kestää 10 minuuttia, mutta voit kytkeä laitteen pois päältä milloin tahansa.

Kun seerumihoito on valmis

1. Kytke laite pois päältä painamalla POWER-painiketta kaksi sekuntia.
2. Tartu kupulisälaitteeseen sivuilta kahdella sormella, vedä sitä varovasti ulospäin ja puhdista se huuhtelemalla.
3. Palauta laite telineeseen ja kytke se lataukseen.

Puhdistaminen

Kytke laite pois päältä ennen puhdistamista.

Laite täytyy puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen rasvan ja muiden jäämien kertymisen välttämiseksi.

Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

Puhdistustila imutilan käytön jälkeen

1. Aseta suuri imusuutin laitteeseen.
2. Täytä vesisäiliö vedellä MAX-rajaviivaan asti.
3. Kytke laite päälle painamalla POWER-painiketta ja käynnistä sitten puhdistustila pitämällä SERUM-painiketta painettuna kaksi sekuntia.
4. Käännä kupulisälaite ylösalaisin ja kiinnitä se tukevasti suuren imusuuttimen päälle.

* Pidä laitetta pystyasennossa. Jos laitetta kallistetaan liikaa, se piippaa ja sammuu. Jos näin tapahtuu, pidä laitetta pystyasennossa ja kytke se päälle puhdistuksen jatkamiseksi.




5. Kun vesi on loppunut vesisäiliöstä, kytke laite pois päältä pitämällä POWER-painiketta painettuna kaksi sekuntia.
6. Pidä laitetta pystyasennossa ja irrota pohjatulppa jätesäiliön tyhjentämistä varten.
7. Irrota vesisäiliö ja aseta se telineen vesisäiliön pitimeen.
8. Irrota suuri imusuutin ja huuhtele imusuuttimet, kupulisälaite ja pohjatulppa vedellä.
9. Laita laite takaisin telineeseen ja anna kaikkien komponenttien kuivua täysin.

Jätesäiliön puhdistaminen

1. Irrota pohjatulppa ja tyhjennä jätesäiliö.
2. Puhdista jätesäiliö huolellisesti ja hellävaraisesti käyttämällä kostutettua harjaa.
3. Laita laite takaisin telineeseen ja anna jätesäiliön kuivua täysin.

HUOMAA:

- Vältä saippuaa ja liiallista/voimakasta pyyhkimistä ja harjaamista. Se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä ravista, kallista tai laske laitetta alas, kun vesisäiliö tai jätesäiliö on täynnä vettä. Laitteen tulee olla pystyasennossa, jos jommassakummassa säiliössä on vielä vettä.
- Tyhjennysaukosta voi tihkua vettä. Tämän tarkoituksena on suojata pumppua veden takaisinvirtaukselta, jos laitetta kallistetaan liikaa, kun jätesäiliössä on vettä.



[Viikoittainen järjestelmäruutiini]

Artistry Labs Retexturizing System

Tämä hoitojärjestelmä koostuu kahdesta eri hoitorutiinista: kuorintapäivä ja ei-kuorintapäivä.

Noudata alla olevaa viikkorutiinia neljän viikon ajan ja varmista, että kuorintaa ei käytetä peräkkäisinä päivinä:

PÄIVÄ 1 Kuurintapäivä	PÄIVÄ 2 Ei-kuorintapäivä	PÄIVÄ 3 Ei-kuorintapäivä	PÄIVÄ 4 Kuurintapäivä
KUORINTAPÄIVÄN OHJEET:			
Aamulla:			
<ul style="list-style-type: none">Levitä sormenpäillä 2 painallusta seerumia koko kasvoille. Anna imeytyä kunnolla ja kuivua täysin.			
Illalla:			
<ul style="list-style-type: none">Levitä sormenpäillä 6–8 painallusta Peel-tuotetta puhdistetulle iholle. Levitä kerrokseksi ja anna vaikuttaa 8 minuuttia.Poista Peel-tuote huuhtelemalla kasvat huolellisesti vedellä ja taputtele kuivaksi.Poistaa ihon roskat ja avaa huokokset käyttämällä laitetta ja imusuutinta. Taputtele iho kuivaksi.Levitä sormenpäillä 2 painallusta seerumia koko kasvoille. Anna imeytyä kunnolla ja kuivua täysin.Käytä sitten laitetta seerumitilassa kupulisälaitteen kanssa.			
PÄIVÄ 5 Ei-kuorintapäivä	PÄIVÄ 6 Ei-kuorintapäivä	PÄIVÄ 7 Ei-kuorintapäivä	
EI-KUORINTAPÄIVÄN OHJEET:			
Aamulla:			
<ul style="list-style-type: none">Levitä sormenpäillä 2 painallusta seerumia koko kasvoille. Anna imeytyä kunnolla ja kuivua täysin.			
Illalla:			
<ul style="list-style-type: none">Levitä sormenpäillä 2 painallusta seerumia koko kasvoille. Anna imeytyä kunnolla ja kuivua täysin.Käytä sitten laitetta seerumitilassa kupulisälaitteen kanssa.			

Ihohoitotuotteet ja laite eivät saa koskettaa silmiä. Jos jatkuvaa punoitusta, poltetta tai pistelyä esiintyy, lopeta käyttö ja/tai huuhtelee kasvat. Käytä kosteusvoidetta aamun ja illan vaiheiden jälkeen.

Käyttöjärjestys päivittäisen ihonhoitorutiinin kanssa:

- Päiväruutiini:** puhdistustuote, kasvovesi, Retexturing Serum, kosteusvoide ja/tai aurinkovoide.
- Ilta-ruutiini kuorinnan kanssa:** puhdistustuote, Retexturizing Peel, laite + imusuutin, kasvovesi, Retexturizing Serum, laite seerumitilassa + kupulisälaite, kosteusvoide.
- Ilta-ruutiini ilman kuorintaa:** puhdistustuote, kasvovesi, Retexturizing Serum, laite + seerumitila + kupulisälaite, kosteusvoide.

Turvallisuus ja varoitus



Valmistaja ja jakelijat eivät ole vastuussa laitteen vioista tai vaurioista, jotka johtuvat siitä, että tässä ohjeessa annettuja käyttöohjeita ja varoituksia ei ole noudatettu.

Turvallisuusilmoitus

1. Älä käytä laitetta, jos

- sinulla on kasvoimplantti (esim. metalli, silikoni)
- sinulla on ekseema, dermatiitti tai muita ihosairauksia
- olet raskaana tai imetät.

2. Käänny lääkärin puoleen

- jos olet äskettäin käynyt kasvoleikkauksessa
- jos käytät lääkitystä.

3. Älä käytä laitetta seuraavilla alueilla:

- vahingoittunut, tulehtunut tai ärtynyt iho
- leikattu alue
- silmät ja silmänympärykset
- jossa on äskettäin tehty karvanpoistohoito (alle 24 tuntia)
- alueet, joilla tuntuu kipua tai joilla on aistivammoja.

Varoitusilmoitukset

1. Mahdollisen palovaaran, sähköiskun tai vamman tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi:

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille (yli 45 °C (113 °F) tai alle 0 °C (32 °F)), suoralle auringonvalolle, lämmönlähteille, suoralle auringonvalolle tai syttyville materiaaleille.
- Älä käytä puhdistamiseen syttyviä aineita, kuten alkoholia, bentseeniä tai tinneriä.
- Älä käytä laitetta, jos siitä tulee savua, hajua tai epätavallista melua.
- Älä laita laitetta mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.
- Älä muuntele tai korjaa laitetta.
- Älä pudota tai heitä laitetta tai kohdistaa siihen voimakkaita iskuja.
- Älä upota laitetta veteen ja vältä kosketusta suuren vesimäärän kanssa.
- Älä lataa laitetta kosteassa paikassa.
- Käsittele latauskaapelia/pistorasiassa, kun kätesi ovat kuivat.
- Pidä laite poissa (alle 12-vuotiaiden) lasten ulottuvilta.

2. Laitteen optimaalisen tehon varmistamiseksi:

- Katkaise virta, kun laitetta ei käytetä.
- Lataa laite liittämällä mukana tuleva USB-C-kaapeli 5 V:n laturiin. Älä käytä USB-pikalaturia.
- Sammuta laite ennen lataamista.
- Lataa akku täyteen vähintään neljän viikon välein, kun laitetta ei käytetä. Tämä auttaa pitämään akun käyttöikä yllä.
- Sammuta laite ennen imusuuttimien/kuvun vaihtamista. Jos laite jätetään päälle lisäosia vaihdettaessa, seurauksen voi olla toimintahäiriö.
- Älä käännä laitetta ylösalaisin.
- Älä käytä puhdistusainetta tai kiehuvaa vettä imusuuttimien/kupulisälaitteen puhdistamiseen, sillä se voi aiheuttaa haalistumista tai korroosiota.
- Älä altista laitetta tai komponentteja suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa, koska se voi aiheuttaa haalistumista tai vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenimi: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Mallinumero: BD0030EBCOE

Nimellisjännite/tulo: 3,7 V DC, 1,4 A

Sisältö: 900 mA:n ladattava litiumpolymeeriakku

USB-C-kaapeli mukana.

Paikallinen laturi – ei mukana.

Latauksen merkkivalo – on

Laitteen mitat (mm):

Runko: 231,5 (K) × 52 (L) × 45 (P)

Teline: 108 (K) × 116,5 (L) × 76 (P)

Laitteen paino: 255 g (päärunko), 70 g (teline)

Käytetyt materiaalit:

Laitteen rungon muovi: PC + ABS valkoinen

Jäte- ja vesisäiliön materiaali: ECOZEN (puhdas)

Suuttimien kärjet: silikoni

Tulpan linssi: PC

Käyttölämpötila: 5–25 °C (41–77 °F)

Säilytysolosuhteet: poissa suorasta auringonvalosta, kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta

Säilytyslämpötila: -20 – +25 °C (-4 – +77 °F)

Akku:

Mallinimi: XK603048

Akun valmistaja: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Valmistuspäivä: Merkitty erikseen akkuun.

A/S-keskus: 031-701-0951

VALMISTETTU KOREASSA

LAITTEEN SERTIFIOINNIT/VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKIT:

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä elektroninen laite on kuluttaja- ja ympäristöturvallisuutta koskevan eurooppalaisen yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.



JÄTE JA YMPÄRISTÖ



Tämä elektroninen laite on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä sen käyttöänsä päättyessä. Hävitä se paikallisen kierrätysjärjestelmän kautta. Tuotteen hävittäminen asianmukaisesti (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) sovelletaan Euroopan unionissa ja muissa maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät. EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2012/19/EU (WEEE). Tämä merkintä, joka on esitetty tuotteessa tai sen kirjallisuudessa, osoittaa, että sitä ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa sen käyttöänsä päättyessä. Estä valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle erottelemalla se muun tyyppisistä jätteistä ja kierrättämällä se vastuullisesti materiaalien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ostivat tämän tuotteen, tai paikalliseen viranomaiseen saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten he voivat viedä tämän tuotteen ympäristöystävällistä kierrätystä varten.

TAKUU: Katso takuutiedot oman maasi Amway-sivuston tuotesivulta.

BRUKSANVISNING

ARTISTRY LABS™ Aquabrasion är avsedd för användning som en del av ARTISTRY LABS Retexturizing System med ARTISTRY LABS Retexturizing Peel och ARTISTRY LABS Retexturizing Serum. På sidan 252 finns fullständiga instruktioner för behandlingssystemet.

Vi rekommenderar att det här 28 dagar långa hudvårdssystemet används en gång i kvartalet.



OBS! Innan du använder enheten första gången är det viktigt att du läser instruktionerna och säkerhetsinformationen i det här häftet för att säkerställa korrekt användning och få bästa möjliga resultat. Vi rekommenderar att du sparar de här instruktionerna för framtida referens.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Följande grundläggande säkerhetsåtgärder gäller vid användning av elektriska enheter. Läs igenom alla instruktioner före användning. Spara också denna bruksanvisning för framtida bruk.

- (1) Denna produkt är avsedd endast för användning hemma och inomhus. Använd inte denna produkt för kommersiella syften, och använd den inte utomhus.
- (2) Denna enhet får endast användas av vuxna. Enheten kan användas av barn som är minst åtta år gamla samt av personer med reducerad fysisk funktion, känsel eller mentala förmågor eller saknar erfarenhet och kunskap om de får tillsyn eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som finns. Barn får ej leka med enheten. Rengöring och underhåll ska ej göras av barn utan tillsyn.

VARNING



Titta ej direkt på den aktiva ljuskällan.


Innehållsförteckning

- Enhetsinformation
- Laddningsinformation
- Sugläge
- Serumläge
- Rengöringsmetod
- Veckoprogram
- Säkerhet och försiktighet
- Teknisk information
- Certifieringar och markeringar om överensstämmelse
- Kontaktinformation för distributör och tillverkare
- Garanti
- Kundtjänstinformation


Enhetsinformation

Komponenter

- Enhet x 1
- Ställ för enheten x 1
- Hållare för vattentanken x 1
- Sugmunstycke x 2
(stort/litet munstycke)
- Serumkupa x 1
- USB-C-kabel x 1
- Bruksanvisning x 1
- Rengöringsborste x 1



Enhetsstruktur



Laddningsinformation

Före användning: Ladda enheten med den medföljande USB-C-kabeln. Laddningstiden kan variera beroende på land och uttag.

Så här laddar du

1. Säkerställ att tankarna är tomma. Placera enheten stående i stället.
2. Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda enheten.*
3. Ett rött sken lyser runt strömknappen vid laddning. När enheten är fulladdad växlar skenet till grönt.
4. Ta ut sladden när laddningen är slutförd. Enheten kan inte användas med sladden isatt.



*5V-adapter krävs (medföljer ej).
Använd inte en USB-snabbladdare.

Indikator för låg batteriladdning

När batteriladdningen är under fem procent piper enheten flera gånger och ett rött sken blinkar runt strömknappen. Enheten kan inte användas. Följ stegen ovan för att ladda enheten.

Sätta på/stänga av enheten och ändra lägen/nivåer

- Sätt på enheten med strömknappen. Ett vitt sken indikerar att enheten är påslagen.
- Du kan välja önskad sugnivå genom att trycka på strömknappen igen för nivå 1, två gånger för nivå 2 och tre gånger för nivå 3.
- Du kan välja serumläge genom att trycka på serumknappen när enheten är påslagen.
- Du kan stänga av enheten genom att hålla ned strömknappen i två sekunder.

Obs! Du kan stänga av enheten när det behövs eller när du vill.

Sugläge Utvecklat för användning efter ARTISTRY LABS Retexturizing Peel

Val av sugmunstycke

Sugmunstycken finns i två storlekar för olika delar av ditt ansikte.

- Litet munstycke: För mindre ytor, som näsan.
- Stort munstycke: För större områden, som panna, kinder och haka.




Byta sugmunstycke

Säkerställ att enheten är avstängd innan du byter sugmunstycke. Lossa sugmunstycket från enheten genom att försiktigt dra det utåt. Montera munstycket genom att linjera punkten på munstycket med triangeln på enheten och bestämt trycka den på plats medan du skjuter på den på portarna.

OBS! Det är enklast att byta munstycke med torra händer.

Sugnivåer

Enheten har tre sugnivåer du kan välja mellan, beroende på vad huden tål. Vi föreslår att du börjar med nivå 1 och sedan ökar intensiteten till en sugnivå du är komfortabel med. Sätt på enheten och välj önskad sugnivå med strömknappen: Tryck en gång till för nivå 1, två gånger för nivå 2 och tre gånger för nivå 3.

NIVÅ	BESKRIVNING	INDIKATORLJUS
Nivå 1	Låg sugnivå	Blå 
Nivå 2	Medel sugnivå	Gul 
Nivå 3	Hög sugnivå	Rosa 


Fylla på vattentanken

1. Ta bort bottenlocket.
 2. Ta ett stadigt tag om övre halvan av enheten och dra ned vattentanken med den andra handen för att ta ut den ur enheten.
 3. Fyll vattentanken med vatten tills du når MAX-gränslinjen.
- *Fyll inte på över MAX-gränslinjen.
4. Tryck bestämt in vattentanken på plats.
 5. Sätt tillbaka bottenlocket.



Instruktioner för sugbehandling

1. Sätt lämpligt sugmunstycke på enheten.
 2. Fyll vattentanken med vatten.
 3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen.
 4. Välj sugnivå genom att trycka på strömknappen igen till önskad nivå.
- *Det tar några sekunder för enheten att "varva upp" och komma igång.
5. För enheten försiktigt över ansiktet och säkerställ att sugmunstycket har god kontakt med huden. Följ instruktionerna i illustrationen nedan.
 6. Fortsätt tills hela ansiktet är behandlat.



OBS!

- Undvik området kring ögonen.
- Håll inte enheten över samma plats i mer än tre sekunder.
- Om enheten hålls i fel vinkel stängs enheten av. Starta enheten igen och fortsätt behandlingen.
- Sluta använda den om du känner stort obehag.
- Du kan uppleva en viss rodnad i huden under användning. Detta är normalt.
- Använd inte sugläget utan vatten i vattentanken.
- Töm avfallstanken och fyll vattentanken med rent vatten så många gånger du behöver under behandlingen. Avfallstanken kan inte tas bort från enheten.
- När avfallstanken är fylld med vatten ska du inte skaka, luta eller lägga ned enheten.
- Enheten stängs automatiskt av efter fem minuters användning i sugläge för att spara batteri. Vid behov kan du sätta på enheten igen och fortsätta behandlingen.

När sugbehandlingen är slutförd

1. Tryck på strömknappen i två sekunder för att stänga av enheten.
2. Håll enheten lodrätt över vasken och luta den en aning för att undvika att spilla på händerna.
3. Ta bort bottenlocket från avfallstanken och låt avfallsvattnet dräneras ut. Sätt sedan tillbaka locket och följ instruktionerna för rengöring.
4. Säkerställ att enheten och sugmunstycken är korrekt rengjorda och torra.

Serumläge Utvecklat för användning efter ARTISTRY LABS Retexturizing Serum

Instruktioner för Serumbehandling

1. Fäst Serumkupolen på enheten genom att linjera punkten på kupolen med triangeln på enheten.
2. Tryck kupolen på plats medan du skjuter den på portarna.
3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen.
4. Tryck på Serumknappen. Ett rött ljus tänds i kupolen.
5. Börja längst upp i pannan och sätt kupolen lätt mot ansiktet. Enheten kommer att pipa efter tre sekunder. För den två-tre centimeter och upprepa tills hela ansiktet är behandlat.



OBS!

- Undvik området kring ögonen.
- Lys inte med LED-lampan i ögonen. Vid behov kan du sluta ögonen under behandlingen.
- Serumläget är aktivt i tio minuter, men du kan stänga av enheten när som helst.

När Serumbehandlingen är slutförd


1. Tryck på strömknappen i två sekunder för att stänga av enheten.
2. Fatta tag i kupolens sidor med två fingrar, dra försiktigt ut den och skölj den ren.
3. Sätt tillbaka enheten i stället och sätt i sladden för att ladda.

Rengöringsmetod

Stäng av enheten före rengöring.

Den här enheten ska rengöras efter varje användning för att undvika att fett och annan smuts byggs upp.

Rengöring och underhåll ska ej göras av barn utan tillsyn av en vuxen.



Rengöringsläge efter Sugläge

1. Sätt det stora sugmunstycket på enheten.
2. Fyll vattentanken med vatten tills du når MAX-gränslinjen.
3. Sätt på enheten genom att trycka på strömknappen och håll sedan ned Serumnappen i två sekunder för att starta rengöringsläget.
4. Vänd kupolen upp och ned, och håll den stadigt på det stora sugmunstycket.
* Håll enheten lodrätt. Om enheten hålls i fel vinkel hörs ett pip och enheten stängs av. Om detta händer håller du enheten lodrätt, sätter på den och fortsätter med rengöringen.
5. När vattnet i vattentanken är slut håller du ned strömknappen i två sekunder för att stänga av enheten.
6. Håll enheten lodrätt och ta bort bottenlocket för att tömma avfallstanken.
7. Ta ut vattentanken och placera den i ställets hållare för vattentanken.
8. Ta bort det stora sugmunstycket och skölj försiktigt sugmunstycket, kupol och bottenlock med vatten.
9. Sätt tillbaka enheten i stället och låt alla komponenter torka helt.

Så här rengör du avfallstanken

1. Ta bort bottenlocket och töm avfallstanken.
2. Fukta borsten och använd den för att noga, men försiktigt rengöra avfallstanken.
3. Sätt tillbaka enheten i stället och låt avfallstanken torka helt.

OBS!

- Använd ingen tvål och undvik överdriven/aggressiv torkning/borstning. Detta kan orsaka skador.
- När vattentanken eller avfallstanken är fylld med vatten ska du inte skaka, luta eller lägga ned enheten. Enheten ska hållas lodrätt så länge någon av tankarna innehåller vatten.
- Vatten kan läcka ut genom dräneringshålet. Detta skyddar pumpen från återflöde av vatten om enheten lutas för mycket medan avfallstanken innehåller vatten.

[Veckoprogram]

Artistry Labs Retexturizing System

Detta behandlingssystem består av två olika program: Dag med peeling och dag utan peeling.

Följ veckoprogrammet nedan i fyra veckor och säkerställ att peeling inte används två dagar i följd:

DAG 1 Dag med peeling	DAG 2 Dag utan peeling	DAG 3 Dag utan peeling	DAG 4 Dag med peeling
INSTRUKTIONER FÖR DAG MED PEELING:			
Morgon: <ul style="list-style-type: none">• Applicera två tryck serum i hela ansiktet med fingertopparna. Låt huden absorbera serumet och torka helt.			
Kväll: <ul style="list-style-type: none">• Applicera sex till åtta tryck peeling med fingertopparna på rengjord hud. Sprid ut ett tunt lager och låt det sitta i åtta minuter.• Skölj ansiktet ordentligt med vatten för att ta bort peelingen och klappa torr.• Använd enheten och sugmunstycket för att ta bort hudrester och tömma porer. Klappa huden torr.• Applicera två tryck serum i hela ansiktet med fingertopparna. Låt huden absorbera serumet och torka helt.• Följ upp med enheten i serumläge och kupolen.			
DAG 5 Dag utan peeling	DAG 6 Dag utan peeling	DAG 7 Dag utan peeling	
INSTRUKTIONER FÖR DAG UTAN PEELING:			
Morgon: <ul style="list-style-type: none">• Applicera två tryck serum i hela ansiktet med fingertopparna. Låt huden absorbera serumet och torka helt.			
Kväll: <ul style="list-style-type: none">• Applicera två tryck serum i hela ansiktet med fingertopparna. Låt huden absorbera serumet och torka helt.• Följ upp med enheten i serumläge och kupolen.			

Hudvårdsprodukter och enheten ska aldrig komma i kontakt med ögonen. Om det vid något tillfälle uppstår varaktig rodnad, sveda eller smärta ska du avbryta och/eller skölja ansiktet. Följ upp morgon- och kvällsstegen med en återfuktande kräm.

Användningsordning med ditt dagliga hudvårdsprogram:

- **Dagprogram:** Cleanser, toner, Retexturizing Serum, återfuktande kräm och/eller solskydd.
- **Kvällsprogram med peeling:** Cleanser, Retexturizing Peel, enhet och sugmunstycke, toner, Retexturizing Serum, enhet i serumläge med kupol och återfuktande kräm.
- **Kvällsprogram utan peeling:** Cleanser, toner, Retexturizing Serum, enhet i serumläge med kupol och återfuktande kräm.

Säkerhet och försiktighet



Tillverkaren och distributörer kan ej hållas ansvariga för fel eller skador på enheten som ett resultat av att bruksanvisningen och varningarna i denna handbok inte följs.

Säkerhetsmeddelande

1. Använd inte enheten om du:

- Har ett implantat i ansiktet (t.ex. metall, silikon).
- Har eksem, dermatit eller andra hudproblem.
- Är gravid eller ammar.

2. Kontakta en läkare:

- Om du nyligen genomgått ansiktskirurgi.
- Om du står under medicinsk behandling.

3. Använd inte enheten på följande områden:

- Skadad, inflammerad eller irriterad hud.
- Där kirurgi utförts.
- Ögon och området runt ögonen.
- Där hårborttagningsbehandling nyligen utförts (mindre än 24 timmar).
- Områden med smärta eller känselbortfall.

Försiktighetsmeddelanden

1. För att undvika potentiell brandrisk, elstötar, personskador eller skador på enheten:

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer (högre än 45°C eller lägre än 0°C), värmekällor, direkt solljus eller brandfarliga material. Rengör inte enheten med brandfarliga ämnen som alkohol, bensen eller thinner.
- Använd inte enheten om den ryker, luktar illa eller låter underligt.
- Placera inte enheten i en mikrovågsugn eller högtrycksbehållare.
- Modifiera inte enheten och reparera den inte.
- Tappa och kasta inte enheten och lägg inte kraftigt tryck på den.
- Sänk inte ned enheten i vatten och undvik kontakt med stora mängder vatten.
- Ladda inte enheten på en fuktig plats.
- Använd torra händer med laddkabel/vägguttag.
- Håll enheten utom räckhåll från barn (under tolv år).

2. För optimal enhetsprestanda:

- Stäng av enheten när den inte används.
- Ladda enheten genom att ansluta den medföljande USB-C-kabeln till 5V-adaptorn. Använd inte en snabb USB-adapter.
- Stäng av enheten före laddning.
- Ladda batteriet helt minst var fjärde vecka när enheten inte används. Det här bidrar till bättre livslängd för batteriet.
- Stäng av enheten innan du byter sugmunstycken/kupol. Ett fel kan uppstå om enheten är påslagen medan tillbehör byts ut.
- Vänd inte enheten upp och ned.
- Använd inget rengöringsmedel eller kokande vatten för att rengöra sugmunstycken/kupol eftersom det kan orsaka missfärgning eller korrosion.
- Utsätt inte enheten eller komponenter för direkt solljus under en längre tid eftersom det kan orsaka missfärgning eller påverka produktens prestanda.

TEKNISK INFORMATION

Produktnamn: ARTISTRY LABS™ AQUABRASION

Modellnummer: BD0030EBCOE

Märkspänning/ineffekt: 3,7 V DC/1,4 A

Innehåller: Laddningsbart 900 mA litium-polymerbatteri

USB-C-kabel medföljer.

Lokal laddare – medföljer ej.

Laddningsindikator finns

Enhetens dimensioner (mm):

Huvudenhet: 231,5(H)*52(B)*45(L)

Ställ: 108(H)*116,5(B)*76(L)

Enhetens vikt: 255 gram (huvudenhet), 70 gram (ställ)

Använda material:

Huvudenheten, plast: P.C+ABS vit

Avfalls- och vattentankmaterial: ECOZEN (clean)

Munstycken: Silikon

Locklins: P.C

Drifttemperatur: 5°C~25°C

Förvaring: Ej i direkt solljus, på en torr plats och utom räckhåll för barn

Förvaringstemperatur: -20°C~+25°C

Batteri:

Modellnamn: XK603048

Batteritillverkare: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Tillverkningsdatum: Separat märkning på batteriet.

A/S center: 031-701-0951

TILLVERKAD I SYDKOREA

ENHETSCERTIFIERINGAR OCH MARKERINGAR OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här elektroniska utrustningen uppfyller relevant europeisk lagstiftning om harmonisering för konsument- och miljöskydd.



AVFALL OCH MILJÖ



Denna "elektroniska utrustning" måste avfallshanteras separat från hushållsavfall när dess livslängd är slut. Vänligen lämna den på din lokala återvinningscentral. Korrekt avfallshantering av den här produkten (avfall i form av elektrisk och elektronisk utrustning) (Gäller i EU och andra länder med separat insamlingsystem). EU:s WEEE-direktiv 2012/19/EU (Waste Electronics and Electrical Equipment). Denna markering som visas på produkten eller dess litteratur indikerar att den inte ska kastas med hushållsavfallet när dess livslängd är slut. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa orsakad av okontrollerad avfallshantering ska denna produkt hanteras separat från andra typer av avfall och återvinnas ansvarsfullt för att bidra till hållbar återanvändning av viktiga resurser. Hushållsanvändare ska antingen kontakta återförsäljaren där de köpt denna produkt eller deras lokala myndighet för information om var och hur de kan lämna in denna produkt för miljömässigt säker återvinning.

GARANTI:

Besök produktsidan på Amways webbplats i ditt land för garantiinformation.



KULLANIM KILAVUZU

ARTISTRY LABS™ Cilt Bakım Cihazı, ARTISTRY LABS Yeniden Yapılandırıcı Peeling ve ARTISTRY LABS Yeniden Yapılandırıcı Serum ürünlerini içeren ARTISTRY LABS Yeniden Yapılandırıcı Sistem kapsamında kullanım için tasarlanmıştır. Cilt Bakım cihazının kullanım talimatları için sayfanın alt kısmını kontrol ediniz. Bu 28 Günlük Cilt Bakımı Sisteminin her üç ayda bir kullanılması tavsiye edilir.



BİLDİRİM: Bu cihaz ilk kez kullanılmaya başlanmadan önce, doğru kullanımın sağlanması ve en iyi sonuçlara ulaşılması açısından, bu el kitabında yer alan kullanım talimatlarının ve güvenlik bilgilerinin okunması çok önemlidir. Bu talimatları ileride kullanmak üzere saklamanızı tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ TEDBİRLER

Aşağıdaki temel güvenlik önlemleri elektrikli cihazların kullanımına ilişkindir. Lütfen kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyunuz. Ayrıca bu talimatları gelecekte kullanmak üzere saklayınız.

- (1) Bu ürün sadece evde ve iç mekanda kullanıma yöneliktir. Bu ürünü ticari olarak ve dışarıda kullanmayınız.
- (2) Bu cihaz sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Cihaz, güvenli kullanım sağlandığı, olası risklerin anlaşıldığı ve gözetim altında kullanıldığı sürece, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri sınırlı veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemi gözetim altında olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

UYARI



Çalışırken yanan ışık kaynağına bakmayınız.

İçindekiler

- Cihaz bilgileri
- Şarj bilgileri
- VAKUM modu
- SERUM modu
- Temizleme modu
- Haftalık Program
- Güvenlik önlemleri
- Teknik bilgiler
- Sertifikalar ve uygunluk işaretleri
- Distribütör ve üretici iletişim bilgileri
- Garanti
- Müşteri Hizmetleri bilgileri


Cihaz bilgileri

Kutu içeriği

- 1 Adet Artistry Labs Cilt Bakım Cihazı
- 1 Adet Cihaz Yuvası
- Su haznesi tutucu x 1
- VAKUM başlığı x 2 (Büyük/Küçük başlık)
- SERUM başlığı x 1
- 1 Adet USB-C Şarj Kablosu
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu
- 1 Adet Temizleme Fırçası



Cihazın yapısı




Şarj bilgileri

Kullanım öncesi: Cihazı, birlikte sağlanan USB-C kablosuyla şarj ediniz. Şarj süresi prize bağlı olarak değişebilir.

Nasıl şarj edilir?

1. Haznelerin boş olduğundan emin olunuz. Cihazı güvenli bir şekilde cihazın yuvasına dikey olarak yerleştiriniz.
2. Cihazı şarj etmek için, birlikte sağlanan USB-C kablosunu kullanınız.*
3. Şarj sırasında POWER (Açma/Kapama ve Yoğunluk) butonunun çevresinde kırmızı ışık yanacaktır. Cihaz tamamen şarj olduğunda bu ışık yeşile döner.
4. Şarj tamamlandığında fişten çekiniz.

* 5V adaptör gereklidir (paket içeriğinde mevcut değildir). Hızlı USB adaptörü kullanmayınız.



Düşük pil seviyesi göstergesi

Pil gücü %5'in altına indiğinde, cihazdan üst üste bip sesi gelir ve POWER butonu çevresinde kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar. Cihaz çalışmaz. Cihazı şarj etmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Cihazın açılıp kapanması ve yoğunluk seviyesinin değiştirilmesi

- Cihazı çalıştırmak için POWER butonuna basınız. Cihazın açık konumda olduğunu gösteren beyaz bir ışık yanar.
- Uygun Yoğunluk seviyesini seçmek için POWER butonuna tekrar 1. seviye için bir kez, 2. seviye için iki kez ve 3. seviye için üç kez basınız.
- SERUM modunu seçmek için cihazı çalıştırdıktan sonra SERUM butonuna bir kez basınız.
- Cihazı kapamak için POWER butonuna basıp 2 saniye kadar basılı tutunuz.

NOT: Cihazı gerektiğinde ya da istediğinizde kapatabilirsiniz.

Cilt Bakımı modu ARTISTRY LABS Yeniden Yapılandırıcı Peeling sonrası kullanım için geliştirilmiştir.

Vakum başlığı seçimi

Yüzünüzün farklı bölgeleri için iki farklı boyda Vakum başlığı mevcuttur.

- Küçük başlık: Burun bölgesi gibi daha küçük girintiler içindir.
- Büyük başlık: Alın, yanaklar ve çene gibi daha geniş bölgeler içindir.

Vakum başlığının değiştirilmesi

Vakum başlıklarını değiştirmeden önce cihazın kapalı durumda olduğundan emin olunuz. Vakum başlığını cihazdan çıkarmak için nazik bir şekilde dışa doğru çekmeniz yeterlidir. Başlığı değiştirmek için, başlığın üzerindeki noktayı cihazın üzerindeki üçgenle hizalayıp ileri doğru iterek yerine yerleştiriniz.

NOT: Başlıkları değiştirirken ellerinizin kuru olması işinizi kolaylaştıracaktır.

Yoğunluk seviyeleri

Cihaz, cildinizin tolerans seviyesine bağlı olarak seçebileceğiniz üç yoğunluk seviyesine sahiptir. 1. seviyeden başlayıp, yoğunluğu artırarak, en rahat olduğunuz yoğunluk seviyesini belirlemenizi öneririz. Cihazı çalıştırdıktan sonra, POWER butonunu kullanarak uygun yoğunluk seviyesini seçiniz: 1. seviye için bir kez, 2. seviye için iki kez ve 3. seviye için üç kez basınız.

SEVİYE	AÇIKLAMA	GÖSTERGE İŞİĞİ
Seviye 1	Düşük seviye vakum	Mavi
Seviye 2	Orta seviye vakum	Sarı
Seviye 3	Yüksek seviye vakum	Pembe

Su haznesinin doldurulması

1. Alt kapağı kaldırınız.
2. Cihazın üst kısmını sıkıca tutarken, diğer elinizle su haznesini aşağıya doğru çekin ve cihazdan ayırınız.
3. MAX (maksimum) sınır çizgisine ulaşınca kadar su doldurunuz.


*MAX sınır çizgisini aşacak şekilde su doldurmayınız.

4. Su haznesini güvenli bir şekilde tekrar yerine oturtunuz.
5. Alt kapağı yerine takınız.



Cilt bakım işlemi talimatları

1. Cihaza tercih ettiğiniz vakum başlığını takınız.
 2. Su haznesine su doldurunuz.
 3. Cihazı çalıştırmak için POWER butonuna basınız.
 4. POWER butonuna tekrar basarak uygun yoğunluk seviyesini seçiniz.
- *Cihaz birkaç saniyede istenen hıza ulaşacaktır.
5. Cihazı nazik bir şekilde yüzünüzde gezdirirken, vakum başlığının cildinizle gerektiği şekilde temas etmesine dikkat ediniz. Vakum işleminin talimatları için aşağıdaki görseli gözden geçiriniz.
 6. Bütün yüze uygulama yapıldıktan sonra devam ediniz.



NOT:

- Göz çevresinden sakınınız.
- Cihazı belli bir bölgede 3 saniyeden daha uzun süre tutmayınız.
- Cihaz çok fazla eğildiği takdirde kapanacaktır. Cihazı tekrar başlatıp, işleme devam edebilirsiniz.
- Cildinizde hassasiyet hissederseniz kullanımı durdurunuz.
- Kullanım sırasında cildinizde hafif bir kızarıklık olabilir. Bu normaldir.
- Su haznesinde su olmadığı takdirde vakum modunu kullanmayınız.
- Atık haznesini temizleyin ve işlem sırasında su haznesine gerektiği kadar temiz su doldurunuz. Atık haznesi cihazdan ayrılmaz.
- Atık haznesi suyla dolu olduğunda cihazı sarsmayınız ve yana yatırmayınız.
- Cihaz, işlem sırasında 5 dakika kullanıldığında elektrik tasarrufu için otomatik olarak kapanacaktır. Gerektiği takdirde cihazı tekrar çalıştırıp, işleme devam edebilirsiniz.


İşlem tamamlandığında

1. Cihazı kapatmak için POWER butonuna 2 saniye süreyle basınız.
2. Cihazı dik olarak lavabonun üzerinde tutunuz ve elinize gelmeyecek şekilde hafifçe yana yatırınız.
3. Su haznesinin alt kapağını çıkararak atık suyu boşalttıktan sonra, kapağı tekrar kapatıp temizlik talimatlarını uygulayınız.
4. Cihazı ve vakum başlıklarını gerektiği şekilde temizleyip kurunuz.

SERUM modu ARTISTRY LABS Yeniden Yapılandırıcı Serum cilt bakım işlemi sonrası kullanım için geliştirilmiştir.

Serum uygulama talimatları

1. SERUM başlığının üzerindeki noktayı cihazın üzerindeki üçgenle hizalayıp ileri doğru iterek yerine yerleştiriniz.
2. Serum başlığını iterek yerine yerleştiriniz.
3. Cihazı çalıştırmak için POWER butonuna basınız.
4. SERUM butonuna basınız. Serum başlığında kırmızı bir ışık yanacaktır.
5. Alının üst kısmından başlayarak, serum başlığını hafifçe yüzünüzde gezdiriniz. Cihaz, 3 saniye sonra bip sesi çıkaracaktır. 2-3 cm hareket ettiriniz ve bütün yüze işlem yapılan kadar tekrar ediniz.



NOT:

- Göz çevresinden sakınınız.
- LED ışığını gözünüze tutmayınız. Gerekirse, işlem sırasında gözlerinizi kapayınız.
- SERUM modu 10 dakika sürer, ancak istediğiniz zaman cihazı kapatabilirsiniz.

SERUM uygulaması tamamlandığında

1. Cihazı kapatmak için POWER düğmesine 2 saniye süreyle basınız.
2. Serum başlığını iki parmağınızla tutup, hafifçe dışarı doğru çekiniz ve temizlemek için suyla durulayınız.
3. Cihazı tekrar yuvasına koyunuz ve şarja takınız.

Temizleme modu

Lütfen temizlik işlemi öncesinde cihazı kapatınız.

Yağ ve diğer kalıntıların birikmesini önlemek için bu cihaz her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

Temizlik ve kullanıcı bakım işlemi yetişkin gözetimi altında olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cilt bakımı sonrası temizleme modu

1. Cihaza büyük vakum başlığını takınız.
2. MAX (maksimum) sınır çizgisine ulaşıncaya kadar su doldurunuz.
3. POWER butonuna basarak cihazı çalıştırdıktan sonra, Temizleme modunu başlatmak için SERUM butonuna basınız ve 2 saniye kadar basılı tutunuz.
4. Serum başlığını ters çevirin ve büyük vakum başlığının üst kısmına koyunuz.

* Cihazı dik tutunuz. Cihaz çok fazla eğildiği takdirde bip sesi çıkaracak kapanacaktır. Bu durumda cihazı dik tutunuz ve temizlik işlemine devam etmek için tekrar çalıştırınız.




5. Su haznesindeki su tükendiğinde, POWER butonuna 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatınız.
6. Cihazı dik tutunuz ve atık haznesini boşaltmak için alt kapağı çıkarınız.
7. Su haznesini cihazdan ayırınız ve cihazın yuvasının üzerindeki su haznesi tutucusuna yerleştiriniz.
8. Büyük vakum başlığını çıkarınız ve vakum başlıklarını, serum başlığını ve alt kapağı suyla nazik bir şekilde yıkayınız.
9. Cihazı tekrar yuvasına koyunuz ve parçaları tamamen kurumaları için bekletiniz.

Atık haznesinin temizliği

1. Alt kapağı çıkarınız ve atık haznesini boşaltınız.
2. Atık haznesinin duvarlarını nazik bir biçimde iyice temizlemek için fırçayı nemlendirerek kullanınız.
3. Cihazı tekrar yuvasına koyunuz ve atık haznesinin tamamen kuruması için bekletiniz.

NOT:

- Sabun kullanmayınız ve aşırı bastırarak silmeyiniz veya fırçalamayınız. Bu, hasara neden olabilir.
- Su haznesi veya atık haznesi suyla dolu olduğunda cihazı sarsmayınız ve yana yatırmayınız. Haznelerde su olduğunda, cihaz dik konumda tutulmalıdır.
- Tahliye kısmından su sızabilir. Bunun nedeni, atık haznesinde hala su olduğunda cihazın çok fazla eğilmesi durumunda pompanın geri su akışına karşı korunmasını sağlamaktır.



(Haftalık Uygulama Programı)

Artistry Labs Yeniden Yapılandırıcı Sistem

Cilt Bakımı, iki farklı programdan oluşmaktadır: Peeling İşlemlili Gün ve Peeling İşlemsiz Gün.

Bu haftalık programı 4 hafta süreyle uygulayınız ve peeling işleminin gün aşırı uygulanmasına dikkat ediniz.

1. GÜN Peeling İşlemlili Gün	2. GÜN Peeling İşlemsiz Gün	3. GÜN Peeling İşlemsiz Gün	4. GÜN Peeling İşlemlili Gün
PEELİNG İŞLEMLİLİ GÜN İÇİN TALİMATLAR:			
Sabah:			
<ul style="list-style-type: none">Serumu 2 kez pompalayarak parmak uçlarınıza alınız ve bütün yüzünüze uygulayınız. Tamamen emilmesini ve kurumasını bekleyiniz.			
Akşam:			
<ul style="list-style-type: none">Peelingi 6-8 pompalayarak parmak uçlarınıza alınız ve temizlenmiş cilde uygulayınız. Katman halinde cilde yayınız ve 8 dakika bekleyiniz.Peelingi temizlemek için yüzünüzü suyla iyice yıkayınız ve hafifçe kurulayınız.Ciltteki kalıntıları gidermek ve gözenekleri açmak için cihazın vakum başlığını kullanınız. Hafifçe kurulayınız.Serumu 2 kez pompalayarak parmak uçlarınıza alınız ve bütün yüzünüze uygulayınız. Tamamen emilmesini ve kurumasını bekleyiniz.Cihazı SERUM modunda serum başlığıyla çalıştırınız.			

5. GÜN Peeling İşlemsiz Gün	6. GÜN Peeling İşlemsiz Gün	7. GÜN Peeling İşlemsiz Gün
PEELİNG İŞLEMSİZ GÜN İÇİN TALİMATLAR:		
Sabah:		
<ul style="list-style-type: none">Serumu 2 kez pompalayarak parmak uçlarınıza alınız ve bütün yüzünüze uygulayınız. Tamamen emilmesini ve kurumasını bekleyiniz.		
Akşam:		
<ul style="list-style-type: none">Serumu 2 kez pompalayarak parmak uçlarınıza alınız ve bütün yüzünüze uygulayınız. Tamamen emilmesini ve kurumasını bekleyiniz.Cihazı SERUM modunda serum başlığıyla çalıştırınız.		

Cilt bakım ürünlerinin ve cihazın gözlere temas etmesini önleyiniz. Geçmeyen kızarıklık, yanma ya da batma hissi oluştuğu takdirde, kullanımı durdurunuz ve yüzünüzü yıkayınız. Sabah ve akşam adımlarından sonra nemlendirici uygulayınız.

Günlük cilt bakımı rutininizle birlikte kullanım sırası:

- Gündüz rutini:** Temizleyici, Tonik, Yeniden Yapılandırıcı Serum, Nemlendirici ve/veya SPF.
- Peeling işlemlili gece rutini:** Temizleyici, Yeniden Yapılandırıcı Peeling, Cihaz + Vakum Başlığı, Tonik, Yeniden Yapılandırıcı Serum, Cihaz SERUM Modu + Serum başlığı, Nemlendirici.
- Peeling işlemsiz gece rutini:** Temizleyici, Tonik, Yeniden Yapılandırıcı Serum, Cihaz + SERUM Modu + Serum başlığı, Nemlendirici.

Güvenlik Önlemleri



Üretici ve distribütörler, bu el kitabında yer alan kullanım talimatları ve uyarılara uyulmaması sonucu meydana gelen cihaz arızası ve hasarından sorumlu değildir.

Güvenlik Açıklaması

- Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayınız:
 - Yüz implantı (örneğin metal veya silikon)
 - Egzama, dermatit veya diğer cilt rahatsızlıkları.
 - Hamilelik veya emzirme gibi durumlarda.
- Aşağıdaki durumlarda bir hekime başvurunuz:
 - Yakın zamanda yüzünüzde bir operasyon geçirdiyerseniz,
 - ilaç tedaviniz devam ediyorsa.
- Cihazı aşağıda belirtilen bölgelerde kullanmayınız:
 - Yaralanmış, iltihaplı ya da tahriş olmuş cilt.
 - Ameliyatlara Bölge.
 - Gözler ve göz çevresi.
 - Son 24 saat içinde epilasyon uygulanan bölgeler.
 - Ağrılı ya da hassas bölgeler.

Uyarılar

- Potansiyel yangın, elektrik çarpması veya yaralanma risklerini azaltmak ya da cihazın hasara uğramasını önlemek için:
 - Cihazı aşırı yüksek ve alçak sıcaklıklara (45°C üstü ve 0°C altı), ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına ve yanıcı materyallere maruz bırakmayınız.
 - Alkol veya benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
 - Cihazdan duman, koku ya da beklenmedik bir ses gelmesi durumunda kullanımı durdurunuz.
 - Cihazı mikro dalga fırına veya yüksek basınçlı bir kaba koymayınız.
 - Cihazda değişiklik veya onarım işlemi yapmayınız.
 - Cihazı yere düşürmeyiniz, atmayınız ve ağır darbeye maruz bırakmayınız.
 - Cihazı suya sokmayınız ve büyük miktarda su ile temasını önleyiniz.
 - Cihazı nemli bir ortamda şarj etmeyiniz.
 - Şarj kablosuna ve elektrik prizine temas ederken ellerinizin kuru olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazı çocuklardan (12 yaş altı) uzak tutunuz.
- Cihazın optimum seviyede performans sağlaması için:
 - Kullanmadığınızda kapalı durumda olmasına dikkat ediniz.
 - Cihazı, birlikte sağlanan USB-C kabloyu 5V adaptöre bağlayarak şarj ediniz. Hızlı USB adaptörü kullanmayınız.
 - Şarj etmeden önce cihazı kapatınız.
 - Kullanılmadığı takdirde pili en geç 4 haftada bir şarj ediniz. Bu, pil ömrünün korunmasına yardımcı olacaktır.
 - Vakum başlıklarını ve serum haznesini değiştirmeden önce cihazı kapatınız. Eklentileri değiştirilirken cihazın açık durumda olması arızaya neden olabilir.
 - Cihazı baş aşağı tutmayınız.
 - Vakum başlıklarını ve serum başlığını temizlerken deterjan ve kaynar su kullanmayınız. Renk atmasına ya da aşınmaya neden olabilir.
 - Cihazı ve parçalarını uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Renk atmasına neden olabilir ve ürünün performansını etkileyebilir.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Adı: ARTISTRY LABS™ CİLT BAKIM CİHAZI

Model Numarası: BD0030EBCOE

Nominal Gerilim/Giriş: 3.7 V DC/ 1.4 A

İçindekiler: Li-polimer 900 mA Şarj edilebilir pil

USB-C kablo dahil.

Adaptör - dahil değil.

Şarj göstergesi - mevcut

Cihaz boyutu parametreleri (mm):

Gövde: 231,5(Y)*52(G)*45(U)

Cihazın Yuvası: 108(Y)*116,5(G)*76(U)

Cihazın ağırlığı: 255g (ana gövde), 70g (cihazın yuvası)

Kullanılan materyaller:

Cihazın Gövdesi Plastik: P.C/ABS beyaz

Atık ve su haznesi malzemesi: ECOZEN

Başlık uçları: Silikon

Kapak camı: P.C

Çalışma sıcaklığı: 5°C~25°C

Saklama koşulları: Doğrudan güneş ışığından uzakta, çocukların ulaşamayacağı kuru yerlerde.

Saklama sıcaklığı: at -20°C~ +25°C

Pil

Model adı: XK603048

Pil üreticisi: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong.

Üretim tarihi: Pilin üzerinde ayrıca yazılıdır.

A/S Merkezi: 031 701 0951

KORE'DE ÜRETİLMİŞTİR

CİHAZIN SERTİFİKALARI / UYGUNLUK İŞARETLERİ:

UYGUNLUK BEYANI

Bu elektronik cihaz, tüketici ve çevre güvenliğine ilişkin ilgili Avrupa uyum mevzuatına uygundur.



ATIK VE ÇEVRE



Bu elektronik cihaz, kullanım ömrü sona erdiğinde, evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Lütfen bu ürünü ülkenizdeki elektronik atık toplayan noktalara götürün. Bu ürünün (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) kapsamında atılması gerekmektedir. (Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)

Atıkların kontrolsüz imhasından dolayı çevreye veya insan sağlığına olası zararı önlemek için, lütfen bu atığı diğer atık türlerinden ayırınız ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürünüz. Kullanıcılar, bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm amacıyla nereye ve nasıl götürebilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya ülkenizdeki yetkili ofisler ile iletişime geçmelidir.

GARANTİ:

Garanti bilgileri için lütfen Amway Türkiye web sitesini ziyaret ediniz.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПРИМІТКА

Прилад для догляду за шкірою ARTISTRY LABS™ призначений для використання як складова ARTISTRY LABS Системи для оновлення текстури шкіри разом із ARTISTRY LABS Пілінгом для оновлення текстури шкіри та ARTISTRY LABS Сироваткою для оновлення текстури шкіри. Повну інструкцію з використання Системи для оновлення текстури шкіри див. на стор. 274. Цей 28-денний цикл процедур із застосуванням Системи для оновлення текстури шкіри рекомендується проходити раз на квартал.



ПРИМІТКА: Перед першим використанням приладу обов'язково прочитайте інструкцію та інформацію про заходи безпеки, наведені в цьому посібнику, щоб користуватися приладом належним чином й одержувати найкращі результати. Ми рекомендуємо зберегти цей посібник для використання в майбутньому.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час користування електричними приладами слід дотримуватися основних заходів безпеки. Будь ласка, ознайомтеся з наведеними нижче інструкціями перед першим використанням і збережіть цей посібник для подальшого користування.

- Цей прилад призначений лише для використання у побуті всередині приміщень. Не використовуйте його в комерційних цілях. Не користуйтеся цим приладом поза приміщеннями/на відкритому повітрі.
- Цей прилад призначений для використання виключно дорослими. Діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатнім досвідом і рівнем знань можуть використовувати цей прилад за умови, що вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо правил безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні гратися з цим приладом. Очищення приладу та догляд за ним не повинні здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Не дивіться на джерело світла увімкненого приладу.

Зміст

- Інформація про прилад
- Як заряджати прилад
- Режим «ВАКУУМ»
- Режим «СИРОВАТКА»
- Як очищувати прилад
- Тижневий графік використання Системи для оновлення текстури шкіри
- Заходи безпеки
- Технічна інформація
- Сертифікати та знаки відповідності
- Контактна інформація дистриб'ютора та виробника
- Гарантія
- Інформація про сервісне обслуговування


Інформація про прилад

Вміст упаковки

- Прилад – 1 шт.
- Підставка для приладу – 1 шт.
- Тримач резервуару для води – 1 шт.
- Насадка для вакуумного очищення шкіри (велика/маленька)
- Опукла насадка для сироватки – 1 шт.
- Зарядний кабель USB-C – 1 шт.
- Посібник користувача – 1 шт.
- Щіточка для чищення – 1 шт.



Опис приладу



Як заряджати прилад

Перед використанням: Зарядіть пристрій за допомогою кабелю USB-C, що додається. Час заряджання може відрізнятись залежно від країни та типу розетки.

Як заряджати

1. Пересвідчіться, що обидва резервуари порожні. Установіть прилад вертикально на підставку.
2. Заряджайте прилад за допомогою кабелю USB-C, що входить до складу комплекту*.
3. Під час заряджання приладу навколо кнопки ввімкнення ("POWER") відобразиться червоний індикатор. Коли прилад повністю зарядиться, червоне світло зміниться на зелене.
4. Коли процес заряджання завершиться, від'єднайте прилад від електромережі. Прилад не працюватиме, поки залишається підключеним до неї.

* Потрібен адаптер на 5 В/V (не входить до комплекту). Не використовуйте USB-адаптер для швидкісного заряджання.



Індикатор низького заряду акумулятора

Коли заряд акумулятора становитиме менше 5%, прилад подасть кілька звукових сигналів, а навколо кнопки ввімкнення блиматиме червоне світло. Прилад не працюватиме. Щоб зарядити пристрій, виконайте описані вище дії.

Увімкнення/вимкнення пристрою та зміна режимів/рівнів інтенсивності

- Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку ввімкнення ("POWER"). Білий світловий індикатор указує на те, що прилад увімкнено.
- Щоб вибрати бажаний рівень інтенсивності вакуумного очищення, натисніть кнопку ввімкнення ще раз, щоб вибрати Рівень 1; натисніть двічі для Рівня 2; або тричі – для Рівня 3.
- Щоб вибрати режим «СЕРОВАТКА», натисніть кнопку "SERUM", зойно прилад увімкнеться.
- Щоб вимкнути прилад, натисніть й утримуйте кнопку ввімкнення ("POWER") упродовж 2 секунд.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ: Ви можете вимкнути прилад у будь-який момент за першої необхідності або за власним бажанням.

Режим «ВАКУУМ» призначений для використання після застосування ARTISTRY LABS Пілінгу для оновлення текстури шкіри

Вибір насадки для вакуумного очищення шкіри

Існує два розміри Насадок для вакуумного очищення шкіри, призначені для різних ділянок обличчя.

- Маленька насадка призначена для невеликих складок/западин на кшталт ділянки навколо крил носу.
- Велика насадка призначена для великих ділянок, таких як чоло, щоки та підборіддя.

Заміна Насадки для вакуумного очищення шкіри

Перш ніж замінювати насадки, пересвідчіться в тому, що прилад вимкнено. Щоб зняти насадку з приладу, обережно потягніть її на себе. Щоб установити насадку на прилад, сумістіть точку на насадці із трикутником на приладі та з силою натисніть на неї, аби вона стала на своє місце, увійшовши в усі відповідні отвори.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ: Насадки легше замінювати сухими руками.

Рівні інтенсивності вакуумного очищення

Прилад пропонує три Рівні інтенсивності вакуумного очищення на вибір, залежно від ступеню чутливості вашої шкіри. Ми рекомендуємо починати з Рівня 1, а потім збільшувати інтенсивність вакуумного очищення залежно від того, який із них є для вас комфортним. Увімкніть прилад й оберіть відповідний Рівень інтенсивності вакуумного очищення за допомогою кнопки "POWER": натисніть на неї один раз, щоб вибрати Рівень інтенсивності 1; натисніть двічі, щоб вибрати Рівень 2; або тричі, щоб вибрати Рівень 3.

РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ	ОПИС	КОЛІР СВІТЛОВОГО ІНДИКАТОРА
Рівень 1	низький	блакитний 
Рівень 2	помірний	жовтий 
Рівень 3	високий	рожевий 

Як наповнювати Резервуар для води

1. Зніміть Кришечку-фіксатор із денця приладу.
2. Міцно тримаючись за верхню частину корпусу приладу, іншою рукою потягніть Резервуар для води вниз, щоб його вийняти.
3. Наповніть Резервуар для води до позначки максимального наповнення ("MAX").

* Не наливайте воду вище цієї лінії.

4. Вставляючи Резервуар для води назад у прилад, натисніть на нього, щоб він став на місце.
5. Поверніть Кришечку-фіксатор на денце приладу.



Інструкції з вакуумного очищення шкіри

1. Установіть на прилад обрану Насадку для вакуумного очищення шкіри.
2. Наповніть Резервуар для води.
3. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку "POWER".
4. Оберіть належний Рівень інтенсивності вакуумного очищення, повторно натиснувши на кнопку ввімкнення "POWER".

* Приладу знадобиться кілька секунд, щоб «набрати обертів» та вийти на потрібну швидкість.

5. Обережно проведіть приладом по обличчю, стежачи за тим, щоб Насадка для вакуумного очищення шкіри була в постійному щільному контакті зі шкірою. Дотримуйтесь наведеної нижче схеми догляду за різними ділянками обличчя.
6. Продовжуйте так, доки не обробите все обличчя.



ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ:

- Уникайте ділянки навколо очей.
- Не тримайте прилад на одному місці більш ніж 3 секунди.
- Якщо прилад занадто нахилити, він вимкнеться. Заново увімкніть прилад і продовжуйте процедуру.
- Припиніть користуватися приладом, якщо відчуваєте надмірний дискомфорт.
- Під час користування приладом шкіра може злегка почервоніти. Це нормально.
- Не використовуйте режим «ВАКУУМ», якщо Резервуар для води порожній.
- Спорожняйте Резервуар для відходів і заново наповнійте Резервуар для води чистою водою стільки разів, скільки знадобиться впродовж процедури. Резервуар для відходів із приладу не виймається.
- Не струшуйте, не нахилийте та не кладіть прилад, коли Резервуар для відходів наповнений водою.
- З метою заощадження електроенергії прилад автоматично вимикається після 5 хвилин роботи в режимі «ВАКУУМ». За потреби, увімкніть прилад знову і продовжте процедуру.


Коли процедуру вакуумного очищення шкіри завершено

1. Натисніть і утримуйте кнопку "POWER" упродовж 2 секунд, щоб вимкнути прилад.
2. Тримайте прилад вертикально над раковиною, а потім злегка перехиліть, щоб уникнути проливання його вмісту на руки.
3. Зніміть Кришечку-фіксатор із денця Резервуара для відходів, щоб використана вода стекла, а потім встановіть її на місце та виконуйте інструкції з очищення.
4. Пересвідчіться в тому, що прилад і Насадка для вакуумного очищення шкіри належним чином очищені та висушені.

Режим «СИРОВАТКА» призначений для використання після застосування ARTISTRY LABS Сироватки для оновлення текстури шкіри

Інструкції з догляду з використанням СИРОВАТКИ

1. Установіть Опуклу насадку для сироватки на прилад, сумістивши точку на насадці з трикутником на приладі.
2. Натискайте на опуклу насадку, доки вона не стане на своє місце, увійшовши в усі відповідні отвори.
3. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку "POWER".
4. Натисніть на кнопку "SERUM". Усередині опуклої насадки загориться червоне світло.
5. Починаючи з верхньої ділянки чола, злегка доторкніться опуклою насадкою до обличчя. Через 3 секунди прилад подасть звуковий сигнал. Перемістіть насадку на 2-3 см і повторіть процедуру, поки не обробите все обличчя.



ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ:

- Уникайте ділянки навколо очей.
- Не світіть світлодіодним світлом собі в очі. За потреби, прикрийте очі на час процедури.
- Прилад працюватиме в режимі «СИРОВАТКА» 10 хвилин, але ви можете вимкнути прилад у будь-який момент.

Коли процедуру догляду з використанням сироватки завершено

1. Натисніть і утримуйте кнопку "POWER" упродовж 2 секунд, щоб вимкнути прилад.
2. Візьміться за Опуклу насадку з боків двома пальцями та обережно потягніть за неї, щоб зняти, після чого сполосніть її водою.
3. Установіть прилад на Підставку та підключіть до електромережі.


Як очищувати прилад

Перед очищенням обов'язково вимкніть прилад.

Цей прилад слід очищувати після кожного використання, щоб уникнути нашарування шкірного жиру та інших залишків. Очищення приладу та догляд за ним не повинні здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

Режим очищення після використання режиму «ВАКУУМ»

1. Установіть на прилад велику Насадку для вакуумного очищення шкіри.
2. Наповніть резервуар для води до позначки «MAX».
3. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку «POWER», а потім натисніть й утримуйте кнопку «SERUM» упродовж 2 секунд, щоб запустити режим очищення.
4. Переверніть Опуклу насадку для сироватки та міцно притисніть її зворотною стороною до отвору великої Насадки для вакуумного очищення шкіри.
* Тримайте прилад вертикально. Якщо прилад занадто нахилити, він подасть звуковий сигнал і вимкнеться. Якщо таке станеться, тримайте прилад вертикально та повторно увімкніть його, щоб продовжити чищення.
5. Коли в Резервуарі для води закінчується вода, натисніть й утримуйте кнопку «POWER» упродовж 2 секунд, щоб вимкнути прилад.
6. Тримаючи прилад вертикально, зніміть кришечку-фіксатор із його денця, щоб спорожнити Резервуар для відходів.
7. Від'єднайте Резервуар для води та встановіть його на відповідний тримач на Підставці.
8. Зніміть велику Насадку для вакуумного очищення шкіри та обережно промийте водою обидві Насадки для вакуумного очищення шкіри, Опуклу насадку для сироватки та Кришечку-фіксатор денця.
9. Установіть прилад на Підставку та зачекайте, доки всі його складові повністю висохнуть.



Як очистити Резервуар для відходів

1. Зніміть кришечку-фіксатор із денця приладу та спорожніть Резервуар для відходів.
2. Зволожте щіточку та ретельно й обережно почистіть нею стінки Резервуару для відходів.
3. Установіть прилад на Підставку та зачекайте, доки Резервуар для відходів повністю висохне.

ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ:

- Не використовуйте мило та уникайте надмірного/агресивного протирання або чищення щіткою. Це може призвести до пошкодження приладу.
- Не струшуйте, не перехилийте та не кладіть прилад, коли Резервуар для води або Резервуар для відходів наповнені водою. Якщо в якомусь із резервуарів усе ще є вода, прилад повинен залишатись у вертикальному положенні.
- Вода може витікати зі зливного отвору. Це захищає насос від зворотного току води у випадку, коли прилад занадто перехилений, а в Резервуарі для відходів є вода.

ТИЖНЕВИЙ ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ТЕКСТУРИ ШКІРИ

Artistry Labs Система для оновлення текстури шкіри

Ця система включає два різні режими догляду: День пілінгу та День без пілінгу. Дотримуйтесь описаного нижче тижневого графіку користування косметичними засобами впродовж 4 тижнів, при цьому в жодному разі не користуйтеся Пілінгом два дні поспіль (обов'язково робіть паузу в 1-2 дні):

ДЕНЬ 1 День пілінгу	ДЕНЬ 2 День без пілінгу	ДЕНЬ 3 День без пілінгу	ДЕНЬ 4 День пілінгу
ІНСТРУКЦІ НА ДЕНЬ ПІЛІНГУ:			
<p>Уранці:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двічі натиснувши на помпу-дозатор, кінчиками пальців нанесіть Сироватку для оновлення текстури шкіри на все обличчя. Зачекайте, доки засіб цілковито вбереться шкірою і повністю висохне. <p>Увечері:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснувши 6-8 разів на помпу-дозатор, кінчиками пальців нанесіть Пілінг для оновлення текстури шкіри на очищену шкіру. Розподіліть засіб рівномірним шаром по всьому обличчю та залиште на 8 хвилин. • Ретельно вмийте обличчя водою, щоб змити весь Пілінг, а потім насухо витріть. • Скористайтесь приладом + Насадкою для вакуумного очищення шкіри, щоб видалити відмерлі клітини з поверхні шкіри та будь-які забруднення зсередини пор. Витріть шкіру насухо. • Двічі натиснувши на помпу-дозатор, кінчиками пальців нанесіть Сироватку для оновлення текстури шкіри на все обличчя. Зачекайте, доки засіб цілковито вбереться шкірою і повністю висохне. • Потім встановіть на прилад Опуклу насадку для сироватки та використовуйте його в режимі «СИРОВАТКА». 			
ДЕНЬ 5 День без пілінгу	ДЕНЬ 6 День без пілінгу	ДЕНЬ 7 День без пілінгу	
ІНСТРУКЦІ НА ДЕНЬ БЕЗ ПІЛІНГУ:			
<p>Уранці:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двічі натиснувши на помпу-дозатор, кінчиками пальців нанесіть Сироватку для оновлення текстури шкіри на все обличчя. Зачекайте, доки засіб цілковито вбереться шкірою і повністю висохне. <p>Увечері:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двічі натиснувши на помпу-дозатор, кінчиками пальців нанесіть Сироватку для оновлення текстури шкіри на все обличчя. Зачекайте, доки засіб цілковито вбереться шкірою і повністю висохне. • Потім встановіть на прилад Опуклу насадку для сироватки та використовуйте його в режимі «СИРОВАТКА». 			

Уникайте контакту з очима як засобів догляду за шкірою, так і самого приладу. Якщо раптом з'явиться стійке почервоніння, відчуття печіння або поколювання шкіри, припиніть користуватися засобом і/або вмийте обличчя водою. Після описаних вище етапів ранішнього та вечірнього догляду нанесіть на шкіру зволожувальний засіб.

Порядок використання в рамках щоденної процедури догляду за шкірою:

- **Денний догляд:** Засіб для вмивання, Тонік, Сироватка для оновлення текстури шкіри, Зволожувальний і/або Сонцезахисний засіб.
- **Нічний догляд із пілінгом:** Засіб для вмивання, Пілінг для оновлення текстури шкіри, Прилад + Насадка для вакуумного очищення шкіри, Тонік, Сироватка для оновлення текстури шкіри, Прилад у режимі «СИРОВАТКА» + Опукла насадку для сироватки, Зволожувальний засіб.
- **Нічний догляд без пілінгу:** Засіб для вмивання, Тонік, Сироватка для оновлення текстури шкіри, Прилад у режимі «СИРОВАТКА» + Опукла насадку для сироватки, Зволожувальний засіб.

Заходи безпеки



Виробник та дистриб'ютори не несуть відповідальності за поломку або пошкодження приладу, що сталися внаслідок недотримання інструкцій із його використання та попереджень і застережень, викладених у цьому посібнику.

Заходи безпеки

1. Не використовуйте прилад, якщо ви:

- маєте лицьовий імплантат (напр., металевий, силіконовий);
- страждаєте на екзему, дерматит або інші шкірні захворювання;
- вагітні або годуете грудьми.

2. Проконсультуйтеся з лікарем:

- якщо ви нещодавно перенесли операцію на обличчі;
- якщо ви перебуваєте на медикаментозному лікуванні.

3. Не використовуйте прилад на таких ділянках:

- пошкоджена, запалена або подразнена шкіра;
- місця проведеного хірургічного втручання;
- очі та ділянка навколо очей;
- там, де нещодавно (упродовж останніх 24 годин) проводилась епіляція;
- ділянки з підвищеною чутливістю до болю або сенсорними порушеннями.

Застереження

1. Щоб уникнути потенційної небезпеки пожежі, ураження електричним струмом, травм або пошкодження приладу:

- Не піддавайте прилад впливу екстремальних температур (вище 45°C або нижче 0°C), джерел тепла, прямих сонячних променів або легкозаймистих матеріалів.
- Не використовуйте для чищення легкозаймисті речовини, такі як спирт, бензин або розчинник.
- Не використовуйте прилад, якщо з нього йде дим, виділяється неприємний запах або чути незвичні звуки.
- Не кладіть прилад у мікрохвильову піч або контейнер під тиском.
- Не модифікуйте й не ремонтуйте прилад.
- Не впускайте прилад на підлогу, не кидайте та не вдаряйте його.
- Не занурюйте прилад під воду та уникайте його контакту з великою кількістю води.
- Не заряджайте прилад у місцях із високою вологістю повітря.
- Тримайте зарядний кабель / торкайтеся розетки сухими руками.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей (віком до 12 років) місці.

2. Для оптимальної роботи приладу:

- Вимикайте прилад, коли ним не користуєтесь.
- Заряджайте прилад, підключивши кабель USB-C, що входить до складу комплекту, до адаптера на 5 V/V. Не використовуйте USB-адаптер для швидкісного заряджання.
- Перед заряджанням вимикайте прилад.
- Повністю заряджайте акумулятор принаймні кожні 4 тижні, коли не користуєтесь приладом. Це допоможе подовжити термін служби акумулятора.
- Вимикайте прилад перед заміною Насадок для вакуумного очищення шкіри / Опуклої насадки для сироватки. Якщо залишити прилад увімкненим під час заміни насадок, це може призвести до його несправності.
- Не перевертайте прилад догори дном.
- Не використовуйте мийні засоби або окріп для чищення Насадок для вакуумного очищення шкіри / Опуклої насадки для сироватки, оскільки це може призвести до їх знебарвлення або корозії.
- Не піддавайте прилад або його складові впливу прямих сонячних променів упродовж тривалого періоду часу, оскільки це може призвести до знебарвлення або негативно позначитись на робочих характеристиках приладу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту: ПРИЛАД ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКИРОЮ ARTISTRY LABS™

Номер моделі: BD0030EBCOE

Номінальна напруга / вхідний струм: 3,7 V/V постійного струму / 1,4 A

Містить: літій-полімерний акумулятор ємністю 900 мА/мА

Зарядний кабель USB-C входить до складу комплекту.

Зарядний пристрій – не входить до складу комплекту.

Індикатор заряджання – наявний.

Розмір приладу (в мм/мм):

Корпус: 231,5 (В) x 52 (Ш) x 45 (Д)

Зарядна підставка: 108 (В) x 116,5 (Ш) x 76 (Д)

Вага приладу: 255 г/г (корпус), 70 г/г (підставка)

Використані матеріали:

Корпус приладу – пластик: полікарбонат (PC) + білий ABS-пластик

Резервуар для води та Резервуар для відходів: ECOZEN (чистий)

Кінчики насадок: силікон

Лінза опуклої насадки: Полікарбонат (PC)

Робоча температура: 5°C~25°C

Умови зберігання: подалі від прямих сонячних променів, в сухому, недоступному для дітей місці

Температура зберігання: -20°C~ +25°C

Акумулятор

Назва моделі: XK603048

Виробник акумулятора: DONGGUAN LEAN POWER NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD NO.198, Jin Chuan Road 2, Xie Gang Town, Dong guan, Guangdong (Китай).

Дата виробництва: зазначено окремо на акумуляторі.

Сервісний центр: 031-701-0951

СЕРТИФІКАТИ ТА ЗНАКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДУ:

Цей електричний прилад відповідає вимогам чинного законодавства України та відповідного європейського гармонізованого законодавства щодо безпеки споживачів та навколишнього середовища.



УТИЛІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ



Після закінчення терміну експлуатації цей електронний прилад має бути утилізований окремо від побутового сміття. Будь ласка, утилізуйте згідно з правилами місцевої системи переробки сміття. Правила щодо утилізації цього виробу (категорія «відходи електричного та електронного обладнання») зазначено у Європейській директиві 2012/19/EU про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), яка застосовується в Європейському Союзі та інших країнах із системами роздільного збору відходів. Це маркування на самому виробі або в супровідній літературі вказує на те, що після закінчення терміну його експлуатації цей прилад не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти завданню потенційної шкоди довкіллю або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших видів відходів і відповідально переробіть його, сприяючи екологічному повторному використанню матеріальних ресурсів. Побутові користувачі повинні звернутися до продавця, у якого вони придбали цей виріб, або до місцевої влади, щоб отримати детальну інформацію про те, де і як вони можуть здати цей виріб для екологічно безпечної переробки.

ГАРАНТІЯ:

Будь ласка, відвідайте сторінку продукту на сайті місцевого представництва Amway у вашій країні, щоб дізнатися деталі гарантійного зобов'язання.

Вироблено компанією/ Mfd. by DOCTORS TECH CO., LTD

U-Techvalley B-9/F, 25, Misagangbyeonjungang-ro 7beonan-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 12939 (Корея) for / для Access Business Group International LLC, Ada, MI 49355, USA (Аксесс Бізнес Груп Інтернешнл ЛЛК, Ейда, Мічиган, 49355, США).

Өндіруші және оның мекенжайы / Изготовитель и его место нахождения: Access Business Group International LLC, 7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355 USA. (США/АҚШ). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции/Өнімді шығару қызметінің жүзеге асырылатын жерінің мекенжайы: DOCTORS TECH CO., LTD. (Nice B/D 8F)55, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul Republic of Korea (Корея).

Произведены и распространены от/ Proizvedeno za i distributer/ Vyrobeno pro & Distributor/ Gyártva a forgalmazó számára/ Produs pentru & Distribuít de către/ Vyrobené pre & Distribuitor: Produced for & Distributed by: Access Business Group International B.V., 5928 PR Venlo, The Netherlands (Холандия/ Nizozemska/ Hollandia/ Olanda).

☎ Informacija vartotojui: +48 22 30 62 253

🇬🇧 Amway (UK) Limited, c/o Registered Office - PriceWaterhouseCoopers LLP, 1 Chamberlain Square CS Birmingham, B3 3AX, United Kingdom.

🇹🇷 İthalatçı-Dağıtıcı: Amway Türkiye Ltd. AOSB Mahallesi, 10002 Sokak, No: 9, Çiğli/İzmir;

🇺🇦 Імпортер (прийняття претензій): ТОВ «Емвей Україна», вул. Казимира Малевича, 87, м.Київ, 03150, Україна, тел.(044) 495-13-00.

ВИРОБЛЕНО В КОРЕЇ

Контактні дані Інформаційної служби:

+38 044 495 13 00

Customer Service contact information:

Ⓐᵀ +43 1 206 091 612

Ⓐᵉ +32 2 200 89 07

Ⓐᵍ +359 3 25 71 797

Ⓐᶜᵗ +41 22 7614 124

Ⓐᶻ +420 239 018 075

Ⓐᵉ +49 89 800 94 450

Ⓐᵏ +45 43 31 04 03

Ⓐᵉ + 372 8 84 00 75

Ⓐᵀ +34 9 10 50 75 20

Ⓐᶠ +358 9 7252 2257

Ⓐᵀ +30 2 11 19 87 671

Ⓐᵀ +385 1 303 19 00

Ⓐᵁ +36 1 77 77 667

Ⓐᵉ +353 1 562 11 87

Ⓐᵀ +39 02 87 10 36 03

Ⓐᵀ + 48 22 30 62 253

Ⓐᵛ +371 6 60 90 527

Ⓐᵀ +3120 203 53 82

Ⓐᵀ +47 2302 4629

Ⓐᵀ +48 2 230 622 53

Ⓐᵀ +351 2 14 70 44 00

Ⓐᵀ +40 3 737 882 32

Ⓐᵉ +46 8 5198 9544

Ⓐᵀ +421 2 686 226 31

Ⓐᵀ +386 1 584 41 00

Ⓐᵀ +90232 455 4444

Ⓐᵀ +38 044 495 13 00

Ⓐᵀ +44 20 36 842 540

www.amwayglobal.com



PAP

Exclusively from **Amway**

EU3890